

Primero limpie la piel periestomal con agua y jabón suave. El jabón no debe contener aceites ni cremas. Enjuague la zona y seque completamente dando golpecitos suaves. Antes de comenzar el proceso de aplicación, deber lavar y secar tanto sus manos como la piel alrededor del stoma, las cuales no deben tener solventes o sustancias grasas.

Aplicación de la Skin Barrier* (Protector de la piel)



Medir el estoma: Para medir el estoma utilice la guía que se adjunta y elija el tamaño adecuado del protector de la piel Esteem synergy® con ConvaTec Moldable Technology™ Skin Barrier.



Sacar el protector de la piel de la caja: aque el protector de la piel de la caja pero no quitar el papel protector transparente que cubre la tapa adhesiva circular ni papel protector blanco del área flexible.

OBSERVACIÓN: Los protectores de la piel permiten adaptar el orificio a la forma y tamaño del estoma SIN tener que usar tijeras.



Retirar el adhesivo y presionar: Para hacer el orificio y adaptarlo al estoma, ponga los pulgares (o los dedos) en el centro del orificio original y comience a aplicar el adhesivo desde el centro hacia afuera. Siga retirando el adhesivo hasta formar un orificio con la forma y el tamaño igual al estoma. No manipule ni estire el producto. Controle que la forma del orificio sea la correcta mirando a través de la abertura con papel protector transparente mientras sostiene el protector de la piel sobre el estoma.

Cuando esté seguro de que la forma el orificio del protector de la piel es similar al del estoma, retire el adhesivo presionándolo suavemente sobre sí mismo.



Aplicación de la Skin Barrier* (Protector de la piel)



Sacar el papel protector y colocar sobre la piel: Tire de la lengüeta y retire el papel protector transparente del protector de la piel. Rápidamente coloque el orificio central sobre el estoma y presione del protector de la piel para colocarla en su lugar.



Fijar el adhesivo contra el estoma: La parte adhesiva debe adherirse suavemente a la pared del estoma. Por lo tanto, si es necesario vuelva a acomodar el adhesivo sobre el estoma para que se adhiera correctamente.



Presionar y sostener: Para lograr un resultado óptimo, presione el adhesivo en la unión con el estoma para que quede mejor sellado. Repita esta operación en todo el perímetro del estoma. Luego, sostenga el adhesivo circular en su lugar durante 30 segundos como mínimo para sujetar la barrera a la piel.



Retirar el borde de papel blanco: Retire el papel protector blanco del área flexible y presione contra la piel, tratando de que no se formen arrugas.

Cómo tratar el área de lámina hidrocólode durante el uso:

- Los bordes flexibles pueden enrollarse si se humedecen. Sólo tiene que secarlo con una toalla limpia, alisar la superficie con la modo que no eliminan las arrugas y despues, presiona el área para que quede en su lugar.
- Recuerde no usar solventes, aceites ni cremas.

Colocación de la bolsa



Preparar la bolsa: Antes de colocar la bolsa, ábrala suavemente y deje entrar un poco de aire.



Sacar el papel protector: Retire el papel protector del anillo adhesivo de la bolsa.



Alinear la bolsa y colocarla: Doble el anillo adhesivo hacia atrás, coloque la mitad inferior de la zona a adherir, luego deslice los dedos sobre la parte superior asegurándose de que todo el anillo adhesivo esté cubriendo la zona. La bolsa quedará sujeta en su lugar.



Alisar la bolsa: Pase los dedos alrededor de la bolsa para que quede lisa y sin arrugas.



Sujetar la bolsa: Levante la bolsa poniendo los dedos debajo de la zona plástica a colocar y los pulgares sobre el aro adhesivo. Haga correr las yemas de los dedos y los pulgares alrededor de la zona para asegurarse de que no queden arrugas en el anillo adhesivo.

Colocación de la bolsa



Si usted está usando una bolsa InvisiClose®: Doble en cuatro la parte de la cola y ajuste en el lugar. Luego, ponga alrededor de la parte de atrás de la bolsa la lengüeta de seguridad doble y enláchela para ajustarla.



Si usa una bolsa de drenaje con clip: Doble la parte inferior de la bolsa sobre el clip sólo una vez. Presione con fuerza sobre el centro del clip hasta que se cierre y quede firme.

Si usted está usando una bolsa de urostomía: Asegúrese de que el grifo de la bolsa esté cerrado antes de acoplar la bolsa a la barrera protectora de la piel.



Acomodar o quitar la bolsa: Retirar la bolsa de la zona donde está pegada sosteniendo la lengüeta del anillo adhesivo con una mano y el borde de la zona transparente con la otra. Sacar la bolsa haciéndola rodar de arriba hacia abajo.

Quitar el protector de la piel

Para retirar el protector de la piel, levante suavemente la esquina y despéguela haciendo presión sobre la piel. Puede usar las toallitas para quitar el adhesivo AllKare® para facilitar la tarea. El sistema de ostomía Esteem synergy® se puede usar con otros accesorios ConvaTec como por ejemplo la Pasta Stomahesive®, la barrera protectora cutánea AllKare® y las toallitas para remover el adhesivo.

Para obtener más información, llame al

1-800-422-8811

Lun.-Jue. 8:30 AM–8:00 PM, ET

Vie., 8:30 AM–6:00 PM, ET

Sáb, 10:00 AM–2:00 PM, ET

www.convatec.com

* Ver el prospecto adjunto para leer las instrucciones de uso. Esteem synergy, AllKare, Stomahesive y InvisiClose son marcas registradas de ConvaTec Inc. ConvaTec Moldable Technology y Realize the possibilities son marcas de ConvaTec Inc.

© 2010 ConvaTec Inc.

AP-010239-US-SP



Realize the possibilities™