



# Инструкция по применению

## Повязки фиксирующие медицинские защитные Cath-Fix™

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13229 от 20.03.2014г. Срок действия - бессрочно.

### ОПИСАНИЕ

Повязка фиксирующая защитная медицинская Cath-Fix™ предназначена для эффективной фиксации урологических катетеров, ЭКГ-кабелей и других изделий. Материал не нарушает естественное дыхание кожи, минимизируя риск аллергических реакций. Все размерные варианты поставляются в удобной внутренней упаковке. Устанавливается на срок до 72 часов.

**Размерные варианты:** большой – 8,1x10,3см (артикул 630M-L)  
средний – 5,2x6,5см (артикул 630M-M)  
малый – 2,6x3,65см (артикул 630M-S)

### МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Основа – нетканый полипропилен розового цвета, клей – гипоаллергенный полиакриловый медицинской степени очистки.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Убедитесь в целостности упаковки. Изделие с нарушенной целостностью стерильной упаковки к использованию не допускается и должно быть уничтожено.
2. Аккуратно наклейте изделие на кожные покровы пациента, зафиксировав трубку или катетер.
3. По истечении необходимости в использовании изделия у конкретного пациента, аккуратно, без усилий, удалите его с кожных покровов больного.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте изделие после его использования согласно процедурам, принятым в лечебном учреждении.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Если по каким-либо причинам возникает необходимость в смене изделия ранее истечения срока длительности его использования, аккуратно удалите его с кожных покровов пациента, повторно обработайте и осушите кожные покровы больного и повторно наклейте изделие в соответствии с инструкцией по применению.

При появлении (крайне редко) признаков индивидуальной кожной реакции на изделие, удалите его и замените на любое другое, аналогичное по своим функциям.












### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная чувствительность к любому компоненту изделия.

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 5–30°C. Срок хранения - 3 года с момента изготовления

### СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 Номер в каталоге	 Код партии	 Использовать до	 Не использовать повторно	 Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.
 Знак соответствия при декларировании и соответствия	 Температурный диапазон	 Знак CE-марки	 Бережь от влаги	 Изготовитель
 Не допускать воздействия солнечного света		 Обратитесь к инструкции по применению		

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ConvaTec Ltd., First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, United Kingdom (Великобритания)

**Импортер/Представитель в РФ:** ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,

Космодамианская наб., д.52, стр.1.

Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94

За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00