

# Mode d'emploi

## Barrière Protectrice non-irritante Silesse<sup>MC</sup>



### Première étape

Bien agiter la bouteille avant d'utiliser le produit.  
Nettoyer et assécher complètement la peau.



### Vaporiser

Tenir à approximativement 10 cm (4 po) de la zone à protéger,  
puis appliquer une couche égale dans un mouvement de balayage.



### Laisser sécher

S'assurer que la barrière protectrice non-irritante Silesse<sup>MC</sup> est  
complètement sèche avant d'appliquer un pansement adhésif ou un  
dispositif. La barrière protectrice non-irritante Silesse<sup>MC</sup> peut être  
utilisée lors de chaque changement de pansement ou de dispositif.

**CONSEIL :** Essayez le solvant pour adhésif non-irritant en aérosol ou en  
lingettes Niltac<sup>MC</sup> pour aider à nettoyer la peau.

Code de produit	Description du produit	Dimensions du produit
420790	Barrière protectrice non-irritante Silesse <sup>MC</sup> (50 ml)	Un aérosol de 50 ml

# Mode d'emploi

## Barrière Protectrice non-irritante Silesse<sup>MC</sup>



### Première étape

Nettoyer et assécher complètement la peau.



### Ouvrir

Déchirer le sachet pour l'ouvrir, puis retirer et déplier la serviette.



### Essuyer

Essuyer délicatement la zone à protéger, puis attendre quelques secondes pour qu'elle sèche. L'appareillage peut alors être appliqué.

**CONSEIL :** Essayez le solvant pour adhésif non-irritant en aérosol ou en lingettes Niltac<sup>MC</sup> pour aider à nettoyer la peau.

Code de produit	Description du produit	Dimensions du produit
420789	Barrière protectrice non-irritante Silesse <sup>MC</sup> (30 lingettes)	Une boîte de 30 lingettes



Pour obtenir plus d'information, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à [www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.  
MC indique une marque de commerce de ConvaTec Inc.

© 2016 ConvaTec Inc.

V1405

**Silesse<sup>MC</sup>**  
Essentiel au bien-être de vos patients