

アクアセル フォーム

再使用禁止

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
【感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。】

* 【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は粘着式と非粘着式のシートタイプがあり、粘着式は防水性外層、吸収性パッド、創傷接触層及び粘着層の四層構造から成り、非粘着式は防水性外層、吸収性パッド及び創傷接触層の三層構造から成る。

名称	原材料名
防水性外層	ポリウレタン
吸収性パッド	ポリウレタン、ポリアミド
創傷接触層	CMCナトリウム
粘着層（粘着式のみ）	シリコーン

防水性外層と吸収性パッドの間は、アクリル接着剤にて接着している。

2. 機能及び動作原理

本品は滲出液を吸収・保持してゲルを形成し、創部を外部から保護し、また生体が本来有している自然治癒力を促進させる湿潤環境を形成する。ゲル状になった本品は、創部に固着せず、剥がすときに新生した組織に損傷を与えることはない。

【使用目的又は効果】

皮下脂肪組織までの創傷（III度熱傷は除く。）に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

* 【使用方法等】

1. 創部の前処置及び洗浄：

本品を貼付する前に、創傷部を生理食塩液等で洗浄し、周囲の皮膚を乾燥させる。

2. 被覆材の準備及び貼付：

- 1) 本品のサイズと形状を選択する。粘着式は中央の吸収性パッド（粘着剤で囲まれた部分）が創傷部の周囲よりも十分大きくなるようなものを選択する。
- 2) 個装から本品を取り出す。このとき創傷部接触面と粘着層にできるだけ触れないようにする。粘着式を使用する場合は剥離紙を剥がす。
- 3) 創傷部の形状に合わせて本品をカットすることもできる。
- 4) 創の上で本品を持ち、被覆材の中心を創の中心に合わせ、吸収性パッドを直接創に当てる。粘着式の場合は、粘着層の縁にしわが寄らないようにする。
- 5) 非粘着式や、粘着式をカットして使用する場合は、包帯やテープで本品を固定すること。
- 6) 踵部や仙骨部のように被覆材で覆うことが難しい部位については、専用の形状の本品を使用することができる。
- 7) 創部に使用した本品については、未使用の部分があっても廃棄する。

3. 被覆材の除去：

- *1) 臨床的に必要と判断される場合は（例：漏出、出血、疼痛の悪化、感染の疑い）、本品を交換すること。
- 2) 定期的に創部を洗浄すること。
- 3) 本品を除去する場合は、皮膚を押さえながら慎重に本品の隅を注意深く持ち上げる。この要領で全周を皮膚から浮かせ、本品をゆっくりと慎重に剥がす。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- *1) 本品又は本品の構成成分に対して過敏な人又はアレルギー反応を有する人に、本品を使用してはならない。
- 2) 本品の使用中に、創に本品が原因と推察される臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行う。また、患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても、創に感染症状が現れることがある。感染の兆候に十分注意し、臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 3) 本品を使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 4) 創周辺部に粘着剤による発赤や滲出液の貯留による浸軟を起こす場合がある。また、皮膚剥離を起こす場合もあるので、本品の使用時には十分な観察を行い、本品の関与が否定できない異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 5) 創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ、適切な交換及び処置を行うこと。
- 6) 本品は、局所管理のためだけに使用されるものであり、患者の体位変換や栄養状態の改善等も同時に実施する必要がある。従って、特に褥瘡を有する患者に対しては、本品使用開始後も全身管理を必ず継続すること。
- 7) 本品は無菌的に取扱うこと。
- 8) 十分な観察の下に使用し、累積30日を越える長期使用は避けること。

* 2. 不具合・有害事象

一般的な創傷被覆・保護材の使用において、以下の「有害事象」が起こる可能性がある。

<その他の有害事象>

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

* 3. その他の注意

- 1) 次亜塩素酸塩液や過酸化水素液等の酸化剤との併用はしないこと。（ポリウレタン成分を分解することがあるため）
- 2) 創部の状態によっては、本品交換時に不快なおいがしたり、出血による血液が混じっていることがあるので、注意して創を観察すること。
- 3) 本品の貼付により痛みがなくなるわけではない。
- 4) 多量の滲出液を伴う創に本品を使用した場合、創部の辺縁皮膚が浸軟することがあるので、適切な交換時期で交換すること。
- 5) 痂皮や壊死組織が取り除かれて創が拡大したように見えることがある。
- 6) 創部から出血が見られる場合には必ず止血処理を行うこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

*保管の条件：室温保存

高温、多湿を避ける。

*有効期間：外箱Exp参照（自己認証による）

*使用期間：単回で最長7日間（自己認証による）

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元

コンバテック ジャパン株式会社

☎ 0120-532384

*製造元：コンバテックリミテッド

ConvaTec Limited

英国



© 2016 ConvaTec Inc.