



Инструкция по применению Катетеры одноразовые для урологии

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04512 от 06.03.2013. Срок действия – бессрочно.

Данная инструкция распространяется на следующие катетеры из поливинилхлорида:

1. Катетеры Нелатона
2. Катетеры Тиманна
3. Катетеры женские

НАЗНАЧЕНИЕ

Катетеры для урологии применяются для обеспечения оттока мочи и ирригации лекарственных препаратов в просвет мочевого пузыря.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия

Форма конца катетера – определяется направлением использования изделия.

В зависимости от целей и задач применения выполняются из различных материалов, объединенных общими характеристиками: термопластичных, имплантационно нетоксичных, биосовместимых.

Катетеры Нелатона, Тиманна и женские имеют цветные коннекторы, которые служат не только для присоединения мочеприемников и других устройств, но и позволяют быстро определить размер катетера.

Материал изготовления – поливинилхлорид медицинского назначения

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений пользоваться изделием запрещается – изделие уничтожьте.
3. При необходимости – доведите до пациента информацию о сути и задачах процедуры катетеризации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

1. Размер изделия выбирается врачом, исходя из физических и возрастных характеристик пациента.
2. Вскройте упаковку изделия.

3. После предварительной обработки наружных половых органов произведите катетеризацию мочевого пузыря одноразовым урологическим катетером.
4. Соблюдайте рекомендуемую в конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
5. Подсоедините дренажное отверстие урологического катетера к коннектору соединительной трубки мочеприемного устройства.
6. Убедитесь в беспрепятственном поступлении мочи в мочеприемное устройство (при необходимости).
7. Перекручивать и пережимать наружный катетер запрещается.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукция для одноразового использования, отвечающая требованиям безопасности. Использованные изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами, регулирующими утилизацию биозагрязненной продукции.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации
Срок хранения – 5 лет с момента стерилизации

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

 REF Номер в каталоге	 LOT Код партии	 Использовать до	 Не использовать повторно	 Дата изготовления
 PCF Знак соответствия при декларировании и соответствия	 STERILEEO Стерилизация Оксидом этилена	 EC REP Уполномоченный представитель	 CE Знак CE-марки	 Изготовитель

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Unomedical s.r.o., Priemyselny park 3, 07101 Michalovce, Slovakia (Словакия)

Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1. Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94

За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00