



Catálogo de productos

Cuidados de Ostromía



ConvaTec

**El servicio de información
de ConvaTec
que te ofrece respuestas
de calidad.**

InfoTec
900 30 40 50
 infotec@convatec.com

HORARIO:
Lunes-Jueves 9:00h-13:00h y 14:00h-18:00h
Viernes 9:00h-15:00h

Clasificación ostomía	5
------------------------------	----------

COLOSTOMÍA

Sistemas de 1 pieza	10
Esteem® cerrada	10
Colohesive® Plus	12
Colohesive® Plus A	12
Tecnología de Acoplamiento Adhesivo	13
Esteem synergy® cerrada	13
Apósitos Esteem synergy®	14
Sistemas de 2 piezas	15
Consecura® Flexible cerrada	15
Colodress®	16
Colodress® Flexible	16
Mini Colodress® Flexible	16
Colodress® Plus	16

ILEOSTOMÍA

Sistemas de 1 pieza	18
Esteem® InvisiClose®	18
Ileohesive® Plus	19
Tecnología de Acoplamiento Adhesivo	20
Esteem synergy® InvisiClose®	20
Apósitos Esteem synergy®	21

Sistemas de 2 piezas	22
Consecura® Flexible abierta	22
Ileodress® Flexible	23
Ileodress® Plus	23

UROSTOMÍA

Sistemas de 2 piezas	25
Consecura® Flexible Uro	25
Consecura® Plus Uro	25
Urodress®	26
Urodress® Flexible	26

CONVEX	28
---------------	-----------

TECNOLOGÍA MOLDEABLE	30
-----------------------------	-----------

OTROS SISTEMAS

Sistemas pediátricos	32
Apósitos	33
Presentaciones hospitalarias	36
Sistemas especiales	37
Accesorios	38

CÓDIGO DE PRODUCTOS

Clasificación productos	40
--------------------------------	-----------

estoma



¿Qué es un estoma?

Es una abertura artificial en el abdomen creada quirúrgicamente para derivar la salida de las heces o la orina al exterior.

¿Qué saldrá por el estoma?

Siempre saldrán deposiciones las cuales variarán en función del tipo de ostomía que el paciente tenga. Estas deposiciones se depositarán en una bolsa.

¿Qué tipos de ostomía existen?

Existen tres tipos de ostomía que podemos clasificar en:

- Ostomías de derivación intestinal:
 - Colostomía
 - Ileostomía
- Ostomías de derivación urinaria
 - Urostomía

¿Dónde quedará ubicada la ostomía?

Si se trata de una colostomía, generalmente se ubica en el lado izquierdo del abdomen, debajo de la línea de la cintura. Si se trata de una ileostomía, generalmente se ubica en el lado derecho del abdomen.

¿Qué tipo de sistemas existen?

• Sistemas de una pieza

El protector cutáneo va unido a la bolsa y se coloca directamente en la piel.

• Sistemas de dos piezas


Compuestos por dos elementos separados, una bolsa y un apósito (protector cutáneo) que se acoplan mediante un sistema de aros.

• Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo(ACT)

Compuestos por dos elementos por separado, una bolsa y un protector cutáneo sin aros rígidos.

¿Qué es una colostomía?

Es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.



Sistemas recomendados

● Sistemas de una pieza




Esteem® cerrada

● Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos
Esteem *synergy*®
cerrada



Tecnología
moldeable

● Sistemas de dos piezas con aros



Dispositivos Consecura®
cerrada (cierre Autolock®)



Dispositivos Colodress®
(cierre Segurdress®)

Colostomía

Ileostomía

¿Qué es una ileostomía?

Es la exteriorización del íleon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.

Sistemas recomendados

● Sistemas de una pieza




Esteem® InvisiClose®

● Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos
Esteem *synergy*®
InvisiClose®



Tecnología
moldeable


● Sistemas de dos piezas con aros



Dispositivos Consecura®
abierta (cierre Autolock®)



Dispositivos Ileodress®
(cierre Segurdress®)




¿Qué es una urostomía?

Es la derivación de la orina al exterior a través de la pared abdominal, utilizando en algunos casos un fragmento intestinal.

Sistemas recomendados

● Sistemas de dos piezas con aro



Dispositivos Consecura® para urostomía
(cierre Autolock®)



Dispositivos Urodress® para urostomía
(cierre Segurdress®)

Urostomía

**Para más información
consulte nuestra página web
www.convatec.es**

**Aquí encontrará información fiable y relevante en el
cuidado de las ostomías, el cuidado de las heridas y
el manejo de la incontinencia fecal.**



Colostomía

Colostomía

**Esteem® cerrada opaca**

- Bolsa cerrada opaca de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	487561
30 mm	487587
35 mm	492918
40 mm	487595
50 mm	487603

**Esteem® cerrada transparente**

- Bolsa cerrada transp. de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	487611
30 mm	487637
35 mm	492926
40 mm	487645

**Esteem® mini cerrada opaca**

- Bolsa cerrada opaca de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Adecuada para momentos íntimos
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	487538

COLOHESIVE® PLUS
30 Bolsas



Colohesive® Plus

- Bolsa cerrada opaca de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
Rec. 19 a 64 mm	477729
32 mm	477737
38 mm	477745
45 mm	477752
50 mm	477760



Colohesive® Plus transparente

- Bolsa cerrada transp. de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
Rec. 19 a 64 mm	477778
32 mm	477786
38 mm	477794
45 mm	477802
50 mm	477810

COLOHESIVE® PLUS A
30 Bolsas




Colohesive® Plus A

- Bolsa cerrada opaca de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Adecuada para momentos íntimos
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
Rec. 19 a 45 mm	469122
25 mm	469080
32 mm	469098
38 mm	469106

Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT) 30 Bolsas



Esteem synergy® cerrada opaca

- Bolsa cerrada opaca de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados


Medida	C.N.
35 mm	494161
48 mm	494179
61 mm	494187



Esteem synergy® cerrada transparente

- Bolsa cerrada transp. de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
35 mm	494138
48 mm	494146
61 mm	494153




Esteem synergy® mini cerrada opaca

- Bolsa cerrada opaca de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
48 mm	494203


La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito



**Esteem synergy®
Stomahesive® recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito


Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062



**Esteem synergy®
Stomahesive® Flexible
recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



**Esteem synergy®
Stomahesive® Flexible**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa
- Sin uso de tijeras

Esteem synergy® Convex Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

CONSECURA®
7 Apósitos / 30 Bolsas



Consecura® Flexible cerrada opaca

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
35 mm	487454
45 mm	486035
57 mm	486043



Consecura® Flexible cerrada transparente

- Bolsa cerrada transparente anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
45 mm	486050
57 mm	486068
70 mm	486076


Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"



**Colodress®
opaca**

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los dos lados


Medida	C.N.
38 mm	432203
45 mm	432211
57 mm	432229



**Colodress® Flexible
opaca**

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
38 mm	456897
45 mm	456905
57 mm	456913
70 mm	456921



**Mini Colodress® Flexi-
ble opaca**

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Ideal para momentos íntimos
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
32 mm	456939
38 mm	456947
45 mm	456954



**Colodress® Plus
opaca**

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
38 mm	464545
45 mm	464552
57 mm	464560
70 mm	464578



Ileostomía

Ileostomía



Esteem® InvisiClose® opaca

- Bolsa abierta opaca de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en los dos lados
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	489096
25 mm	489104
30 mm	489112
40 mm	489120



Esteem® InvisiClose® transparente

- Bolsa abierta transp. de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Con filtro
- Panel de confort en un lado
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.N.
Rec. 20 a 70 mm	489088



**Ileohesive® Plus®
opaca larga**

- Bolsa abierta opaca de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
Rec. 19 a 64 mm	475699



**Ileohesive® Plus
transparente larga**

- Bolsa abierta transp. de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
Rec. 19 a 64 mm	475681



**Ileohesive® Plus
opaca corta**

- Bolsa abierta opaca de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
Rec. 19 a 64 mm	475707



Esteem synergy® InvisiClose® opaca

- Bolsa abierta opaca de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort


Medida	C.N.
35 mm	494211
48 mm	494229
61 mm	494237



Esteem synergy® InvisiClose® transparente

- Bolsa abierta transparente de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Con filtro
- Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado que queda escondido en el bolsillo del panel de confort


Medida	C.N.
35 mm	494245
48 mm	494252
61 mm	494260



Esteem synergy® Stomahesive® recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito


Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062



Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



Esteem synergy® Stomahesive® Flexible

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido con hidrocóloide en la parte más externa
- Sin uso de tijeras



Esteem synergy® Convex Moldeable

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

CONSECURA®
10 Apósitos / 30 Bolsas / 4 Pinzas



Consecura® Flexible abierta opaca

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
35 mm	486175
45 mm	486183
57 mm	487462



Consecura® Flexible abierta transparente

- Bolsa abierta transp. anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
45 mm	487470
57 mm	487488
70 mm	1103460 (●)

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"

(●) No dispensable por la Seguridad Social



**Ileodress® Flexible
opaca**

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida mm/cm	C.N.
38/28,5	459032
45/28,5	459040
57/28,5	459057
70/28,5	459065



**Ileodress® Plus
opaca**

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los dos lados

Medida mm/cm	C.N.
38/28,5	465823
45/28,5	465831
57/28,5	465849
70/28,5	465856



**Ileodress® Plus
transparente**

- Bolsa abierta transp. anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en un lado

Medida mm/cm	C.N.
45/28,5	465864
57/28,5	465872
70/28,5	465880

Urostomía

Urostomía



Consecura® Flexible Uro

- Bolsa anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Cierre automático Autolock®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
35 mm	486084
45 mm	486092
57 mm	486100



Consecura® Plus Uro

- Bolsa anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Cierre automático Autolock®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Consecura® Plus con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
70 mm	491829

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros Sistemas"


Urodress® Larga

- Bolsa larga anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en un lado


Urodress® Corta

- Bolsa corta anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en un lado


Urodress® Flexible Larga

- Bolsa larga anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado


Urodress® Flexible Corta

- Bolsa corta anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
32 mm	432393
38 mm	432401
45 mm	432419
57 mm	432427
70 mm	461350

Medida	C.N.
32 mm	432351
38 mm	432369
45 mm	432377
57 mm	432385

Medida	C.N.
32 mm	456970
38 mm	456988
45 mm	456996
57 mm	457002
70 mm	461368

Medida	C.N.
32 mm	457598
38 mm	457606
45 mm	457614
57 mm	457622



Convex

Convex

**Colodress® Convex**

- Bolsa cerrada opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en un lado
- Filtro de carbón activo

Medida	C.N.
25/45 mm	476408
28/45 mm	476416
32/45 mm	476424
34/45 mm	476432

**7 Apósitos / 30 Bolsas /
7 Toallitas limpiadoras**

**Ileodress® Convex opaca Larga**

- Bolsa abierta opaca anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Pinza segura
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
19/45 mm	473389
22/45 mm	473397
25/45 mm	473405
28/45 mm	473413
32/45 mm	473421
34/45 mm	473439

**10 Apósitos / 30 Bolsas /
10 Toallitas limpiadoras / 4 Pinzas**

**Urodress® Convex Larga**

- Bolsa de diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
19/45 mm	473306
22/45 mm	473314
25/45 mm	473322
28/45 mm	473330
32/45 mm	473348
34/45 mm	473355

**7 Apósitos / 30 Bolsas / 7 Toallitas
limpiadoras / 1 Bolsa de drenaje nocturno**

**Esteem synergy® Convex Moldeable (*)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

5 apósitos

(*1) Apósito disponible para las bolsas Esteem synergy® cerradas y abiertas. También disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas".



Tecnología moldeable

**Tecnología
moldeable**



**Esteem synergy® Convex
Moldeable ^(*)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980



**Esteem synergy®
Stomahesive® Moldeable ^(*)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa
- Sin uso de tijeras

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265

(*) Apósito disponible para las bolsas Esteem synergy® cerradas y abiertas.



Otros sistemas



Mini Colodress® Flexible pediátrico

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa abierta anatomina mini opaca
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en los dos lados

Medida	C.N.
32 mm	461467

7 Apósitos de 8x8 cm /
30 Bolsas



Ileodress® Flexible pediátrico

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa abierta anatomina mini transparente
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
32 mm	461475
45 mm	461483

10 Apósitos (8x8 cm para medida
32 mm / 10x10 cm para medida 45
mm) / 30 Bolsas / 4 Pinzas




Urodress® Flexible pediátrico

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa mini transparente
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en un lado

Medida	C.N.
32 mm	461491

7 Apósitos de 8x8 cm /
30 Bolsas /
1 Bolsa de drenaje nocturno




Stomahesive® Flexible con aro pediátrico

- Apósito pediátrico
- Sistema de cierre Segurdress®
- Protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en su parte más externa

Medida	C.N.
32 mm	461509*
45 mm	457101**

*5 Apósitos de 8x8 cm
**para esta medida se utiliza el apó-
sito para adultos de 10x10 cm.
Ver presentaciones en apósitos



Esteem synergy® Stomahesive® recortable^(*)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062



Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable^(*)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



Esteem synergy® Stomahesive® Flexible^(*)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N.
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable^(*)

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo con hidrocoloide en la parte más externa
- Sin uso de tijeras

Medida	C.N.
13-22/48 mm	496174
22-33/48 mm	496224
33-45/61 mm	496265



**Esteem synergy® Convex
Moldeable ^(*)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel


Medida	C.N.
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980



**Consecura® Flexible
con aro ^(*)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Sistema de cierre automático Autolock®

Medida	C.N.
35 mm/ 10x10 cm	488304
45 mm/ 10x10 cm	488312
57 mm/ 12,5x12,5 cm	488320
70 mm/ 12,5x12,5 cm	488338




**Consecura® Plus
con aro ^(*)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Sistema de cierre automático Autolock®

Medida	C.N.
35 mm/ 10x10 cm	488130
45 mm/ 10x10 cm	488148
57 mm/ 12,5x12,5 cm	488155
70 mm/ 12,5x12,5 cm	488163

(*) Apósito disponible para las bolsas Esteem synergy® cerradas y abiertas


(*) Apósito disponible para los sistemas Consecura® cerrada / Consecura® Abierta / Consecura® Uro



Stomahesive® con aro^{(*)3}

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Consta de cierre Segurdress®

Medida	C.N.
32 mm/ 10x10 cm	431759
38 mm/ 10x10 cm	431767
45 mm/ 10x10 cm	431775
57 mm/ 10x10 cm	431783
70 mm/ 12,5x12,5 cm	431809
100 mm/ 15x15 cm	431817



Stomahesive® Flexible con aro^{(*)3}

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en su parte más externa
- Consta de cierre Segurdress®

Medida	C.N.
32 mm/ 10x10 cm	457085
38 mm/ 10x10 cm	457093
45 mm/ 10x10 cm	457101
57 mm/ 12,5x12,5 cm	457119
70 mm/ 12,5x12,5 cm	457127



Durahesive® Convex con aro^{(*)4}

- Sistema recomendado en caso de estomas planos y hundidos
- Está formado en su parte central por el protector cutáneo Durahesive® y tejido no tejido en su parte más externa

Medida	C.N.
19/45 mm	494732
22/45 mm	494740
25/45 mm	494757
28/45 mm	494765
32/45 mm	494773
34/45 mm	494781

^{(*)3} Apósito disponible para los sistemas Colodress®/Ileodress®/Urodress®

^{(*)4} Apósito disponible para el sistema Convex



Adaptador de Baja Presión

- Anillo flexible
- Alivia la presión alrededor del estoma durante el postoperatorio
- Compatible con las bolsas y apósitos de los productos con cierre Segurdress®

Medida	C.ConvaTec
45 mm	1267211(●)
57 mm	1267512(●)
70 mm	1267523(●)
100 mm	1267524(●)

10 Adaptadores



Varilla de ostomía

- Varillas estériles para el rizo mesentérico
- Cabezal giratorio que facilita la aplicación y retirada
- Permite la opción de sutura
- Su diseño con forma de "T" ayuda a mantenerla fija en su sitio

Medida	C.ConvaTec
65 mm	1002948(●)
90 mm	1002949(●)

10 Varillas



Esteem® Post-Op estéril

- Bolsa abierta transparente de 1 pieza
- Forma redondeada
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Panel de confort en un lado Cierre InvisiClose®, un sistema práctico de apertura y cierre integrado
- El cierre de velcro queda escondido en el bolsillo del panel de confort

Medida	C.ConvaTec
100 mm	416916(●)

5 bolsas + 1 medidor de estomas

(●) No dispensable por la Seguridad Social




Bolsa Colodress® Temporal

- Bolsa abierta anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®

30 Bolsas / 4 Pinzas

Medida	C.N.
70 mm	432146
100 mm	432153



Stomahesive®

- Cuidado de ostomías y fistulas especialmente problemáticas por su perfil irregular
- Sirven de base para la aplicación del dispositivo de ostomía

3 Apósitos de 20x20 cm

Medida	C.N.
20x20 cm	431833



Stomahesive® Pasta

- Stomahesive® Pasta de triple acción protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Permite rellenar irregularidades de la piel

Medida	C.N.
Tubo 60 g	456798



Stomahesive® Polvo protector

- Ayuda a absorber la humedad mejorando la posible irritación cutánea, previniendo las fugas y favoreciendo una mayor permanencia del apósito


Medida	C.ConvaTec
Frasco 25 g	248161(●)



**Cinturón
Colodress®/Ileodress®/Urodress®**

- Cinturón diseñado para reforzar la sujeción de los sistemas de dos piezas

Medida	C.ConvaTec
1 cinturón	431734



Pinzas Ileodress®

- Pinza de máxima seguridad para bolsas abiertas

Medida	C.ConvaTec
5 unidades	431866



**Bolsa de Drenaje
Nocturno Urodress®**

- Diseñado para recolectar la orina durante la noche y evitar la necesidad de vaciar la bolsa de urostomía

Caja con 5 unidades

Medida	C.ConvaTec
1 bolsa de 2 litros	1180977(●)



Niltac™ Eliminador de adhesivo médico no irritante

- Retirada rápida, indolora y atraumática del adhesivo médico y de cualquier residuo adhesivo
- Mezcla avanzada de siliconas 100%
- Ayuda a prevenir daños en la piel, enrojecimiento o irritación
- Se seca en segundos sin dejar ningún rastro de residuos

Medida	C.ConvaTec
Spray 50 ml	TR101(●)
30 toallitas	TR102(●)



Silesse™ Protector cutáneo no irritante

- Crea una película barrera que protege la piel de los efectos agresivos y dañinos de los desechos corporales, enzimas y adhesivos
- Mezcla avanzada de siliconas 100%
- Se seca rápidamente proporcionando una duradera película de silicona
- No provoca acumulación de residuos o restos en los pliegues de la piel

Medida	C.ConvaTec
Spray 50 ml	TR104 (●)
30 toallitas	TR103 (●)



Diamonds™ Bolsitas gelificantes de heces con sistema de control de olor ActiveOne™

- Solidifican el contenido de la bolsa, lo cual ayuda a prevenir fugas, facilita un aplanado discreto de la bolsa y reduce el ruido
- Reducen el riesgo de hinchazón de la bolsa
- El sistema de control de olores ActiveOne™ reduce o elimina los gases y el olor asociado a las bolsas de ostomía

Medida	C.ConvaTec
100 Bolsitas	TR105(●)



Anillo barrera moldeable Stomahesive® Seal

- Permite conseguir un sellado seguro contra fugas y proteger la piel periestomal
- Ayuda en casos de convexidad
- No contiene alcohol
- No irritante


Medida	C.ConvaTec
48 mm Fino	172260.7(●)
48 mm Estándar	431825
98 mm Estandar	172261.4 (●)


Caja con 10 unidades


(●) No dispensable por la Seguridad Social


CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR CÓDIGO

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA		
Esteem® cerrada	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem® cerrada opaca rec. 20 a 70 mm	487561	420509
	Esteem® cerrada opaca 30 mm	487587	420499
	Esteem® cerrada opaca 35 mm	492918	420502
	Esteem® cerrada opaca 40 mm	487595	420505
	Esteem® cerrada opaca 50 mm	487603	420506
	Esteem® cerrada transparente rec. 20 a 70 mm	487611	420507
	Esteem® cerrada transparente 30 mm	487637	420497
	Esteem® cerrada transparente 35 mm	492926	420500
	Esteem® cerrada transparente 40 mm	487645	420503
	Esteem® mini cerrada opaca rec. 20 a 70 mm	487538	420508
30 Bolsas por caja			


GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® Flexible cerrada	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Consecura® Flexible cerrada opaca 35 mm	487454	403834
	Consecura® Flexible cerrada opaca 45 mm	486035	401631
	Consecura® Flexible cerrada opaca 57 mm	486043	401632
	Consecura® Flexible cerrada transparente 45 mm	486050	401633
	Consecura® Flexible cerrada transparente 57 mm	486068	401634
	Consecura® Flexible cerrada transparente 70 mm	486076	401635
30 Bolsas por caja + 7 apósitos por caja			


GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Bolsas		
Esteem <i>synergy</i> ® cerrada	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada opaca 35 mm	494161	416775
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada opaca 48 mm	494179	416779
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada opaca 61 mm	494187	416783
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada transparente 35 mm	494138	416774
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada transparente 48 mm	494146	416778
	Esteem <i>synergy</i> ® cerrada transparente 61 mm	494153	416782
	Esteem <i>synergy</i> ® mini cerrada opaca 48 mm	494203	416781
La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito. Presentación: 30 bolsas por caja			

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Apósitos		
Esteem <i>synergy</i> ®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® rec. 13 a 35 mm	494047	405484
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® rec. 13 a 48 mm	494054	405485
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® rec. 13 a 61 mm	494062	405486
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 35 mm	494070	409265
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 48 mm	494088	409266
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 61 mm	494096	409267
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 19/35 mm	496190	405490
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 25/35 mm	496216	405492
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 32/35 mm	496232	405494
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 35/35 mm	496240	405495
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 38/48 mm	496257	405496
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Flexible 45/48 mm	496273	405498
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Moldeable 13-22/48 mm	496174	416984
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Moldeable 22-33/48 mm	496224	416985
	Esteem <i>synergy</i> ® Stomahesive® Moldeable 33-45/61 mm	496265	416986
	Esteem <i>synergy</i> ® Convex Moldeable 13-22/35 mm	498964	409271
	Esteem <i>synergy</i> ® Convex Moldeable 22-33/48 mm	498972	409272
	Esteem <i>synergy</i> ® Convex Moldeable 33-45/61 mm	498980	409273
La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito. (-) No dispensable por la Seguridad Social. Presentación: 5 apósitos por caja			


GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA		
Esteem® InvisiClose®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem® InvisiClose® opaca rec. 20 a 70 mm	489096	420310
	Esteem® InvisiClose® opaca 25 mm	489104	420288
	Esteem® InvisiClose® opaca 30 mm	489112	420294
	Esteem® InvisiClose® opaca 40 mm	489120	420306
	Esteem® InvisiClose® transparente rec. 20 a 70 mm	489088	420307
30 bolsas por caja			

GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® Flexible abierta	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Consecura® Flexible abierta opaca 35 mm	486175	401636
	Consecura® Flexible abierta opaca 45 mm	486183	401637
	Consecura® Flexible abierta opaca 57 mm	487462	403835
	Consecura® Flexible abierta transparente 45 mm	487470	403836
	Consecura® Flexible abierta transparente 57 mm	487488	403837
	Consecura® Flexible abierta transparente 70 mm	1103460(●)	401638
30 Bolsas + 4 Pinzas + 10 Apósitos por caja (-) No dispensable por la Seguridad Social			

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Bolsas		
Esteem synergy® InvisiClose®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 35 mm	494211	420370
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 48 mm	494229	420374
	Esteem synergy® InvisiClose® opaca 61 mm	494237	420378
	Esteem synergy® InvisiClose® transparente 35 mm	494245	420367
	Esteem synergy® InvisiClose® transparente 48 mm	494252	420371
	Esteem synergy® InvisiClose® transparente 61 mm	494260	420375
<p>30 Bolsas por caja</p> <p>La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.</p>			

GAMA		SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Apósitos	
Esteem synergy®	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 35 mm	494047	405484
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 48 mm	494054	405485
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 61 mm	494062	405486
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 35 mm	494070	409265
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 48 mm	494088	409266
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 61 mm	494096	409267
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 19/35 mm	496190	405490
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 25/35 mm	496216	405492
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 32/35 mm	496232	405494
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 35/35 mm	496240	405495
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 38/48 mm	496257	405496
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 45/48 mm	496273	405498
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 13-22/48 mm	496174	416984
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 22-33/48 mm	496224	416985
	Esteem synergy® Stomahesive® Moldeable 33-45/61 mm	496265	416986
	Esteem synergy® Convex Moldeable 13-22/35 mm	498964	409271
	Esteem synergy® Convex Moldeable 22-33/48 mm	498972	409272
	Esteem synergy® Convex Moldeable 33-45/61 mm	498980	409273

La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito. (-) No dispensable por la Seguridad Social.
Presentación: 5 apósitos por caja

GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® para urostomía	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Consecura® Flexible Uro 35 mm	486084	401640
	Consecura® Flexible Uro 45 mm	486092	401642
	Consecura® Flexible Uro 57 mm	486100	401643
	Consecura® Plus Uro 70 mm	491829	401215
30 Bolsas + 7 Apósitos + 1 Bolsa de drenaje nocturno por caja (-) No dispensable por la Seguridad Social			


GAMA	COLOSTOMÍA		
Colodress® Convex	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Colodress® Convex opaca 25/45 mm	476408	403404
	Colodress® Convex opaca 28/45 mm	476416	403405
	Colodress® Convex opaca 32/45 mm	476424	403406
	Colodress® Convex opaca 34/45 mm	476432	403407
30 Bolsas + 7 Apósitos + 7 Toallitas limpiadoras por caja			

GAMA	ILEOSTOMÍA		
Ileodress® Convex	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Ileodress® Convex opaca larga 19/45 mm	473389	403450
	Ileodress® Convex opaca larga 22/45 mm	473397	403451
	Ileodress® Convex opaca larga 25/45 mm	473405	403452
	Ileodress® Convex opaca larga 28/45 mm	473413	403453
	Ileodress® Convex opaca larga 32/45 mm	473421	403454
	Ileodress® Convex opaca larga 34/45 mm	473439	403455
30 Bolsas + 10 Apósitos + 10 Toallitas limpiadoras + 4 Pinzas por caja			

GAMA	UROSTOMÍA		
Urodress® Convex	Nombre comercial	Código Nacional	Código ConvaTec
	Urodress® Convex larga 19/45 mm	473306	403477
	Urodress® Convex larga 22/45 mm	473314	403478
	Urodress® Convex larga 25/45 mm	473322	403479
	Urodress® Convex larga 28/45 mm	473330	403480
	Urodress® Convex larga 32/45 mm	473348	403491
	Urodress® Convex larga 34/45 mm	473355	403481
30 Bolsas + 7 Apósitos + 7 Toallitas limpiadoras + 1 Bolsa de drenaje por caja			

Nombre comercial	Unidades / Caja	Código Nacional	Código ConvaTec
Cinturón Colodress® /Ileodress® /Urodress®	1 cinturón	431734	175510
Pinzas Ileodress®	5 unidades	431866	175653
Stomahesive® Pasta	Tubo 60 g	456798	183910
Stomahesive® Polvo Protector	Frasco 25 g	248161(●)	25535
Niltac™ Spray - Eliminador de adhesivo médico no irritante	1 Spray de 50ml	(●)	TR101
Niltac™ Toallitas - Eliminador de adhesivo médico no irritante	30 toallitas	(●)	TR102
Sillesse™ Toallitas - Protector cutáneo no irritante	30 toallitas	(●)	TR103
Sillesse™ Spray - Protector cutáneo no irritante	1 Spray de 50ml	(●)	TR104
Diamonds™ - Bolsitas gelificantes antiolor	100 bolsitas por bote	(●)	TR105
Stomahesive® Seal 48mm - Anillo barrera moldeable	10 unidades por caja	431825	


(-) No dispensable por la Seguridad Social



Apósito de hidrofibra de hidrocoloide con fibra reforzante 100% CMC Na

El apósito AQUACEL[®] Extra es un apósito versátil que puede utilizarse en lesiones crónicas y agudas, con diferentes niveles de exudado

Medida	NºApósitos	C.ConvaTec	C.Nacional
5x5	10	420671	
10x10	10	420672	
15x15	5	420673	
AQUACEL cinta	5	403770	
5x5	3		480202
10x10	3		480210
15x15	3		480228
AQUACEL cinta	3		480236



Apósito de hidrofibra de hidrocoloide 100% CMC Na con plata

Los apósitos AQUACEL[®] Ag+ además de todos los beneficios de cicatrización de AQUACEL[®], presentan la tecnología Ag+ que permite su uso en lesiones con biofilm e infectadas, reduciendo la carga bacteriana y evitando la reformación del biofilm

Medida	NºApósitos	C.ConvaTec	C.Nacional
5x5 cm	10	413566	
10x10 cm	10	413567	
15x15 cm	5	413568	
20x30 cm	5	413569	
AQUACEL Ag+cinta	5	413571	
5x6 cm	3		496042
10x13 cm	3		496059
15x14,5 cm	3		496067
AQUACEL Ag+cinta	3		496075



Apósito post quirúrgico con hidrofibra de hidrocoloide

Los apósitos de cobertura quirúrgica AQUACEL® Surgical y AQUACEL® Ag Surgical reducen las complicaciones de las incisiones quirúrgicas tales como la infección superficial o la aparición de flictenas.


Medida	NºApósitos	C.ConvaTec
9x10 cm	10	412017
9x15 cm	10	412018
9x25 cm	10	412019
9x30 cm	10	420669
9x35 cm	10	412020
Apósitos con plata		
9x10 cm	10	412009
9x15 cm	10	412010
9x25 cm	10	412011
9x30 cm	10	420670
9x35 cm	10	412012

Apósito de espuma con hidrofibra de hidrocoloide

El apósito que te ofrece la simplicidad de la espuma y los beneficios clínicos de AQUACEL®.



Medida	C. ConvaTec	C. Nacional
Adhesivo		
AQUACEL® Foam 10x10cm	420680	
AQUACEL® Foam 12,5x12,5cm	420619	
AQUACEL® Foam 17,5x17,5cm	420621	
AQUACEL® Foam 21x21cm	420623	
AQUACEL® Foam talón	420625	
AQUACEL® Foam sacro	420626	
No adhesivo		
AQUACEL® Foam 10x10cm	420633	
AQUACEL® Foam 15x15cm	420635	
AQUACEL® Foam 20x20cm	420636	
Adhesivo		
AQUACEL® Foam 12,5x12,5cm		493064
AQUACEL® Foam 17,5x17,5cm		482133
AQUACEL® Foam talón		493601
AQUACEL® Foam sacro		493619
No adhesivo		
AQUACEL® Foam 10x10cm		487728
AQUACEL® Foam 15x15cm		493072





ConvaTec

Constitución 1, 3^a 08960
Sant Just Desvern (Barcelona)
www.convatec.es

© 2016 ConvaTec Inc.
®/TM son marcas de ConvaTec Inc.
AP-016919-ES
CTLG2016