



Numero verde gratuito 800.930.930

www.convatec.it

convatel.italia@convatec.com

Non solo prodotti: me+ ti aiuta a riprendere in mano la tua vita.

	Codice	Descrizione / Dimensioni	Quantità
	422160	ease™ Strips sottili 3cm x 11cm	60 pz.
	422164	ease™ Strips curve 3cm x 9 cm	60 pz.

Supporto e consulenza in ogni situazione.

Per scoprire le soluzioni che ConvaTec mette a tua disposizione,
contatta il responsabile di zona o ConvaTel al numero verde **800.930.930**



www.convatec.it
convatel.italia@convatec.com

© 2017 ConvaTec Inc.
™ indicates a trademark of ConvaTec group company. AP-018293-MM



Distribuito da
 **ConvaTec**

ease™ strips

Strisce idrocolloidal



Strips

Disegnate per assecondare ogni tuo movimento.
Pensata per una maggiore sicurezza.



Strips

L'utilizzo delle Strips garantisce maggiore tranquillità.

Le strips sono disegnate per adattarsi al corpo e seguirne tutti i movimenti.



Sicurezza

La pellicola di protezione garantisce una corretta applicazione della striscia idrocolloidale.



Flessibile e sottile (0.44 mm)

Si adatta perfettamente a tutti i movimenti del corpo.




Delicato sulla cute

Le strisce sono composte da idrocolloide.

Latex free.

Le strips vanno applicate coprendo una piccola parte della barriera cutanea: in questo modo, in caso di sollevamenti della barriera stessa, le strisce evitano irritazioni cutanee.



Resistente all'acqua e traspirante


Lo strato superficiale delle strips è resistente all'acqua: le terme, il nuoto e tutte le attività acquatiche saranno ancora più piacevoli!



Facile da applicare e rimuovere!

Rimuovere metà della pellicola protettiva e applicarla sopra i bordi della placca.

L'altra metà, andrà rimossa quando la striscia idrocolloidale è già in situ.



Misure:

 3 x 9 cm

 3 x 11 cm