



JEDNODIELNE KONVEXNÉ UROSTOMICKÉ
VRECKÁ SOFT CONVEX

Plne
hradené
zdravotnými
poistovňami

Základné príslušenstvo pre starostlivosť o stómiu

Ochranný film v spreji (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423288	30	F91153

Ochranný film obrúsky (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423282	1 (50 ml)	F91152

Odstraňovač náplastí sprej (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423289	1 (50 ml)	F91154

Obrúsky na odstraňovanie náplastí (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423281	30	F91155

Stomahesive™ ochranná pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
183910	60 g	1	F41229

Stomahesive™ ochranný zásyp

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
25535	25 g	1	F41228

Stomahesive™ adhezívna pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
129730	30 g	1	F41230

Pásy adhezívne Varimate Thin, hydrokoloidné, rovné

kód produktu	veľkosť	ŠÚKL kód
422148	5 × 11 cm	F2086A
422149	5 × 22 cm	F2087A

Pena čistiaca StomFoam®

veľkosť	ks	ŠÚKL kód
150 ml	1	F3555A

Pre bezplatné zaslanie vzorky produktu, prosím,
kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo písomne.



Eurotec

Uromate

JEDNODIELNE KONVEXNÉ
UROSTOMICKÉ VRECKÁ
SOFT CONVEX



Referencie:

1. Správa z kontroly ID# 20170426P965, dátum skúšky 28.04.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
2. Správa o biologickom hodnotení, jednodielne mäkké konvexné stomické produkty. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
3. Certifikát analýzy ION M0015037, dátum skúšky 14.02.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
4. Analýza procesu ID# TP607505, dátum skúšky 13.12.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V



Zákaznícke centrum Convatec, Unomedical, s. r. o.,
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
Navštívte www.convatec.sk

@convatecslovensko

Soft Convex a Varimate sú produkty vyrábané spoločnosťou Eurotec BV,
Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal, Holandsko; StomFoam® sú produkty vyrábané
spoločnosťou ALP Ecology s. r. o., rantišky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

© 2022 Convatec.

™ označujú registrované ochranné známky a obchodné známky skupiny spoločností Convatec. Všetky ochranné známky
tretích strán (vrátane log a ikon), na ktoré Convatec odkazuje, zostávajú majetkom ich príslušných vlastníkov. AP-56973-SVK



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Pre viac informácií
nás kontaktujte
na bezplatnom čísle
zákazníckeho centra.

convatec
— forever caring —

www.convatec.sk

Eurotec

www.eurotec.nl

Jednodielne konvexné urostomické vrecká SOFT CONVEX

UROMATE je konvexný systém urostomických vreciek od spoločnosti EuroTec. Tieto urostomické vrecká majú šetrnú a bezproblémovú priľnavosť k pokožke¹. Okrúhlu alebo oválnu konvexnú podložku je možné vystrihnúť do požadovaného tvaru a veľkosti. Je mäkká a konvexná, preto je určená na stómiu na úrovni alebo pod úrovňou pokožky alebo v prípade, keď rovná podložka podteká. Otvor podložky je pružný a ľahko natiahovateľný. Vrecká majú kontrolné okienko a mäkký netkaný materiál z vonkajšej strany.

* stómia, ktorá je na úrovni kože, vtiahnutá alebo umiestnená v kožnom záhybe




Vlastnosti podložky:

- ✓ Adhezívum šetrné k pokožke¹ s plnou hydrokoloidnou hrúbkou 0,9 mm, bez pridaných syntetických kaučukov, ktoré dokáže veľmi dobre absorbovať vlhkosť². V dôsledku toho podložka lepšie priľne a pokožka zostane v dobrom stave aj v horúcom počasí alebo počas namáhavých aktivít.
- ✓ Adhezívum je určené na použitie na neporušenú pokožku a je možné ho aplikovať aj na citlivú alebo podráždenú pokožku.
- ✓ Mäkká penová vrchná vrstva a hladký konvexný (soft convex) tvar zaručujú, že toto adhezívum je pohodlné na nosenie.



Jedinečné vlastnosti urostomických vreciek:

- ✓ Vrecká majú chlopňu proti spätnému toku moču a sú vyrobené z nešušťavej textilie.
- ✓ Běžové vrecko s kontrolným okienkom (obrázok 2), umožňuje kontrolu stómie a uľahčuje jeho aplikáciu na pokožku.
- ✓ Vrecká majú mäkký uzáver v spodnej časti vrecka, ktorý je možné zložiť pod extra vrstvu na vrecku. (obrázok 3)



Urostomické vrecká uromate s konvexnou podložkou (Soft Convex)

Konvexná podložka pre stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou. Balené po 10 kusoch.

Veľké béžové s kontrolným okienkom.

Dĺžka (zloženého) vrecka: 21 cm. objem: 500 ml.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2196A	ULTC 113B-35	422121	L	13 - 35 mm	10	plná
F2197A	ULTC 113B-44	422122	L	13 - 44 mm	10	plná

Urostomické vrecká uromate s oválnou konvexnou podložkou (Soft Convex)

Oválna konvexná podložka pre oválnu stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou. balené po 10 kusoch.

Veľké béžové s kontrolným okienkom.

Dĺžka (zloženého) vrecka: 21 cm. objem: 500 ml.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2198A	ULTCO 113B-44 (oval convex)	422131	L, oválny tvar podložky	13 - 44 x 29 mm	10	plná

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Urostómia (stómia na pravej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek

www.convatec.sk
EuroTec, kde sa spájajú vedomosti so skúsenosťami!
www.eurotec.nl