



Zákaznícke centrum ConvaTec  
Unomedical, s.r.o.  
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra  
tel.: 037/77 64 931

[www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)



Mierka na zmeranie stómie  
Esteem®  s tvarovateľnou technológiou

## Sme radi, že tvarujete!

Použite pre zmeranie vašej stómie  
a objednanie správnej veľkosti produktu.

**Esteem®** s tvarovateľnou technológiou™  
uzavreté alebo výpustné



### Stredné 20 – 30 mm:

priehľadné, výpustné s filtrom F92941  
nepriehľadné, výpustné s filtrom F92943  
nepriehľadné, uzavreté s filtrom F93147


### Veľké 30 – 40 mm:

priehľadné, výpustné s filtrom F92942  
nepriehľadné, výpustné s filtrom F92944  
nepriehľadné, uzavreté s filtrom F93148


### Extra veľké 40 – 50 mm:

nepriehľadné, uzavreté s filtrom F94734


### Stredné 20 – 30 mm



### Veľké 30 – 40 mm



### Extra veľké 40 – 50 mm



Viac informácií získate na našej bezplatnej linke  
alebo na [www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)



Vyberte si veľkosť **strednú**, ak má vaša stómia niektorú z hore zobrazených veľkostí.

Vyberte si veľkosť **veľkú**, ak má vaša stómia niektorú z hore zobrazených veľkostí.

Vyberte si veľkosť **extra veľkú**, ak má vaša stómia niektorú z hore zobrazených veľkostí.