

# TRYGGA RELATIONER HÅLLER OSS STARKA



Natura<sup>®</sup>  
& Natura<sup>®</sup> 

2-DELSBANDAGE

# BEKVÄMLIGHET. KONTROLL. SINNESRO.



## Livet startar med en trygg relation mellan dig och din påse

Natura® 2-delssystem (Natura® och Natura®+) är ett brett utbud av hudskyddsplattor och påsar som används tillsammans. Detta möjliggör mångsidighet genom att anpassa matchningen mellan hudskyddsplatta och påse efter ditt specifika behov och stomityp.

### BRETT UTBUD

- Alla hudskyddsplattor har vår starka och hudvänliga häfta och finns som uppklippbara, förstansade och formbara.
- Påsarna finns som slutna, tömbara och för urostomi.

## Natura® Hudskyddsplattor

*“Jag provade Natura® konvex hudskyddsplatta eftersom den stödjer min inbuktning på magen. Inga läckage, det vill jag betona - inte ett enda läckage. Min hud har återhämtat sig. Jag fick mitt liv tillbaka, mina vänner och familj fick mig tillbaka!”*

— Collene


## En trygg relation mellan din hud och din platta

### Skapad för att stoppa irritation innan det börjar

Vi skapade avancerade hydrokolloider och revolutionerade stomivården. Vi har erfarenheten av att hålla huden frisk runt stomin.

### Stomahesive® och Durahesive® hjälper till att hålla huden frisk och ge trygghet och komfort

Stomahesive® är designad för mer frekvent borttagning och vid fast innehåll.



Durahesive® är designad för längre användningstid och vid löst innehåll. Sväller upp i kontakt med vätska och skapar en mer säker tätning runt stomin.



## Natura® Hudskyddsplattor

### Lär dig mer om ConvaTec Moldable Technology™ formbara hudskyddsplattor

#### Ingen klippning, ingen oro

Formar sig efter stomin för en perfekt passform varje gång.


#### Designad för patienter:

- Som har stora, runda, ovala eller oregelbundna stomier.
- Med fingerfärdighetsproblem som har svårt att klippa.

### ConvaTec Moldable Technology™ är kliniskt bevisat att förhindra och förbättra peristomal hudirritation<sup>1</sup>

• 86% av stomianvändare som bytt till Moldable Technology™ har fått friskare hud.<sup>1</sup>

• 95% av nya stomianvändare bevarade frisk hud.<sup>1</sup>



### Lär dig mer om Natura® konvexa hudskyddsplattor

#### En säker tätning mellan påsen och huden<sup>1</sup>

Designad för att hjälpa personer med en oregelbunden stomi eller vars buk har förändrats.

Ett konvext alternativ kan göra tätningen mellan huden och påsen ännu mer säker.

#### Är Natura® konvex rätt för dig?

Natura konvexa produkter är lämpliga för att tillgodose behoven hos alla olika stomityper:



#### Tillbakadragen stomi

Din stomi är i nivå med huden<sup>2</sup>



#### Retraherad stomi

Din stomi är under hudnivå eller delvis i hudnivå<sup>3</sup>



#### Hudveck

Din stomi är djupt inuti ett hudveck<sup>1</sup>




#### Mjuk buk

Din mage behöver ett stadigt stöd för att stabilisera påssystemet<sup>2</sup>

Referens: 1. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, CWOCN-AP; and Karin Holzel-Piontek, RN; The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study, Ostomy Wound Management 2014;60(12):16-26.

Referenser: 1. Turnbull, GB. The convexity controversy. Ostomy Wound Manage. 2003; 49(1): 16-26. www.o-wm.com/article/1203. Accessed 29 Feb, 2016. 2. Boyd, K. Clinical Protocols for Stoma Care – Use of convex appliances. Nursing Standard. 2004; 18(20): 37-38. 3. Burch, 2011: Management of Stoma Complications. NursingTimes.net. 10 Nov 2011.

## Natura® Kopplingsystem




## En trygg relation är en säker koppling mellan plattan och påsen

### Du kan känna dig säker med kopplingen

Varumärket Natura® (Natura® och Natura®+) är ett omfattande sortiment av hudskyddsplattor och påsar som kopplas ihop med en plastring som kallas klick-koppling.

- Säkerhet mot läckage och olyckor.
- När du hör “klicket” vet du att påsen sitter fast ordentligt.



## Natura® Kopplingsystem


## Lär dig mer om Natura® lyftbar ring

### En enklare koppling

- Ger två gånger mer fingerutrymme än någon annan ring.<sup>1</sup>
- Anpassar sig efter kroppens konturer samtidigt som den förblir diskret.
- Förhindrar onödigt tryck eller trauma för nyopererade patienter.

### Natura® lyftbar ring finns tillgänglig som:

- Stomahesive® Moldable formbar platta.
- Durahesive® Moldable formbar platta.



Referens: 1. Clinical Evaluation of Sur Fit Natura Cut to Fit Skin Wafers Gillian Seaton. Technical data on file, reference document WHRI3940 TA238 2014.



*“Det bästa är att hörnen är konturerade och stängningen viks till och med in i en ficka som känns säker och håller allt platt och diskret. Aldrig mer obekvämt!”*

— Kathy

## En trygg relation med den rätta påsen

### Hitta komfort i en bättre påse — Natura®

Det är detaljerna som spelar roll: Våra förbättrade funktioner på Natura®+ påsarna skapades med hjälp av feedback från 1000 sår-, stomi- och kontinenssjuksköterskor<sup>1</sup> och 400 patienter.<sup>2</sup>




#### InvisiClose™ påslås

Säker och lättanvänd stängning.



#### Ficka (Lock-it Pocket™)

Viks ut och in för att dölja påslåset.




#### Påsmaterial

Mjukt och bekvämt material som är vattentätt och torkar snabbt.

## Hitta den rätta påsen!

### Sluten.



Påsarna finns med och utan inspektionslucka i Standard-storlek

#### Tömbar



#### Urostomi



#### Andra tillgängliga påsar:



#### Höga flöden

Extra stor med backventil  
Avtappningsrör med lock

FÄRGMOD				
RINGSTORLEK	38 mm	45 mm	57 mm	70 mm



### Natura®+ PÅSE

Sluten | Beige  
• Antal - 30  
• Filter (Inkl. filterskydd)

Ringstorlek	Storlek	Med inspektionslucka Svenskt vrn	Med inspektionslucka ConvaTec kod	Utan inspektionslucka Svenskt vrn	Utan inspektionslucka ConvaTec kod
● 38 mm	Liten	738345	421795		
	Standard	738349	421678	731531	416403
	Stor	738353	421799		
● 45 mm	Liten	738346	421796		
	Standard	738350	421680	731532	416406
	Stor	738354	421800		
● 57 mm	Liten	738347	421797		
	Standard	738351	421682	731533	416409
	Stor	738355	421801		
● 70 mm	Standard	738352	421798	731534	416412
	Stor	738356	421802		



Natura®+ PÅSE  
Tömbar | Invisiclose™  
pÅslås | Standard | Beige  
• Antal - 10  
• Filter (Inkl. filterskydd)

Ringstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	731547	416415
● 45 mm	731548	416417
● 57 mm	731549	416420
● 70 mm	731550	416423



Natura® PÅSE  
Tömbar | PÅsklÄmma | Beige  
• Antal - 10  
• Utan filter

Ringstorlek	Storlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	Liten	730238	125916
	Standard	730256	125926
	Liten	730239	125917
● 45 mm	Standard	730257	125927
	Liten	730255	125918
● 57 mm	Standard	730259	125928
	Standard	730264	125929



Natura® PÅSE  
Tömbar | Extra stor | Beige  
• Antal - 5  
• Utbytbar filter

Ringstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 45 mm	737720	404137
● 57 mm	737721	404138
● 70 mm	737722	404139




Natura® PÅSE  
UrostomipÅse | Accuseal®-  
avtappning | Beige  
• Antal - 10

Ringstorlek	Storlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	Standard	730226	401552
	Liten	730218	401549
● 45 mm	Standard	730227	401553
	Standard	730228	401554



Natura®+ PÅSE  
UrostomipÅse |  
Mjuk avtappning | Klar  
• Antal - 30

Ringstorlek	Storlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 45 mm	Liten	736661	421079
	Standard	736663	420457
● 57 mm	Standard	736664	420460
	Standard	736665	420462



Natura® PLATTA  
Moldable formbar |  
Hydrokolloid hÄfta  
• Stomahesive® & Durahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Stoma-/Durahesive®	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 45 mm	13-22	Stomahesive®	731484	411801
		Durahesive®	731480	411800
● 45 mm	22-33	Stomahesive®	731485	411803
		Durahesive®	731481	411802
● 57 mm	33-45	Stomahesive®	731486	411805
		Durahesive®	731482	411804
● 70 mm	45-56	Stomahesive®	731487	411807
		Durahesive®	731483	411806



Natura® PLATTA  
Moldable formbar |  
AkrylathÄfta hÄfta | Konvex  
• Durahesive®.  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 45 mm	13-22	731516	404592
	22-33	731517	404593
● 57 mm	33-45	731518	404594



Natura® PLATTA  
Moldable formbar |  
Hydrokolloid hÄfta |  
Lyftbar ring  
• Stomahesive® & Durahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Stoma-/Durahesive®	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 57 mm	13-22	Stomahesive®	734743	421033
		Durahesive®	734740	421039
● 57 mm	22-33	Stomahesive®	734744	421034
		Durahesive®	734741	421040
		Stomahesive®	734745	421035
● 70 mm	33-45	Durahesive®	734742	421041



Natura® PLATTA  
AkrylathÄfta hÄfta | Konvex  
• Durahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 45 mm	13	731504	413177
● 45 mm	16	731505	413178
● 45 mm	19	731506	413179
● 45 mm	22	731507	413180
● 45 mm	25	731508	413181
● 45 mm	28	731509	413182
● 45 mm	32	731510	413183
● 45 mm	35	731511	413184
● 57 mm	38	731512	413185
● 57 mm	41	731513	413186
● 57 mm	45	731514	413187
● 57 mm	50	731515	413188



Natura® PLATTA  
Stomahesive® & Durahesive® |  
Uppklippbar  
• Stomahesive® & Durahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Stoma-/Durahesive®	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	13-25	Stomahesive®	731492	401574
		Durahesive®	731488	413154
● 45 mm	13-32	Stomahesive®	731493	401575
		Durahesive®	731489	413155
● 57 mm	13-45	Stomahesive®	731494	401576
		Durahesive®	731490	413156
● 70 mm	13-57	Stomahesive®	731495	401577
		Durahesive®	731491	413157



Natura® PLATTA  
Stomahesive® | Flexible |  
AkrylathÄfta | Uppklippbar  
• Stomahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	13-25	731496	125263
● 45 mm	13-32	731497	125264
● 57 mm	13-45	731498	125265
● 70 mm	13-57	731499	125266



Natura® PLATTA  
Stomahesive® | Flexible |  
Hydrokolloid hÄfta |  
Uppklippbar  
• Stomahesive®  
• Antal - 10

Ringstorlek	HÅlstorlek	Svenskt vrn	ConvaTec kod
● 38 mm	13-25	731500	410294
● 45 mm	13-32	731501	410295
● 57 mm	13-45	731502	410296
● 70 mm	13-57	731503	410297

*“Stomispecialister inom me+™ lyssnar på de problem jag stöter på. De frågade om jag var aktiv, vilka krav jag ställer på min påse, formen på min stomi samt hur huden runt min stomi ser ut. Jag är jättenöjd!”*



me+ programmet ger verktyg och råd för att göra livet med stomi enklare och mer tillfredsställande. Med produkter och stöd efter behov, tips och råd samt en gemenskap av professionella och andra som lever med stomi.



**Bli medlem i me+ kostnadsfritt idag**

Ring **020-21 22 22** eller besök [convatec.se/forms/enroll-in-meplus](https://convatec.se/forms/enroll-in-meplus)



**ConvaTec**

Stomivård

För mer produktinformation besök [convatec.se](https://convatec.se)  
eller kontakta oss på **020-21 22 22** eller [convatec.kundservice@convatec.com](mailto:convatec.kundservice@convatec.com)

**ConvaTec (Sweden) AB** - Box 15138 - 167 15 Bromma

©2021 ConvaTec Inc. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.  
AP-032709-MRL-GBL