


Natura

İki Parçalı Ostomi Sistemi


Natura  zor şartlar altında bile güvenebileceğiniz, uzun ömürlü, yüksek performanslı bir ostomi sistemidir. Torba – adaptör bağlantısı klik sesi ile birbiri içine geçerek güvenli oturuş sağlar.



Boşaltmalı,
Boşaltmasız Torbalar



ConvaTec Moldable Technology™
Elle Şekil Verilen Adaptör



Kesilebilen Adaptörler



ConvaTec

Tüm Natura Adaptörler Natura ve Natura  Torba Sistemleri ile Uyumludur.

Natura+ Özellikleri :

Akıllı Filtre

Filtre üzerindeki şeffaf koruyucu film tabaka ve valf sistemi sayesinde kokuyu filtrelerken sadece gazın dışarı çıkması sağlanır. Koruyucu tabaka, filtreye gaita bulaşını engeller, tam performansla çalışan filtre torbanın şişmeden düz kalmasına olanak tanır.

Konfor sağlayan dış yüzey

Dokumasız materyalden üretilmiştir, sürtünmeye dayanıklıdır, su tutmaz, çabuk kurur, terlemeyi önler.

Modern Şekil

Modern, yuvarlaklaştırılmış şekli ile vücut hatlarına daha uyumludur.

Kod numarası

Torba üzerinde basılı kod numarası sayesinde ayırt etmesi daha kolaydır.

Saklama Cebi

Yeni saklama cebi, torba boyutunu kapalı torba boyutuna küçülterek daha kolay ve çok yönlü bir kullanım sağlar.

Katla-Kilitle Sistemi

InvisiClose® torbalardaki Katla-Kilitle sistemi, benzersiz bir şekilde ek güvenlik sağlar. Klips kullanımı gerektirmeyen, özel üretim birbiri içine geçen dişlerden oluşan sistem, güvenli bir kullanım sağlar; ıslansa da kapanabilir, kirlense de kolay temizlenir, koku tutmayan materyalden yapılmıştır.

TORBALAR	KOD	Ürün	Kutu içi Adet	Barkod
NATURA+ Boşaltmasız Filtreli Opak Torba	416403	38 mm	30	768455113927
	416406	45 mm	30	768455113958
	416409	57 mm	30	768455113989
	416412	70 mm	30	768455114016
NATURA+ Boşaltmalı InvisiClose® Şeffaf Torba	416421	70 mm	10	768455114108
	416472	100 mm	10	768455115785
NATURA+ Boşaltmalı Filtreli InvisiClose® Opak Torba	416415	38 mm	10	768455114047
	416417	45 mm	10	768455114061
	416420	57 mm	10	768455114092
	416423	70 mm	10	768455114122

ADAPTÖRLER	KOD	Ürün	Kutu içi Adet	Barkod
NATURA Stomahesive Adaptör	401981	38 mm	5	768455120765
	401982	45 mm	5	768455120772
	401983	57 mm	5	768455120789
	401984	70 mm	5	768455120796
	401906	100 mm	5	768455095124
NATURA+ Esnek Adaptör	125263	38 mm	10	768455120475
	125264	45 mm	10	768455120482
	125265	57 mm	10	768455120499
	125266	70 mm	10	768455120505
NATURA Flat Moldable Adaptör	411811	22/45 mm	5	768455121045
	411809	13/45 mm	5	768455121021
	411813	33/57 mm	5	768455121069
	411815	45/70 mm	5	768455121083



ConvaTec

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd.Şti.

Bayar Cad., Şehit İlnur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:5/3 34742, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
Tel : 0 216 416 52 00 Fax : 0 216 416 28 30 www.convatec.com.tr Tic.Sic.No: İstanbul 693245