



2012

Catalogue de produits

En vigueur le 1^{er} Septembre 2011

1-800-465-6302
www.convatec.ca

Convatec 



ConvaTec

Centre des relations avec la clientèle : Qui sommes-nous ?

Le Centre des relations avec la clientèle (CRC) est une communication directe avec le personnel sur les soins des stomies, des plaies et de la peau ainsi que continence et soins critiques.

Pour les professionnels de santé :

- Information clinique et données techniques sur nos produits
- Information sur les nouveaux produits
- Échantillons pour vos patients
- Documentation pour les patients sur les soins des stomies, soins de la peau, continence et soins critiques
- Expertise sur les soins des plaies

Pour les détaillants :

- Assistance technique et information sur les produits
- Échantillons pour vos clients
- Contact avec les gestionnaires de territoire

Pour les personnes vivant avec une stomie :

- Échantillons de produits
- Documentation utile
- Conseils d'experts sur les soins de leur stomie

L'équipe du CRC :

Agents de liaison, y compris des infirmières autorisées



1-800-465-6302

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE)

Télécopieur sans frais : 1-877-437-1777

Vous pouvez aussi nous joindre par notre site Web à www.convatec.ca
ou directement par courriel à convatec.canada@convatec.com

TABLE DES MATIÈRES

	Page
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (modalités de vente).....	4
INFORMATION POUR COMMANDER	5
PRODUITS POUR SOINS DES STOMIES	
Appareillages pour stomies Natura ^{MD} (collerette à pression)	6
Appareillages pour stomies Esteem <i>synergy</i> ^{MD}	18
Appareillages pour stomies Active Life ^{MD}	23
Appareillages pour stomies SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} (collerette verrouillable)	26
PRODUITS POUR SOINS PÉDIATRIQUES	
Appareillages pour stomies Little Ones ^{MD} à une pièce	29
Appareillages pour stomies Little Ones ^{MD} à deux pièces	30
Appareillages pour stomies avec Technologie de couplage adhésif ^{MC}	31
PRODUITS POUR SOINS DES STOMIES - PROTECTION CUTANÉE ET ACCESSOIRES	
Barrière cutanée, poudre protectrice et pâte Stomahesive ^{MD}	32
Serviettes AllKare ^{MD}	32
Bandelette Stomahesive ^{MD}	33
Enduit protecteur oral Orabase ^{MD}	33
Adhésif pour dentiers Orahesive ^{MD} (poudre).....	33
Protecteur et barrière cutanés Eakin Cohesive ^{MD}	34
Appareillages d'irrigation Visi-Flow ^{MD}	35
Trousse pour drainage nocturne & tube pour récipient	36
Adaptateur Accuseal ^{MD}	36
Ceinture et attaches pour appareillages de stomie	36
APPAREILLAGES ET TROUSSES POSTOPÉRATOIRES	
Trousse postopératoires Natura ^{MD}	37
Trousse postopératoires Esteem <i>synergy</i> ^{MD}	37
Trousse postopératoires SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD}	37
Appareillages et trousse postopératoires Gentle Touch ^{MD}	38
Tiges Cintrées ConvaTec.....	38
SACS POUR FISTULES ET PLAIES	
Sacs Eakin Cohesive ^{MD} pour fistules et plaies	40
PRODUITS DE CONTINENCE ET SOINS CRITIQUES	
Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD} FMS.....	41
DISPOSITIF DE FIXATION	
FLEXI-TRAK ^{MD} Anchoring Device.....	41

ABSORPTION DE L'EXUDAT

Pansements absorbants cavitaires, antimicrobien et couvre-pansement absorbant

Pansement AQUACEL ^{MD} Hydrofiber ^{MD}	42
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag Hydrofiber ^{MD}	42
Pansement AQUACEL ^{MD} EXTRA ^{MC}	43
Pansement Versiva ^{MD} XC ^{MD}	43
Pansement AQUACEL ^{MD} SURGICAL Hydrofiber ^{MD}	44
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag SURGICAL Hydrofiber ^{MD}	44
Pansement AQUACEL ^{MD} Ag BURN	45
Pansement AQUACEL ^{MD} BURN	45

Couvre-pansements absorbants et pansement absorbant cavitaire

Couvre-pansement absorbant adhésif CombiDERM ACD ^{MD}	46
Couvre-pansement absorbant CombiDERM ^{MD} NON ADHÉSIF	46
Pansement anti-odeurs CarboFlex ^{MD}	46
Pansement d'alginate de calcium KALTOSTAT ^{MD}	46

RETENTION DE L'HUMIDITÉ

Pansement hydrocolloïde DuoDERM <i>Signal</i> ^{MD}	47
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Extra-Mince	47
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD}	48
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Border	48
Pansement hydrocolloïde DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD}	48

HYDRATATION ET REMPLISSAGE DES PLAIES

Gel DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD}	49
Pâte DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD}	49

COMPRESSION

Bandage de forte compression SurePress ^{MD}	50
Bandage absorbant SurePress ^{MD}	50

SOINS DE LA PEAU

Produits pour le bain et nettoyants périnéaux Aloe Vesta ^{MD} & Sensi-Care ^{MD}	51
Hydratation et protection de la peau Aloe Vesta ^{MD} & Sensi-Care ^{MD}	52

GLOSSAIRE	53
------------------------	----

INDEX ALPHABÉTIQUE	55
---------------------------------	----

INDEX NUMÉRIQUE	58
------------------------------	----

RESSOURCES UTILES	63
--------------------------------	----

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISES	64
--	----

SYSTÈME DE CODAGE DES EMBALLAGES	65
---	----

^{MD} Marque déposée de ConvaTec Inc.

^{MC} Marque de commerce de ConvaTec Inc.

Utilisation autorisée au Canada pour ConvaTec Inc.

Produits Eakin Cohesive^{MD}: marque déposée de T.G. Eakin Limited.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Remarque: Afin d'éviter tout malentendu possible et de protéger les intérêts de nos clients, nous vous prions de lire attentivement les modalités de vente qui sont indiquées ci-dessous. Le non-respect de ces modalités pourrait entraîner la suspension de votre compte.

MODALITÉS DE VENTE

PRIX ET MODALITÉS DE VENTE

Les prix et modalités indiqués annulent et remplacent ceux qui sont affichés dans toutes les listes de prix précédentes. Étant donné les fluctuations du marché, les prix peuvent être modifiés sans préavis. **RESTRICTION À L'ACHAT ET À LA VENTE** : Les commandes de produits ConvaTec doivent être effectuées via notre bureau de commandes Canadien en composant le 1-866-987-1471 ou par l'intermédiaire d'un distributeur qui achète **directement de chez ConvaTec Canada**. Ces produits **ne doivent pas être distribués ou revendus à l'extérieur du Canada** ou à quiconque, selon le client, est susceptible d'une telle pratique.

MODALITÉS DE PAIEMENT

30 JOURS À PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURATION.

Les transferts de fonds électroniques sont disponibles, veuillez contacter le bureau des commandes de produits.

MODIFICATION DE PRIX

La marchandise sera facturée au prix en vigueur à la date de la réception de la commande, sans exception. Toute différence de prix devra être réclamée dans un délai de 60 jours.

ENVOIS MINIMAUX ET FRAIS DE TRANSPORT

Toutes les commandes de produits ConvaTec d'au moins 700,00 \$ net sont expédiées, port payé, par l'expéditeur choisi par le vendeur. Les frais supplémentaires d'expédition, occasionés par les services spéciaux réclamés par le client, sont ajoutés à la facture.

EXPÉDITIONS

Les marchandises deviennent la propriété du client lorsqu'elles lui sont remises.

MARCHANDISES MANQUANTES, ENDOMMAGÉES OU PERDUES

Les marchandises prêtes pour l'expédition quittent le dépôt en bon état. Toute réclamation pour articles endommagés, déparés ou perdus en cours de transport doit être transmise aussitôt à la compagnie chargée de l'expédition. Nous fournirons à nos clients l'assistance nécessaire au règlement de ces réclamations ainsi qu'à l'établissement de la preuve de livraison pourvu que la demande soit reçue dans les 21 jours de la facturation de la date d'expédition. **TOUS LES FRAIS SERONT CHARGÉS AU CLIENT SI LA PREUVE DE LA LIVRAISON EST ÉTABLIE.**

POLITIQUE DE RETOURS DE MARCHANDISE

Vous **DEVEZ** obtenir une autorisation écrite du Bureau des commandes pour retourner un article (téléphone : 1-866-987-1471). Cette autorisation sera confirmée et le crédit sera accordé seulement après que ConvaTec aura inspecté la marchandise retournée. **VOUS NE RECEVREZ AUCUN CRÉDIT POUR LES ARTICLES RETOURNÉS S'ILS NE S'ACCOMPAGNENT PAS D'UN NUMÉRO OU D'UN DOCUMENT D'AUTORISATION DE RETOUR.**

- Toute marchandise retournée aux fins de crédit doit être expédiée port payé dans son contenant d'origine non ouvert. Les contenants seulement partiellement remplis ou ceux dont le sceau, la boîte ou l'étiquette sont abîmés ou manquants ne seront crédités en aucun cas. Les produits doivent être emballés soigneusement avec d'être expédiés aux bureaux de ConvaTec; si le contenant ou le produit sont endommagés, même légèrement, ce dernier ne sera pas crédité.
- Les produits expédiés par ConvaTec Canada par erreur seront entièrement crédités s'ils lui sont retournés dans un délai de 21 jours à partir de la date de facturation, fret payable à destination.
- Les produits commandés par erreur seront entièrement crédités s'ils sont retournés, port payé, dans un délai de 21 jours à partir de la date de facturation.
- ConvaTec exigera des frais de gestion (pour reconstitution de stocks) équivalant à 15 % du montant facturé ou du plus bas prix de la présente liste de prix.
- Tous les produits retournés doivent avoir été achetés au cours des 12 mois précédents.
- Tous les produits retournés doivent avoir une durée de vie de stockage restante d'au moins 3 mois.
- Tous les produits retournés doivent avoir été reçus, par ConvaTec, dans un délai de 21 jours après l'envoi de l'autorisation écrite.
- Les produits retirés du marché depuis 6 mois ou plus suivant la date de l'avis de ce retrait par ConvaTec, y compris les offres spéciales, ne seront ni crédités ni échangés.
- Les produits qui ont été endommagés lors d'un incendie, d'une inondation, d'une vente de liquidation ou de faillite ou ceux qui ont été retournés par une autre personne que l'acheteur original ne seront ni crédités ni échangés.

ÉTIQUETTES ET CARTONS

En aucun cas nous ne fournissons séparément des étiquettes ou des cartons portant le nom de notre firme.

TAXES

Les taxes provinciales et/ou **TPS, TVH, TVQ** seront chargées en sus, si applicables.

NOS REPRÉSENTANTS N'ONT PAS LE DROIT DE MODIFIER CES MODALITÉS.

ConvaTec

Information pour commander

BUREAU DES COMMANDES - TÉLÉPHONE : 1-866-987-1471

TÉLÉCOPIEUR : 1-866-987-1472

POUR JOINDRE LE CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DE CONVATEC :

TÉLÉPHONE : 1-800-465-6302

TÉLÉCOPIEUR : 1-877-437-1777

COURRIEL : convatec.canada@convatec.com

SITE WEB : www.convatec.ca

RETOUR DE MARCHANDISES

Les retours de marchandises doivent être envoyés à:

ConvaTec Canada
DÉPARTEMENT DES RETOURS
1375, rue Newton
Boucherville, QC
J4B 5H2

SERVICE DE COMPTES-CLIENTS

Afin d'accélérer et de faciliter le paiement de votre compte, veuillez faire parvenir votre remise à l'adresse suivante. Ceci s'applique pour les chèques seulement.

TORONTO

ConvaTec Canada Ltd.
Boîte postale 15000
Station postale "A"
Toronto, ON
M5W 1C1



1425, route TransCanadienne, Suite 250 - Dorval, QC H9P 2V3 Tél: (514)-822-5900 Télécopieur : (514)-822-5910 (Finance)

www.convatec.ca



Guide pour établir la taille des appareillages à deux pièces Natura^{MD}

Barrières cutanées avec collerette														
Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	32 mm 1 1/4 po	35 mm 1 3/8 po	38 mm 1 1/2 po	45 mm 1 3/4 po	50 mm 2 po	57 mm 2 1/4 po	64 mm 2 1/2 po	70-90 mm 2 3/4-3 1/2 po
Taille de la collerette	32 mm 1 1/4 po		38 mm 1 1/2 po		45 mm 1 3/4 po		57 mm 2 1/4 po		70 mm 2 3/4 po		100 mm 4 po			

NOTE: Toujours choisir une barrière cutanée avec collerette d'au moins 13 mm (1/2 po) **plus large** que le diamètre de la stomie.

Barrières cutanées malléables avec collerette											
Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	33 mm 1 1/4 po	38 mm 1 1/2 po	45 mm 1 3/4 po	50 mm 2 po	56 mm 2 1/8 po
Taille de la collerette	45 mm 1 3/4" Small			45 mm 1 3/4 po Medium			57 mm 2 1/4 po Grand		70 mm 2 3/4 po Très grand		
	Ovale										

Adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD}



L'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} transforme tous les appareillages Natura^{MD} en une solution pour réduire la pression sur l'abdomen après une intervention chirurgicale. Il s'agit d'un dispositif qu'on insère entre un sac et une barrière cutanée Natura^{MD}, créant ainsi assez d'espace pour y glisser les doigts et fixer l'anneau de raccord sans être obligé d'appuyer directement sur l'abdomen du patient, ce qui pourrait lui causer de la douleur ou endommager la zone touchée par l'opération.

On doit cesser d'utiliser l'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} dès que l'abdomen n'est plus sensible. Le sac se fixe directement à la barrière cutanée sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD}.

L'adaptateur pour réduction de la pression Natura^{MD} s'utilise avec tous les sacs et toutes les barrières cutanées Natura^{MD} (45 mm, 57 mm, 70 mm, 100 mm). Le produit est à usage unique et jetable; il faut donc le remplacer chaque fois que l'on change la barrière cutanée.

Conseil !

Noter que les dimensions de la collerette, de la barrière cutanée Natura^{MD}, de l'adaptateur et du sac sont les mêmes.

Aide-mémoire

S'assurer de joindre l'adaptateur à la barrière cutanée avant d'appliquer sur la peau.

401993 - Collerette 45 mm (1 3/4 po)	
Boîte de 10	46.82
401994 - Collerette 57 mm (2 1/4 po)	
Boîte de 10	62.09
401995 - Collerette 70 mm (2 3/4 po)	
Boîte de 10	70.23
401996 - Collerette 100 mm (4 po)	
Boîte de 10	80.41



La barrière cutanée est vendue séparément.


Barrière cutanée Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec

Les barrières cutanées malléables Natura^{MD} permettent de modeler l'ouverture à la taille et à la forme de la stomie sans l'utilisation de ciseaux.

Barrière cutanée Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec et avec un collet hydrocoloïde adhésif (CH) est maintenant aussi disponible avec un collet en acrylique adhésif (CA)

Les barrières cutanées Natura^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec procurent un ajustement sans inquiétudes grâce à l'adhésif malléable doté de la Technologie de reprise de forme^{MC}. Cet adhésif s'ajuste délicatement aux contours de la stomie créant ainsi une barrière cutanée sur mesure, qui protège bien la peau.

NOUVEAU!



Durahesive^{MD}

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

CH	CA	TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411800	413417 - Petit	45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	13 mm - 22 mm ($\frac{1}{2}$ po - $\frac{7}{8}$ po)
411802	413418 - Moyen	45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	22 mm - 33 mm ($\frac{7}{8}$ po - 1 $\frac{1}{4}$ po)

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5" x 5 po)

CH	CA	TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411804	413419 - Grand	57 mm (2 $\frac{1}{4}$ po)	33 mm - 45 mm (1 $\frac{1}{4}$ po - 1 $\frac{3}{4}$ po)
411806	413420 - Très grand	70 mm (2 $\frac{3}{4}$ po)	45 mm - 56 mm (1 $\frac{3}{4}$ po - 2 $\frac{1}{8}$ po) - ovale

Boîte de 10 barrières cutanées

117.06

Stomahesive^{MD}

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

CH	CA	TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411801	413421 - Petit	45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	13 mm - 22 mm ($\frac{1}{2}$ po - $\frac{7}{8}$ po)
411803	413422 - Moyen	45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	22 mm - 33 mm ($\frac{7}{8}$ po - 1 $\frac{1}{4}$ po)

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

CH	CA	TAILLE DE LA COLLERETTE	TAILLE DE LA STOMIE
411805	413423 - Grand	57 mm (2 $\frac{1}{4}$ po)	33 mm - 45 mm (1 $\frac{1}{4}$ po - 1 $\frac{3}{4}$ po)
411807	413424 - Très grand	70 mm (2 $\frac{3}{4}$ po)	45 mm - 56 mm (1 $\frac{3}{4}$ po - 2 $\frac{1}{8}$ po) - ovale

Boîte de 10 barrières cutanées


103.83

Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible, à convexité avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec (avec collerette ultra-plaie et collet blanc), collet en acrylique adhésif



Ce modèle permet d'obtenir une ouverture sur mesure pour les stomies rétractées, à ras de peau, rondes, ovales ou irrégulières. La barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible à convexité avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec est conçue uniquement pour les sacs Natura^{MD}.

LA CONVEXITÉ MALLÉABLE



Petit
Moyen

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4 po x 4 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
404592 - 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	13 mm - 22 mm ($\frac{1}{2}$ po - $\frac{7}{8}$ po)
404593 - 45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	22 mm - 33 mm ($\frac{7}{8}$ po - 1 $\frac{1}{4}$ po)

Boîte de 10 barrières cutanées

175.09



Grand

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
404594 - 57 mm (2 $\frac{1}{4}$ po)	33 mm - 45 mm (1 $\frac{1}{4}$ po - 1 $\frac{3}{4}$ po)

Boîte de 10 barrières cutanées

175.09



Utilisation des dispositifs convexes jetables Natura^{MD} avec barrières cutanées Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD}


Taille de la stomie (dia.)	13 mm 1/2 po	16 mm 5/8 po	19 mm 3/4 po	22 mm 7/8 po	25 mm 1 po	28 mm 1 1/8 po	32 mm 1 1/4 po	35 mm 1 3/8 po
Utiliser une collerette de	38 mm 1 1/2 po			45 mm 1 3/4 po			57 mm 2 1/4 po	
Utiliser le dispositif convexe	404006	404007	404008	404009	404010	404011	404012	404013

Dispositif convexe jetable Natura^{MD}*



Le dispositif convexe jetable Natura^{MD} se fixe à la collerette de la barrière cutanée régulière pour lui donner une convexité accrue dans le cas d'une stomie rétractée ou d'autres cas où il est nécessaire d'assurer un meilleur contact entre la barrière cutanée et la peau.


	<u>TAILLE DE LA COLLERETTE</u>	<u>DIAMÈTRE INTERNE DE L'ANNEAU</u>	<u>DIAMÈTRE DE LA STOMIE</u>
404006	38 mm (1 1/2 po)	19 mm (3/4 po)	13 mm (1/2 po)
404007		22 mm (7/8 po)	16 mm (5/8 po)
404008		25 mm (1 po)	19 mm (3/4 po)
404009	45 mm (1 3/4 po)	28 mm (1 1/8 po)	22 mm (7/8 po)
404010		32 mm (1 1/4 po)	25 mm (1 po)
404011		35 mm (1 3/8 po)	28 mm (1 1/8 po)
404012	57 mm (2 1/4 po)	38 mm (1 1/2 po)	32 mm (1 1/4 po)
404013		41 mm (1 5/8 po)	35 mm (1 3/8 po)



Boîte de 5 dispositifs convexes

21.37

* Les dispositifs convexes Natura^{MD} sont compatibles seulement avec les barrières cutanées Natura^{MD}.

**Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD}
(avec collerette ultra-plate)**

Les barrières cutanées Stomahesive^{MD} sont idéales pour les personnes vivant avec une stomie dont les selles évacuées sont formées ou semi-formées. Grâce à une technique de fabrication exclusive, ces barrières fiables, munies d'une collerette ultra-plate, adhèrent aussi bien à la peau humide qu'à la peau sèche, ce qui assure une excellente étanchéité. Une couche protectrice extérieure contribue à les maintenir bien en place, ce qui contribue à les rendre d'autant plus sûres, qu'on soit sous la douche, dans la baignoire ou dans la piscine. Les barrières cutanées Natura^{MD} Stomahesive^{MD} sont conçues spécialement pour les sacs Natura^{MD}.

Le saviez-vous?

En 1972, la barrière cutanée Stomahesive^{MD} était la première barrière cutanée perfectionnée à constituer une véritable amélioration pour les soins des stomies.

**Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible
(avec collerette ultra-plate et collet blanc), à découper**

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

125257 – 32 mm (1¼ po)

125258 – 38 mm (1½ po)

125259 – 45 mm (1¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

91.61

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

125260 – 57 mm (2¼ po)

125261 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

94.66

**Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible
(avec collerette ultra-plate et collet beige), à découper**

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

125262 – 32 mm (1¼ po)

125263 – 38 mm (1½ po)

125264 – 45 mm (1¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

91.61

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

125265 – 57 mm (2¼ po)

125266 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

94.66

**Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} solide
(avec collerette ultra-plate), à découper**

Barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide d'une seule pièce (sans collet en tissu).

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

401573 – 32 mm (1¼ po)

401574 – 38 mm (1½ po)

401575 – 45 mm (1¾ po)

401576 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

84.48

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

401577 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 barrières cutanées*

85.50

15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

401906 – 100 mm (4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées*

67.18

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.
Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



Barrière cutanée Natura^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette et collet beige), prédécoupée

Barrière cutanée protectrice avec ouverture prédécoupée (plusieurs tailles)



Avec cette ouverture, aucun découpage n'est nécessaire, ce qui facilite la tâche pour les personnes dont la dextérité manuelle est limitée.

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

<u>TAILLE DE LA COLLERETTE</u>	<u>TAILLE DE LA STOMIE</u>
125267 - 45 mm (1 3/4 po)	13 mm (1/2 po)
125268 - 45 mm (1 3/4 po)	16 mm (5/8 po)
125269 - 45 mm (1 3/4 po)	19 mm (3/4 po)
125270 - 45 mm (1 3/4 po)	22 mm (7/8 po)
125271 - 45 mm (1 3/4 po)	25 mm (1 po)
125272 - 45 mm (1 3/4 po)	28 mm (1 1/8 po)
125273 - 45 mm (1 3/4 po)	32 mm (1 1/4 po)
125274 - 45 mm (1 3/4 po)	35 mm (1 3/8 po)



Boîte de 10 barrières cutanées **97.72**

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

<u>TAILLE DE LA COLLERETTE</u>	<u>TAILLE DE LA STOMIE</u>
125275 - 57 mm (2 1/4 po)	38 mm (1 1/2 po)
125276 - 57 mm (2 1/4 po)	41 mm (1 5/8 po)
125277 - 57 mm (2 1/4 po)	45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 10 barrières cutanées **100.77**

Le saviez-vous?

Si la description d'une barrière cutanée contient le terme « flexible », la barrière comprend alors une bordure adhésive.



La barrière cutanée Durahesive^{MD} assure une étanchéité qui demeure efficace plus longtemps comparativement aux barrières cutanées traditionnelles. Un effet « col roulé » aide à prévenir les fuites autour de la stomie et les ruptures de la peau, ce qui améliore le bien-être du patient et prolonge la durée de port de la barrière cutanée. Offerte en modèles solide, flexible ou convexe, avec collet beige ou blanc, cette barrière cutanée est munie d'une collerette ultra-plate pour un confort accru.

Le saviez-vous?

La barrière cutanée Durahesive^{MD} solide présente une plus grande flexibilité que la barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide.

**Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible
(avec collerette ultra-plate et collet blanc), à découper**


10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	
413159 – 32 mm (1¼ po)	
413160 – 38 mm (1½ po)	
413161 – 45 mm (1¾ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	112.99
12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
413162 – 57 mm (2¼ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	112.99
12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
413163 – 70 mm (2¾ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	153.71

**Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible
(avec collerette ultra-plate et collet beige), à découper**


10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	
413164 – 32 mm (1¼ po)	
413165 – 38 mm (1½ po)	
413166 – 45 mm (1¾ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	112.99
12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
413167 – 57 mm (2¼ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	112.99
12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
413168 – 70 mm (2¾ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	153.71

**Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} solide
(avec collerette ultra-plate), à découper**


Barrière cutanée Durahesive ^{MD} solide d'une seule pièce (sans collet en tissu).	
10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	
413153 – 32 mm (1¼ po)	
413154 – 38 mm (1½ po)	
413155 – 45 mm (1¾ po)	
413156 – 57 mm (2¼ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	112.99
12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)	
413157 – 70 mm (2¾ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	153.71
15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)	
401905 – 100 mm (4 po)	
Boîte de 5 barrières cutanées*	77.36

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.
Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



**Barrière cutanée Natura^{MD} Durahesive^{MD} flexible avec Convex-It^{MD}
(avec collerette ultra-plate et collet blanc), prédécoupée**



La barrière cutanée Durahesive^{MD} flexible avec Convex-It^{MD} offre une étanchéité qui demeure efficace plus longtemps comparativement aux barrières cutanées traditionnelles. Une convexité plus marquée permet un meilleur ajustement dans les cas de stomies rétractées ou d'autres types de stomies difficiles à prendre en charge. Un effet « col roulé » aide à prévenir les fuites autour de la stomie et les ruptures de la peau, ce qui améliore le bien-être du patient et prolonge la durée de port de la barrière cutanée.

11,5 cm x 11,5 cm (approx. 4 po x 4 po)

<u>TAILLE DE LA COLLERETTE</u>	<u>TAILLE DE LA STOMIE</u>	
413177 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	13 mm (1/2 po)	
413178 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	16 mm (5/8 po)	
413179 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	19 mm (3/4 po)	
413180 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	22 mm (7/8 po)	
413181 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	25 mm (1 po)	
413182 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	28 mm (1 ¹ / ₈ po)	
413183 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	32 mm (1 ¹ / ₄ po)	
413184 - 45 mm (1 ³ / ₄ po)	35 mm (1 ³ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées		174.07

12,5 cm x 12,5 cm (approx. 5 po x 5 po)

<u>TAILLE DE LA COLLERETTE</u>	<u>TAILLE DE LA STOMIE</u>	
413185 - 57 mm (2 ¹ / ₄ po)	38 mm (1 ¹ / ₂ po)	
413186 - 57 mm (2 ¹ / ₄ po)	41 mm (1 ⁵ / ₈ po)	
413187 - 57 mm (2 ¹ / ₄ po)	45 mm (1 ³ / ₄ po)	
413188 - 57 mm (2 ¹ / ₄ po)	50 mm (2 po)	
Boîte de 10 barrières cutanées		211.73



L'appareillage à deux pièces est polyvalent, car il permet de retirer le sac ou de le remplacer par un autre type de sac Natura^{MD} sans avoir à retirer la barrière cutanée. Il est offert avec un revêtement confortable sur un seul ou sur les deux panneaux.

Sac vidable Natura^{MD}

Le matériau de plastique léger des sacs vidables Natura^{MD} bloque les odeurs ainsi que le bruit des gaz.



Petit, 25,4 cm (10 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

Boîte de 10

401505 – 32 mm (1¼ po)

401506 – 38 mm (1½ po)

401507 – 45 mm (1¾ po)

401508 – 57 mm (2¼ po)

401509 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20

404030 – 32 mm (1¼ po)

404031 – 38 mm (1½ po)

404032 – 45 mm (1¾ po)

404033 – 57 mm (2¼ po)

404034 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte) 43.76

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte) 87.54



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

Boîte de 10

401500 – 32 mm (1¼ po)

401501 – 38 mm (1½ po)

401502 – 45 mm (1¾ po)

401503 – 57 mm (2¼ po)

401504 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20

404025 – 32 mm (1¼ po)

404026 – 38 mm (1½ po)

404027 – 45 mm (1¾ po)

404028 – 57 mm (2¼ po)

404029 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte) 43.76

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte) 87.54



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort d'un côté

404014 – 32 mm (1¼ po)

404015 – 38 mm (1½ po)

404016 – 45 mm (1¾ po)

404017 – 57 mm (2¼ po)

404018 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte) 87.54



Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

401510 – 32 mm (1¼ po)

401511 – 38 mm (1½ po)

401512 – 45 mm (1¾ po)

401513 – 57 mm (2¼ po)

401514 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte) 43.76



Grand, 35,5 cm (14 po), transparent, panneau confort d'un côté

Pour la prise en charge des stomies cintrées, des fistules abdominales et des plaies exsudatives.

401515 – 100 mm (4 po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte) 53.94

Le saviez-vous?

Le revêtement confortable (panneau confort) des sacs vidables est fait d'une maille de plastique très fine, aussi douce que du satin sur la peau.



Sac vidable avec filtre Natura^{MD}



Le sac vidable Natura^{MD} avec filtre est conçu pour demeurer plus plat, éliminer le recours à l'évacuation d'air manuelle et maîtriser les odeurs.¹

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 411264 – 38 mm (1½ po)
- 411265 – 45 mm (1¾ po)
- 411266 – 57 mm (2¼ po)
- 411267 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 attaches par boîte) **49.87**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

- 411490 – 38 mm (1½ po)
- 411491 – 45 mm (1¾ po)
- 411492 – 57 mm (2¼ po)
- 411493 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte) **98.74**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Petit, 25,4 cm (10 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

- 411289 – 38 mm (1½ po)
- 411290 – 45 mm (1¾ po)
- 411291 – 57 mm (2¼ po)

Boîte de 20 sacs (2 attaches par boîte) **98.74**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac vidable Natura^{MD} à grande capacité avec filtre



On utilise ce sac en présence d'une évacuation à débit élevé, causée par le syndrome de l'intestin court ou une autre affection.

Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort d'un côté

- 401557 – 45 mm (1¾ po)
- 401558 – 57 mm (2¼ po)
- 401559 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 5 sacs **62.09**
(1 attache et 1 adaptateur pour drainage secondaire par boîte)

Conseil !

Les filtres intégrés aux sacs vidables et aux sacs fermés doivent être protégés par un couvre-filtre imperméable lors du bain.

¹ Référence: Résumé d'un test comparatif entre le sac vidable de l'appareillage pour stomies SUR-FIT Natura^{MD} avec filtre et des produits des compétiteurs. Le 11 mai 2004. Test de laboratoire. Efficacité comparée à celle du sac vidable de l'appareillage pour stomies New Image^{MD} avec filtre de Hollister, à celle du sac vidable de l'appareillage pour stomies New Image^{MD} avec filtre et Lock 'n Roll^{MD} de Hollister et à celle du sac vidable des appareillages pour stomies Assura^{MD} et Assura^{MD} AC avec filtre de Coloplast. Données de ConvaTec.

Sac vidable Natura^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}

Le dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD} procure une double sécurité, facilite la vidange du sac et assure confort et propreté. La conception de l'extrémité étroite du sac ainsi que les languettes de verrouillage faciles à ouvrir contribuent à retenir l'écoulement et à réduire les éclaboussures. Le mécanisme de verrouillage est amélioré par l'ajout d'un rabat de sûreté conçu pour assurer le confort et protéger la peau et les vêtements.



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort d'un côté

- 413332 – 32 mm (1¼ po)
- 413334 – 45 mm (1¾ po)
- 413335 – 57 mm (2¼ po)
- 413336 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs 130.29

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 413312 – 45 mm (1¾ po)
- 413313 – 57 mm (2¼ po)
- 413314 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs 66.16

Sac vidable Natura^{MD} avec filtre et dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}

Le sac vidable Natura^{MD} avec filtre et dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD} offre tous les avantages du dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD} en plus du confort, de la commodité et de la fiabilité du meilleur filtre de sa catégorie¹, fabriqué par ConvaTec.



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

- 411309 – 38 mm (1½ po)
- 411310 – 45 mm (1¾ po)
- 411311 – 57 mm (2¼ po)
- 411312 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 20 sacs 133.35
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 411360 – 45 mm (1¾ po)
- 411361 – 57 mm (2¼ po)
- 411362 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 10 sacs 68.20
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Languettes de fermeture par pression les apparences ne sont pas trompeuses : c'est un dispositif sûr

Mécanisme qui se verrouille, amélioré par l'ajout d'un **rabat de sûreté**; doux pour la peau; protège les vêtements qu'une attache rigide risque d'endommager

Languettes faciles à manipuler; aident à prévenir les éclaboussures



¹ Référence: Résumé d'un test comparatif entre le sac vidable de l'appareillage pour stomies SUR-FIT Natura^{MD} avec filtre et des produits des compétiteurs. Le 11 mai 2004. Test de laboratoire. Efficacité comparée à celle du sac vidable de l'appareillage pour stomies New Image^{MD} avec filtre de Hollister, à celle du sac vidable de l'appareillage pour stomies New Image^{MD} avec filtre et Lock 'n Roll^{MD} de Hollister et à celle du sac vidable des appareillages pour stomies Assura^{MD} et Assura^{MD} AC avec filtre de Coloplast. Données de ConvaTec.



Sac fermé Natura^{MD}

Conçus expressément pour un usage unique, les sacs fermés constituent le choix idéal pour les occasions spéciales et les moments d'intimité, mais peuvent aussi se porter en tout temps. Ces sacs libèrent le patient de la manipulation des attaches et de la vidange du sac.

Sac fermé Natura^{MD}



Opaque 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés

- 401521 – 38 mm (1 1/2 po)
- 401522 – 45 mm (1 3/4 po)
- 401523 – 57 mm (2 1/4 po)
- 401524 – 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 30 sacs **84.48**

Sac fermé Natura^{MD} avec filtre



Opaque 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés

- 401525 – 38 mm (1 1/2 po)
- 401526 – 45 mm (1 3/4 po)
- 401527 – 57 mm (2 1/4 po)
- 401528 – 70 mm (2 3/4 po)

Boîte de 30 sacs **88.56**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Minisac Natura^{MD}



Le minisac Natura^{MD} est un sac fermé de petite taille, conçu pour les personnes qui préfèrent un appareillage encore plus discret, ou pour les enfants ayant besoin d'un plus petit sac. Il constitue le choix idéal pour les activités sociales, les voyages, la baignade ou les moments d'intimité.

Opaque 12,5 cm (5 po), panneau confort d'un côté

- 401529 – 32 mm (1 1/4 po)
- 401530 – 38 mm (1 1/2 po)
- 401531 – 45 mm (1 3/4 po)
- 401532 – 57 mm (2 1/4 po)

Boîte de 20 minisacs **54.96**

Adaptateur à collerette Natura^{MD}



L'adaptateur comporte un filtre en tissu au charbon, un dispositif de libération des gaz, un panneau intérieur doux et confortable ainsi qu'une compresse absorbante. Il est spécialement conçu pour les personnes qui ont recours à l'irrigation et qui ne portent pas de sac entre chaque irrigation ou encore, pour un usage de courte durée pendant les périodes où la stomie est au repos.

Opaque, panneau confort d'un côté

- 401909 – 45 mm (1 3/4 po)

Boîte de 25 adaptateurs **107.90**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)



Sac pour urostomie Natura^{MD}

Ce sac est conçu pour toutes les barrières cutanées Natura^{MD} Stomahesive^{MD} et Durahesive^{MD}.

Tous les sacs pour urostomies Natura^{MD} comportent un **panneau confort d'un côté**.

Sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD}

Le sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} comporte une valve de vidange pivotante et un bouchon à tige qui assurent une protection accrue contre les fuites. L'adaptateur Accuseal^{MD} facilite le raccord à un récipient de vidange nocturne.

Le sac pour urostomie Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} est muni d'une valve antireflux efficace. La forme du sac permet de le vider facilement et rapidement.

Les sacs pour urostomies Natura^{MD} avec valve Accuseal^{MD} discrète sont confortables, faciles à manipuler et passent davantage inaperçus sous les vêtements.



Standard, 25,4 cm (10 po), transparent

- 401542 – 32 mm (1 ¼ po)
- 401543 – 38 mm (1 ½ po)
- 401544 – 45 mm (1 ¾ po)
- 401545 – 57 mm (2 ¼ po)
- 401546 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte) **64.12**



Petit, 23 cm (9 po), opaque

- 401547 – 32 mm (1 ¼ po)
- 401548 – 38 mm (1 ½ po)
- 401549 – 45 mm (1 ¾ po)
- 401550 – 57 mm (2 ¼ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte) **64.12**



Standard, 25,4 cm (10 po), opaque

- 401551 – 32 mm (1 ¼ po)
- 401552 – 38 mm (1 ½ po)
- 401553 – 45 mm (1 ¾ po)
- 401554 – 57 mm (2 ¼ po)
- 401555 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte) **64.12**

Sac pour urostomie Natura^{MD} avec bonde pliable

Les sacs pour urostomies Natura^{MD} avec bonde pliable sont confortables, faciles à manipuler et discrets.



Petit, 20,3 cm (8 po), transparent

- 401538 – 32 mm (1 ¼ po)
- 401539 – 38 mm (1 ½ po)
- 401540 – 45 mm (1 ¾ po)
- 401541 – 57 mm (2 ¼ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs plastiques transparents par boîte) **62.09**



Standard, 23 cm (9 po), transparent

- 401533 – 32 mm (1 ¼ po)
- 401534 – 38 mm (1 ½ po)
- 401535 – 45 mm (1 ¾ po)
- 401536 – 57 mm (2 ¼ po)
- 401537 – 70 mm (2 ¾ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs plastiques transparents par boîte) **62.09**

Conseil !

Les sacs pour urostomies Natura^{MD} dotés d'une valve Accuseal^{MD} peuvent être directement raccordés à l'appareillage de drainage nocturne. Aucun dispositif de raccord n'est requis.

Appareillages à deux pièces Esteem synergy^{MD}

Tableau de correspondance des barrières cutanées et des sacs

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque barrière cutanée, les grandeurs de stomie appropriées, ainsi que le diamètre du collet adhésif du sac compatible avec chacune des barrières.

Barrières cutanées plates

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Grandeur maximale de la stomie
Petit	Bleu	35	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)
Moyen	Vert	48	48 mm (1 $\frac{7}{8}$ po)
Grand	Jaune	61	61 mm (2 $\frac{3}{8}$ po)
Très grand	Pêche	89	89 mm (3 $\frac{1}{2}$ po)

Barrières cutanées Durahesive^{MD} flexible à convexité malléable

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Grandeur maximale de la stomie
Petit	Bleu	35	22 mm ($\frac{7}{8}$ po)
Moyen	Vert	48	33 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)
Grand	Jaune	61	45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)

Sacs

Grandeur	Couleur de l'étiquette	Code de référence identifiant la grandeur appropriée	Diamètre de la collerette du sac
Petit	Bleu	35	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)
Moyen	Vert	48	48 mm (1 $\frac{7}{8}$ po)
Grand	Jaune	61	61 mm (2 $\frac{3}{8}$ po)
Très grand	Pêche	89	89 mm (3 $\frac{1}{2}$ po)

**Barrière cutanée Esteem synergy^{MD}
avec zone d'application transparente**

La conception de l'appareillage pour stomie Esteem synergy^{MD} s'appuie sur une technique novatrice de couplage adhésif^{MC} qui permet de fixer le sac à la barrière cutanée sans anneaux de plastique nécessitant raccord et verrouillage. L'appareillage Esteem synergy^{MD} offre à la fois les avantages d'un appareillage à une pièce et ceux d'un appareillage à deux pièces. La « zone d'application » transparente, plate et en plastique flexible de la barrière cutanée est de forme carrée et légèrement plus grande que l'anneau rond adhésif du sac. Ainsi, on peut mettre facilement le sac en place sans alignement précis.

**Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} flexible
(collet blanc), à découper**

405456 – Petit, pour stomies jusqu'à 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405457 – Moyen, pour stomies jusqu'à 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	93.65
405458 – Grand, pour stomies jusqu'à 61 mm (2 ³ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	97.72
<i>Remarque : ouverture initiale de 13 mm (1/2 po)</i>	

**Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} solide,
à découper**


405467 – Petit, pour stomies jusqu'à 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405468 – Moyen, pour stomies jusqu'à 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	86.52
403948 – Grand, pour stomies jusqu'à 61 mm (2 ³ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	87.54
405483 – Très grand, pour stomies jusqu'à 89 mm (3 ¹ / ₂ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	136.40
<i>Remarque : ouverture initiale de 13 mm (1/2 po)</i>	

**Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} flexible
(collet blanc), prédecoupée**

405473 – Pour stomies de 16 mm (5/8 po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405474 – Pour stomies de 19 mm (3/4 po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405475 – Pour stomies de 22 mm (7/8 po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405476 – Pour stomies de 25 mm (1 po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405477 – Pour stomies de 28 mm (1 ¹ / ₈ po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405478 – Pour stomies de 32 mm (1 ¹ / ₄ po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
405479 – Pour stomies de 35 mm (1 ³ / ₈ po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	99.75
405480 – Pour stomies de 38 mm (1 ¹ / ₂ po) - sac de 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
405481 – Pour stomies de 41 mm (1 ⁵ / ₈ po) - sac de 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
405482 – Pour stomies de 45 mm (1 ³ / ₄ po) - sac de 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	101.79

**Barrière cutanée Esteem synergy^{MD} Durahesive^{MD} flexible,
à convexité avec la technologie malléable^{MC} de ConvaTec (collet blanc)**

Avec cette barrière cutanée convexe novatrice, aisément malléable, on peut créer une ouverture sur mesure qui épouse les stomies de forme irrégulière. On peut obtenir une convexité plus ou moins importante pour un ajustement plus serré à la base de la stomie et une fiabilité optimale. Puisqu'elle ne nécessite pas l'utilisation de ciseaux, cette barrière cutanée est idéale pour les personnes dont la dextérité manuelle est limitée ou qui présentent des troubles de la vision.



409268 – Petit	
Pour stomies de 13 mm à 22 mm (1/2 po à 7/8 po) - sac de 35 mm (1 ³ / ₈ po)	
409269 – Moyen	
Pour stomies de 22 mm à 33 mm (7/8 po à 1 ¹ / ₄ po) - sac de 48 mm (1 ⁷ / ₈ po)	
409270 – Grand	
Pour stomies de 33 mm à 45 mm (1 ¹ / ₄ po à 1 ³ / ₈ po) - sac de 61 mm (2 ³ / ₈ po)	
Boîte de 10 barrières cutanées*	183.23

* Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage.
Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



Barrières cutanées plates Esteem synergy^{MD} avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec

L'appareillage Esteem synergy^{MD} offre maintenant des barrières cutanées plates dotées de notre plus récente technologie. Les barrières cutanées avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec épousent étroitement chaque stomie individuelle; vous obtenez ainsi un ajustement sur mesure et une protection efficace sans avoir à utiliser de ciseaux. L'appareillage Esteem synergy^{MD} est également doté de la Technologie de couplage adhésif^{MC} novatrice qui fixe le sac à la barrière cutanée; les anneaux en plastique qu'il faut joindre en pressant ou en verrouillant ne sont plus nécessaires. Les sacs Esteem synergy^{MD} sont plutôt munis d'un anneau en mousse **plat**, flexible et adhésif qui se fixe solidement à une zone d'application claire et flexible sur la barrière cutanée. On obtient ainsi un appareillage à deux pièces flexibles et discret sous les vêtements.

NOUVEAU!

Barrières cutanées Esteem synergy^{MD} Stomahesive^{MD} plates avec la Technologie malléable^{MC} de ConvaTec



411657 – petit

Pour stomies de 13 mm à 22 mm (1/2 po à 7/8 po) - sac 48 mm (1 7/8 po)

411658 – moyen

Pour stomies de 22 mm à 33 mm (7/8 po à 1 1/4 po) - sac 48 mm (1 7/8 po)

411659 – grand

Pour stomies de 33 mm à 45 mm (1 1/4 po à 1 3/4 po) - sac 61 mm (2 3/8 po)

Boîte de 10 barrières cutanées

111.97

Sac vidable Esteem synergy^{MD} avec filtre (avec revêtement de type coton)

La conception de l'appareillage pour stomie Esteem synergy^{MD} s'appuie sur la Technique de couplage adhésif^{MC} qui permet de fixer le sac à la barrière cutanée sans anneaux de plastique nécessitant raccord et verrouillage. L'appareillage pour stomie Esteem synergy^{MD} est constitué d'un sac muni d'un anneau adhésif plat et flexible, en mousse, qui se fixe solidement à la zone d'application en plastique flexible, plat et transparent de la barrière cutanée.

Esteem synergy^{MD} offre à la fois les avantages d'un appareillage à une pièce et ceux d'un appareillage à deux pièces. Le sac vidable Esteem synergy^{MD} est simple à utiliser, discret et confortable. La zone d'application transparente assure une plus grande tranquillité d'esprit, car elle permet de déterminer à quel moment il faut changer le sac. Esteem synergy^{MD} facilite l'alignement du sac sur la barrière cutanée, garantissant ainsi qu'il est toujours bien fixé. Le sac est doté d'un système filtrant de pointe conçu pour absorber et neutraliser un vaste éventail d'agents responsables des mauvaises odeurs. Divers types de filtres sont incorporés aux sacs pour le port à gauche ou à droite, convenant à chacun un type particulier d'évacuation. Les sacs vidables pour le port à droite comportent quatre fentes qui permettent au patient de régler la vitesse de sortie des gaz. Le revêtement de type coton, durable et doux au toucher, sèche rapidement après la douche; ainsi, le sac reste confortable toute la journée. Le sac Esteem synergy^{MD} s'installe et s'enlève facilement. Les sacs de forme ergonomique sont conçus pour épouser parfaitement les formes du corps et faciliter la vidange.

Sac vidable droit Esteem synergy^{MD}



Esteem synergy^{MD} offre la discrétion, le confort et la flexibilité d'un appareillage à une pièce, mais aussi la polyvalence et la même protection pour la peau qu'un appareillage à deux pièces.

Très grand, 35,5 cm (14 po), transparent

405406 – Droit - 89 mm (3 1/2 po)

Boîte de 10 sacs (10 attaches par boîte)

54.96

Sac vidable Esteem synergy^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD} et avec filtre

Le sac vidable Esteem synergy^{MD} est aussi offert avec le dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD}, conçu pour être le meilleur de sa classe. Le dispositif de fermeture sans attache InvisiClose^{MD} est doublement sûr, facilite la vidange du sac et assure confort et propreté. L'extrémité étroite du sac ainsi que les languettes de l'orifice, qui permettent d'ouvrir facilement le sac, contribuent à retenir l'écoulement et à réduire les éclaboussures. Le mécanisme de verrouillage est amélioré par l'ajout d'un rabat de sûreté conçu pour assurer le confort et protéger la peau et les vêtements.



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort d'un côté

410810 – **Petit** - 35 mm (1³/₈ po) - port à droite
410811 – **Moyen** - 48 mm (1⁷/₈ po) - port à droite
410812 – **Grand** - 61 mm (2³/₈ po) - port à droite

Boîte de 20 sacs 133.35

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

413353 – **Moyen** - 48 mm (1⁷/₈ po) - port à droite
413354 – **Grand** - 61 mm (2³/₈ po) - port à droite

Boîte de 10 sacs 67.18

Sac fermé Esteem synergy^{MD} avec filtre



Le sac Esteem synergy^{MD} est aussi offert avec un système filtrant de pointe qui absorbe et neutralise un vaste éventail d'agents responsables des mauvaises odeurs. Le filtre comporte quatre fentes avec autocollants amovibles qui permettent au patient de régler la vitesse de sortie des gaz.

Conseil !

Idéal pour les occasions spéciales, les moments d'intimité ou les activités de tous les jours.

Standard, 22,6 cm (8⁷/₈ po), opaque avec filtre, panneau confort des 2 côtés

405436 – **Petit** - 35 mm (1³/₈ po)
405437 – **Moyen** - 48 mm (1⁷/₈ po)
403946 – **Grand** - 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 30 sacs 91.61
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Minisac Esteem synergy^{MD}



Minisac, 16,3 cm (6³/₈ po), opaque, panneau confort d'un côté

405441 – **Petit** - 35 mm (1³/₈ po)

Boîte de 20 sacs 55.98



Sac pour urostomie Esteem synergy^{MD} avec valve Accuseal^{MD}



Le sac pour urostomie Esteem synergy^{MD} est confortable, mince et facile à utiliser. Sa valve antireflux empêche le contact de l'urine avec la stomie. Ses coins arrondis sont doux pour la peau.

Petit, 23,5 cm (9,3 po), transparent, panneau confort d'un côté

405447 – Moyen - 48 mm (1⁷/₈ po)

Standard, 26,2 cm (10,3 po), transparent, panneau confort d'un côté

405451 – Petit - 35 mm (1³/₈ po)

405453 – Grand - 61 mm (2³/₈ po)

Standard, 26,2 cm (10,3 po), opaque, panneau confort d'un côté

405448 – Petit - 35 mm (1³/₈ po)

405449 – Moyen - 48 mm (1⁷/₈ po)

405450 – Grand - 61 mm (2³/₈ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte)

74.30

Appareillage à une pièce Active Life^{MD}

Les appareillages Active Life^{MD} sont faits d'une pellicule plastique douce qui bloque les odeurs et le bruit des gaz. Ils sont munis d'un collet de soutien adhésif hypoallergène et microporeux pour optimiser le confort et la protection.

Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD}, prédécoupée

Le sac vidable Active Life^{MD} comporte une barrière cutanée avec une ouverture prédécoupée, un panneau doté d'un revêtement confortable comme du tissu et qui ne colle pas à la peau ainsi que d'un large orifice de vidange.

Opaque, 25,4 cm (10 po)

(1 grandeur d'ouverture de stomie prédécoupée)

22751 – 25 mm (1 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **68.20**

Opaque 25,4 cm (10 po)

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

125331 – 19 mm (¾ po)

125333 – 32 mm (1¼ po)

125334 – 38 mm (1½ po)

125335 – 45 mm (1¾ po)

125336 – 50 mm (2 po)

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte) **133.35**

**Opaque 30,5 cm (12 po)**

(6 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

125338 – 19 mm (¾ po)

125339 – 25 mm (1 po)

125340 – 32 mm (1¼ po)

125341 – 38 mm (1½ po)

125342 – 45 mm (1¾ po)

125343 – 50 mm (2 po)

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte) **135.38**

**Transparent 30,5 cm (12 po)**

(6 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

22764 – 19 mm (¾ po)

22765 – 25 mm (1 po)

22766 – 32 mm (1¼ po)

22767 – 38 mm (1½ po)

22768 – 45 mm (1¾ po)

22769 – 50 mm (2 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **68.20**

**Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD}, à découper**

Ce modèle permet de découper l'ouverture de la barrière cutanée afin que celle-ci épouse parfaitement la forme de la stomie. Il est idéal pour les stomies irrégulières et pour usage postopératoire. L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 64 mm (2½ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

22771 – Transparent 30,5 cm (12 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **72.27**

125330 – Transparent 30,5 cm (12 po)

Boîte de 20 sacs (1 attache par boîte) **143.53**

**Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Durahesive Plus^{MD}, à découper**

Ce modèle est idéal pour les stomies irrégulières et pour usage postopératoire. Les avantages du sac vidable Active Life^{MD} combinés avec ceux de la barrière Durahesive Plus^{MD} prolongent la durée de port. L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 64 mm (2½ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

400598 – Transparent 30,5 cm (12 po)**400599** – Opaque 30,5 cm (12 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **89.57**



Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide, à découper



L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 100 mm (4 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

650803 – Transparent 35,5 cm (14 po)

Boîte de 10 sacs 173.05
(10 attaches DuoLock^{MD} par boîte)

Les avantages d'un appareillage à une pièce Active Life^{MD} fermé sont ici combinés à ceux de la barrière cutanée Stomahesive^{MD} de conception spéciale. Cet appareillage convient aux personnes qui changent souvent de sac. Celui-ci comporte un filtre incorporé qui bloque davantage les odeurs et un panneau à revêtement doux et confortable qui ne colle pas à la peau.

Sac fermé Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} flexible, à découper



L'ouverture de stomie peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po)

650408 – Opaque 20,3 cm (8 po)

650422 – Transparent 20,3 cm (8 po)

Boîte de 30 sacs 146.58
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac fermé Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide, prédécoupée



Ce modèle prédécoupé est doté de la grande barrière cutanée ovale sans collet de soutien ni bordure. Avec l'ouverture prédécoupée, plus besoin de la découper ni de modeler la barrière cutanée.

Opaque 20,3 cm (8 po)

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

175769 – 25 mm (1 po)

175770 – 32 mm (1¼ po)

175771 – 38 mm (1½ po)

175772 – 45 mm (1¾ po)

175773 – 50 mm (2 po)

Boîte de 15 sacs 75.32
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Opaque 20,3 cm (8 po)

(5 grandeurs d'ouvertures de stomie prédécoupées)

413142 – 25 mm (1 po)

413143 – 32 mm (1¼ po)

413144 – 38 mm (1½ po)

413145 – 45 mm (1¾ po)

413146 – 50 mm (2 po)

Boîte de 60 sacs 296.23
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Couvre-stomie Active Life^{MD} avec filtre et barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide



Le couvre-stomie assure une protection discrète aux personnes qui ont recours à l'irrigation et qui ne portent pas de sac entre les irrigations; on peut aussi l'utiliser pour une courte durée, pendant les périodes où la stomie est au repos. Le couvre-stomie comporte un filtre et un panneau interne à revêtement doux et confortable. L'ouverture à découper permet d'obtenir une barrière cutanée qui épouse parfaitement la forme de la stomie.

L'ouverture de stomie peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po)

175611 – Opaque, diamètre de 10 cm (approx. 4 po)

Boîte de 30 couvre-stomies 160.83
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Appareillage à une pièce Active Life^{MD} convexe

Les appareillages à une pièce Active Life^{MD} convexes offrent la protection de longue durée de la barrière cutanée Durahesive^{MD}, avec convexité en plus. Avec l'ouverture prédécoupée, il n'est plus nécessaire de découper ni de modeler la barrière cutanée.

Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec bonde pliable et barrière cutanée Durahesive^{MD} convexe, prédécoupée**Standard, 23 cm (9 po), transparent**

- 125361 – diamètre de la stomie de 13 mm (½ po)
- 125362 – diamètre de la stomie de 16 mm (⅝ po)
- 125363 – diamètre de la stomie de 19 mm (¾ po)
- 125364 – diamètre de la stomie de 22 mm (⅞ po)
- 125365 – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)
- 125366 – diamètre de la stomie de 28 mm (1 ¼ po)
- 125367 – diamètre de la stomie de 32 mm (1 ½ po)
- 125368 – diamètre de la stomie de 35 mm (1 ⅝ po)
- 125369 – diamètre de la stomie de 38 mm (1 ½ po)

Boîte de 10 sacs (1 adaptateur plastique par boîte)

145.56

Sac vidable Active Life^{MD} avec barrière cutanée Durahesive^{MD} convexe, prédécoupée**Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté**

- 175777 – diamètre de la stomie de 19 mm (¾ po)
- 175778 – diamètre de la stomie de 22 mm (⅞ po)
- 175779 – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)
- 175780 – diamètre de la stomie de 28 mm (1 ¼ po)

Boîte de 5 sacs (1 attache par boîte)

76.34

Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 125352 – diamètre de la stomie de 19 mm (¾ po)
- 125353 – diamètre de la stomie de 22 mm (⅞ po)
- 125354 – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)
- 125355 – diamètre de la stomie de 28 mm (1 ¼ po)
- 125356 – diamètre de la stomie de 32 mm (1 ½ po)
- 125357 – diamètre de la stomie de 35 mm (1 ⅝ po)
- 125358 – diamètre de la stomie de 38 mm (1 ½ po)
- 125359 – diamètre de la stomie de 45 mm (1 ¾ po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte)

150.65

Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec valve Accuseal^{MD} et barrière cutanée Durahesive^{MD}, prédécoupée

Le sac pour urostomie Active Life^{MD} doté de la barrière cutanée Durahesive^{MD} est conçu pour les personnes qui recherchent les avantages (étanchéité et protection de la peau) de la barrière cutanée Durahesive^{MD}, mais qui n'ont pas besoin d'une barrière convexe. Le sac est fait d'une pellicule plastique transparente qui bloque les odeurs, et son panneau (du côté de la peau) est doté d'un revêtement doux et confortable. La valve antireflux empêche le reflux d'urine. La valve Accuseal^{MD} est facile à manipuler et permet de vider le sac rapidement. On utilise l'adaptateur Accuseal^{MD} pour raccorder le sac à un récipient de drainage nocturne.

Standard, 24,8 cm (9 ¾ po), transparent, panneau confort d'un côté

- 650828 – diamètre de la stomie de 19 mm (¾ po)
- 650829 – diamètre de la stomie de 22 mm (⅞ po)
- 650830 – diamètre de la stomie de 25 mm (1 po)
- 650831 – diamètre de la stomie de 28 mm (1 ¼ po)
- 650832 – diamètre de la stomie de 32 mm (1 ½ po)
- 650833 – diamètre de la stomie de 38 mm (1 ½ po)

Boîte de 10 sacs (1 adaptateur Accuseal^{MD} par boîte)

139.46

Sac pour urostomie Active Life^{MD} avec bonde pliable et barrière cutanée Stomahesive^{MD}, à découper

Ce sac est conçu pour les personnes qui ont besoin de l'étanchéité et de la protection cutanée offertes par la barrière cutanée Stomahesive^{MD}. Il est fait d'une pellicule de plastique transparente qui bloque les odeurs et est doté d'une valve antireflux. La bonde pliable passe inaperçue sous les vêtements.

L'ouverture peut être agrandie jusqu'à 45 mm (1 ¾ po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Standard, 23 cm (9 po), transparent

- 64927 – Ouverture de base 19 mm (¾ po)

Boîte de 10 sacs (1 adaptateur plastique par boîte)

124.19



Guide pour établir la taille des appareillages à deux pièces SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}

Barrières cutanées avec collerette														
Taille de la stomie (dia.)	13 mm ½ po	16 mm ⅝ po	19 mm ¾ po	22 mm ⅞ po	25 mm 1 po	28 mm 1 ⅙ po	32 mm 1 ¼ po	35 mm 1 ⅓ po	38 mm 1 ½ po	45 mm 1 ¾ po	50 mm 2 po	57 mm 2 ¼ po	64 mm 2 ½ po	70-90 mm 2 ¾-3 ½ po
Utiliser une collerette de	35 mm 1 ⅓ po			45 mm 1 ¾ po				57 mm 2 ¼ po		70 mm 2 ¾ po		100 mm 4 po		

NOTE: Toujours choisir une barrière cutanée avec collerette d'au moins 13 mm (1/2 po) **plus large** que le diamètre de la stomie.

Utilisation des dispositifs convexes jetables SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} avec barrières cutanées AutoLock^{MD}

Taille de la stomie (dia.)	13 mm ½ po	25 mm 1 po
Utiliser une collerette de	35 mm 1 ⅓ po	45 mm 1 ¾ po
Utiliser le dispositif convexe	401614	401618

Dispositif convexe jetable SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}*



Le dispositif convexe jetable SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} se fixe d'un clic à la collerette de la barrière cutanée pour lui donner une convexité accrue, ce qui facilite son ajustement dans les cas de stomies rétractées ou à ras de peau; ce dispositif est également utile lorsque la peau péristomiale est irrégulière.

	TAILLE DE LA COLLERETTE	DIAMÈTRE INTERNE DE L'ANNEAU	DIAMÈTRE DE LA STOMIE
401614	35 mm (1 ⅓ po)	19 mm (¾ po)	13 mm (½ po)
401618	45 mm (1 ¾ po)	32 mm (1 ¼ po)	25 mm (1 po)

Boîte de 5 dispositifs convexes

24.42

* Les dispositifs convexes SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} sont compatibles seulement avec les barrières cutanées SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}.

Appareillage SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} Collerette Verrouillable

La barrière cutanée SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} est très fiable grâce à sa collerette qui se fixe solidement, d'une simple pression du doigt. Elle s'applique facilement sans pression sur l'abdomen. Pour séparer le sac de la barrière cutanée, il suffit de faire glisser le levier de la collerette vers la gauche ou la droite.

Barrière cutanée SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette et collet blanc), à découper*

La barrière cutanée Stomahesive^{MD} protège efficacement la peau, car sa composition unique lui permet d'adhérer aussi bien à la peau humide qu'à la peau sèche. Cette barrière cutanée est idéale pour les personnes vivant avec une stomie dont les selles évacuées sont formées ou semi-formées.

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

401429 – 35 mm (1³/₈ po)

401430 – 45 mm (1³/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **53.94**

13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)

401431 – 57 mm (2¹/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **54.96**

13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)

401432 – 70 mm (2³/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **54.96**



Barrière cutanée SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} Stomahesive^{MD} solide (avec collerette), à découper*

15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)

401304 – 100 mm (4 po)

Boîte de 5 barrières cutanées **96.70**



Barrière cutanée SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} Durahesive^{MD} flexible (avec collerette et collet blanc), à découper*

La barrière cutanée Durahesive^{MD} flexible crée un effet « col roulé » qui aide à prévenir les fuites autour de la stomie.

10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)

401305 – 35 mm (1³/₈ po)

401306 – 45 mm (1³/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **64.12**

13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)

401307 – 57 mm (2¹/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **66.16**

13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)

401308 – 70 mm (2³/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées **84.48**



* Les barrières cutanées et les sacs SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} ne sont pas compatibles avec les appareillages Natura^{MD}.

Des guides servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage. Pour obtenir des guides additionnels, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec.



Sac pivotant exclusif

Le sac SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} peut pivoter s'il est fixé à une barrière cutanée SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}. Comme on peut alors changer la position du sac, l'appareillage est plus confortable, que le patient soit assis ou couché. Ce modèle facilite l'évacuation des selles pendant la nuit, la vidange du sac et les soins au chevet du patient. Le sac se fixe à la barrière cutanée et se verrouille automatiquement d'une légère pression du doigt.

Sac vidable SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}*



Standard, 30,5 cm (12 po), opaque, panneau confort des 2 côtés

- 401434 – 35 mm (1³/₈ po)
- 401435 – 45 mm (1³/₄ po)
- 401436 – 57 mm (2¹/₄ po)
- 401437 – 70 mm (2³/₄ po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **52.93**



Standard, 30,5 cm (12 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 401440 – 45 mm (1³/₄ po)
- 401441 – 57 mm (2¹/₄ po)
- 401442 – 70 mm (2³/₄ po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **52.93**



Grand, 35,5 cm (14 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 401443 – 100 mm (4 po)

Boîte de 10 sacs (1 attache par boîte) **79.39**

Sac fermé SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} avec filtre*



Le sac fermé est idéal en tout temps et particulièrement pour les activités sociales, les moments d'intimité et les voyages. Le filtre incorporé aide à réduire les odeurs et à prévenir l'accumulation de gaz.

Opaque 20,3 cm (8 po), panneau confort des 2 côtés

- 401677 – 35 mm (1³/₈ po)
- 401678 – 45 mm (1³/₄ po)
- 401679 – 57 mm (2¹/₄ po)
- 401680 – 70 mm (2³/₄ po)

Boîte de 15 sacs **53.94**
(Couvre-filtres imperméables fournis dans chaque boîte)

Sac pour urostomie SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} avec valve Accuseal^{MD}*



La valve Accuseal^{MD} pivote et est munie d'un bouchon à tige.

Standard, 25,4 cm (10 po), transparent, panneau confort d'un côté

- 401452 – 35 mm (1³/₈ po)
- 401453 – 45 mm (1³/₄ po)
- 401460 – 57 mm (2¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte) **76.34**



Standard, 25,4 cm (10 po), opaque, panneau confort d'un côté

- 401462 – 35 mm (1³/₈ po)
- 401463 – 45 mm (1³/₄ po)
- 401464 – 57 mm (2¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs Accuseal^{MD} par boîte) **76.34**

* Les barrières cutanées et les sacs SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD} ne sont pas compatibles avec les appareillages Natura^{MD}.

Appareillage pour stomies à une pièce Little Ones^{MD}**Sac pour urostomie à une pièce Little Ones^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD}, à découper**

L'appareillage à une pièce Little Ones^{MD} se met en place et se retire facilement, en une seule étape. Une valve de vidange pliable facilite la vidange. La valve antireflux aide à prévenir l'accumulation d'urine à la base de la stomie, ce qui prolonge la durée de port.

L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 25 mm (1 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

20917 – 8 mm à 25 mm (⁵/₁₆ po à 1 po)

Boîte de 15 sacs (2 adaptateurs pour drainage nocturne par boîte)

122.15

Sac vidable à une pièce Little Ones^{MD} avec barrière cutanée Stomahesive^{MD}, à découper

La barrière cutanée de l'appareillage à une pièce Little Ones^{MD} protège aussi efficacement la peau que la barrière cutanée Stomahesive^{MD}, mais elle a été modifiée afin qu'elle soit encore plus douce pour la peau. Cette barrière cutanée est plus mince, plus flexible et facile à retirer, ce qui réduit au minimum le risque d'irritation de la peau du jeune enfant.

L'ouverture de la barrière cutanée peut être agrandie jusqu'à 50 mm (2 po) et peut prendre la forme de tous les types de stomies.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

20922 – 8 mm à 50 mm (⁵/₁₆ po à 2 po)

Boîte de 15 sacs (16 attaches par boîte)

100.77

Conseil !

On peut utiliser l'appareillage à une pièce Little Ones^{MD} 20922 pour la prise en charge de petites fistules.

Sac vidable à une pièce Little Ones^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD}

Pour bébés de moins de 4,5 kg/10 lb



La technologie Stomahesive^{MD} garantit que l'appareillage épousera fidèlement les formes du corps de l'enfant et offrira la protection requise tout en restant confortable. Cet appareillage est doté d'un guide de mesure intégré, sans ouverture prédécoupée pour vous permettre de la tailler sur mesure. Le dispositif de fermeture InvisiClose^{MD} facilite la vidange du sac tout en offrant deux niveaux de fermeture sécuritaire auxquels vous pouvez vous fier.

Très petit, approx. 11 cm (4 po), transparent, panneau confort avec imprimés d'un côté

411633 – Pour stomies jusqu'à 23 mm (⁷/₈ po)

Boîte de 10 sacs

66.16

* Des guides Little Ones^{MD} servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.



Appareillage pour stomies à deux pièces Little Ones^{MD}

Barrière cutanée à deux pièces Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD} flexible (avec collerette et collet blanc), à découper



Cette barrière cutanée plus petite est bien adaptée au corps d'un jeune enfant. Le collet adhésif, doux et flexible s'applique facilement, se fixe solidement et sèche rapidement après le bain. La barrière cutanée Stomahesive^{MD} protège efficacement la peau; elle est flexible et épouse donc les formes du corps, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement.

Approx. 8 cm x 8 cm (3¹/₄ po x 3¹/₄ po)

401925 – 32 mm (1¹/₄ po)

Boîte de 5 barrières cutanées 44.78

Sac vidable à deux pièces Little Ones^{MD}



L'appareillage à deux pièces permet de retirer le sac et de le remettre en place facilement pour prévenir l'engorgement de l'évacuation même lorsque l'enfant dort. Le large orifice du sac facilite et accélère la vidange du sac.

Transparent, approx. 15 cm (6 po)

401927 – 32 mm (1¹/₄ po)

401928 – 45 mm (1³/₄ po)

Boîte de 10 sacs (10 attaches par boîte) 41.73

La barrière cutanée Natura^{MD} flexible 125259 45 mm (1³/₄ po) peut être utilisée avec le sac Little Ones^{MD} 401928.

Sac pour urostomie à deux pièces Little Ones^{MD}



La valve antireflux prévient l'accumulation d'urine à la base de la stomie. La valve de vidange est à l'épreuve des fuites. On peut retirer et remettre le sac en place facilement afin de prévenir l'engorgement de l'évacuation même lorsque l'enfant dort. L'adaptateur se fixe facilement à un récipient de drainage nocturne.

Transparent, approx. 13 cm (5 po)

401929 – 32 mm (1¹/₄ po)

Boîte de 10 sacs (2 adaptateurs pour drainage nocturne par boîte) 61.07

Minisac à deux pièces Little Ones^{MD}



Le minisac est conçu pour les enfants ou les soignants qui ont besoin de la commodité et de la fiabilité d'un appareillage à deux pièces fermé. Il ne nécessite aucune attache et on le jette après usage.

Opaque, approx. 13 cm (5 po), panneau confort d'un côté

401930 – 32 mm (1¹/₄ po)

Boîte de 20 minisacs 50.89

* Des guides Little Ones^{MD} servant à mesure les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.

Appareillages pour stomies Little Ones^{MD} avec Technologie de couplage adhésif^{MC}***Offert en tailles très petites (pour bébés de moins de 4,5 kg/10 lb) et petites (pour bébés de plus de 4,5 kg/10 lb)**

La Technologie de couplage adhésif^{MC} vous permet de retirer le sac sans avoir à retirer la barrière cutanée. Cela simplifie les changements de sacs, n'endommage pas la peau sensible de l'enfant et vous permet de voir la stomie, toujours sans retirer la barrière cutanée. Le revêtement du sac est doux, coloré et ses coins arrondis sont confortables pour la peau sensible du bébé.

Barrière cutanée Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD}**Technologie de couplage adhésif^{MC}**

La barrière cutanée très petite, sans ouverture prédécoupée, aide à mieux l'ajuster à la stomie de l'enfant, en lui assurant un plus grand confort. La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est mince, flexible et suit les mouvements du ventre du bébé, diminuant ainsi l'inconfort.

Très petit, diamètre de 6,5 cm (approx. 2½ po)**411632** – Pour stomies jusqu'à 23 mm (7/8 po)Boîte de 5 barrières cutanées rondes **45.80****Petit, 8,5 cm x 8,5 cm (3¾ po x 3¾ po)****411641** – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3/16 po à 1¼ po)Boîte de 5 barrières cutanées **45.80****Barrière cutanée Little Ones^{MD} Stomahesive^{MD} flexible avec collet hydrocolloïde adhésif (CH) - Technologie de couplage adhésif^{MC}**

La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est mince, flexible et suit les mouvements du ventre du bébé, diminuant ainsi l'inconfort. Le collet hydrocolloïde en tissu flexible accroît la protection et améliore la flexibilité et le confort en adhérant en douceur à la peau péristomiale sensible.

Petit, 8,5 cm x 8,5 cm (3¾ po x 3¾ po)**411642** – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3/16 po à 1¼ po)Boîte de 5 barrières cutanées **45.80****Sac fermé Little Ones^{MD} avec filtre Technologie de couplage adhésif^{MC}****Petit, approx. 15 cm (6 po), opaque, panneau confort avec imprimés des 2 côtés****411639** – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3/16 po à 1¼ po)Boîte de 10 sacs **39.69****Petit, approx. 15 cm (6 po), transparent, panneau confort avec imprimés d'un côté****411640** – Pour stomies de 4,8 mm à 31 mm (3/16 po à 1¼ po)Boîte de 10 sacs **39.69****Sac vidable Little Ones^{MD} avec filtre et dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD} - Technologie de couplage adhésif^{MC}**

Le dispositif de fermeture InvisiClose^{MD} facilite la vidange du sac tout en offrant deux niveaux de fermeture sécuritaire auxquels vous pouvez vous fier.

Petit, approx. 21 cm (8 po), transparent, panneau confort avec imprimés d'un côté**411637** – Pour stomies jusqu'à 31 mm (1¼ po)Boîte de 10 sacs **70.23****Petit, approx. 21 cm (8 po), opaque, panneau confort avec imprimés des 2 côtés****411638** – Pour stomies jusqu'à 31 mm (1¼ po)Boîte de 10 sacs **70.23****Sac vidable Little Ones^{MD} avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose^{MD} - Technologie de couplage adhésif^{MC}****Très petit, approx. 11 cm (4 po), transparent, panneau confort avec imprimés d'un côté****411631** – Pour stomies jusqu'à 23 mm (7/8 po)Boîte de 10 sacs **66.16*** Des guides Little Ones^{MD} servant à mesurer les stomies sont fournis dans chaque emballage de barrières cutanées.



Barrière cutanée Stomahesive^{MD}



La barrière cutanée Stomahesive^{MD} est une barrière cutanée hydro-colloïde à usages multiples composée de gélatine, de pectine, de carboxyméthylcellulose sodique et de polyisobutylène, laminés entre du polyéthylène et une feuille de papier opaque. Cette barrière sert à recouvrir la peau autour d'une stomie ou d'une fistule.

21712 – Approx. 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	
Boîte de 5 barrières cutanées	37.66
21715 – Approx. 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)	
Boîte de 3 barrières cutanées	86.52

Poudre protectrice Stomahesive^{MD}



La poudre protectrice Stomahesive^{MD} est composée de gélatine, de pectine et de carboxyméthylcellulose sodique. Cette poudre aide à créer une barrière protectrice contre les écoulements excoriants sur une peau suintante. Elle prolonge la durée de port de l'appareillage en absorbant l'humidité et elle aide à prévenir l'irritation de la peau.

025510 – Flacon de 28,3 g (1 oz)	unité	17.30
---	-------	--------------

Pâte Stomahesive^{MD}



Protecteur cutané et produit de remplissage à base de pectine.
La pâte Stomahesive^{MD} est composée d'ingrédients semblables à ceux de la poudre protectrice Stomahesive^{MD}. Cette pâte est très efficace comme produit de remplissage, produit d'étanchéité et comme barrière cutanée dans les cas de colostomies, d'iléostomies et d'urostomies. Elle peut aussi protéger la peau exposée autour des fistules, entre la base de la stomie et l'orifice de l'appareillage, et remplir les plis cutanés, les surfaces inégales et les cicatrices.

Conseil !
Rebouchez le tube immédiatement après usage afin de prévenir le durcissement de la pâte.

183910 – Tube de 56,7 g (2 oz)	unité	21.37
---	-------	--------------

Serviette de dissolvant pour adhésif AllKare^{MD*}



Cette serviette est imprégnée d'un dissolvant d'adhésifs exclusif sans alcool isopropylique. Elle permet de retirer efficacement les rubans adhésifs, les barrières cutanées et les résidus d'adhésifs qui peuvent réduire la durée de port de l'appareillage. Les émoullissants présents rendent la peau douce et souple.

037436 – Boîte de 50 serviettes	32.57
37443 – Boîte de 100 serviettes	55.98

Serviette protectrice AllKare^{MD*}



Insoluble dans l'eau, ce produit crée une couche protectrice entre la peau et les barrières cutanées, les adhésifs, les rubans adhésifs et les pansements hydrocolloïdes afin d'aider à prévenir l'irritation pouvant être provoquée par la desquamation, les phlyctènes de tension, la folliculite, la macération ou l'accumulation de résidus d'adhésifs.

037439 – Boîte de 50 serviettes	22.39
37444 – Boîte de 100 serviettes	40.71

* L'usage des serviettes AllKare^{MD} ne diminue pas l'adhérence ni la durée du port de la barrière cutanée Stomahesive^{MD} ou Durahesive^{MD}.



Bandelette Stomahesive^{MD}



Une bande adhésive à double face pour une utilisation de remplissage dans le but d'aider à protéger les surfaces cutanées inégales causées par les cicatrices, les plis cutanés et les irrégularités de la plaie qui sont étroitement liés à une stomie, une fistule ou une plaie exsudative. Emballage individuel et scellé.

25542 – 15 mm x 120 mm (approx. 1 po x 5 po)	
Boîte de 15 bandelettes	83.47

Enduit protecteur oral Orabase^{MD}



Cette pâte protège les lésions douloureuses à l'intérieur de la bouche.

Remarque: La commande minimale d'enduit protecteur Orabase^{MD} est d'une douzaine.

062436 – Tube de 7,5 g	
Paquet de 12 tubes	128.26
..... unité	10.68

Adhésif pour dentiers Orahesive^{MD}



En poudre

Cette poudre maintient solidement en place les prothèses dentaires.

Remarque: La commande minimale d'adhésif en poudre pour dentiers Orahesive^{MD} est d'une douzaine.

025545 – Flacon de 25 g	
Paquet de 12 flacons	156.76
..... unité	13.06



Protecteur cutané Eakin Cohesive^{MD}*



Le protecteur cutané Eakin Cohesive^{MD} est un accessoire pour stomie malléable en forme d'anneau. Il sert de joint étanche ou de barrière et protège mieux les stomies dans les cas où les appareillages s'y adaptent difficilement. La barrière hydrocolloïde malléable exclusive forme un gel qui aide à prévenir les lésions cutanées en scellant la surface entre la peau et l'appareillage pour stomie.



Cohesive SLIMS^{MD}

Prévention des fuites, confort et sécurité pour tous les types, formes et tailles de stomies.

Cohesive^{MD} PETIT

ANNEAU PLUS ÉPAIS

Les protecteurs cutanés Cohesive^{MD} PETIT sont de la même forme et de la même taille que les Cohesive SLIMS^{MD} mais sont plus épais. Idéaux pour assurer une protection cutanée supplémentaire des peaux à problème ou des personnes subissant des fuites importantes et agressives.

Cohesive^{MD} LARGE

DEUX FOIS PLUS GRANDS

Les protecteurs cutanés Cohesive^{MD} LARGE couvrent une plus grande superficie cutanée autour de la stomie, et assurent la protection d'une zone étendue. Ils sont parfaits pour les personnes ayant une peau sensible et une stomie urinaire, ou des selles liquides.

839005 – SLIMS^{MD}, 5 cm (2 po) Boîte de 10 anneaux minces	76.34
839002 – Petit, 5 cm (2 po) Boîte de 20 petits anneaux	154.73
839001 – Large, 10 cm (4 po) Boîte de 10 anneaux larges	90.59

Barrière cutanée Eakin Cohesive^{MD}*



La barrière cutanée Eakin Cohesive^{MD}, absorbante et malléable, est conçue pour aider à protéger la peau du contact avec les liquides organiques. Elle est utilisée partout où la peau est endommagée, excoriée ou fragile et nécessite une telle protection.

839004 – Petit, 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) Boîte de 5 barrières cutanées	53.40
839003 – Large, 10 cm x 20 cm (4 po x 8 po) Boîte de 5 barrières cutanées	124.99

* Consultez la page 41 pour d'autres produits Eakin Cohesive^{MD}.



Appareillage d'irrigation Visi-Flow^{MD}

L'appareillage d'irrigation Visi-Flow^{MD} permet surveillance et contrôle de l'écoulement. Il comporte un sac d'irrigation à remplissage frontal facile à utiliser et un cône pour stomies amovible.

Cet appareillage s'adapte seulement au manchon d'irrigation Natura^{MD}.

Irrigateur Visi-Flow^{MD}



L'irrigateur Visi-Flow^{MD} avec cône pour stomies est conçu pour les personnes vivant avec une colostomie pour qui l'irrigation est indiquée.

L'irrigateur Visi-Flow^{MD} est muni d'un sac d'irrigation à remplissage frontal réutilisable, d'un indicateur de débit à palette exclusif, d'un régulateur de débit avec commande au pouce, d'une graduation en gros caractères et d'un cône flexible. Un dispositif de fixation spécial permet de détacher le cône facilement pour le nettoyage.

Capacité de 2000 ml (67 oz)

401989 – 1 irrigateur avec cône pour stomies par boîte **65.14**

Cône pour stomies Visi-Flow^{MD}



Cône pour stomies de rechange pour l'irrigateur Visi-Flow^{MD}.

Le cône pour stomies Visi-Flow^{MD} est doux à l'extérieur et rugueux à l'intérieur pour empêcher un affaissement précoce.

22736 – 1 cône pour stomies par boîte **24.42**

Manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}



Le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD} est fait d'une pellicule transparente, et est muni d'un dispositif de fermeture à glissière qui facilite l'accès à la stomie tout en empêchant les fuites. Le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD} est conçu pour l'appareillage Natura^{MD}.

401911 – 38 mm (1½ po)

401912 – 45 mm (1¾ po)

401913 – 57 mm (2¼ po)

401914 – 70 mm (2¾ po)

Boîte de 5 manchons d'irrigation (1 attache par boîte) **54.96**

Adaptateur pour irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}



Cet adaptateur convient aux personnes qui doivent avoir recours à l'irrigation et qui préfèrent un appareillage à une pièce. On l'utilise avec l'irrigateur Visi-Flow^{MD} et le manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-Flow^{MD}. Une ceinture est nécessaire pour tenir l'adaptateur en place.

401918 – 45 mm (1¾ po)

401919 – 70 mm (2¾ po)

1 adaptateur pour irrigation par boîte **24.42**



Trousse pour drainage nocturne



L'appareillage collecteur d'urine avec connecteur pivotant Accuseal^{MD} est conçu pour faciliter le recueil d'urine pendant une période prolongée.

Chaque trousse comprend :

- 1 récipient pour drainage nocturne avec tube - capacité de 2 000 ml (67 oz)
- 1 housse pour le récipient pour drainage nocturne
- 1 adaptateur universel

27060 – 1 trousse par emballage 67.18

Tube pour récipient de drainage nocturne



Ce tube est conçu pour le récipient de drainage nocturne.

27062 – 1 tube par emballage, longueur 147 cm (approx. 58 po) 20.35

Adaptateur Accuseal^{MD}*



On fixe cet adaptateur à la valve Accuseal^{MD} du sac pour urostomie lorsqu'on utilise un récipient pour drainage nocturne.

21915 – Paquet de 2 adaptateurs 10.17

Ceinture pour appareillages pour stomies



Ceinture réglable pour les appareillages Natura^{MD}, AutoLock^{MD} et Active Life^{MD}.

Le tissu blanc de qualité supérieure de la ceinture pour appareillages pour stomies est doux pour la peau et lavable. La ceinture offre de plus une protection accrue.

175507 – Tour de taille jusqu'à approx. 107 cm (42 po)
1 ceinture par boîte 17.30

Conseil !

La ceinture doit être lavée à la main avec un savon doux, puis elle doit sécher à plat.

Attache ConvaTec



L'attache ConvaTec est faite d'un matériau souple et doux afin d'améliorer le confort du patient. Un clic indique qu'elle est bien fermée, apportant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit. Elle est conçue pour les sacs vidables. Avant d'utiliser l'attache pour la première fois, l'ouvrir et la refermer à quelques reprises.

175635 – Boîte de 10 attaches 42.75

Le saviez-vous?

Les attaches de fermeture de sacs risquent de ne pas être solidement verrouillées si l'on appuie seulement au milieu de l'attache : il faut appuyer sur toute la longueur, y compris sur l'extrémité de la tête.

Attache arrondie DuoLock^{MD}



L'attache arrondie DuoLock^{MD} est conçue pour les sacs vidables. Cette attache arrondie unique en son genre est dotée d'un double mécanisme de verrouillage pour éviter l'ouverture accidentelle du sac. Elle épouse les formes du corps.

175652 – Boîte de 10 attaches 41.73

Attache pour manchon d'irrigation Natura^{MD} Visi-flow^{MD}



L'attache est munie d'un crochet qui permet de replier le manchon d'irrigation Natura^{MD} vers le haut et d'en attacher l'extrémité à la collerette jusqu'à une deuxième évacuation.

175650 – Boîte de 10 attaches 45.80

* Pour obtenir les adaptateurs Accuseal^{MD}, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au 1 800 465-6302.

Trousse postopératoire Natura^{MD}, non stérile*

- Chaque trousse comprend:
- 1 sac vidable, standard, transparent
 - 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} flexible
 - 1 attache

Boîte de 5 trusses

401920 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1 ³ / ₄ po)	104.84
402239 – Pour colostomie ou iléostomie, 57 mm (2 ¹ / ₄ po)	104.84
401921 – Pour colostomie ou iléostomie, 70 mm (2 ³ / ₄ po)	104.84

Chaque trousse comprend:

- 1 sac vidable, standard, transparent
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} solide
- 1 attache

Boîte de 5 trusses

401922 – Pour colostomie ou iléostomie, 100 mm (4 po)	121.13
--	---------------



Chaque trousse comprend:

- 1 sac pour urostomie avec valve Accuseal^{MD}
- 1 barrière cutanée Duraheasive^{MD} flexible
- 1 adaptateur Accuseal^{MD}

Boîte de 5 trusses

401923 – Pour urostomie, 45 mm (1 ³ / ₄ po)	134.37
--	---------------

Trousse professionnelle Esteem synergy^{MD}, non stérile

Chaque trousse comprend :

- 5 sacs vidables, transparents
- 5 barrières cutanées Stomahesive^{MD} avec collet flexible
- 1 attache

409276 – Pour colostomie ou iléostomie, 61 mm (2 ³ / ₈ po) - trousse	83.47
409275 – Pour colostomie ou iléostomie, 89 mm (3 ¹ / ₂ po) - trousse	108.92

Trousse postopératoire Esteem synergy^{MD}, stérile*

Cette trousse, idéale pour usage immédiatement après l'opération, comprend:

- 1 sac vidable, transparent, droit de 89 mm (3¹/₂ po)
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} à découper, de 13 à 89 mm (1/2 à 3¹/₂ po) 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)
- 1 tige pour stomie cintrée 90 mm (3¹/₂ po)
- 1 guide de mesure

Boîte de 5 trusses stériles

409345 – Pour colostomie ou iléostomie, 89 mm (3 ¹ / ₂ po)	259.58
---	---------------

STÉRILE

Trousse postopératoire SUR-FIT^{MD} AutoLock^{MD}, non stérile*

Chaque trousse comprend:

- 1 sac vidable, standard, transparent
- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} flexible
- 1 attache

Boîte de 5 trusses

401673 – Pour colostomie ou iléostomie, 45 mm (1 ³ / ₄ po)	119.10
---	---------------

* Les trusses postopératoires sont vendues exclusivement aux hôpitaux.

Appareillage postopératoire Gentle Touch^{MD}, stérile

Les appareillages postopératoires Gentle Touch^{MD} stériles sont conçus pour être utilisés immédiatement après une chirurgie de colostomie, une iléostomie ou une urostomie. On peut aussi les utiliser pour prendre en charge de façon aseptique les fistules abdominales et les plaies chirurgicales qui nécessitent un drainage.

Appareillage postopératoire pour urostomie Gentle Touch^{MD}, stérile*



STÉRILE

L'appareillage pour urostomie Gentle Touch^{MD} stérile est utilisé immédiatement après une urostomie. Le sac, qui se fixe aisément à la barrière cutanée, est conçu de manière à réduire la pression exercée sur l'abdomen, sensible après l'opération.

(Collerette offerte en 2 tailles)

Chaque trousse comprend :

- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} avec collerette SUR-FIT^{MD}**
- 1 sac postopératoire pour urostomie SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD}, standard 30,5 cm (12 po), transparent**
- 1 adaptateur pour le récipient de drainage nocturne

20929 – 45 mm (1¾ po) Boîte de 2 appareillages stériles 53.94

20930 – 70 mm (2¾ po) Boîte de 2 appareillages stériles 53.94

Appareillage postopératoire pour colostomie ou iléostomie Gentle Touch^{MD}, stérile*



STÉRILE

L'appareillage postopératoire pour colostomie ou iléostomie Gentle Touch^{MD} stérile est conçu pour le patient qui vient de subir une colostomie ou une iléostomie. Le sac, qui se fixe aisément à la barrière cutanée, est conçu de manière à réduire la pression exercée sur l'abdomen, sensible après l'opération. On peut aussi l'utiliser pour prendre en charge les fistules abdominales et les plaies chirurgicales qui nécessitent un drainage.

(Collerette offerte en 2 tailles)


Chaque trousse comprend :

- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} avec collerette SUR-FIT^{MD}**
- 1 sac postopératoire vidable SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - standard 30,5 cm (12 po), transparent**
- 1 attache

20931 – 45 mm (1¾ po) Boîte de 2 appareillages stériles 50.89

20932 – 70 mm (2¾ po) Boîte de 2 appareillages stériles 50.89

Appareillage postopératoire pour stomie cintrée Gentle Touch^{MD}, stérile*



Usage externe pour chirurgie des stomies cintrées.

L'appareillage pour stomie cintrée Gentle Touch^{MD} est destiné à l'usage externe, après l'opération, chez le patient avec une stomie cintrée. Le sac, qui se fixe aisément à la barrière cutanée, est conçu de manière à réduire la pression exercée sur l'abdomen, sensible après l'opération.

(Collerette offerte en 2 tailles)

Chaque trousse comprend :

- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD} d'approx. 13 cm x 13 cm (5 po x 5 po) avec collerette SUR-FIT^{MD} de 70 mm (2¾ po)**
- 1 sac postopératoire vidable SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - standard 30,5 cm (12 po), transparent**
- 1 attache
- 1 tige de 65 mm (2½ po)

20933 – 70 mm (2¾ po) Boîte de 2 appareillages stériles 102.81



STÉRILE

Chaque trousse comprend :

- 1 barrière cutanée Stomahesive^{MD}, d'approx. 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po) avec collerette SUR-FIT^{MD} de 100 mm (4 po)**
- 1 sac postopératoire vidable SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - grand 35,5 cm (14 po), transparent**
- 1 attache
- 1 tige de 90 mm (3½ po)

20934 – 100 mm (4 po) Boîte de 2 appareillages stériles 108.92

Tiges Cintrées ConvaTec, stériles



- Les tiges pour stomies cintrées sont en forme de « T », ce qui aide à les maintenir en place
- La tête pivotante permet une application et un retrait faciles
- Les tiges sont dotées de trous afin que vous puissiez suturer la stomie, au besoin

22355 – Tige Cintrée pour Stomie (65mm) - Stérile
Boîte de 10 85.50

22356 – Tige Cintrée pour Stomie (90mm) - Stérile
Boîte de 10 85.50

* Les appareillages postopératoires sont vendus exclusivement aux hôpitaux.

** Les barrières cutanées et les sacs de trousse Gentle Touch^{MD} ne sont pas compatibles avec les autres appareillages Natura^{MD}.

Trousse postopératoire Gentle Touch^{MD}, non stérile

Les trousse postopératoires Gentle Touch^{MD} non stériles sont utilisées après la réalisation d'une stomie. Le sac, qui se fixe aisément à la barrière cutanée, est conçu de manière à réduire la pression exercée sur l'abdomen, sensible après l'opération. Ces trousse sont destinées aux patients qui quittent l'hôpital.

Trousse postopératoire pour urostomie Gentle Touch^{MD}, non stérile*

(Collerette offerte en 2 tailles)

Chaque trousse comprend:

- 5 barrières cutanées Durahesive^{MD} d'approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)**
- 5 sacs postopératoires pour urostomie SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - standard 30,5 cm (12 po), transparents**
- 1 adaptateur pour le récipient de drainage nocturne

20935 – 45 mm (1¾ po) **116.04**

Chaque trousse comprend:

- 5 barrières cutanées Durahesive^{MD} d'approx. 13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)**
- 5 sacs postopératoires pour urostomie SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - standard 30,5 cm (12 po), transparents**
- 1 adaptateur pour le récipient de drainage nocturne

20936 – 70 mm (2¾ po) **141.49**

Trousse postopératoire pour colostomie ou iléostomie Gentle Touch^{MD}, non stérile*

(Collerette offerte en 1 taille)

Chaque trousse comprend:

- Barrières cutanées Stomehesive^{MD} SUR-FIT^{MD} flexibles d'approx. 13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po) avec collet blanc**
- Sacs postopératoires vidables SUR-FIT^{MD} avec collerette Gentle Touch^{MD} - standard 30,5 cm (12 po), transparents**
- 1 attache

20938 – 70 mm (2¾ po) **90.59**

* Les trousse postopératoires sont vendues exclusivement aux hôpitaux.

** Les barrières cutanées et les sacs de trousse Gentle Touch^{MD} ne sont pas compatibles avec les autres appareillages SUR-FIT Natura^{MD}.



Sacs pour fistules et plaies Eakin Cohesive^{MD}

Les sacs pour plaies Eakin permettent une prise en charge des fistules, des stomies multiples ou irrégulières et des plaies fortement exsudatives, tout en assurant le confort du patient; ils sont doux pour la peau et économiques.



839250 839251



839252 839253



839260 839261



839262 839263



839264 839265



839266 839267



839268 839280

839250 – Petit sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 45 x 30 mm **191.99**

839251 – Sac moyen avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 110 x 75 mm **270.61**

839252 – Grand sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies jusqu'à 175 x 110 mm **350.26**

Boîte de 10 sacs

839253 – Très grand sac avec système de fermeture de type plier-rentre pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm **321.50**

Boîte de 5 sacs

839260 – Petit sac avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 45 x 30 mm **191.99**

839267 – Petit sac Plus avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 60 x 86 mm **270.61**

839261 – Sac moyen avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 110 x 75 mm **270.61**

839262 – Grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies jusqu'à 175 x 110 mm **350.26**

Boîte de 10 sacs

839263 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm **321.50**

839264 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal et fenêtre d'accès pour plaies horizontales jusqu'à 245 x 160 mm **384.00**

839265 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour plaies verticales jusqu'à 245 x 160 mm **321.50**

839268 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal et fenêtre d'accès pour plaies verticales jusqu'à 245 x 160 mm **384.00**

839266 – Très grand sac avec dispositif de drainage distal pour incisions verticales jusqu'à 290 x 130 mm **352.75**

Boîte de 5 sacs

839280 – Fenêtres d'accès Eakin à utiliser en association avec les sacs pour plaies Eakin **76.59**

Boîte de 5 Fenêtres



Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal^{MD} (FMS)



Avancée remarquable dans la prise en charge de l'incontinence fécale

Le système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal^{MD} est un dispositif de collecte temporaire indiqué pour les patients présentant une perte de contrôle importante ou totale des intestins avec des selles liquides ou semi-liquides. Il est conçu pour dériver, recueillir, contenir et isoler les matières fécales de manière sécuritaire et efficace, protéger les plaies des patients contre la contamination fécale et réduire à la fois les risques de ruptures de la peau et les risques de propagation des infections.

Le système Flexi-Seal^{MD} consiste en une sonde en silicone, une seringue et trois sacs collecteur.



411100 – Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD}	
Unité	639.99
411101 – Sacs collecteurs de remplacement, jetables, capacité de 1000 ml	
Boîte de 10	166.08
411102 – Sacs collecteurs de remplacement avec filtres, jetables, capacité de 1000 ml	
Boîte de 10	209.64
411104 – Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD} avec capacité anti-odeurs	
Unité	829.00
418000 – Système de prise en charge de matières fécales Flexi-Seal ^{MD} SIGNAL ^{MC}	
1 trousse par boîte, avec 3 sacs avec filtre	780.99

DISPOSITIF DE FIXATION

Dispositif de fixation FLEXI-TRAK^{MD}



Fixation de tubulures et de sondes de type sondes urinaires, tubulures de gastrostomie, tubulures I.V., sondes rectales, tubulures thoraciques, lignes veineuses centrales, câbles de stimulateurs cardiaques, tubulures de collecteur, tubulures de drainage biliaire, tubulures de néphrostomie et tubulures de dialyse péritonéale.

37449 – Grand, 38 mm x 100 mm (1,5 po x 4 po)	
Boîte de 50 dispositifs de fixation	172.16



Pansement AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD} est stérile, blanc et ses fibres sont entièrement faites de carboxyméthylcellulose sodique (100 %). Le pansement AQUACEL^{MD} présente l'apparence, la texture et la facilité d'utilisation de la gaze et des principaux pansements d'alginate sur le marché, mais retient plus d'exsudat que l'alginate et presque trois fois plus d'exsudat que la gaze lorsqu'il est utilisé sous compression. Le pansement AQUACEL^{MD} est indiqué pour la prise en charge des abrasions, des lacérations; sous la supervision d'un professionnel des soins de santé, il est indiqué pour des ulcères de pression, des ulcères de jambe, des incisions, des zones donneuses de greffes, des brûlures du deuxième degré, des plaies infectées et des plaies chirurgicales ou traumatiques qui cicatrisent par deuxième intention. En outre, on peut l'utiliser pour la prise en charge des plaies sujettes au saignement et pour aider à contenir un léger saignement.

177901 – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)	65.19
177902 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	159.19
177903 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)	168.29

Pansement AQUACEL^{MD} Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Les pansements AQUACEL^{MD} avec fibres de renfort offrent tous les avantages des pansements-rubans AQUACEL^{MD} et AQUACEL^{MD} Ag originaux, mais ils sont encore plus robustes. Le procédé liage par couture a été utilisé afin de solidifier davantage les pansements-rubans AQUACEL^{MD} originaux. On obtient ainsi des pansements qui présentent :

- Plus de 20 fois plus de résistance*
- Plus de 1,3 fois moins de risques de rétrécissement*

403770 – Boîte de 5 pansements, approx. 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po)	107.64
420127 – Boîte de 5 pansements, approx. 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po)	107.64

Pansement AQUACEL^{MD} Ag Hydrofiber^{MD}, stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag est un pansement **antimicrobien** absorbant qui, en plus d'être doté de tous les avantages du pansement AQUACEL^{MD}, présente une caractéristique importante : il renferme des ions argent. Le pansement AQUACEL^{MD} Ag tue un large spectre d'agents pathogènes présents dans le pansement et responsables des infections (activité microbicide), notamment *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) et les entérocoques résistant à la vancomycine (ERV)¹. Étant donné que le pansement AQUACEL^{MD} Ag contient un antimicrobien, aucun autre produit antimicrobien n'est requis.



Le saviez-vous?

Vous pouvez utiliser le pansement AQUACEL^{MD} Ag sur une plaie qui a été nettoyée avec de l'eau stérile ou une solution saline.

403706 – Boîte de 10 pansements, approx. 4,5 cm x 4,5 cm (approx. 2 po x 2 po)	95.51
403708 – Boîte de 10 pansements, approx. 9,5 cm x 9,5 cm (approx. 4 po x 4 po)	254.73
403710 – Boîte de 5 pansements, approx. 14,5 cm x 14,5 cm (approx. 6 po x 6 po)	251.69
403711 – Boîte de 5 pansements, approx. 19,5 cm x 29,5 cm (approx. 8 po x 12 po)	635.32

Pansement AQUACEL^{MD} Ag Hydrofiber^{MD} avec fibres de renfort, stérile



Les pansements AQUACEL^{MD} Ag avec fibres de renfort offrent tous les avantages des pansements-rubans AQUACEL^{MD} Ag originaux, mais ils sont encore plus robustes. Le procédé de liage par couture a été utilisé afin de solidifier davantage les pansements-rubans AQUACEL^{MD} Ag originaux. On obtient ainsi des pansements qui présentent :

- Plus de 20 fois plus de résistance*
- Plus de 1,3 fois moins de risques de rétrécissement*

403771 – Boîte de 5 pansements, approx. 2 cm x 45 cm (approx. 3/4 po x 18 po)	159.19
420128 – Boîte de 5 pansements, approx. 1 cm x 45 cm (approx. 0.39 po x 18 po)	159.19

¹ S. A. Jones et coll., P. G. Bowler, M. Walker, et D. Parsons, « Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber^{MD} dressing », *Wound Repair Regeneration*, 12(3), mai-juin 2004, p. 288-294.

* En comparaison avec les pansements originaux AQUACEL^{MD} et AQUACEL^{MD} Ag.



Pansement AQUACEL^{MD} EXTRA^{MC} avec fibres de renfort



Le pansement AQUACEL^{MD} EXTRA^{MC} avec fibres de renfort est un pansement doux, stérile et non tissé composé de fibres Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique). Ce pansement très absorbant épouse le lit de la plaie, absorbe le fluide de la plaie et crée un gel cohésif doux; il maintient un environnement humide qui favorise le processus de guérison du corps et contribue à l'évacuation spontanée des tissus non viables de la plaie (débridement autolytique), sans endommager les tissus nouvellement formés. Le pansement AQUACEL^{MD} EXTRA^{MC} est composé de deux couches de la technologie HydrofiberMD reliées ensemble, et a été conçu pour être 9X plus fort et 39% plus absorbant que le pansement AQUACEL^{MD} régulier.



420671 – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)	78.23
420672 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	191.03
420673 – Boîte de 10 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)	201.95

Pansement Versiva^{MD} XC^{MD}, Stérile



Le pansement Versiva^{MD} XC^{MD} est un pansement stérile comportant: une couche de surface de pellicule/mousse de polyuréthane étanche à l'eau, une couche absorbante fibreuse non tissée (avec Technologie Hydrofiber^{MD}) et une fine couche non adhésive en contact avec la plaie, entourée d'une mince bordure adhésive ou non adhésive. Il est indiqué pour le traitement des abrasions mineures, des lacérations, des coupures mineures, des brûlures et échaudures mineures, et sous la supervision d'un professionnel de la santé, pour des ulcères de jambe, des ulcères de pression (épaisseur partielle et complète), des ulcères diabétiques, des déchirures de la peau, des plaies chirurgicales (guérissant par deuxième intention, zones donneuses ou excisions dermatologiques), des brûlures au second degré et des plaies traumatiques.



Non Adhésif



Adhésif



Adhésif talon



Adhésif sacrum



Non Adhésif :

410606 – Boîte de 10 pansements, approx. 7,5 cm x 7,5 cm (approx. 3 po x 3 po)	68.05
410607 – Boîte de 10 pansements, approx. 11 cm x 11 cm (approx. 4 po x 4 po)	110.98
410608 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po)	115.40
410614 – Boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)	193.82

Adhésif :

410609 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	102.10
410610 – Boîte de 10 pansements, approx. 14 cm x 14 cm (approx. 5,5 po x 5,5 po)	168.67
410611 – Boîte de 5 pansements, approx. 22 cm x 22 cm (approx. 9 po x 9 po)	290.02
410615 – Boîte de 5 pansements, approx. 19 cm x 19 cm (approx. 7,5 po x 7,5 po)	153.87

Adhésif talon :

410612 – Boîte de 5 pansements, approx. 18,5 cm x 20,5 cm (approx. 7 po x 8 po)	152.41
--	---------------

Adhésif sacrum :

410613 – Boîte de 5 pansements, approx. 21 cm x 25 cm (approx. 8 po x 10 po)	180.52
---	---------------



Pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag SURGICAL, Stérile



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag SURGICAL avec argent est un pansement stérile postopératoire comprenant un îlot interne (en contact avec la plaie) non tissé utilisant la Technologie Hydrofiber^{MD} et d'ions d'argent lié par piqûres avec du fil de nylon et de l'élasthanne. Le tout est maintenu en place entre deux couches d'hydrocolloïdes. La couche supérieure étant recouverte d'une pellicule de polyuréthane et la couche inférieure, en contact avec la peau et percée d'une fenêtre, étant composée d'une pellicule de polyuréthane elle-même prise en sandwich entre deux couches d'hydrocolloïdes.



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} Ag SURGICAL est imperméable et forme une barrière contre les bactéries et les virus, car il est conçu pour s'ajuster aux mouvements du corps et à l'œdème postopératoire.

412009 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 10 cm (approx. 3,5 po x 4 po)	368.98
412010 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 15 cm (approx. 3,5 po x 6 po)	414.70
412011 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 25 cm (approx. 3,5 po x 10 po)	506.08
NOUVEAU ! 420670 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 30 cm (approx. 3,5 po x 12 po)	454.47
412012 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 35 cm (approx. 3,5 po x 14 po)	584.35

Pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} SURGICAL, Stérile



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} SURGICAL est un pansement stérile postopératoire comprenant un îlot interne (en contact avec la plaie) non tissé utilisant la Technologie Hydrofiber^{MD}. L'îlot est composé de carboxyméthylcellulose sodique lié par piqûres avec du fil de nylon et de l'élasthanne maintenu en place entre deux couches d'hydrocolloïdes, la couche supérieure étant recouverte d'une pellicule de polyuréthane et la couche inférieure, en contact avec la peau et percée d'une fenêtre, étant composée d'une pellicule de polyuréthane elle-même prise en sandwich entre deux couches d'hydrocolloïdes.



Le pansement de recouvrement AQUACEL^{MD} SURGICAL est imperméable et forme une barrière contre les bactéries et les virus, car il est conçu pour s'ajuster aux mouvements du corps et à l'œdème postopératoire.

412017 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 10 cm (approx. 3,5 po x 4 po)	295.19
412018 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 15 cm (approx. 3,5 po x 6 po)	331.76
412019 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 25 cm (approx. 3,5 po x 10 po)	404.86
NOUVEAU ! 420669 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 30 cm (approx. 3,5 po x 12 po)	568.09
412020 – Boîte de 10 pansements, approx. 9 cm x 35 cm (approx. 3,5 po x 14 po)	467.48





Pansement AQUACEL^{MD} Ag Burn Hydrofiber^{MD}, Stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} Ag BURN Hydrofiber^{MD} renforcé avec fils de nylon est un pansement imprégné d'argent, antimicrobien, absorbant, doux et stérile; il est non tissé, composé de fibres entremêlées, fabriqué à l'aide de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) et cousu sur la longueur au moyen d'un fil de nylon. Le pansement contient 1,2 % d'ions argent, poids/poids. L'argent tue un vaste éventail de bactéries dans la plaie. Ce pansement absorbe un grand volume de liquides et de bactéries de la plaie; il crée également un gel doux et cohésif qui épouse étroitement le lit de la plaie, maintient celle-ci dans un milieu humide et contribue au retrait de matériaux non viables (débridement autolytique). Sous la supervision d'un professionnel de la santé, le pansement AQUACEL^{MD} Ag BURN Hydrofiber^{MD} est indiqué principalement pour la prise en charge des brûlures avec atteinte tissulaire partielle (deuxième degré) et les plaies susceptibles de saigner telles que les plaies ayant subi un débridement mécanique ou chirurgical, et les zones donneuses. Additionnellement, il peut être aussi utilisé pour les indications tel que les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe (ulcères veineux de stase, ulcères artériels et ulcères de jambe d'origine mixte), les ulcères de pression et plaies (avec atteinte tissulaire partielle et totale), les plaies chirurgicales qui guérissent par deuxième intention, les plaies chirurgicales qui guérissent par première intention, les plaies traumatiques, les plaies cancéreuses exsudatives (e.g. fonguïdes (tumeurs cutanées), tumeurs polypoïdes, métastases cutanées, sarcomes de Kaposi et angiosarcomes), les plaies douloureuses ou infectées.



403786 – Boîte de 5 pansements, approx. 13 cm x 10 cm (approx. 5 po x 4 po)	166.40
403787 – Boîte de 5 pansements, approx. 17 cm x 15 cm (approx. 7 po x 6 po)	286.00
403788 – Boîte de 5 pansements, approx. 23 cm x 30 cm (approx. 9 po x 12 po)	768.51
403789 – Boîte de 3 pansements, approx. 23 cm x 100 cm (approx. 9 po x 40 po)	1130.00
403790 – Boîte de 5 pansements, approx. 54 cm X 45 cm (approx. 21 po x 18 po)	1332.00
403791 – Boîte de 1 pansement, taille 1 (Gant)	446.00
403792 – Boîte de 1 pansement, taille 2 (Gant)	464.00
403793 – Boîte de 1 pansement, taille 3 (Gant)	482.00
403794 – Boîte de 1 pansement, taille 4 (Gant)	519.00
403795 – Boîte de 1 pansement, taille 5 (Gant)	564.00

Pansement AQUACEL^{MD} Burn Hydrofiber^{MD}, Stérile



Le pansement AQUACEL^{MD} BURN Hydrofiber^{MD} renforcé avec fils de nylon est un pansement absorbant, doux et stérile; il est non tissé, composé de fibres entremêlées, fabriqué à l'aide de la technologie Hydrofiber^{MD} (carboxyméthylcellulose sodique) et cousu sur la longueur au moyen d'un fil de nylon. Ce pansement conformable et très absorbant retient le liquide de la plaie et crée un gel doux qui maintient la plaie dans un milieu humide, lequel supporte le processus de guérison et contribue au retrait de matériaux inutiles dans la plaie (débridement autolytique), sans causer de lésions aux tissus nouvellement formés. Sous la supervision d'un professionnel de la santé, le pansement AQUACEL^{MD} BURN Hydrofiber^{MD} est indiqué principalement pour la prise en charge des brûlures avec atteinte tissulaire partielle (deuxième degré) et les plaies susceptibles de saigner telles que les plaies ayant subi un débridement mécanique ou chirurgical, et les zones donneuses. Additionnellement, il peut être aussi utilisé pour les indications telles que les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe (ulcères veineux de stase, ulcères artériels et ulcères de jambe d'origine mixte), ulcères de pression et plaies (avec atteinte tissulaire partielle et totale), les plaies chirurgicales qui guérissent par deuxième intention telles que les incisions dont les bords sont désunis, les plaies chirurgicales qui guérissent par première intention telles que les incisions dermatologiques et chirurgicales (p. ex., orthopédiques et vasculaires), les plaies dermatologiques, les plaies traumatiques et les plaies douloureuses.



403776 – Boîte de 5 pansements, approx. 13 cm x 10 cm (approx. 5 po x 4 po)	104.10
403777 – Boîte de 5 pansements, approx. 17 cm x 15 cm (approx. 7 po x 6 po)	191.44
403778 – Boîte de 5 pansements, approx. 23 cm x 30 cm (approx. 9 po x 12 po)	400.00
403779 – Boîte de 3 pansements, approx. 23 cm x 100 cm (approx. 9 po x 40 po)	1065.00
403780 – Boîte de 3 pansements, approx. 54 cm X 45 cm (approx. 21 po x 18 po)	1190.00
403781 – Boîte de 1 pansement, taille 1	400.00
403782 – Boîte de 1 pansement, taille 2	419.00
403783 – Boîte de 1 pansement, taille 3	437.00
403784 – Boîte de 1 pansement, taille 4	464.00
403785 – Boîte de 1 pansement, taille 5	510.00

Absorption de l'exsudat



Couvre-pansement absorbant adhésif CombiDERM^{MD} ACD^{MD}, stérile



Le pansement CombiDERM^{MD} ACD^{MD} est un pansement adhésif, stérile, à base d'hydrocolloïdes absorbants qui procurent un milieu humide et absorbent l'exsudat sans endommager les tissus. Il sert à panser les plaies aiguës ou chroniques, modérément ou très exsudatives.

CombiDERM^{MD} ACD^{MD}

187725 – Boîte de 10 pansements, approx. 13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)	131.90
401848 – Boîte de 5 pansements, approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po)	121.28
401849 – Boîte de 5 pansements, Triangle , approx. 20 cm x 23 cm (approx. 8 po x 9 po)	168.29
651027 – Boîte de 5 pansements, Triangle , approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po)	153.14
651029 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 25 cm (approx. 6 po x 10 po)	222.88
651031 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	124.33

Couvre-pansement absorbant CombiDERM^{MD} NON ADHÉSIF, stérile



Le pansement CombiDERM^{MD} NON ADHÉSIF est un pansement stérile à base d'hydrocolloïdes absorbants qui procurent un milieu humide et absorbent l'exsudat sans endommager les tissus. C'est le pansement de choix pour la prise en charge de l'exsudat abondant dans les cas où la peau autour de la plaie est fragile.

**CombiDERM^{MD}
NON ADHÉSIF**

187773 – Boîte de 10 pansements, approx. 13 cm x 13 cm (approx. 5 po x 5 po)	139.48
187774 – Boîte de 10 pansements, approx. 8 cm x 8 cm (approx. 3 po x 3 po)	78.85
187775 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 25 cm (approx. 6 po x 10 po)	131.90

Pansement anti-odeurs CarboFlex^{MD}, stérile



Le pansement anti-odeurs CarboFlex^{MD} stérile et non adhésif comporte une couche absorbante (faite d'alginate et de Technologie Hydrofiber^{MD}) qui entre en contact avec la plaie, une couche centrale composée d'un filtre au charbon activé et une couche de surface douce et résistante à l'eau. Ce pansement est indiqué pour les plaies aiguës ou chroniques malodorantes.

**CarboFlex^{MD}
Pansement anti-odeurs**

403202 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po)	150.10
403203 – Boîte de 5 pansements, approx. 8 cm x 15 cm (approx. 3 po x 6 po) - Ovale	106.13
403204 – Boîte de 5 pansements, approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po)	172.85

Pansement d'alginate de calcium KALTOSTAT^{MD}, stérile



Le pansement KALTOSTAT^{MD} est doux, stérile et non tissé et est composé de fibres d'alginate de calcium et de sodium et offert sous forme de ruban ou de compresse. Les fibres d'alginate absorbent l'exsudat et créent un milieu humide à la surface de la plaie. Ce pansement peut être utilisé pour les abrasions, les lacérations, les échaudures et brûlures mineures, et sous la supervision d'un professionnel de la santé, pour les ulcères de pression de stades 2 à 4, les ulcères veineux et artériels, les ulcères du pied diabétique, les zones donneuses de greffes, les incisions chirurgicales et les plaies traumatiques. En entrant en contact avec une plaie qui saigne, le pansement KALTOSTAT^{MD} favorise l'hémostase (coagulation).

KALTOSTAT^{MD}

168117 – Boîte de 5 pansements, 2 g.	98.55
168210 – Boîte de 10 pansements, approx. 5 cm x 5 cm (approx. 2 po x 2 po)	60.65
168212 – Boîte de 10 pansements, approx. 7 cm x 12 cm (approx. 3 po x 5 po)	150.10
168214 – Boîte de 10 pansements, approx. 10 cm x 19 cm (approx. 4 po x 8 po)	236.54

Absorption de l'exsudat



Pansement hydrocolloïde DuoDERM Signal^{MD} CGF^{MD} à bords amincis (avec gel contrôlé), stérile



Le pansement DuoDERM Signal^{MD} est un pansement hydrocolloïde, adhésif, à bords amincis. Ce pansement flexible, sûr et translucide est doté d'un indicateur visuel vert qui signale à quel moment changer le pansement. Le pansement DuoDERM Signal^{MD} convient aux plaies modérément exsudatives.

Usage Multiple:

	403326 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	63.67
	403327 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	125.84
	403328 – Carré - approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	250.18
	403332 – Triangle - approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	142.52
	403333 – Triangle - approx. 20 cm x 23 cm (approx. 8 po x 9 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	206.20
Talon	410500 – Forme talon - approx. 19 cm x 19 cm (approx. 7 po x 8 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	192.55
Sacrum	410501 – Forme papillon - approx. 20 cm x 22 cm (approx. 8 po x 9 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	216.81
Ovale	410510 – Forme ovale - approx. 11 cm x 19 cm (approx. 5 po x 8 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	110.68

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Extra-Mince, stérile



Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Extra-Mince est un pansement hydrocolloïde à grande flexibilité qui est conçu pour la prise en charge des plaies sèches ou faiblement exsudatives. On l'utilise aussi pour prévenir la rupture de la peau.

	187900 – Rectangle - approx. 5 cm x 10 cm (approx. 2 po x 4 po) Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement	89.45
	187901 – Carré - approx. 7 cm x 7 cm (approx. 3 po x 3 po) Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement	116.75
	187902 – Ovale - approx. 10 cm x 15 cm (approx. 4 po x 6 po) Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement	87.93
	187903 – Triangle - approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po) Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement	191.04
	187955 – Carré - 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement	68.21
	187957 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po) Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement	131.90
	187961 – Rectangle - approx. 5 cm x 20 cm (approx. 2 po x 8 po) Boîte de 10 pansements, enveloppés individuellement	97.04

Conseil !

Afin d'assurer un port prolongé des pansements DuoDERM^{MD}, prenez soin de toujours sélectionner la taille appropriée. Laissez au moins 3,2 cm (1¼ po) sur la peau au pourtour de la plaie.



Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} avec gel contrôlé, stérile



Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} est un pansement hydrocolloïde adhésif conçu pour la prise en charge des ulcères cutanés exsudatifs, y compris des plaies avec atteinte tissulaire totale, des ulcères de pression (stades 2 à 4), des ulcères de jambe, des plaies superficielles, des brûlures avec atteinte tissulaire partielle et des zones donneuses de greffes.



187658 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement	231.98
187659 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po) Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement	453.37
187660 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	63.67
187661 – Carré - approx. 14 cm x 14 cm (approx. 6 po x 6 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	125.84
187662 – Carré - approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	250.18
Pour couvrir une plus grande superficie lors de la prise en charge des ulcères de la jambe, des brûlures au second degré ou des zones donneuses:	
187643 – Rectangle - approx. 15 cm x 20 cm (approx. 6 po x 8 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	168.29
187644 – Rectangle - approx. 20 cm x 29 cm (approx. 8 po x 12 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	335.09

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border, stérile*



Le pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border comporte une bordure adhésive qui permet d'éviter le recours à un ruban adhésif supplémentaire. Ce pansement est indiqué pour les plaies exsudatives dans les régions difficiles à panser.



Conçu pour la région du sacrum:

187973 – Triangle Superficie totale incluant la bordure : approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po) Superficie de la masse DuoDERM ^{MD} : approx. 10 cm x 13 cm (approx. 4 po x 5 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	87.93
187974 – Triangle Superficie totale incluant la bordure : approx. 20 cm x 22 cm (approx. 8 po x 9 po) Superficie de la masse DuoDERM ^{MD} : approx. 15 cm x 18 cm (approx. 6 po x 7 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	144.05
Usage multiple:	
187970 – Carré Superficie totale incluant la bordure : approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Superficie de la masse DuoDERM ^{MD} : approx. 6 cm x 6 cm (approx. 3 po x 3 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	42.44
187971 – Carré Superficie totale incluant la bordure : approx. 14 cm x 14 cm (approx. 5 po x 5 po) Superficie de la masse DuoDERM ^{MD} : approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	75.79
187972 – Carré Superficie totale incluant la bordure : approx. 20 cm x 20 cm (approx. 8 po x 8 po) Superficie de la masse DuoDERM ^{MD} : approx. 15 cm x 15 cm (approx. 6 po x 6 po) Boîte de 5 pansements, enveloppés individuellement	157.67

Pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD}, stérile



Le pansement hydrocolloïde DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD} est indiqué pour la prise en charge des ulcères de pression à atteinte tissulaire totale ou partielle et des ulcères de jambe.



187611 – Carré - approx. 10 cm x 10 cm (approx. 4 po x 4 po) Boîte de 20 pansements, enveloppés individuellement (Emballage institutionnelle)	242.59
--	---------------

* Afin d'assurer un port prolongé du pansement DuoDERM^{MD} CGF^{MD} Border, prenez soin de toujours sélectionner la taille appropriée. Laissez au moins 3,2 cm (1 1/4 po) de la masse DuoDERM^{MD} (sans calculer la bordure adhésive) sur la peau au pourtour de la plaie.



Gel DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD}, stérile




Le gel DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD} stérile contient des hydrocolloïdes naturels dans un véhicule clair et visqueux. Il sert à prendre en charge et à hydrater les plaies avec atteinte tissulaire totale ou partielle. Le gel DuoDERM^{MD} crée un milieu humide qui favorise la cicatrisation en facilitant le débridement autolytique.



187987 – 3 tubes à usage unique de 30 g	50.03
187990 – 10 tubes à usage unique de 15 g	107.64

Pâte DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD}, stérile



La pâte DuoDERM^{MD} Hydroactive^{MD} est hypoallergénique et à base d'hydrocolloïdes naturels. Elle est conçue pour prendre en charge les ulcères cutanés exsudatifs; elle aide aussi à absorber l'exsudat abondant et prolonge la durée de vie du pansement secondaire. Lorsqu'elle entre en contact avec l'exsudat de la plaie, elle crée un milieu humide qui favorise la cicatrisation en facilitant le débridement autolytique. La pâte DuoDERM^{MD} est aussi utilisée pour remplir les irrégularités de la plaie, ce qui facilite l'application des pansements DuoDERM^{MD}.



187930 – 1 tube de 30 g	21.20
-------------------------------	-------



BANDAGES DE COMPRESSION

SurePress^{MD}

Bandage de forte compression SurePress^{MD}



Le bandage de forte compression SurePress^{MD} est conçu pour être appliqué sur un pansement primaire chez le patient présentant une perturbation du retour veineux. Ce bandage élastique réutilisable est doté d'une ligne centrale jaune et de deux indicateurs rectangulaires d'extension pour en faciliter la mise en place sur des membres de différentes tailles. Il exerce une compression soutenue de 35 à 45 mmHg.

RÉUTILISABLE

Le saviez-vous?

Le bandage de forte compression SurePress^{MD} peut-être lavé jusqu'à 20 fois (lavage à la main et séchage à plat).

650947 – 10 cm x 3 m (non étiré) (4 po x 3,2 verges)unité **45.48**

Bandage absorbant SurePress^{MD}



Ce bandage doux, non tissé et absorbant est composé d'un mélange de viscose et de fibres bicomposées et superabsorbantes. Il protège la peau et offre une absorption accrue ainsi qu'une répartition équilibrée de la pression sous le bandage de forte compression soutenue SurePress^{MD}.

Le saviez-vous?

Le bandage absorbant SurePress^{MD} aide à distribuer la compression graduée et à protéger la peau de l'écoulement d'exsudat du pansement primaire.

650948 – 10 cm x 3 m (4 po x 3,2 verges)
Boîte de 6 bandages **31.84**



Shampooing et gel pour le corps Aloe Vesta^{MD}

1 Nettoyage

Le shampooing et gel pour le corps Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, revitalise, apaise et hydrate la peau. Ce produit doux pour la peau et les cheveux peut être utilisé régulièrement pour le bain et la douche ou comme shampooing ou nettoyant corporel, sans rinçage nécessaire.



Pompe: #100543



401865 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)	230.47
401866 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)	360.86
401867 – Caisse: 4 x 4 L (1 gal.)	280.50

Mousse nettoyante Aloe Vesta^{MD}

1 Nettoyage

La mousse nettoyante Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, sert à nettoyer tout le corps et ne nécessite aucun rinçage. Cette mousse est conçue pour apaiser et hydrater la peau. Facile à utiliser, elle produit une mousse riche qui nettoie la peau et les cheveux en douceur.

Le saviez-vous?

La bouteille de mousse nettoyante Aloe Vesta^{MD} contient une quantité de mousse suffisante pour près de 300 utilisations.



325204 – Caisse: 24 x 118 ml (4 oz)	392.15
401871 – Caisse: 12 x 236 ml (8 oz)	224.39

Nettoyant périnéal cutané Aloe Vesta^{MD}

1 Nettoyage

Le nettoyant périnéal cutané Aloe Vesta^{MD}, à pH équilibré, est conçu pour apaiser et hydrater la peau lors du nettoyage, et ne nécessite aucun rinçage. Son parfum au citron aide à neutraliser les mauvaises odeurs.

Pompe: #100543



401868 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)	223.76
401869 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)	360.86
401870 – Caisse: 4 x 3,6 L (approx. 1 gal.)	266.86

Nettoyant périnéal cutané Sensi-Care^{MD}

1 Nettoyage

Le nettoyant périnéal cutané Sensi-Care^{MD}, à pH équilibré, est idéal pour la peau fragile et sensible. Il est conçu pour apaiser et hydrater la peau lors du nettoyage, et ne nécessite aucun rinçage.



Pompe: #100543



401882 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)	274.44
401883 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)	406.36



Lotion revitalisante Aloe Vesta^{MD}



2 Hydratation

La lotion revitalisante Aloe Vesta^{MD}, qui ne contient ni lanoline ni parfum, adoucit et hydrate la peau et maintient cet état en réduisant l'assèchement de la peau.



Pompe: #100543

401872 – Caisse: 48 x 118 ml (4 oz)	178.91
401873 – Caisse: 48 x 236 ml (8 oz)	288.08

Onguent protecteur Aloe Vesta^{MD}



3 Protection

L'onguent protecteur Aloe Vesta^{MD} apaise et hydrate la peau, fait obstacle aux substances irritantes et repousse l'humidité. L'utilisation régulière de cette préparation non parfumée aide à maintenir l'apparence saine de la peau.



401898 – Caisse: 24 x 59 ml (2 oz)	204.68
401899 – Caisse: 12 x 236 ml (8 oz)	277.46

Barrière protectrice Sensi-Care^{MD}



3 Protection

La barrière protectrice Sensi-Care^{MD} non parfumée forme un écran contre l'humidité et protège la peau contre les substances irritantes. Ce produit est donc idéal pour les peaux sensibles. Il contient du petrolatum et 15 % d'oxyde de zinc.



325614 – Caisse: 24 x 102 ml (3,5 oz).	288.08
---	---------------

Le saviez-vous?

Le nettoyage et l'hydratation sont vitaux à la protection de la peau.

À découper	L'ouverture de la barrière cutanée doit être agrandie (au moyen de ciseaux) à la taille de la stomie.
Appareillage à deux pièces	La barrière cutanée et le sac constituent deux pièces séparées; ils sont raccordés au moyen d'un anneau rond en plastique appelé collerette ou d'un système adhésif; le sac peut se retirer facilement sans retirer la barrière cutanée.
Appareillage à une pièce	La barrière cutanée et le sac sont combinés en une seule pièce, flexible et discrète. Le sac ne peut être retiré sans retirer la barrière cutanée.
Barrière cutanée	Un carré adhésif faisant partie de l'appareillage pour stomie et qui est directement en contact avec la peau. La barrière cutanée aide à protéger la peau autour de la stomie et offre une étanchéité sûre et fiable lorsqu'elle est fixée au sac. ¹
Barrière cutanée Durahesive^{MD}	Une barrière cutanée hydrocolloïde durable conçue pour aider à recueillir les liquides qui s'écoulent de la stomie. La barrière cutanée est résistante aux effluents caustiques.
Barrière cutanée Stomahesive^{MD}	Une barrière cutanée hydrocolloïde conçue pour bien adhérer aux surfaces tant sèches qu'humides; le choix idéal pour protéger la peau péristomiale.
Collerette	L'anneau de plastique connecteur sur la barrière cutanée ou le sac.
Convexité	Caractéristique d'une barrière cutanée courbée vers l'extérieur. ²
Dispositif de fermeture InvisiClose^{MD}	Un sac sans attache qui se ferme à l'aide d'un dispositif à emboîtement intégré.
Fermé (sac)	Sac sans ouverture à l'extrémité inférieure et que l'on jette après usage. Ils constituent donc le choix idéal pour les occasions spéciales, les moments d'intimité, mais aussi pour les activités de tous les jours. Certains sacs fermés sont offerts avec un filtre conçu pour réduire les odeurs et l'accumulation des gaz.
Filtre	Petit disque de charbon intégré à certains appareillages dans le but de laisser passer les gaz sans les odeurs et d'éviter que le sac ne se gonfle d'air.
Malléable	Aucuns ciseaux ne sont requis; on moule avec les doigts la barrière cutanée à la forme et à la taille de la stomie.
Panneau confort	(ou revêtement confortable) Une maille de plastique très fine sur un côté (ou les deux côtés) du sac, confortable et aussi doux que du satin sur la peau. Le revêtement des sacs fermés ressemble à du coton.
Peau péristomiale	La peau autour de la stomie.
Prédécoupée	L'ouverture de la barrière cutanée ou de l'appareillage est déjà découpée pour différentes tailles de stomies - aucuns ciseaux requis.
Technologie de couplage adhésif^{fMC}	Un appareillage pour stomies à deux pièces qui se joint une collerette.
Vidable (sac)	Sac doté d'une ouverture à l'extrémité inférieure permettant la vidange des selles ou de l'urine; le sac est ensuite refermé au moyen d'une attache ou d'un dispositif de fermeture sans attache.

¹ Colwell JC. Principles of stoma management. In: Colwell JC, Goldberg MT, Carmel JE (eds). Fecal & Urinary Diversions: Management Principles. St.Louis: MO. Mosby 2004:240-262.

² Rolstad BS, Boarini J. Principles and techniques in the use of convexity. Ostomy/Wound Management; January/February 1996; (42)1: 26.

Bactéricide	Les bactéries sont tuées; ainsi, elles ne réapparaissent pas lorsque le contact avec l'antimicrobien cesse.
Bactériostatique	La prolifération des bactéries est inhibée, mais elle reprend lorsque le contact avec l'antimicrobien cesse.
Brûlure avec atteinte tissulaire partielle	(au second degré) Une brûlure qui endommage l'épiderme et certains tissus du derme, mais qui n'endommage pas les glandes sudoripares et sébacées et les follicules pileux, plus profonds. ¹
Contamination	La plaie est souillée par contact avec des organismes ou lorsque ceux-ci y ont pénétré. ²
Hydrocolloïde	Une substance qui libère un gel avec de l'eau. ³
Infection	Une prolifération de micro-organismes qui peuvent se propager dans les tissus et les détruire. Les symptômes sont locaux et systémiques. ²
Microbicide	Les bactéries, les levures et les champignons sont tués; ainsi, ils ne réapparaissent pas lorsque l'on cesse le traitement par antimicrobien.
Technologie Hydrofiber^{MD}	La Technologie Hydrofiber ^{MD} est exclusive à ConvaTec. Elle se compose de carboxyméthylcellulose sodique entièrement pure (à 100 %) et sert à la fabrication des pansements AQUACEL ^{MD} , AQUACEL ^{MD} Ag, AQUACEL ^{MD} SURGICAL, AQUACEL ^{MD} Ag SURGICAL et Versiva ^{MD} XC ^{MD} .

¹ Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. Edition 19: F.A. Davis Company; 2001: 295.

² Barton P, Parslow N. Wound Care-A Comprehensive Guide for Community Nurses. Saint Elizabeth Health Care; 1996: 86-87.

³ Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. Philippines Copyright by Merriam-Webster Inc.; 1984: 589.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Description	Page
A	
Accuseal ^{MD} adaptateur	36
Active Life ^{MD} couvre-stomie avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	24
Active Life ^{MD} sac fermé avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	24
Active Life ^{MD} sac fermé avec filtre et barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	24
Active Life ^{MD} sac pour urostomie avec bonde pliable et barrière cutanée Durahesive ^{MD} convexe	25
Active Life ^{MD} sac pour urostomie avec bonde pliable et barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	25
Active Life ^{MD} sac pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD} et barrière cutanée Durahesive ^{MD}	25
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Durahesive ^{MD} convexe	25
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Durahesive ^{MD} Plus ^{MD} flexible	23
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	23
Active Life ^{MD} sac vidable avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	24
AllKare ^{MD} serviette pour dissolvant pour adhésif	32
AllKare ^{MD} serviette protectrice	32
Aloe Vesta ^{MD} lotion revitalisante	51
Aloe Vesta ^{MD} mousse nettoyante	50
Aloe Vesta ^{MD} nettoyant périnéal cutané	50
Aloe Vesta ^{MD} onguent protecteur	51
Aloe Vesta ^{MD} shampooing et gel pour le corps.....	50
AQUACEL ^{MD} Ag BURN pansement	45
AQUACEL ^{MD} BURN pansement	45
AQUACEL ^{MD} EXTRA pansement avec fibres de renfort.....	43
AQUACEL ^{MD} Ag pansement Hydrofiber ^{MD}	42
AQUACEL ^{MD} pansement Hydrofiber ^{MD}	42
AQUACEL ^{MD} Ag SURGICAL pansement de recouvrement	44
AQUACEL ^{MD} SURGICAL pansement de recouvrement	44
Attache ConvaTec	36
C	
CarboFlex ^{MD} pansement anti-odeurs	46
Ceinture pour accessoires à stomie	36
CombiDERM ^{MD} ACD ^{MD} couvre-pansement absorbant adhésif.....	46
CombiDERM ^{MD} NON ADHÉSIF couvre-pansement absorbant	46
D	
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Border pansement hydrocolloïde.....	48
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} Extra-Mince pansement hydrocolloïde.....	47
DuoDERM ^{MD} CGF ^{MD} pansement hydrocolloïde.....	48
DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD} gel	49
DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD} pansement hydrocolloïde.....	48
DuoDERM ^{MD} Hydroactive ^{MD} pâte	49
DuoDERM ^{MD} Signal ^{MD} pansement hydrocolloïde	47
DuoLock ^{MD} attache arrondie	36
E	
Eakin Cohesive ^{MD} barrière cutanée	34
Eakin Cohesive ^{MD} protecteur cutané	34
Eakin Cohesive ^{MD} sac pour fistules et plaies.....	40
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible à convexité malléable.....	19
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible.....	19
Esteem synergy ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	19
Esteem synergy ^{MD} minisac.....	21
Esteem synergy ^{MD} sac fermé.....	21
Esteem synergy ^{MD} sac fermé avec filtre.....	21
Esteem synergy ^{MD} sac vidable avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD} et avec filtre.....	21
Esteem synergy ^{MD} sac vidable droit.....	20
Esteem synergy ^{MD} trousse postopératoire	37
Esteem synergy ^{MD} trousse pour professionnels.....	37
Esteem synergy ^{MD} sac vidable pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD}	22

INDEX ALPHABÉTIQUE

Description	Page
F	
Flexi-Seal ^{MD} FMS système de prise en charge de matières fécales.....	41
Flexi-Seal ^{MD} FMS sac collecteur de recharge.....	41
Flexi-Seal ^{MD} SIGNAL ^{MC} FMS système de prise en charge de matières fécales	41
FLEXI-TRAK ^{MD} dispositif de fixation	41
G	
Gentle Touch ^{MD} appareillage postopératoire pour colostomie ou iléostomie.....	38
Gentle Touch ^{MD} appareillage postopératoire pour urostomie.....	38
Gentle Touch ^{MD} appareillage postopératoire pour stomie cintrée.....	38
Gentle Touch ^{MD} trousse postopératoire pour colostomie ou iléostomie.....	39
Gentle Touch ^{MD} trousse postopératoire pour urostomie	39
K	
KALTOSTAT ^{MD} pansement d'alginat de calcium	45
L	
Little Ones ^{MD} barrière cutanée à deux pièces Stomahesive ^{MD} flexible.....	30
Little Ones ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} avec technologie de couplage adhésif	31
Little Ones ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible avec collet hydrocolloïde adhésif et technologie de couplage adhésif ..	31
Little Ones ^{MD} minisac à deux pièces	30
Little Ones ^{MD} sac fermé avec filtre et technologie de couplage adhésif	31
Little Ones ^{MD} sac pour urostomie à deux pièces	30
Little Ones ^{MD} sac pour urostomie à une pièce avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	29
Little Ones ^{MD} sac vidable à deux pièces	30
Little Ones ^{MD} sac vidable à une pièce avec barrière cutanée Stomahesive ^{MD}	29
Little Ones ^{MD} sac vidable à une pièce avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose ^{MD}	29
Little Ones ^{MD} sac vidable avec dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose ^{MD} et technologie de couplage adhésif	31
Little Ones ^{MD} sac vidable avec filtre, dispositif de fermeture (sans attache) InvisiClose ^{MD} et technologie de couplage adhésif ..	31
N	
Natura ^{MD} adaptateur à collerette.....	16
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible avec Convex-It ^{MD}	12
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible	11
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible à convexité malléable	7
Natura ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} solide	11
Natura ^{MD} barrière cutanée malléable..... NOUVEAU ! Disponible dès maintenant avec un collet en acrylique	7
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	9-10
Natura ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	9
Natura ^{MD} dispositif convexe jetable	8
Natura ^{MD} minisac.....	16
Natura ^{MD} sac fermé	16
Natura ^{MD} sac fermé avec filtre	16
Natura ^{MD} sac pour urostomie avec bonde pliable	17
Natura ^{MD} sac pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD}	17
Natura ^{MD} sac vidable.....	14
Natura ^{MD} sac vidable à grande capacité avec filtre	14
Natura ^{MD} sac vidable avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD}	15
Natura ^{MD} sac vidable avec filtre et avec dispositif de fermeture InvisiClose ^{MD}	15
Natura ^{MD} sac vidable avec filtre	14
Natura ^{MD} trousse postopératoire.....	37
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} adaptateur pour irrigation.....	35
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} attache pour manchon d'irrigation.....	36
Natura ^{MD} Visi-Flow ^{MD} manchon d'irrigation	35
Natura ^{MD} Adaptateur	6
O	
Orabase ^{MD} enduit protecteur oral	33
Orahesive ^{MD} adhésif en poudre pour dentiers	33

INDEX ALPHABÉTIQUE

Description	Page
P	
Pompe	51-52
S	
Sensi-Care ^{MD} nettoyant périnéal cutané	51
Sensi-Care ^{MD} barrière protectrice	52
Stomahesive ^{MD} bandelette	33
Stomahesive ^{MD} barrière cutanée.....	32
Stomahesive ^{MD} pâte.....	32
Stomahesive ^{MD} poudre protectrice	32
SurePress ^{MD} bandage absorbant.....	50
SurePress ^{MD} bandage de forte compression soutenue	50
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} barrière cutanée Durahesive ^{MD} flexible	27
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} flexible	27
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} barrière cutanée Stomahesive ^{MD} solide	27
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} dispositif convexe jetable	26
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} sac fermé avec filtre	28
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} sac vidable	28
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} sac pour urostomie avec valve Accuseal ^{MD}	28
SUR-FIT ^{MD} AutoLock ^{MD} trousse postopératoire.....	37
T	
Technologie malléable de ConvaTec.....	7
Tiges Cintrées ConvaTec	38
Trousse pour drainage nocturne	36
Tube pour récipient de drainage nocturne	36
V	
Versiva ^{MD} XC ^{MD} pansement	44
Visi-Flow ^{MD} irrigateur	35
Visi-Flow ^{MD} cône pour stomies	35

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page	Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page
20917	7 68455 10869 5629	125334	7 68455 10195 52023
20922	7 68455 10139 92029	125335	7 68455 10196 22023
20929	7 68455 10683 7838	125336	7 68455 10197 92023
20930	7 68455 10684 4838	125338	7 68455 10199 32023
20931	7 68455 10685 1838	125339	7 68455 10200 62023
20932	7 68455 10686 8838	125340	7 68455 10201 32023
20933	7 68455 10687 5838	125341	7 68455 10202 02023
20934	7 68455 10688 2838	125342	7 68455 10203 72023
20935	7 68455 10699 82439	125343	7 68455 10204 42023
20936	7 68455 10700 11839	125352	7 68455 10206 82025
20938	7 68455 10701 81839	125353	7 68455 10207 52025
21712	7 68455 10694 32032	125354	7 68455 10208 22025
21715	7 68455 10696 71032	125355	7 68455 10209 92025
21915	3000302191522036	125356	7 68455 10210 52025
22355	7 68455 11550 11238	125357	7 68455 10211 22025
22356	7 68455 11551 81238	125358	7 68455 10212 92025
22736	7 68455 10708 71035	125359	7 68455 10213 62025
22751	7 68455 10141 22023	125361	7 68455 10214 32025
22764	7 68455 10154 22023	125362	7 68455 10215 02025
22765	7 68455 10155 92023	125363	7 68455 10216 72025
22766	7 68455 10156 62023	125364	7 68455 10217 42025
22767	7 68455 10157 32023	125365	7 68455 10218 12025
22768	7 68455 10158 02023	125366	7 68455 10219 82025
22769	7 68455 10159 72023	125367	7 68455 10220 42025
22771	7 68455 10161 02023	125368	7 68455 10221 12025
25510	7 68455 10826 84832	125369	7 68455 10222 82025
25542	7 68455 10702 51033	168117	7 68455 08116 52445
25545	7 68455 10986 9133	168210	7 68455 08114 16045
27060	7 68455 10913 5636	168212	7 68455 08115 83045
27062	7 68455 10709 42036	168214	7 68455 08111 01045
037436	7 68455 10767 44032	175507	7 68455 10718 624036
037439	7 68455 10766 74032	175611	7 68455 10236 5624
37443	7 68455 10760 52032	175635	7 68455 10719 31236
37444	7 68455 10761 22032	175650	7 68455 10707 01236
37449	7 68455 10762 91241	175652	7 68455 10867 14836
62436	7 68455 10876 3833	175769	7 68455 10245 72024
64927	7 68455 10168 91225	175770	7 68455 10247 12024
100543	040000100543500 .50-51	175771	7 68455 10248 82024
125257	7 68455 10170 2109	175772	7 68455 10249 52024
125258	7 68455 10171 9109	175773	7 68455 10250 12024
125259	7 68455 10172 6109	175777	7 68455 10251 81225
125260	7 68455 10173 3109	175778	7 68455 10252 51225
125261	7 68455 10174 0109	175779	7 68455 10253 21225
125262	7 68455 10175 7109	175780	7 68455 10254 91225
125263	7 68455 10176 4109	177901	7 68455 10935 76042
125264	7 68455 10177 1109	177902	7 68455 10936 42442
125265	7 68455 10178 8109	177903	7 68455 10937 12042
125266	7 68455 10179 5109	183910	7 68455 10690 53532
125267	7 68455 10180 11010	187611	7 68455 10693 6547
125268	7 68455 10181 81010	187643	7 68455 10269 32047
125269	7 68455 10182 51010	187644	7 68455 10670 71047
125270	7 68455 10183 21010	187658	7 68455 10270 9547
125271	7 68455 10184 91010	187659	7 68455 10271 61247
125272	7 68455 10185 61010	187660	7 68455 10697 42047
125273	7 68455 10186 31010	187661	7 68455 10272 32247
125274	7 68455 10187 01010	187662	7 68455 10698 11047
125275	7 68455 10188 71010	187725	7 68455 10273 02445
125276	7 68455 10189 41010	187773	7 68455 10274 73045
125277	7 68455 10190 01010	187774	7 68455 10275 43045
125330	7 68455 10191 72023	187775	7 68455 10276 11045
125331	7 68455 10192 42023	187900	7 68455 10277 83346
125333	7 68455 10194 82023	187901	7 68455 10278 52146

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse	Page	Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse	Page
187902	7 68455 10279 23046	401527	7 68455 10344 7616
187903	7 68455 10280 82046	401528	7 68455 10345 4616
187930	7 68455 10682 030048	401529	7 68455 10346 1616
187955	7 68455 10691 23046	401530	7 68455 10347 8616
187957	7 68455 10692 93046	401531	7 68455 10348 5616
187961	7 68455 10282 24546	401532	7 68455 10349 2616
187970	7 68455 10283 93047	401533	7 68455 10350 8617
187971	7 68455 10284 63047	401534	7 68455 10351 5617
187972	7 68455 10285 31047	401535	7 68455 10352 2617
187973	7 68455 10286 02047	401536	7 68455 10353 9617
187974	7 68455 10287 71047	401537	7 68455 10354 6617
187987	7 68455 10706 36048	401538	7 68455 10671 4617
187990	7 68455 10864 02448	401539	7 68455 10355 3617
325204	7 68455 10808 4150	401540	7 68455 10356 0617
325614	7 68455 08848 5151	401541	7 68455 10357 7617
400598	7 68455 10289 12023	401542	7 68455 10358 4617
400599	7 68455 10290 72023	401543	7 68455 10359 1617
401304	7 68455 10293 81027	401544	7 68455 10360 7617
401305	7 68455 10294 51027	401545	7 68455 10361 4617
401306	7 68455 10295 21027	401546	7 68455 10362 1617
401307	7 68455 10296 91027	401547	7 68455 10363 8617
401308	7 68455 10297 61027	401548	7 68455 10364 5617
401429	7 68455 10298 31027	401549	7 68455 10365 2617
401430	7 68455 10299 01027	401550	7 68455 10366 9617
401431	7 68455 10300 31027	401551	7 68455 10367 6617
401432	7 68455 10301 01027	401552	7 68455 10368 3617
401434	7 68455 10302 72028	401553	7 68455 10369 0617
401435	7 68455 10303 42028	401554	7 68455 10370 6617
401436	7 68455 10304 12028	401555	7 68455 10371 3617
401437	7 68455 10305 82028	401557	7 68455 10372 01414
401440	7 68455 10307 22028	401558	7 68455 10373 71414
401441	7 68455 10308 92028	401559	7 68455 10374 41414
401442	7 68455 10309 62028	401573	7 68455 10375 1109
401443	7 68455 10310 22028	401574	7 68455 10376 8109
401452	7 68455 10311 9628	401575	7 68455 10377 5109
401453	7 68455 10312 6628	401576	7 68455 10378 2109
401460	7 68455 10313 3628	401577	7 68455 10379 9109
401462	7 68455 10315 7628	401614	7 68455 10828 224026
401463	7 68455 10316 4628	401618	7 68455 10830 524026
401464	7 68455 10317 1628	401673	7 68455 10380 5437
401500	7 68455 10319 52013	401677	7 68455 10382 9628
401501	7 68455 10321 82013	401678	7 68455 10383 6628
401502	7 68455 10323 22013	401679	7 68455 10384 3628
401503	7 68455 10325 62013	401680	7 68455 10385 0628
401504	7 68455 10326 32013	401848	7 68455 10387 41045
401505	7 68455 10327 02013	401849	7 68455 10388 11045
401506	7 68455 10328 72013	401865	7 68455 09980 1150
401507	7 68455 10329 42013	401866	7 68455 06300 0150
401508	7 68455 10330 02013	401867	7 68455 06301 7150
401509	7 68455 10331 72013	401868	7 68455 09981 8150
401510	7 68455 10332 42013	401869	7 68455 06303 1150
401511	7 68455 10333 12013	401870	7 68455 06304 8150
401512	7 68455 10334 82013	401871	7 68455 06305 5150
401513	7 68455 10335 52013	401872	7 68455 06306 2151
401514	7 68455 10336 22013	401873	7 68455 06307 9151
401515	7 68455 10337 92013	401882	7 68455 09979 5150
401521	7 68455 10338 6616	401883	7 68455 06317 8150
401522	7 68455 10339 3616	401898	7 68455 06310 9151
401523	7 68455 10340 9616	401899	7 68455 06309 3151
401524	7 68455 10341 6616	401905	7 68455 10393 52011
401525	7 68455 10342 3616	401906	7 68455 10394 2209
401526	7 68455 10343 0616	401909	7 68455 10397 3616

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page	Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page
401911	7 68455 10399 72035	404011	7 68455 10715 52408
401912	7 68455 10400 02035	404012	7 68455 10716 22408
401913	7 68455 10401 72035	404013	7 68455 10717 92408
401914	7 68455 10402 42035	404014	7 68455 10437 62013
401918	7 68455 10405 52035	404015	7 68455 10438 32013
401919	7 68455 10406 22035	404016	7 68455 10439 02013
401920	7 68455 10407 9437	404017	7 68455 10440 62013
401921	7 68455 10408 6437	404018	7 68455 10441 32013
401922	7 68455 10409 3437	404025	7 68455 10442 02013
401923	7 68455 10410 9437	404026	7 68455 10443 72013
401925	7 68455 10412 32030	404027	7 68455 10444 42013
401927	7 68455 10414 72030	404028	7 68455 10445 12013
401928	7 68455 10415 42030	404029	7 68455 10446 82013
401929	7 68455 10416 12030	404030	7 68455 10447 52013
401930	7 68455 10417 8630	404031	7 68455 10448 22013
401989	7 68455 10425 3635	404032	7 68455 10449 92013
401993	7 68455 1086 9126	404033	7 68455 10450 52013
401994	7 68455 10860 266	404034	7 68455 10451 22013
401995	7 68455 10859 666	404592	7 68455 10452 9127
401996	7 68455 10858 966	404593	7 68455 10453 6127
402239	7 68455 10427 7437	404594	7 68455 10454 3127
403202	7 68455 10428 4745	405406	7 68455 10496 3620
403203	7 68455 10429 12445	405436	7 68455 10482 6621
403204	7 68455 10430 72845	405437	7 68455 10483 3621
403326	7 68455 10725 43046	405441	7 68455 10484 0621
403327	7 68455 10723 03046	405447	7 68455 10487 1622
403328	7 68455 10726 11046	405448	7 68455 10488 8622
403332	7 68455 10724 72046	405449	7 68455 10489 5622
403333	7 68455 10727 81046	405450	7 68455 10490 1622
403706	7 68455 10946 32042	405451	7 68455 10491 8622
403708	7 68455 10947 01642	405453	7 68455 10493 2622
403710	7 68455 10948 71242	405456	7 68455 10496 32019
403711	7 68455 10951 7542	405457	7 68455 10497 02019
403770	7 68455 10677 62042	405458	7 68455 10498 72019
403771	7 68455 10674 52042	405467	7 68455 10499 42019
403776	7 68455 10988 3545	405468	7 68455 10500 72019
403777	7 68455 10991 3545	405473	7 68455 10503 82019
403778	7 68455 10994 4545	405474	7 68455 10505 22019
403779	7 68455 10997 5545	405475	7 68455 10507 62019
403780	7 68455 11000 1545	405476	7 68455 10508 32019
403781	7 68455 11052 0545	405477	7 68455 10509 02019
403782	7 68455 11039 1545	405478	7 68455 10510 62019
403783	7 68455 11042 1545	405479	7 68455 10511 32019
403784	7 68455 11045 2545	405480	7 68455 10512 02019
403785	7 68455 11048 3545	405481	7 68455 10513 72019
403786	7 68455 11051 3545	405482	7 68455 10514 42019
403787	7 68455 11054 4545	405483	7 68455 10515 12019
403788	7 68455 11057 5545	409268	7 68455 10523 61219
403789	7 68455 11060 5545	409269	7 68455 10524 31219
403790	7 68455 11063 6545	409270	7 68455 10525 01219
403791	7 68455 11066 7545	409275	7 68455 10526 7437
403792	7 68455 11069 8545	409276	7 68455 10527 4437
403793	7 68455 11072 8545	409345	7 68455 10532 8437
403794	7 68455 11075 9545	410500	7 68455 10747 61046
403795	7 68455 11078 0545	410501	7 68455 10748 31046
403946	7 68455 10433 8621	410510	7 68455 10750 62046
403948	7 68455 10434 52019	410606	7 68455 11003 22043
404006	7 68455 10710 02408	410607	7 68455 11011 72043
404007	7 68455 10711 72408	410608	7 68455 11006 31543
404008	7 68455 10712 42408	410609	7 68455 11004 92043
404009	7 68455 10713 12408	410610	7 68455 11008 71043
404010	7 68455 10714 82408	410611	7 68455 11527 3143

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page	Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse Page
410612	7 68455 11010 01543	413153	7 68455 10614 11011
410613	7 68455 11011 71543	413154	7 68455 10615 81011
410614	7 68455 11007 01543	413155	7 68455 10616 51011
410615	7 68455 11009 41543	413156	7 68455 10617 21011
410810	7 68455 10546 5621	413157	7 68455 10618 91011
410811	7 68455 10547 2621	413159	7 68455 10619 61011
410812	7 68455 10548 9621	413160	7 68455 10620 21011
411100	7 68455 10856 5341	413161	7 68455 10621 91011
411101	7 68455 10790 2641	413162	7 68455 10622 61011
411102	7 68455 10862 6141	413163	7 68455 10623 31011
411104	7 68455 10137 5341	413164	7 68455 10624 01011
411264	7 68455 10561 81214	413165	7 68455 10625 71011
411265	7 68455 10562 51214	413166	7 68455 10626 41011
411266	7 68455 10563 21214	413167	7 68455 10627 11011
411267	7 68455 10564 91214	413168	7 68455 10628 81011
411289	3 00034 11289 3614	413177	7 68455 10637 01212
411290	7 68455 10567 0614	413178	7 68455 10638 71212
411291	7 68455 10568 7614	413179	7 68455 10639 41212
411309	7 68455 10576 2615	413180	7 68455 10640 01212
411310	7 68455 10571 71415	413181	7 68455 10641 71212
411311	7 68455 10572 41415	413182	7 68455 10642 41212
411312	7 68455 10573 11415	413183	7 68455 10643 11212
411360	7 68455 10574 82015	413184	7 68455 10644 81212
411361	7 68455 10575 52015	413185	7 68455 10645 51212
411362	7 68455 10570 02015	413186	7 68455 10646 21212
411490	7 68455 10581 6614	413187	7 68455 10647 91212
411491	7 68455 10582 3614	413188	7 68455 10648 61212
411492	7 68455 10583 0614	413312	7 68455 10650 92015
411493	7 68455 10584 7614	413313	7 68455 10651 62015
411631	7 68455 10585 42031	413314	7 68455 10652 32015
411632	7 68455 10586 12031	413332	7 68455 10653 01415
411633	7 68455 10587 82029	413334	7 68455 10655 41415
411637	7 68455 10588 52031	413335	7 68455 10656 11415
411638	7 68455 10589 22031	413336	7 68455 10657 81415
411639	7 68455 10590 82031	413353	7 68455 10658 5621
411640	7 68455 10591 52031	413354	7 68455 10898 5621
411641	7 68455 10592 22031	413417	7 68455 12391 9107
411642	7 68455 10593 92031	413418	7 68455 12392 6107
411657	7 68455 11733 81020	413419	7 68455 12393 3107
411658	7 68455 11734 51020	413420	7 68455 12394 0107
411659	7 68455 11735 21020	413421	7 68455 12395 7107
411800	7 68455 10594 6107	413422	7 68455 12396 4107
411801	7 68455 10595 3107	413423	7 68455 12397 1107
411802	7 68455 10596 0107	413424	7 68455 12398 8107
411803	7 68455 10597 7107	418000	7 68455 11717 8141
411804	7 68455 10598 4107	420127	7 68455 11821 2542
411805	7 68455 10599 1107	420128	7 68455 11817 5542
411806	7 68455 10600 4107	420671	7 68455 12559 32043
411807	7 68455 10601 1107	420669	7 68455 12507 42044
412009	7 68455 11116 92044	420670	7 68455 12511 12044
412010	7 68455 11119 02044	420672	7 68455 12665 12043
412011	7 68455 11122 02044	420673	7 68455 12564 72043
412012	7 68455 11125 12044	650408	7 68455 10659 2624
412017	7 68455 11128 22044	650422	7 68455 10660 8624
412018	7 68455 11131 22044	650803	7 68455 10875 61624
412019	7 68455 11134 32044	650828	7 68455 10661 5625
412020	7 68455 11137 42044	650829	7 68455 10662 2625
413142	7 68455 10603 5824	650830	7 68455 10663 9625
413143	7 68455 10604 2824	650831	7 68455 10664 6625
413144	7 68455 10605 9824	650832	7 68455 10665 3625
413145	7 68455 10606 6824	650833	7 68455 10666 0625
413146	7 68455 10607 3824	650947	7 68455 10782 74849

INDEX NUMÉRIQUE

Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse	Page	Code de produit	Codes UPC	Boîtes par caisse	Page
650948	7 68455 10896 12449				
651027	7 68455 10667 71245				
651029	7 68455 10668 41045				
651031	7 68455 10669 12045				
839001	7 68455 10872 55034				
839002	7 68455 10873 21334				
839003	7 68455 10933 32034				
839004	7 68455 10934 0100	...34				
839005	7 68455 11825 0100	...34				
839250	7 68455 12687 31040				
839251	7 68455 12688 01040				
839252	7 68455 12689 71040				
839253	7 68455 12679 8540				
839260	7 68455 12690 31040				
839261	7 68455 12691 01040				
839262	7 68455 12692 71040				
839263	7 68455 12680 4540				
839264	7 68455 12682 8540				
839265	7 68455 12681 1540				
839266	7 68455 12686 6540				
839267	7 68455 12683 51040				
839268	7 68455 12684 2540				
839280	7 68455 12685 9540				

RESSOURCES UTILES

United Ostomy Association of Canada (UOAC)
344 Bloor St. West, Suite 501
Toronto, ON M5S 3A7
Téléphone: 1 888 969-9698
Télécopieur: (416) 595-9924
www.ostomycanada.ca

Société canadienne du cancer
55 St. Clair Avenue West, Suite 300
Toronto, ON M4V 2Y7
Téléphone: (416) 961-7223
Télécopieur: (416) 961.4189
Courriel: info@cis.cancer.ca
www.cancer.ca

Foundation canadienne des maladies inflammatoires
de l'intestin
600-60 St. Clair Avenue East
Toronto, ON M4T 1N5
Téléphone: 1 800 387-1479
Télécopieur: (416) 929-0364
www.cafc.ca

Canadian Association for Enterostomal Therapy
(CAET)
66 Leopolds Drive
Ottawa, Ontario
K1V 7E3
Tel: 888-739-5072
Fax: 613-834-6351
office@caet.ca
www.caet.ca

Association canadienne du cancer colorectal
60 St. Clair Avenue East, Suite 204
Toronto, ON M4T 1N5
Téléphone: (416) 920.4333
Télécopieur: (416) 920-3004
www.cancer-colorectal.ca

Friends of Ostomates Worldwide (FOW)
Suite 501, 344 Bloor St. W.,
Toronto, ON M5S 3A7
Phone: 416-618-5564
Email: lornea@fowc.ca
<http://www.fowc.ca/>

Intestinal Disease Education and Awareness Society
(IDEAS)
#521 119 West Penser Street
Vancouver, BC V6B 1S5
Téléphone: (604) 568-8499
Courriel: info@weneedideas.com
www.ideas-na.com

Association canadienne du soin des plaies (ACSP)
642 King Street West, Suite 200
Toronto, ON M5V 1M7
Téléphone: 1 866 474-0125 ou (416) 485-2292
Télécopieur: (416) 485-2291
Email: info@cawc.net
www.cawc.ca


Association canadienne de soins et services à domicile
17 York Street, Suite 401
Ottawa, ON K1N 9J6
Téléphone: (613) 569-1585
Télécopieur: (613) 569-1604
www.cdnhomecare.ca

Association pour la Prévention des Infections à
l'Hôpital et dans la Communauté
P.O. Box 46125 RPO Westdale
Winnipeg, MB R3R 3S3
Te.l: 1 866 999-7111 ou (204) 897-5990
Télécopieur: (204) 895-9595
Courriel: chicacanada@mts.net
www.chica.org

Association Canadienne de Dermatologie
1385 Bank Street, Suite 425
Ottawa, ON K1H 8N4
Téléphone: 1 800 267-3376 ou (613) 728-1748
Télécopieur: 1 866 267-2178 ou (613) 738-4695
www.dermatologue.ca

Association canadienne du diabète
National Life Building
1400-522 University Ave
Toronto, ON M5G 2R5
Téléphone: 1 800 BANTING (226-8464)
www.diabetes.ca

Santé Canada
Address Locator 0900C2
Ottawa, ON K1A 1M4
Téléphone: 1 866 225-0709 ou (613) 957-2991
Télécopieur: (613) 941-5366
www.hc-sc.gc.ca



Systeme de
codage
des emballages
CONVATEC

NUMÉRO DE LOT

Tous les produits de ConvaTec ont un numéro de lot pour indiquer l'année de fabrication et un historique complet incluant la date d'expiration.

La plupart des produits utilisent le format suivant :

Exemple - Numéro de lot **9J00978**

9 = Année (2009)

J = Mois (septembre)

00978 = Numéro de contrôle assigné pour identifier facilement chaque lot de produit

Désignation de l'expiration:

- Si une date d'expiration est sur la boîte, elle sera sous le numéro de lot.
- Si la date d'expiration n'est pas sur la boîte, elle peut être obtenue en prenant le premier chiffre du numéro de lot + 5. Ceci vous donnera l'année d'expiration du produit.

Par exemple : Si l'année de fabrication est (9) 2009, suivi de la lettre J (septembre), la durée sur les étagères est jusqu'en septembre 2014; par contre la date limite pour les retours de marchandise est trois mois *précédant cette date*, donc le 1^{er} juin 2014.

A - janvier	B - février	C - mars	D - avril
E - mai	F - juin	G - juillet	H - août
J - septembre	K - octobre	L - novembre	M - décembre

Veuillez contacter votre représentant ConvaTec ou le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au 1 800 465-6302 si vous désirez obtenir une clarification sur les numéros de lot ou les dates de péremption.

Soins des stomies

Les produits et services des soins des stomies de ConvaTec sont conçus pour aider les gens à retrouver confiance, confort et tranquillité d'esprit. L'amélioration de la qualité de vie, on en fait notre priorité!



Natura^{MD}



Esteem synergy^{MD}

Active Life^{MD}

Little Ones^{MD}

AllKare^{MD}

SUR FIT^{MD} AutoLock^{MD}

GentleTouch^{MD}

Soins des plaies et de la peau

Soins des plaies de ConvaTec supporte les professionnels de la santé grâce à une approche compréhensive de la cicatrisation et de la prise en charge du patient en offrant un éventail de solutions améliorant la qualité de vie.



AQUACEL[™]
Pansement Hydrofiber[™]

AQUACEL[™] Agⁱ
Pansement Hydrofiber[™] avec argent

Versiva[™] XC[™]

AQUACEL[™]
SURGICAL
Pansement Hydrofiber[™]

AQUACEL[™] Agⁱ
SURGICAL
Pansement Hydrofiber[™] avec argent

AQUACEL[™]
EXTRA

AQUACEL[™]
BURN

AQUACEL[™] Agⁱ
BURN

DUODERM[™]
Signal

DUODERM[™]
Extra-Mince

KALTOSTAT[™]

CarboFlex[™]
Pansement anti-odeurs

CombiDERM[™]

ALOE VESTA[™]

SENSI-CARE[™]

SurePress[™]

Contenance et soins critiques

ConvaTec offre des solutions innovatrices destinées aux infirmières afin qu'elles puissent améliorer l'état de leurs patients dans la prise en charge de l'incontinence fécale.

FlexiSeal[™]
FMS

FlexiSeal[™] CAO

FlexiSeal[™] SIGNAL



Pour de plus amples renseignements, contactez le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec au 1-800-465-6302, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (HNE), ou visitez notre site internet au www.convatec.ca

