

Soft Konveks... når der er behov for ekstra tryghed



ESTEEM™ Soft Konveks



ESTEEM™+ Soft Konveks Lukket



ESTEEM™+ Soft Konveks Tømbar



ESTEEM™+ Soft Konveks Urostomi

Esteem™+ Soft Konveks er til dig, der har brug for et let tryk og en blød konveksitet, der udjævner huden omkring stomien. Esteem™+ Soft Konveks kombinerer en høj grad af fleksibilitet og blødhed med en let konveksitet, der er designet til være komfortabelt og skånsomt mod huden.

Esteem™+ Soft Konveks er opklipbare poser, der fås som lukkede, og tøjmbare urostomiposer med forskellige plateauer, så de passer til forskellige stomiformer og -størrelser.

Nu kun med 4 mm dybde

- **Komfort og fleksibilitet**
Tre konveks plateau størrelser, der hver især skaber det rette pres omkring det peristomale område og hjælper klæberen med at hæfte skånsomt men sikkert, hvilket minimerer lækage. Posens splitvindue sørger for, at du let kan påsætte posen, så den passer rundt om stomien.
- **Ekstra beskyttelse med MPC filter**
Den tøjmbare pose har et Moisture Protect Composition (MPC) filter, der filtrerer luft samt lugt. Det nyudviklede filter giver dig sikkerhed i hverdagen, så du kan føle dig tryk.
- **Sikker tømning af den tøjmbare pose**
Safe Seal lukning hjælper med at gøre rengøring og tømning let og sikkert.



Konveks plateau varianter

Esteem+™ Soft Konveks systemet er tilgængelig i 3 plateau størrelser for at imødekomme alle stomier.



V1	V2	V3
Bredt plateau som kan bruges til at skubbe hudfolder til siden.	Mellem plateau-bredde som giver et let pres omkring stomien.	Smal plateaubredde som giver et ekstra pres omkring stomien. Posen er stadig i kategorien soft konveks.

STOMIFORM

Hudfolder og ujævn hud

V1 hjælper med at udjævne huden omkring stomien og fordeler trykket over et bredere område omkring stomien.

Til lave stomier

V2 og V3 er velegnede til lave stomier.

Vurder også mavens form og hvor trykket er påkrævet.

Esteem™+ Soft Konveks Lukket Opklipbar

Varenr.	Plateau str.	Opklipbar fra	stk./æske
422360	V1	20-47mm	30
422361	V2	15-40mm	30
422362	V3	10-28mm	30

Esteem™+ Soft Konveks Tømbar Opklipbar

Varenr.	Plateau str.	Opklipbar fra	stk./æske
422363	V1	20-47mm	10
422364	V2	15-40mm	10
422365	V3	10-28mm	10

Esteem™+ Soft Konveks Urostomi Opklipbar

Varenr.	Plateau str.	Opklipbar fra	stk./æske
422551	V1	20-47mm	10
422557	V2	15-40mm	10
422562	V3	10-28mm	10

Tre plateau varianter

