

**Niltac™ Klæbefjerner, Spray 50 ml**

**1. Virksomhedsdata**

**1.1. Producent:**

Navn ConvaTec Limited  
Adresse First Avenue  
Deeside Industrial Park  
Flintshire, CH5 2NU  
Land UK  
Website: <http://www.convatec.dk>

**1.2. Forhandler:**

Navn ConvaTec Denmark A/S  
Adresse Skinderskovvej 32-36  
2730 Herlev  
Tlf. nr. 48 16 70 00  
Fax nr. 44 41 19 93  
E-mail: [convatec.danmark@convatec.com](mailto:convatec.danmark@convatec.com)  
Website: [www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)

**1.3 Forhandler DK**

**Varebestilling**  
Biofarma Logistik A/S  
Naverland 22  
2600 Glostrup  
Danmark  
43270313  
43270304  
[ordre@biofarma.dk](mailto:ordre@biofarma.dk)  
[www.biofarma.dk](http://www.biofarma.dk)

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

**Producent:** ISO 9001, ISO13485

**Forhandler** Ikke certificeret.

**2. Produktet**

**2.1 Handelsnavn** Niltac™

**2.2. Sortimentsoversigt:** Se sortiment

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

Lugtfri

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> NEJ	Papir: <input type="checkbox"/> NEJ	Glas: <input type="checkbox"/> NEJ
Metal: <input type="checkbox"/> NEJ	Latex: <input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld: <input type="checkbox"/> NEJ
Andet: <u>Hexamethyldisiloxane og Decamethylcyclopenta-siloxane</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> N/A

**3.2. Plast:**

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

**Tungmetal:**  NEJ **Typer:** \_\_\_\_\_

**Klorbleget materiale:**  NEJ **Genbrugsmaterialer:**  NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  NEJ  
Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Polypropylene -R Translucent PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: N/A

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: Brændbart

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ConvaTec Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt		X		
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

