

Enero 2009

# Catálogo de productos Cuidados de O stomía



**ConvaTec**

Nuestro mundo es lo que hacemos de él™

# InfoTec

 900 30 40 50

 infotec@convatec.com

## HORARIO

Lunes-Jueves:  
8:30h-13:00h  
14:00h-18:00h

Viernes:  
8:30h-14:30h

El servicio de información de ConvaTec que  
te ofrece respuestas de calidad.

	pág.
Clasificación ostomía .....	2
<b>COLOSTOMÍA</b>	
<b>Sistemas de 1 pieza .....</b>	<b>8</b>
Esteem® cerrada.....	8
Colohesive® Plus .....	10
Colohesive® Plus A .....	10
<b>Tecnología de Acoplamiento Adhesivo .....</b>	<b>11</b>
Esteem <i>synergy</i> ® cerrada.....	11
Apósitos Esteem <i>synergy</i> ®.....	12
<b>Sistemas de 2 piezas .....</b>	<b>13</b>
Consecura® Flexible cerrada.....	13
Colodress® .....	14
Colodress® Flexible.....	14
Mini Colodress® Flexible .....	14
Colodress® Plus.....	14
<b>ILEOSTOMÍA</b>	
<b>Sistemas de 1 pieza .....</b>	<b>16</b>
Esteem® abierta.....	16
Ileohesive® Plus .....	17
<b>Tecnología de Acoplamiento Adhesivo .....</b>	<b>18</b>
Esteem <i>synergy</i> ® abierta.....	18
Apósitos Esteem <i>synergy</i> ®.....	19

	pág.
<b>Sistemas de 2 piezas .....</b>	<b>20</b>
Consecura® Flexible abierta .....	20
Ileodress® Flexible.....	21
Ileodress® Plus .....	21
<b>UROSTOMÍA</b>	
<b>Sistemas 2 piezas .....</b>	<b>23</b>
Consecura® Flexible Uro .....	23
Consecura® Plus Uro .....	23
Urodress® .....	24
Urodress® Flexible .....	24
<b>CONVEX</b> .....	26
<b>OTROS SISTEMAS</b>	
<b>Sistemas pediátricos .....</b>	<b>28</b>
<b>Apósitos.....</b>	<b>29</b>
<b>Accesorios.....</b>	<b>33</b>
<b>Presentaciones hospitalarias .....</b>	<b>32</b>
<b>Sistemas especiales .....</b>	<b>34</b>
<b>CÓDIGO DE PRODUCTOS</b>	
<b>Clasificación productos .....</b>	<b>36</b>

## ¿Qué es un estoma?

Es una abertura artificial en el abdomen creada quirúrgicamente para derivar la salida de las heces o la orina al exterior.

## ¿Qué saldrá por el estoma?

Siempre saldrán deposiciones las cuales variarán en función del tipo de ostomía que el paciente tenga. Estas deposiciones se depositarán en una bolsa.

## ¿Qué tipos de ostomía existen?

Existen tres tipos de ostomía que podemos clasificar en:

### Ostomías de derivación intestinal:

- Colostomía
- Ileostomía

### Ostomías de derivación urinaria:

- Urostomía

## ¿Dónde quedará ubicada la ostomía?

Si se trata de una colostomía, generalmente se ubica en el lado izquierdo del abdomen, debajo de la línea de la cintura. Si se trata de una ileostomía, generalmente se ubica en el lado derecho del abdomen.

## ¿Qué tipo de sistemas existen?

### Sistemas de una pieza

El protector cutáneo va unido a la bolsa y se coloca directamente en la piel.

### Sistemas de dos piezas

Compuestos por dos elementos separados, una bolsa y un apósito (protector cutáneo) que se acoplan mediante un sistema de aros.

### Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)

Compuestos por dos elementos por separado, una bolsa y un protector cutáneo sin aros rígidos.



# estoma

## ¿Qué es una colostomía?

Es la exteriorización del colon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.



## Sistemas recomendados

- Sistemas de una pieza



Esteem® cerrada

- Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos Esteem synergy® cerrada

- Sistemas de dos piezas con aro



Dispositivos Consecura® cerrada (cierre Autolock®)




Dispositivos Colodress® (cierre Segurdress®)

colostomía

## ¿Qué es una ileostomía?

Es la exteriorización del íleon a través de la pared abdominal, suturándolo a la piel, con el objeto de crear una salida artificial para el contenido intestinal.



## Sistemas recomendados

- Sistemas de una pieza



Esteem® abierta

- Sistemas con Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT)



Dispositivos Esteem synergy® abierta

- Sistemas de dos piezas con aro




Dispositivos Consecura® abierta (cierre Autolock®)



Dispositivos lleodress® (cierre Segurdress®)

## ¿Qué es una urostomía?

Es la derivación de la orina al exterior a través de la pared abdominal, utilizando en algunos casos un fragmento intestinal.



## Sistemas recomendados

- Sistemas de dos piezas con aro



Dispositivos Consecura®  
para urostomía  
(cierre Autolock®)



Dispositivos Urodress®  
para urostomía  
(cierre Segurdress®)

# urostomía



Para más información consulte nuestra página web  
**[www.convatec.es](http://www.convatec.es)**

Aquí encontrará información fiable y relevante en el cuidado de las ostomías, el cuidado de las heridas y el manejo de la incontinencia fecal.

ConvaTec





COLOSTOMÍA

colostomía

COLOSTOMÍA



**Esteem® maxi cerrada opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
Rec. 20 a 70 mm	487660



**Esteem® maxi cerrada transparente**

- Bolsa cerrada **transp.** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Panel de confort en **un lado**


Medida	C.N
Rec. 20 a 70 mm	487678



**Esteem® cerrada opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
Rec. 20 a 70 mm	487561
30 mm	487587
35 mm	492918
40 mm	487595
50 mm	487603



**Esteem® cerrada transparente**

- Bolsa cerrada **transp.** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
Rec. 20 a 70 mm	487611
30 mm	487637
35 mm	492926
40 mm	487645
50 mm	487652

30 Bolsas



## Esteem® mini cerrada opaca

- Bolsa cerrada **opaca** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Adecuada para momentos íntimos
- Filtro regulable
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida C.N

Rec. 20 a 50 mm 487538

30 Bolsas

COLOHESIVE® PLUS



Colohesive® Plus

- Bolsa cerrada **opaca** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los **dos lados**



Colohesive® Plus transparente

- Bolsa cerrada **transp.** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
Rec. 19 a 64 mm	477729
32 mm	477737
38 mm	477745
45 mm	477752
50 mm	477760

Medida	C.N
Rec. 19 a 64 mm	477778
32 mm	477786
38 mm	477794
45 mm	477802
50 mm	477810

30 Bolsas

COLOHESIVE® PLUS A



Colohesive® Plus A

- Bolsa cerrada **opaca** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro de carbón activo
- Adecuada para momentos íntimos
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
Rec. 19 a 45 mm	469122
25 mm	469080
32 mm	469098
38 mm	469106
45 mm	469114

30 Bolsas




### Esteem synergy® maxi cerrada opaca

- Bolsa cerrada **opaca** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Panel de confort en los **dos lados**



### Esteem synergy® maxi cerrada transparente

- Bolsa cerrada **transp.** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Panel de confort en **un lado**



### Esteem synergy® cerrada opaca

- Bolsa cerrada **opaca** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Panel de confort en los **dos lados**



### Esteem synergy® mini cerrada opaca

- Bolsa cerrada **opaca** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Adecuada para momentos íntimos
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
35 mm	494104
48 mm	494112
61 mm	494120


Medida	C.N
48 mm	494146
61 mm	494153

Medida	C.N
35 mm	494161
48 mm	494179
61 mm	494187

Medida	C.N
48 mm	494203

30 Bolsas


## APÓSITOS ESTEEM synergy®



**Esteem synergy®  
Stomahesive®  
recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito


Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062
Rec. 13 a 89 mm(*)	1171118(•)



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible  
recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



**Esteem synergy® Convex  
Moldeable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo.
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

### 5 Apósitos


(\*) Ver bolsa en "Presentación hospitalaria"  
(•) No dispensable por la Seguridad Social



### Consecura® Flexible cerrada opaca

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
35 mm	487454
45 mm	486035
57 mm	486043



### Consecura® Flexible cerrada transparente

- Bolsa cerrada **transp.** anatómica
- Sistema de cierre automático Autolock®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
45 mm	486050
57 mm	486068
70 mm	486076

7 Apósitos / 30 Bolsas

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"




**Colodress®  
opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los **dos lados**



**Colodress® Flexible  
opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los **dos lados**



**Mini Colodress® Flexible  
opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte externa
- Ideal para momentos íntimos
- Panel de confort en los **dos lados**



**Colodress® Plus  
opaca**

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Filtro de carbón activo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
38 mm	432203
45 mm	432211
57 mm	432229

Medida	C.N
38 mm	456897
45 mm	456905
57 mm	456913
70 mm	456921

Medida	C.N
32 mm	456939
38 mm	456947
45 mm	456954

Medida	C.N
38 mm	464545
45 mm	464552
57 mm	464560
70 mm	464578

7 Apósitos / 30 Bolsas

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"



ILEOSTOMÍA

ileostomía

ILEOSTOMÍA



**Esteem® maxi abierta opaca**

- Bolsa abierta **opaca** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida

C.N

Rec. 20 a 70 mm 489153



**Esteem® maxi abierta transparente**

- Bolsa abierta **transp.** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en **un lado**

Medida

C.N

Rec. 20 a 70 mm 489146



**Esteem® abierta opaca**

- Bolsa abierta **opaca** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida

C.N

Rec. 20 a 70 mm 489096  
25 mm 489104  
30 mm 489112  
40 mm 489120



**Esteem® abierta transparente**

- Bolsa abierta **transp.** de 1 pieza
- Forma ergonómica que se adapta al abdomen y a la ingle
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en **un lado**

Medida

C.N

Rec. 20 a 70 mm 489088

30 Bolsas / 4 Pinzas



## Ileohesive® Plus opaca larga

- Bolsa abierta **opaca** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida

C.N

Rec. 19 a 64 mm 475699



## Ileohesive® Plus transparente larga

- Bolsa abierta **transp.** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en **un lado**

Medida

C.N

Rec. 19 a 64 mm 475681

30 Bolsas / 4 Pinzas



## Ileohesive® Plus opaca corta

- Bolsa abierta **opaca** de 1 pieza
- Forma anatómica
- Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida

C.N

Rec. 19 a 64 mm 475707

30 Bolsas / 4 Pinzas



### Esteem synergy® maxi abierta opaca

- Bolsa **opaca** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento
- Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
35 mm	494211
48 mm	494229
61 mm	494237



### Esteem synergy® maxi abierta transparente

- Bolsa **transp.** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento
- Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
61 mm	494260




### Esteem synergy® abierta opaca

- Bolsa **opaca** de 2 piezas sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento
- Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Filtro regulable
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**


Medida	C.N
48 mm	494286

30 Bolsas / 4 Pinzas




**Esteem synergy®  
Stomahesive®  
recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible  
recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa



**Esteem synergy® Convex  
Moldeable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062
Rec. 13 a 89 mm(*)	1171118(●)

Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096

Medida	C.N
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273

Medida	C.N
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

5 Apósitos

(\*) Ver bolsa en "Presentación hospitalaria"  
(●) No dispensable por la Seguridad Social



### Consecura® Flexible abierta opaca

- Bolsa abierta **opaca** anatómica
- Cierre automático Autolock®
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en los **dos lados**



### Consecura® Flexible abierta transparente

- Bolsa abierta **transp.** anatómica
- Cierre automático Autolock®
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N	Medida	C.N
35 mm	486175	45 mm	487470
45 mm	486183	57 mm	487488
57 mm	487462	70 mm	1103460(●)

10 Apósitos / 30 Bolsas / 4 Pinzas

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"

(●) No dispensable por la Seguridad Social



**Ileodress® Flexible opaca**

- Bolsa abierta **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
38/28,5 mm	459032
45/28,5 mm	459040
57/28,5 mm	459057
70/28,5 mm	459065



**Ileodress® Plus opaca**

- Bolsa abierta **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
38/28,5 mm	465823
45/28,5 mm	465831
57/28,5 mm	465849
70/28,5 mm	465856



**Ileodress® Plus transparente**

- Bolsa abierta **transp.** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® Plus en todo el apósito
- Pinza pequeña de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
45/28,5 mm	465864
57/28,5 mm	465872
70/28,5 mm	465880

10 Apósitos / 30 Bolsas / 4 Pinzas

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"

UROSTOMÍA

urostomía





## Consecura® Flexible Uro

- Bolsa anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Cierre automático Autolock®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Consecura® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
35 mm	486084
45 mm	486092
57 mm	486100
70 mm	1103465(●)



## Consecura® Plus Uro

- Bolsa anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Cierre automático Autolock®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Consecura® Plus con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
70 mm	491829

7 Apósitos / 30 Bolsas / 1 Bolsa de drenaje nocturno

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"

(●) No dispensable por la Seguridad Social

## UROSTOMÍA

URODRESS®



### Urodress® Larga

- Bolsa **larga** anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en **un lado**



### Urodress® Corta

- Bolsa **corta** anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Panel de confort en **un lado**



### Urodress® Flexible Larga

- Bolsa **larga** anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en **un lado**



### Urodress® Flexible Corta

- Bolsa **corta** anatómica
- Diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Válvula anti-reflujo
- Apósito Stomahesive® Flexible con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido en su parte más externa
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
32 mm	432393
38 mm	432401
45 mm	432419
57 mm	432427
70 mm	461350

Medida	C.N
32 mm	432351
38 mm	432369
45 mm	432377
57 mm	432385

Medida	C.N
32 mm	456970
38 mm	456988
45 mm	456996
57 mm	457002
70 mm	461368

Medida	C.N
32 mm	457598
38 mm	457606
45 mm	457614
57 mm	457622

7 Apósitos / 30 Bolsas / 1 Bolsa de drenaje nocturno

Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"

CONVEX

convex

CONVEX

## CONVEX

CONVEX



### Colodress® Convex

- Bolsa cerrada **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en los **dos lados**
- Filtro de carbón activo

Medida	C.N
25/45 mm	476408
28/45 mm	476416
32/45 mm	476424
34/45 mm	476432

7 Apósitos / 30 Bolsas  
7 Toallitas limpiadoras



### Ileodress® Convex opaca Larga

- Bolsa abierta **opaca** anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Pinza segura
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
19/45 mm	473389
22/45 mm	473397
25/45 mm	473405
28/45 mm	473413
32/45 mm	473421
34/45 mm	473439

10 Apósitos / 30 Bolsas  
10 Toallitas limpiadoras / 4 Pinzas



### Urodress® Convex Larga

- Bolsa de diseño especial para evitar la obstrucción del dispositivo
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Durahesive® Convex
- Indicado para ostomías complicadas
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
19/45 mm	473306
22/45 mm	473314
25/45 mm	473322
28/45 mm	473330
32/45 mm	473348
34/45 mm	473355

7 Apósitos / 30 Bolsas / 7 Toallitas  
limpiadoras / 1 Bolsa de drenaje nocturno


Disponible caja de 5 apósitos. Ver presentaciones en "Otros sistemas"

OTROS SISTEMAS

otros  
sistemas

OTROS SISTEMAS

SISTEMAS  
PEDIÁTRICOS



**Mini Colodress® Flexible pediátrico**

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa cerrada anatómica mini **opaca**
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en los **dos lados**

Medida	C.N
--------	-----

32 mm	461467
-------	--------

7 Apósitos de 8x8 cm  
30 Bolsas



**Ileodress® Flexible pediátrico**

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa abierta anatómica mini **transparente**
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
--------	-----

32 mm	461475
45 mm	461483

10 Apósitos (8x8 cm para medida 32mm. / 10x10 cm para medida 45 mm.) / 30 Bolsas / 4 pinzas



**Urodress® Flexible pediátrico**

- Adaptado al tamaño y las necesidades del niño
- Bolsa mini **transparente**
- Sistema de cierre Segurdress®
- Apósito Stomahesive® Flexible con aro pediátrico
- Panel de confort en **un lado**

Medida	C.N
--------	-----

32 mm	461491
-------	--------

7 Apósitos de 8x8 cm / 30 Bolsas  
1 Bolsa de drenaje nocturno



**Stomahesive® Flexible con aro pediátrico**


- Apósito pediátrico
- Sistema de cierre Segurdress®
- Protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en su parte más externa

Medida	C.N
--------	-----

32 mm	461509*
45 mm	457101**

\*5 Apósitos de 8x8 cm  
\*\*para esta medida se utiliza el apósito para adultos de 10x10cm. Ver presentaciones en apósitos


# APÓSITOS



**Esteem synergy®  
Stomahesive®  
recortable (\*1)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito


Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494047
Rec. 13 a 48 mm	494054
Rec. 13 a 61 mm	494062
Rec. 13 a 89 mm(*)	1171118(●)



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible  
recortable (\*1)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N
Rec. 13 a 35 mm	494070
Rec. 13 a 48 mm	494088
Rec. 13 a 61 mm	494096



**Esteem synergy®  
Stomahesive® Flexible (\*1)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa

Medida	C.N
19/35 mm	496190
25/35 mm	496216
32/35 mm	496232
35/35 mm	496240
38/48 mm	496257
45/48 mm	496273



**Esteem synergy® Convex  
Moldeable (\*1)**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Permite moldear el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño adecuado del estoma
- Sin uso de tijeras
- Provoca la protusión del estoma
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel

Medida	C.N
13-22/35 mm	498964
22-33/48 mm	498972
33-45/61 mm	498980

## 5 Apósitos

(\*1) Apósito disponible para las bolsas Esteem synergy® cerradas y abiertas

(\*) Ver bolsa en "Presentaciones hospitalarias"

(●) No dispensable por la Seguridad Social

APÓSITOS



**Consecura® Flexible con aro (\*2)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en la parte más externa
- Sistema de cierre automático Autolock®



**Consecura® Plus con aro (\*2)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Sistema de cierre automático Autolock®

Medida	C.N
35 mm / 10x10 cm	488304
45 mm / 10x10 cm	488312
57 mm / 12,5x12,5 cm	488320
70 mm / 12,5x12,5 cm	488338


Medida	C.N
35 mm / 10x10 cm	488130
45 mm / 10x10 cm	488148
57 mm / 12,5x12,5 cm	488155
70 mm / 12,5x12,5 cm	488163

**5 Apósitos**

(\*2) Apósito disponible para los sistemas Consecura® cerrada/ Consecura® Abierta/ Consecura® Uro



# APÓSITOS



**Stomahesive® con aro (\*3)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en todo el apósito
- Consta de cierre Segurdress®



**Stomahesive® Flexible con aro (\*3)**

- Apósito con protector cutáneo Stomahesive® en su parte central y tejido no tejido adhesivo en su parte más externa
- Consta de cierre Segurdress®



**Durahesive® Convex con aro (\*4)**

- Sistema recomendado en caso de estomas planos y hundidos
- Está formado en su parte central por el protector cutáneo Durahesive® y tejido no tejido en su parte más externa

Medida	C.N
32 mm / 10x10 cm	431759
38 mm / 10x10 cm	431767
45 mm / 10x10 cm	431775
57 mm / 10x10 cm	431783
70 mm / 12,5x12,5 cm	431809
100 mm / 15x15 cm	431817

Medida	C.N
32 mm / 10x10 cm	457085
38 mm / 10x10 cm	457093
45 mm / 10x10 cm	457101
57 mm / 12,5x12,5 cm	457119
70 mm / 12,5x12,5 cm	457127

Medida	C.N
19/45 mm	494732
22/45 mm	494740
25/45 mm	494757
28/45 mm	494765
32/45 mm	494773
34/45 mm	494781

31

5 Apósitos

(\*3) Apósito disponible para los sistemas Colodress®/ Ileodress®/ Urodress®

(\*4) Apósito disponible para el sistema Convex

5 Apósitos

OTROS SISTEMAS

PRESENTACIONES  
HOSPITALARIAS




**Esteem synergy®  
extra grande abierta  
transparente**

- Bolsa de 2 piezas transp. sin aros rígidos
- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo con anillo adhesivo que ofrece un sellado seguro
- Pinza de máxima seguridad y fácil manejo
- Panel de confort en un lado

Medida	C.ConvaTec
89 mm	1171686(●)

30 Bolsas



**Esteem synergy®  
Stomahesive® recortable**

- Tecnología de Acoplamiento Adhesivo
- Protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Stomahesive® en todo el apósito

Medida	C.ConvaTec
Rec. 13 a 89 mm	1171118(●)

5 Apósitos

(●) No dispensable por la Seguridad Social

# ACCESORIOS



**Cinturón**  
Colodress®/Ileodress®/Urodress®

- Cinturón diseñado para reforzar la sujeción de los sistemas de dos piezas


Medida	C.N
1 cinturón	431734



**Pinzas Ileodress®**

- Pinza de máxima seguridad para bolsas abiertas

Medida	C.N
5 Unidades	431866



**Bolsa de Drenaje Nocturno**  
Urodress®

- Diseñado para recolectar la orina durante la noche y evitar la necesidad de vaciar la bolsa de urostomía.

Medida	C.ConvaTec
1 bolsa de 2 litros	1180977(•)

Caja con 5 unidades

(•) No dispensable por la Seguridad Social

SISTEMAS  
ESPECIALES



**Bolsas Colodress® Temporal**

- Bolsa abierta anatómica
- Sistema de cierre Segurdress®

Medida	C.N
70 mm	432146
100 mm	432153

30 Bolsas / 3 Pinzas

(\*) No dispensable por la Seguridad Social



**Stomahesive®**

- Cuidado de ostomías y fistulas especialmente problemáticas por su perfil irregular
- Sirven de base para la aplicación del dispositivo de ostomía

Medida	C.N
10x10 cm	431825
20x20 cm	431833

5 Apósitos de 10x10 cm  
3 Apósitos de 20x20 cm



**Stomahesive® Pasta**

- Stomahesive® Pasta de triple acción protege, fija y favorece la regeneración de la piel
- Permite rellenar irregularidades de la piel

Medida	C.N
Tubo 60 g	456798



**Stomahesive® Polvo protector**

- Ayuda a absorber la humedad mejorando la posible irritación cutánea, previniendo las fugas y favoreciendo una mayor permanencia del apósito

Medida	C.N
Frasco 25 g	248161(*)

# CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR CÓDIGO


# COLOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA			
Esteem® cerrada	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional	
	Esteem® maxi cerrada opaca rec. 20 a 70 mm	30 bolsas	487660	
	Esteem® maxi cerrada transparente rec. 20 a 70 mm	30 bolsas	487678	
	Esteem® cerrada opaca rec. 20 a 70 mm	30 bolsas	487561	
	Esteem® cerrada opaca 30 mm	30 bolsas	487587	
	Esteem® cerrada opaca 35 mm	30 bolsas	492918	
	Esteem® cerrada opaca 40 mm	30 bolsas	487595	
	Esteem® cerrada opaca 50 mm	30 bolsas	487603	
	Esteem® cerrada transparente rec. 20 a 70 mm	30 bolsas	487611	
	Esteem® cerrada transparente 30 mm	30 bolsas	487637	
	Esteem® cerrada transparente 35 mm	30 bolsas	492926	
	Esteem® cerrada transparente 40 mm	30 bolsas	487645	
	Esteem® cerrada transparente 50 mm	30 bolsas	487652	
	Esteem® mini cerrada opaca rec. 20 a 50 mm	30 bolsas	487538	

# COLOSTOMÍA


GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS			
Consecura® Flexible cerrada	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional	
	Consecura® Flexible cerrada opaca 35 mm	30 bolsas +7 apósitos	487454	
	Consecura® Flexible cerrada opaca 45 mm	30 bolsas +7 apósitos	486035	
	Consecura® Flexible cerrada opaca 57 mm	30 bolsas +7 apósitos	486043	
	Consecura® Flexible cerrada transparente 45 mm	30 bolsas +7 apósitos	486050	
	Consecura® Flexible cerrada transparente 57 mm	30 bolsas +7 apósitos	486068	
	Consecura® Flexible cerrada transparente 70 mm	30 bolsas +7 apósitos	486076	

# COLOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Bolsas			
Esteem synergy® cerrada	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional	
	Esteem synergy® maxi cerrada opaca 35 mm	30 bolsas	494104	
	Esteem synergy® maxi cerrada opaca 48 mm	30 bolsas	494112	
	Esteem synergy® maxi cerrada opaca 61 mm	30 bolsas	494120	
	Esteem synergy® maxi cerrada trans. 48 mm	30 bolsas	494146	
	Esteem synergy® maxi cerrada trans. 61 mm	30 bolsas	494153	
	Esteem synergy® cerrada opaca 35 mm	30 bolsas	494161	
	Esteem synergy® cerrada opaca 48 mm	30 bolsas	494179	
	Esteem synergy® cerrada opaca 61 mm	30 bolsas	494187	
	Esteem synergy® mini cerrada opaca 48 mm	30 bolsas	494203	



# COLOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - Apósitos		
Esteem synergy®	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 35 mm	5 apósitos	494047
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 48 mm	5 apósitos	494054
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 61 mm	5 apósitos	494062
	Esteem synergy® Stomahesive® rec. 13 a 89 mm	5 apósitos	1171118 •
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 35 mm	5 apósitos	494070
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 48 mm	5 apósitos	494088
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible rec. 13 a 61 mm	5 apósitos	494096
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 19/35 mm	5 apósitos	496190
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 25/35 mm	5 apósitos	496216
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 32/35 mm	5 apósitos	496232
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 35/35 mm	5 apósitos	496240
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 38/48 mm	5 apósitos	496257
	Esteem synergy® Stomahesive® Flexible 45/48 mm	5 apósitos	496273
	Esteem synergy® Convex Moldeable 13-22/35 mm	5 apósitos	498964
	Esteem synergy® Convex Moldeable 22-33/48 mm	5 apósitos	498972
Esteem synergy® Convex Moldeable 33-45/61 mm	5 apósitos	498980	


La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.

(\*) No dispensable por la Seguridad Social


# ILEOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS DE UNA PIEZA		
Esteem® abierta	Nombre comercial	Unidades/Caja	Código Nacional
	Esteem® maxi abierta opaca rec. 20 a 70 mm	30 bolsas+4 pinzas	489153
	Esteem® maxi abierta transparente rec. 20 a 70 mm	30 bolsas+4 pinzas	489146
	Esteem® abierta opaca rec. 20 a 70 mm	30 bolsas+4 pinzas	489096
	Esteem® abierta opaca 25 mm	30 bolsas+4 pinzas	489104
	Esteem® abierta opaca 30 mm	30 bolsas+4 pinzas	489112
	Esteem® abierta opaca 40 mm	30 bolsas+4 pinzas	489120
	Esteem® abierta transparente rec. 20 a 70 mm	30 bolsas+4 pinzas	489088


# ILEOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® Flexible abierta	Nombre comercial	Unidades/Caja	Código Nacional
	Consecura® Flexible abierta opaca 35 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	486175
	Consecura® Flexible abierta opaca 45 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	486183
	Consecura® Flexible abierta opaca 57 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	487462
	Consecura® Flexible abierta transparente 45 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	487470
	Consecura® Flexible abierta transparente 57 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	487488
	Consecura® Flexible abierta transparente 70 mm	30 bolsas+4 pinzas +10 apósitos	1103460●

# ILEOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - BOLSAS		
Esteem synergy® abierta	Nombre comercial	Unidades/Caja	Código Nacional
	Esteem synergy® maxi abierta opaca 35 mm	30 bolsas+4 pinzas	494211
	Esteem synergy® maxi abierta opaca 48 mm	30 bolsas+4 pinzas	494229
	Esteem synergy® maxi abierta opaca 61 mm	30 bolsas+4 pinzas	494237
	Esteem synergy® maxi abierta transparente 61 mm	30 bolsas+4 pinzas	494260
	Esteem synergy® abierta opaca 48 mm	30 bolsas+4 pinzas	494286
	Esteem synergy® extra grande abierta transparente 89 mm	30 bolsas+4 pinzas	1171686•

# ILEOSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS Tecnología de Acoplamiento Adhesivo - APÓSITOS		
Esteem synergy®	Nombre comercial	Unidades /Caja	Código Nacional
	Esteem synergy® Stomahesive rec. 13 a 35 mm	5 apósitos	494047
	Esteem synergy® Stomahesive rec. 13 a 48 mm	5 apósitos	494054
	Esteem synergy® Stomahesive rec. 13 a 61 mm	5 apósitos	494062
	Esteem synergy® Stomahesive rec. 13 a 89 mm	5 apósitos	1171118 •
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible rec. 13 a 35 mm	5 apósitos	494070
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible rec. 13 a 48 mm	5 apósitos	494088
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible rec. 13 a 61 mm	5 apósitos	494096
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 19/35 mm	5 apósitos	496190
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 25/35 mm	5 apósitos	496216
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 32/35 mm	5 apósitos	496232
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 35/35 mm	5 apósitos	494240
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 38/48 mm	5 apósitos	494257
	Esteem synergy® Stomahesive Flexible 45/48 mm	5 apósitos	496273
	Esteem synergy® Convex Moldeable 13-22/35 mm	5 apósitos	498964
	Esteem synergy® Convex Moldeable 22-33/48 mm	5 apósitos	498972
Esteem synergy® Convex Moldeable 33-45/61 mm	5 apósitos	498980	


La gama de colores permite identificar las medidas de las bolsas que se ajustan a cada apósito.

(\*) No dispensable por la Seguridad Social


# UROSTOMÍA

GAMA	SISTEMAS DE DOS PIEZAS		
Consecura® para urostomía	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional
	Consecura® Flexible Uro 35 mm	30 bolsas+7 apósitos+1 bolsa drenaje nocturno	486084
	Consecura® Flexible Uro 45 mm	30 bolsas+7 apósitos+1 bolsa drenaje nocturno	486092
	Consecura® Flexible Uro 57 mm	30 bolsas+7 apósitos+1 bolsa drenaje nocturno	486100
	Consecura® Flexible Uro 70 mm	30 bolsas+7 apósitos+1 bolsa drenaje nocturno	1103465•
	Consecura® Plus Uro 70 mm	30 bolsas+7 apósitos+1 bolsa drenaje nocturno	491829

# SISTEMA CONVEX


GAMA	COLOSTOMÍA		
Colodress® Convex	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional
	Colodress® Convex opaca 25/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras	476408
	Colodress® Convex opaca 28/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras	476416
	Colodress® Convex opaca 32/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras	476424
	Colodress® Convex opaca 34/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras	476432

# SISTEMA CONVEX

GAMA	ILEOSTOMÍA		
Ileodress® Convex	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional
	Ileodress® Convex opaca larga 19/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473389
	Ileodress® Convex opaca larga 22/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473397
	Ileodress® Convex opaca larga 25/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473405
	Ileodress® Convex opaca larga 28/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473413
	Ileodress® Convex opaca larga 32/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473421
	Ileodress® Convex opaca larga 34/45 mm	30 bolsas+10 apósitos +10 toallitas limpiadoras +4 pinzas	473439



# SISTEMA CONVEX

GAMA	UROSTOMÍA			
Urodress® Convex	Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional	
	Urodress® Convex larga 19/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras +1 bolsa drenaje	473306	
	Urodress® Convex larga 22/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras +1 bolsa drenaje	473314	
	Urodress® Convex larga 25/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras +1 bolsa drenaje	473322	
	Urodress® Convex larga 28/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras +1 bolsa drenaje	473330	
	Urodress® Convex larga 32/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras +1 bolsa drenaje	473348	
	Urodress® Convex larga 34/45 mm	30 bolsas+7 apósitos+7 toallitas limpiadoras + 1 bolsa drenaje	473355	

# ACCESORIOS

Nombre comercial	Unidades/ Caja	Código Nacional	
Cinturón Colodress® / Ileodress® / Urodress®	1 cinturón	431734	
Pinzas Ileodress®	5 unidades	431866	
Stomahesive® Pasta	Tubo 60 g	456798	
Stomahesive® Polvo Protector	Frasco 25 g	248161 •	

# NOTAS

ConvaTec Ostomy Care



Constitución, 1, 3ª 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) [www.convatec.es](http://www.convatec.es)