

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn ConvaTec Limited
Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
Land UK
Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Navn ConvaTec Denmark
Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Tlf. nr. 48 16 70 00
Fax nr. 48 16 70 35
E-mail: orders.nordic@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling
Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn AQUACEL® Ag+ Extra

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se sortimentsiden](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se på hjemmesiden.](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> NEJ	Papir: <input type="checkbox"/> JA	Glas: <input type="checkbox"/> NEJ
Metal: <input type="checkbox"/> JA (Emb.)	Latex: <input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld: <input type="checkbox"/> NEJ
Andet: <u>Aluminium (FDA godkendte til medicinske produkter), Ethylenediamine tetra-acetic (EDTA), Benzotriazol</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> N/A

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethene PVC: NEJ
(FDA godkendt til medicinske formål)
Hvis PVC, angiv blødgører: N/A % af PVC: N/A

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: JA Typer: Ioniseret sølv 1,2%

Klorbleget materiale: NEJ Genbrugsmaterialer: NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : NEJ

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja:
(CE 0086) Klasse: III
(Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: EHS Signed Policy Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	



AQUACEL® Ag Extra

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
413570	413570	768455132102	AQUACEL Ag+ EXTRA med forstærket kant	1 x 45 cm	5	20	N/A	Ja
413571	413571	768455132614	AQUACEL Ag+ EXTRA med forstærket kant	2 x 45 cm	5	20	N/A	Ja
413566	413566	768455132065	AQUACEL Ag+ EXTRA	5 x 5 cm	10	20	N/A	Ja
420679	420679	768455132072	AQUACEL Ag+ EXTRA	10 x 10 cm	10	20	N/A	Ja
413568	413568	768455132089	AQUACEL Ag+ EXTRA	15 x 15 cm	5	20	N/A	Ja
413569	413569	768455132096	AQUACEL Ag+ EXTRA	20 x 30 cm	5	5	N/A	Ja
413581	413581	768455132584	AQUACEL Ag+ EXTRA	4 x 10 cm	10	20	N/A	Ja
413598	413598	768455132607	AQUACEL Ag+ EXTRA	4 x 20 cm	10	20	N/A	Ja
413599	413599	768455132591	AQUACEL Ag+ EXTRA	4 x 30 cm	10	10	N/A	Ja

