




Stomayı saran adaptör



ConvaTec Movable Technology™ adaptörler
rahat ve güvenli bir oturuşla stomanızı sarar, bu sayede
sızıntıları önlemeye yardımcı olarak cildinizi korur.




Kullanımı kolay. Kesmeye
gerek yok, elle şekil verilir.
Parmaklarınızla geriye doğru
yuvarlayarak nazıkçe
açıklığı ayarlayabilirsiniz.

Üç katmanlı (tri-laminat)
benzersiz yapı.
Üst katman şişerek balıkçı
yaka bir kazak gibi yumuşak
bir şekilde stomanızı sarar.
Sızıntı ve cilt tahrişini
önlemeye yardımcı olur.



ConvaTec



Faydalarını Yaşayın

- **Daha iyi cilt koruması sağlar** / Kişisel uyum özelliği akıntının peristomal cilde temas etme riskini en aza indirir.
- **Kullanılması ve kullanımın öğretilmesi basittir** / Yapışkanın şekillendirilmesi kolaydır. Ölçme, kalıp çıkarma veya kesmeye gerek yoktur.
- **Kullanışlıdır** / Makas ve özel kesim gereksinimini ortadan kaldırır.
- **Uyumludur** / Stoma ile birlikte genişleyip daralarak, kullanım esnasında adaptörün boşluksuz oturmasının korunmasına yardımcı olur.
- **Çok yönlüdür** / Çok çeşitli stoma şekil ve boyutlarına uyar.
- **Daha az israf** / Şekillendirilen açıklık, adaptör vücuda uygulandıktan sonra ayarlanabilir.



Ürün Adı	Sipariş Kodu	Kutu içi adet
Combihesive S92 Moldable Konveks Adaptör 13/45 MM	411453	5
Combihesive S92 Moldable Konveks Adaptör 33/57 MM	411454	5
Combihesive / Natura Flat Moldable 13/45 MM	411825/411809	5
Combihesive / Natura Flat Moldable 22/45 MM	411827/411811	5
Combihesive / Natura Flat Moldable 33/57 MM	411829/411813	5
Combihesive / Natura Flat Moldable 45/70 MM	411831/411815	5



Referanslar: 1. Herlufsen R Olsen AG, Carlsen B, Nybaek H, Karlsmark T and Jemec GB. Are Peristomal Skin Disorders Inevitable? Poster, 2-6 Temmuz 2006 tarihinde Hong Kong'da düzenlenen 16. Dünya Enterostomal Terapistler Konseyi Bienal Kongresinde sunulmuştur.

Rebounding Memory Technology, ConvaTec INC. tescilli markasıdır. Natura and Durahesive, ConvaTec firmasının tescilli ticari markasıdır.

GO-06-1293

Kasım 2006

©2014 ConvaTec Inc.



ConvaTec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi
Şehit İlnur Keleş Sk. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza
No: 7/3-9 Kozyatağı 34742 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0 216 416 52 00 Faks: 0 216 416 28 30
e-mail: musterihizmetleri@convatec.com Ticaret Sicil No: İstanbul 693245