

Esteem®

Esteem® - el sistema de 1 pieza eficaz para todos los días

**SEGURO
DISCRETO
FLEXIBLE**

Protector cutáneo con tecnología Stomahesive®

- Alta protección.
- Se adapta fácilmente a estomas redondos y ovales.
- Fácil de retirar.

Tejido no tejido resistente que se puede lavar

Forma ergonómica

- Confortable.
- Alta discreción para el uso diario.

La película interna protege el filtro y previene posibles obstrucciones

También disponible en bolsas abiertas

Esteem®

Eficacia para todos los días

C.N.	Presentación		Diámetro	C.N.	Presentación		Diámetro
487538	Esteem® mini cerrada opaca*	rec.	20 a 50 mm	489070	Esteem® mini abierta opaca*	rec.	20 a 50 mm
487611	Esteem® cerrada transparente*	rec.	20 a 70 mm	489088	Esteem® abierta transparente*	rec.	20 a 70 mm
487637	Esteem® cerrada transparente*		30 mm	489096	Esteem® abierta opaca*	rec.	20 a 70 mm
492926	Esteem® cerrada transparente*		35 mm	489104	Esteem® abierta opaca*		25 mm
487645	Esteem® cerrada transparente*		40 mm	489112	Esteem® abierta opaca*		30 mm
487652	Esteem® cerrada transparente*		50 mm	489120	Esteem® abierta opaca*		40 mm
487561	Esteem® cerrada opaca*	rec.	20 a 70 mm	489146	Esteem® maxi abierta transparente*	rec.	20 a 70 mm
487587	Esteem® cerrada opaca*		30 mm	489153	Esteem® maxi abierta opaca*	rec.	20 a 70 mm
492918	Esteem® cerrada opaca*		35 mm	489161	Esteem® maxi abierta opaca*		25 mm
487595	Esteem® cerrada opaca*		40 mm	489179	Esteem® maxi abierta opaca*		30 mm
487603	Esteem® cerrada opaca*		50 mm		Incluye 30 bolsas + 4 pinzas		
487678	Esteem® maxi cerrada transparente*	rec.	20 a 70 mm				
487660	Esteem® maxi cerrada opaca*	rec.	20 a 70 mm				
*	Incluye 30 bolsas						

C.N.: Código Nacional

ConvaTec Ostomy Care

Esteem®

Diseñado para dar confianza



Esteem® - el sistema de 1 pieza eficaz para todos los días



En los prospectos figura la información completa del producto, inclusive las instrucciones para uso.

©/TM indica marcas registradas de E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

ConvaTec, S.L.
Grupo Bristol-Myers Squibb


Constitución, 1, 3ª 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)



EST0601

ConvaTec, S.L.
Grupo Bristol-Myers Squibb

Tecnología Stomahesive®



“Todos los estomas no son iguales... pero todos necesitan protección de la piel que los rodea”.

Más de 25 años de experiencia:

En 1978 ConvaTec comercializó el protector cutáneo Stomahesive® formado por 3 hidrocoloides con aval científico de triple acción que fija, protege y favorece la regeneración de la piel.

STOMAHESIVE®

Una eficaz protección cutánea:

- Asegura una perfecta fijación tanto en medio seco como húmedo.
- Protege la piel periestomal.
- Favorece la regeneración de la piel dañada.
- Ofrece seguridad.
- Es fácil de utilizar para que el ostomizado pueda valerse por sí mismo.



Evaluación de Esteem® en pacientes ostomizados a nivel europeo

INTRODUCCIÓN

La bolsa de una pieza Esteem® fue evaluada en 7 países europeos por un total de 79 pacientes colostomizados e ileostomizados. Los resultados fueron presentados en el congreso “The World Council of Enterostomal Therapists” (WCET) en Florencia¹.

Aspecto de la bolsa Esteem®

Dos tercios de los pacientes manifestaron que el aspecto de la bolsa era muy bueno o excelente, los pacientes restantes consideraron que el aspecto del producto era bueno.



Confort

El 93% de los participantes valoraron positivamente el confort de la bolsa y todos los pacientes consideraron confortable el tejido de la bolsa.

Fijación

La fijación de la bolsa fue considerada como positiva en el 90% de los dispositivos evaluados.

Tiempo medio de uso

Los participantes llevaron la bolsa Esteem® una media de 13.8 horas y en el 90% de los casos la razón para el cambio de la bolsa fue estrictamente por rutina, no debida a problemas del dispositivo.


Filtro

El 80% de los pacientes manifestaron que el filtro era bueno y que durante el uso desodorizaba efectivamente los gases expulsados.



Regulación de la salida de aire

El 90% de los participantes declararon que el adhesivo para regular la salida de los gases contribuyó a reducir el deterioro del filtro.



0 Cortes tapados

- Máxima salida de gases.
- Ideal para personas con muchos gases.
- Mínimo riesgo de que se hinche la bolsa. (Las dos caras de la bolsa se pueden pegar si no hay muchos gases)

1 Corte tapado

- Alta salida de gases.
- Ideal para personas con muchos gases.
- Bajo riesgo de que se hinche la bolsa. (Evita que las dos caras de la bolsa se peguen)

2 Cortes tapados

- Posición inicial recomendada.

3 Cortes tapados

- Escasa salida de gases.
- Ideal para personas con pocos gases.


4 Cortes tapados

- No hay salida de gases.
- Indicado solamente para el baño o la ducha. (La bolsa se puede hinchar).

Olor

El 60% de los ostomizados no percibieron ningún olor procedente de la bolsa.

Cerca del 75% de los participantes manifestó que el filtro ayudó a reducir o prevenir que se inflase la bolsa de gases.



Conclusión

Los resultados obtenidos en esta evaluación demuestran que Esteem® cubre eficazmente los aspectos que más preocupan a la persona ostomizada.

1. Perrin A. Evaluation of Esteem in Stoma patients in Europe. Biennial Congress World Council of Enterostomal Therapists (WCET), 2002 July 7-12; Florence, Italy.