

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn EuroTec
Adresse Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal
Land The Netherlands
Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Salgsafdeling

Navn ConvaTec Denmark A/S
Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Danmark
Tlf. nr. 48 16 70 00
Fax nr. 44 41 19 93
E-mail: convatec.danmark@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling

Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Ease® kantsikring

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortimentsiden

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

ease™ kantsikring er en ikke-steril hydrokolloid kantsikring, dækket af et toplag af en åndbar polyurethan
Til brug ved stomier, fistler eller sår til at fastgøre kanterne af hudklæbere.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> NEJ	Papir: <input type="checkbox"/> NEJ	Glas: <input type="checkbox"/> NEJ
Metal: <input type="checkbox"/> NEJ	Latex: <input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld: <input type="checkbox"/> NEJ
Andet: <u>N/A</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> N/A

Hydrocolloid klæber: Poly isobutylene, gelatin, pectin, sodiumcarboxymethylcellulose (CMC) and polyethylene (**plastic**) fibers
Klæbersikringen: Hvid silicone coated double sided papir

3.2. Plast:

Plast-typer: polyethylene (plastic) fibers - se ovenfor PVC: NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: N/A % af PVC: N/A

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	

