

**AQUACEL® Ag FOAM Skumbandage**

**1. Virksomhedsdata**

**1.1. Producent:**

Navn ConvaTec Limited  
Adresse First Avenue  
Deeside Industrial Park  
Flintshire, CH5 2NU  
Land UK  
Website: [www.convatec.com](http://www.convatec.com)

**1.2. Forhandler:**

Navn ConvaTec Denmark  
Adresse Skinderskovvej 32-36  
2730 Herlev  
Tlf. nr. 48 16 70 00  
Fax nr. 48 16 70 35  
E-mail: [orders.nordic@convatec.com](mailto:orders.nordic@convatec.com)  
Website: [www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)  
Website: <http://www.convatec.dk>

**1.3 Forhandler DK**

**Varebestilling**  
Biofarma Logistik A/S  
Naverland 22  
2600 Glostrup  
Danmark  
43270313  
43270304  
[ordre@biofarma.dk](mailto:ordre@biofarma.dk)  
[www.biofarma.dk](http://www.biofarma.dk)

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO 9001, ISO13485

Forhandler Ikke certificeret.

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn AQUACEL® Ag FOAM Bandage

**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se sortimentsiden

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

Se på hjemmesiden.

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  NEJ      Papir:  JA      Glas:  NEJ  
Metal:  NEJ      Latex:  NEJ      Bomuld:  NEJ  
Økologisk:  N/A  
Andet: \_\_\_\_\_

**3.2. Plast:**

Plast-typer: Polyurethane      PVC:  NEJ  
(FDA godkendt til medicinske formål)  
Hvis PVC, angiv blødgører: N/A      % af PVC: N/A

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  JA      Typer: 1,2% ioniseret sølv

Klorbleget materiale:  NEJ      Genbrugsmaterialer:  NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  NEJ

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Polyester, LDPE. Polyethylene PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: N/A

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: III  
(CE 0086) (Ifølge annex IX i MDD)

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: N/A

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: BS EN ISO 14001:2004 Forhandler: Ikke certificeret.

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

**AQUACEL® Ag FOAM Skumbandage**

**Sortimentsoversigt**

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgshed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
420639	420639	768455123537	Aquacel Ag Foam Non Adhesive bandage	5cm x 5cm	10 st	16	42	Ja
420642	420642	768455123582	Aquacel Ag Foam Non Adhesive bandage	10cm x 10cm	10 st	12	24	Ja
420645	420645	768455123636	Aquacel Ag Foam Non Adhesive bandage	15cm x 15cm	5 st	12	21	Ja
420806	420806	768455123674	Aquacel Ag Foam Non Adhesive bandage	15cm x 20cm	5 st	12	20	Ja
420646	420646	768455123674	Aquacel Ag Foam Non Adhesive bandage	20cm x 20cm	5 st	12	12	Ja
420805	420805	768455123674	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	8cm x 8cm	10 st	12	24	Ja
420681	420681	768455123674	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	10cm x 10cm	10 st	18	24	Ja
420627	420627	768455123100	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	12.5cm x 12.5cm	10 st	16	12	Ja
420628	420628	768455123148	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	17.5cm x 17.5cm	10 st	16	8	Ja
420629	420629	768455123179	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	21cm x 21cm	5 st	12	12	Ja
420807	420807	768455123179	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	25cm x 30cm	5 st	14	8	Ja
420647	420647	768455123216	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	19.8cm x 14cm	5 st	21	12	Ja
420648	420648	768455123254	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	20cm x 17cm	5 st	10	14	Ja

420827	420827	768455133529	Aquacel Ag Foam Adhesive bandage med silikone klæber	24cm x 21.5cm	5 st	12		
--------	--------	--------------	---	---------------	------	----	--	--