



- Easi-V es un **dispositivo de fijación estéril** especialmente diseñado para la sujeción de los catéteres intravenosos periféricos, hasta un máximo de **5 días**.

- Compuesto de un **film de poliuretano transparente** y **espuma adhesiva** adaptable en su contorno. Incorpora unas **cintas auxiliares**, también de espuma adhesiva, para una mayor sujeción de las vías del catéter o el tubo de suero.



Abrir el dispositivo y disponerlo de tal forma que la parte del film de poliuretano transparente cubra el punto de punción. Fijar el catéter y el equipo de infusión con las tiras adicionales de espuma adhesiva que incorpora el apósito.

- Fijación eficaz del catéter, evitando la pérdida accidental del mismo.
- Inspección del punto de punción sin necesidad de manipular o retirar el dispositivo.
- Aislamiento de la zona de punción reduciendo el riesgo de maceración y de infección.
- Seguridad y óptimo confort para el paciente.



Nº Referencia	Descripción de producto	Unidades/caja
1240010180	EASI-V Dispositivo de fijación con espuma para vía periférica	50/caja

DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN CONVATEC

Descripción de producto	Ref	UDS/caja	Descripción de producto	Ref.	UDS/caja
 CENTRAL-GARD para vías centrales	1220030180	25/caja	 DRAIN-FIX PEQUEÑO para drenajes	1230020180	25/caja
			 DRAIN-FIX GRANDE para drenajes	1230060180	20/caja
 EASI-V para vías periféricas	1240010180	50/caja	 CATH-FIX PEQUEÑO para sonda vesical	1260060180	100/caja
			 CATH-FIX MEDIANO para sonda vesical	1260050180	100/caja
			 CATH-FIX GRANDE para sonda vesical	1260040180	100/caja
 NIKO-FIX para vías periféricas	1240030180	100/caja	 NASO-FIX PEDIÁTRICO para sonda nasogástrica	1260010180	100/caja
			 NASO-FIX PEQUEÑO para sonda nasogástrica	1260030180	100/caja
			 NASO-FIX GRANDE para sonda nasogástrica	1260020180	100/caja
 EPI-FIX para catéter epidural	1250020180	25/caja	 EYE-FIX SIN VENTANA para fijación ocular	1260070180	100/caja
			 EYE-FIX CON VENTANA para fijación ocular	1260080180	15/caja