

DuoDERM® E / E Border**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn ConvaTec Limited
Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
Land UK
Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Navn ConvaTec Denmark A/S
Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Tlf. nr. 48 16 70 00
Fax nr. 44 41 19 93
E-mail: convatec.danmark@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling
Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn DuoDERM® E / E Border

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se sortimentsiden](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se på hjemmesiden.](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="checkbox"/> NEJ	Papir:	<input type="checkbox"/> JA	Glas:	<input type="checkbox"/> NEJ
Metal:	<input type="checkbox"/> NEJ	Latex:	<input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld:	<input type="checkbox"/> NEJ
Andet:	_____			Økologisk:	<input type="checkbox"/> N/A

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyuretan/Polyethene (Emb.)
(FDA godkendt til medicinske formål)
Hvis PVC, angiv blødgører: N/A
PVC: NEJ
% af PVC: N/A

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: NEJ Typer: _____

Klorbleget materiale: NEJ Genbrugsmaterialer: NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : NEJ
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja:
(CE 0086) Klasse: III
(Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: [EHS Signed Policy](#) Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	

DuoDERM[®] E / E Border**Sortimentsoversigt**

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
187660	187660	768455032150	DuoDERM E	10 x 10 cm	5	20	N/A	Ja
187658	187658	768455071319	DuoDERM E	10 x 10 cm	20	5	N/A	Ja
187631	187631	768455032693	DuoDERM E	15 x 20 cm	10	6	N/A	Ja
187663	187663	768455032167	DuoDERM E	20 x 20 cm	3	10	N/A	Ja
187643	187643	768455031542	DuoDERM E	20 x 30 cm	3	25	N/A	Ja
187970	187970	768455031603	DuoDERM E Border	10 x 10 cm	5	30	N/A	Ja
187971	187971	768455031610	DuoDERM E Border	14 x 14 cm	5	30	N/A	Ja
187973	187973	768455031627	DuoDERM E Border	15 x 18 cm	5	20	N/A	Ja
187974	187974	768455031634	DuoDERM E Border	20 x 23 cm	5	10	N/A	Ja