

Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor

mit Hydrokolloid-Hautschutz

Applizieren und Schützen

Für die Anwendung bei stationären Patienten, die an Stuhlinkontinenz leiden und flüssigen oder halbflüssigen Stuhl ausscheiden.



Der Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor besteht aus einem zuschneidbaren Hydrokolloid-Hautschutz, einer mikroporösen, stoffähnlichen Klebeoberfläche und einem nach unten spitz zulaufenden Auffangbeutel mit integriertem Aktivkohlefilter und Ablasshahn.

Probleme mit Inkontinenzschutzhosen

- Geringer Geruchseinschluss
- Häufiges Wechseln, Bewegen und Stören des Patienten
- Zusätzliche Verwendung von Hautschutzprodukten
- Erhöhtes Risiko von Hautschädigungen (Erythema, Mazeration, Dekubitus)
- Erhöhter Aufwand beim Säubern des Patienten


Vorteile der Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektoren

- Verminderte Geruchsentwicklung auf Grund des integrierten Aktivkohlefilters
- Unterstützende Erhaltung der Hautintegrität, vermindert Dekubitus und Mazeration der perianalen Haut
- Erhöhter Patientenkomfort und eine einfachere Patientenversorgung
- Vereinfachte Messung des Flüssigkeitsverlusts
- Minimierter Kontakt mit dem Stuhl
- Auffangvolumen von bis zu 1 Liter flüssigen oder halbflüssigen Stuhl

Vereinfachen Sie Ihren Alltag

So profitieren Patienten, Pflegepersonal und Mitarbeiter

- Einfache Handhabung
- Einfache Applikation
- Bietet Hautschutz und Sicherheit
- Ausgestattet mit einem Ablasshahn für flüssigen Stuhl und einer beiliegenden Klammer für halbflüssigen Stuhlgang
- Latexfrei



Bestellinformationen

Beschreibung	PZN (D)	HMV (D)	Ref-Nr. (D/CH) bzw. Art.-Nr. (A)	Pharmacode (CH)
Flexi-Seal TM Fäkal-Kollektor mit Hydrokolloid-Hautschutz 1000ml (10 Stück/Box)	0 373 729 6	15.25.10.0005	650 078	547 54 00

Bitte beachten Sie die vollständigen Anwendungshinweise des Flexi-SealTM Fäkal-Kollektors mit Hydrokolloid-Hautschutz.

Erfahren Sie mehr über den Flexi-SealTM Fäkal-Kollektor

Deutschland:

ConvaTec (Germany) GmbH
Radlkofersstraße 2
D-81373 München

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 78 66 200

de.kundenservice@convatec.com
www.convatec.de

Österreich:

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
A-1010 Wien

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 21 63 39

at.kundenservice@convatec.com
www.convatec.com

Schweiz:

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstrasse 38
CH-8200 Schaffhausen

Gebührenfreie Kundenberatung
0800 - 55 11 10

ch.kundenservice@convatec.com
www.convatec.ch