



ESENTA™

LÖSEN • ENTFERNEN • SCHÜTZEN

DIE ESENTA™ RUNDUM VERSORGUNG


Im Rahmen verschiedener Anwendungsgebiete stellt der wiederholte Einsatz haftender bzw. klebender Materialien und Verbände sowohl intakte als auch vorgeschädigte sensible Haut vor eine Reihe von Herausforderungen:

- Hauttraumata durch das Entfernen des Adhäsivs
- Mazeration und Hautabriss
- Kleberückstände auf der Haut
- Brennen und Reizung der Haut durch Klebstoffe
- Hautirritationen durch Körperflüssigkeiten und Reizstoffe

Entwickelt für den täglichen Einsatz. Ob kombiniert oder separat, die ESENTA™-Produktreihe bietet täglichen Schutz.

ESENTA™ Pflasterlöser, Pflasterentferner und Hautschutz schützen die Haut vor den negativen Folgen des Einsatzes haftender bzw. klebender Materialien, Körperflüssigkeiten, Reizstoffen und Hautspannungen.

✓	latexfrei
✓	schnell trocknend
✓	geeignet für den schnellen Versorgungswechsel
✓	rückstandsfreies Entfernen



ENTWICKELT FÜR DIE TÄGLICHE VERSORGUNG FÜR GESUNDE UND SCHMERZFREIE HAUT

ESENTA™ PFLASTERENTFERNER

Die ESENTA™ Pflasterentferner Sprays schaffen zwischen Haut und Kleber einen dünnen Film aus Silikon, der das Adhäsiv (z.B. Verbände oder Stoma-Basisplatten) schonend von der Haut löst.

- Silikonbasiertes Spray mit einem Back-on-Valve-System in 50 ml oder 150 ml, steril
- Das Silikon verdampft rückstandsfrei
- Hautverträglich
- Minimiert die Bildung von Traumata durch das „berührungslose“ Lösen des Adhäsivs
- Beugt Hautirritationen und Hauttraumata vor

Die ESENTA™ Pflasterentferner Tücher beseitigen mögliche Klebereste.

- Einzeln verpackte Tücher mit 3ml Silikon-Sättigung
- Schnell trocknend
- Rückstandsfreie Anwendung
- Hautverträglich
- Beugt Hautirritationen und Hauttraumata vor



ESENTA™ HAUTSCHUTZ

ESENTA™ Hautschutz bildet einen klaren, durchlässigen Film, der die Haut vor den negativen Folgen des Einsatzes haftender bzw. klebender Materialien, Körperflüssigkeiten und Hautspannungen schützt.

- Einzeln verpackte Einmal-Applikatoren mit 1 ml bzw. 3 ml Silikon-Sättigung oder als 28 ml oder 50 ml Spray
- Ideal für den täglichen Gebrauch
- Hinterlässt keine Rückstände auf der Haut oder in Hautfalten
- Hautverträglich
- Trocknet die Haut nicht aus
- Schützt peristomale Haut vor Irritationen und Mazeration
- Zanthalene als juckreizlindernder Inhaltsstoff enthalten



CONVATEC BESTELLINFORMATIONEN

ESENTA™ Pflasterentferner:

Produkt	PZN	Art.Nr./REF	HMV-NR.	Pharmacode (CH)
 Pflasterentferner-Tücher, 30 St.	16866658	423281	29.26.10.4037	7819991
 Pflasterentferner-Spray, 50 ml	16866813	423289	29.26.10.4036	7819994
 Pflasterentferner-Spray, steril, 150 ml	16866842	423290	29.26.10.4038	7833735

ESENTA™ Hautschutz:

Produkt	PZN	Art.Nr./REF	HMV-NR.	Pharmacode (CH)
 Hautschutz-Applikator, steril, 1 ml, 5 St.	16866670	423283	29.26.10.2036	7833736
 Hautschutz-Applikator, steril, 1 ml, 25 St.	16866687	423284	29.26.10.2036	7833737
 Hautschutz-Applikator, steril, 3 ml, 5 St.	16866776	423287	29.26.10.2036	7833738
 Hautschutz-Applikator, steril, 3 ml, 25 St.	16866701	423285	29.26.10.2036	7833739
 Hautschutz-Tücher, 30 St.	16866664	423282	29.26.10.2035	7819992
 Hautschutz-Spray, 28 ml	16866747	423286	29.26.10.2034	7819993
 Hautschutz-Spray, 50 ml	16866807	423288	29.26.10.2034	7819995

ConvaTec (Germany) GmbH

Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung

Tel.: 0800 78 66 200 (gebührenfrei)
Mo. - Fr.: 8:30 - 16:30 Uhr
convatec.servicede@convatec.com

ConvaTec (Austria) GmbH

Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung

Tel.: 0800 21 36 39 (gebührenfrei)
Mo. - Fr.: 8:30 - 16:30 Uhr
at.kundenservice@convatec.com

ConvaTec (Switzerland) GmbH

Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung

Tel.: 0800 55 11 10 (gebührenfrei)
Mo. - Fr.: 8:30 - 17:00 Uhr
ch.kundenservice@convatec.com