

# Which Seal for which situation?



## Large Cohesive® Seal

- ✓ Ideal for urostomates
- ✓ To cover a large area of peristomal skin
- ✓ Helps prevent irritation from pouch flange
- ✓ For use with deep convexity
- ✓ Useful in protecting skin around wounds.

## Small Cohesive® Seal

- ✓ To provide MAXIMUM skin protection
- ✓ For those with high fluid content
- ✓ To resolve leakage problems
- ✓ To extend pouch wear time
- ✓ Can provide 'soft' convexity.

## Cohesive SLIMS®

- ✓ For everyday skin protection and security
- ✓ For those who change their pouch frequently
- ✓ For mild skin irritation
- ✓ For use with pre-cut pouches to create an exact fit
- ✓ Ideal for use with convex pouches.

## Cohesive *StomalWrap*™

- ✓ Ideal for large or oval shaped stomas
- ✓ For those with limited dexterity
- ✓ Useful in protecting skin around wounds (pictureframing).

**REF 839001, 10 seals**

98mm diameter  
19mm inner hole  
2.1mm thickness

**REF 839002, 20 seals**

48mm diameter  
19mm inner hole  
4.2mm thickness

**REF 839005, 10 seals**

48mm diameter  
19mm inner hole  
3.0mm thickness

**REF 839006, 10 seals**

85mm diameter  
50mm inner hole  
3.0mm thickness

# Quel protecteur cutané pour quelle situation?



## Cohesive® anneau protecteur cutané grand

- ✓ Idéal pour les personnes urostomisées
- ✓ Pour couvrir une grande zone de la peau péristomiale
- ✓ Aide à empêcher les irritations causées par la collerette du sac
- ✓ À utiliser avec une grande convexité
- ✓ Utile pour protéger la peau autour d'une plaie.

## Cohesive® anneau protecteur cutané petit

- ✓ Pour offrir une protection cutanée MAXIMALE
- ✓ Pour les personnes ayant beaucoup de fluides
- ✓ Pour résoudre les problèmes de fuites
- ✓ Pour prolonger la durée de vie du sac
- ✓ Peut offrir une convexité « légère ».

## Cohesive SLIMS®

- ✓ Pour une protection et une sécurité cutanée au quotidien
- ✓ Pour les personnes changeant leur dispositif fréquemment
- ✓ Pour les légères irritations de la peau
- ✓ À utiliser avec des appareillages prédécoupés pour créer un ajustement exact
- ✓ Idéal pour une utilisation avec des appareillages convexes.

## Cohesive StomaWrap™

- ✓ Idéal pour les stomies larges ou ovales
- ✓ Pour les personnes ayant une dextérité limitée
- ✓ Utile pour protéger la peau autour d'une plaie. (encadrement).

**REF 839001, 10 anneaux**

98mm de diamètre  
19mm de diamètre intérieur  
2,1mm d'épaisseur

**REF 839002, 20 anneaux**

48mm de diamètre  
19mm de diamètre intérieur  
4,2mm d'épaisseur

**REF 839005, 10 anneaux**

48mm de diamètre  
19mm de diamètre intérieur  
3,0mm d'épaisseur

**REF 839006, 10 anneaux**

85mm de diamètre  
50mm de diamètre intérieur  
3,0mm d'épaisseur