





SENSI CARE™
 LÖSEN • ENTFERNEN • SCHÜTZEN

DIE SENSI-CARE™ RUNDUM-VERSORGUNG

Im Rahmen verschiedener Anwendungsgebiete stellt der wiederholte Einsatz haftender bzw. klebender Materialien und Verbände sowohl intakte als auch vorgeschädigte sensible Haut vor einer Reihe von Herausforderungen:

- Hauttraumata durch das Entfernen des Adhäsivs
- Mazeration und Hautabriss
- Kleberückständen auf der Haut
- Brennen und Reizung der Haut durch Klebstoffe
- Hautirritationen durch Körper-flüssigkeiten und Reizstoffe



Entwickelt für den täglichen Einsatz.
Ob kombiniert oder separat, die Sensi-Care™-Produktreihe bietet täglichen Schutz.

Sensi-Care™ Pflasterlöser, Pflasterentferner und Hautschutz schützen die Haut vor den negativen Folgen des Einsatzes haftender bzw. klebender Materialien, Körperflüssigkeiten, Reizstoffen und Hautspannungen.

✓	100% Silikon
✓	schnell trocknend
✓	geeignet für den schnellen Versorgungswechsel
✓	rückstandsfreies Entfernen
✓	hypoallergen¹

✓	kein Alkohol
✓	keine Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe
✓	keine Acrylate
✓	kein Öl, Wasser
✓	kein Butan

Quellenangaben: 1. Daten liegen vor. ConvaTec Inc. | 2. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7

ENTWICKELT FÜR DIE TÄGLICHE VERSORGUNG FÜR GESUNDE UND SCHMERZFREIE HAUT.

REIZFREIER PFLASTERLÖSER:

Sensi-Care™ Pflasterlöser schafft zwischen Haut und Kleber einen dünnen Film aus Silikon, der das Adhäsiv (z.B. Verbände oder Stoma-Basisplatten¹) schonend von der Haut löst.

- Steriles, reizfreies Spray bestehend aus Silikon
- Das Silikon verdampft rückstandsfrei
- Hautverträglich
- Minimiert die Bildung von Traumata durch das „berührungslose“ Lösen des Adhäsivs
- Beugt Hautirritationen und Hauttraumata vor

REIZFREIER PFLASTERENTFERNER:

Sensi-Care™ Pflasterentferner beseitigt mögliche Klebereste.

- Einzelnen verpackte Tücher mit 3ml Silikon-Sättigung¹
- Schnell trocknend
- Rückstandsfreie Anwendung
- Hautverträglich
- Beugt Hautirritationen und Hauttraumata vor

REIZFREIER HAUTSCHUTZ:

Sensi-Care™ Hautschutz bildet einen klaren, durchlässigen Film, der die Haut vor den negativen Folgen des Einsatzes haftender bzw. klebender Materialien, Körperflüssigkeiten und Hautspannungen schützt.

- Einzelnen verpackte Einmal-Applikatoren mit 1ml bzw. 3ml Silikon-Sättigung oder als 28ml Spray
- Ideal für den täglichen Gebrauch
- Hinterlässt keine Rückstände auf der Haut oder in Hautfalten
- Hautverträglich und hypoallergen
- Trocknet die Haut nicht aus
- Schützt peristomale Haut vor Irritationen und Mazeration
- Anhaltender Hautschutz für bis zu 72 Stunden²



ConvaTec Bestellinformationen



Sensi-Care™ Reizfreier Pflasterlöser und -entferner
Hilfsmittelpos.-Nr: 29.26.10.4028

Produkt	PZN (D)	Art.Nr. / REF	Pharma-code (C)
 Sensi-Care™ Pflasterlöser 50ml Spray	10914155	413499	6668377
 Sensi-Care™ Pflasterlöser 150ml Spray	07065942	420798	5541918
 Sensi-Care™ Pflasterentferner 30 Tücher	08928687	413500	6668360



Sensi-Care™ Reizfreier Hautschutz
Hilfsmittelpos.-Nr: 29.26.10.2028

Produkt	PZN (D)	Art.Nr. / REF	Pharma-code (C)
 Sensi-Care™ Hautschutz 5 x 1ml Einmal-Applikatoren	07065913	420793	5541870
 Sensi-Care™ Hautschutz 25 x 1ml Einmal-Applikatoren	07065959	420794	5541887
 Sensi-Care™ Hautschutz 5 x 3ml Einmal-Applikatoren	07065936	420795	5541893
 Sensi-Care™ Hautschutz 25 x 3ml Einmal-Applikatoren	07065528	420796	5541901
 Sensi-Care™ Hautschutz 28ml Spray	07065534	420797	5541924
 Sensi-Care™ Hautschutz 30 Tücher	08928693	413501	6668325

ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung
Tel.: 0800 - 78 66 200 (gebührenfrei)
Mo. – Fr.: 8:30 – 16:30 Uhr
de.kundenservice@convatec.com

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung
Tel.: 0800 - 21 63 39 (gebührenfrei)
Mo. – Fr.: 8:30 – 16:30 Uhr
at.kundenservice@convatec.com

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung
Tel.: 0800 - 55 11 10 (gebührenfrei)
Mo. – Fr.: 8:30 – 17:00 Uhr
ch.kundenservice@convatec.com

