



- Central-Gard es un **dispositivo de fijación** estéril especialmente diseñado para la sujeción eficaz de los catéteres intravenosos centrales, ya sean subclavias o yugulares, hasta un máximo de **5 días**.

- Compuesto de un **film de poliuretano transparente** y **espuma adhesiva** adaptable en su contorno. Incorpora unas **cintas auxiliares**, también de espuma adhesiva, para una mayor sujeción de las vías del catéter o el tubo de suero.




Abrir el dispositivo y disponerlo de tal forma que la parte del film de poliuretano transparente cubra el punto de punción. Fijar las diferentes vías del catéter con la tira adicional de espuma adhesiva especialmente diseñada para ello.

- Fijación eficaz del catéter, evitando la pérdida accidental del mismo.
- Inspección del punto de punción sin necesidad de manipular o retirar el dispositivo.
- Aislamiento de la zona de punción reduciendo el riesgo de maceración y de infección.
- Seguridad y óptimo confort para el paciente.



Nº Referencia	Descripción de producto	Unidades/caja
1220030180	CENTRAL-GARD Dispositivo de fijación con espuma para vía central	25/caja

DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN CONVATEC

Descripción de producto		Ref	UDS/caja	Descripción de producto		Ref.	UDS/caja
	CENTRAL-GARD para vías centrales	1220030180	25/caja		DRAIN-FIX PEQUEÑO para drenajes	1230020180	25/caja
					DRAIN-FIX GRANDE para drenajes	1230060180	20/caja
	EASI-V para vías periféricas	1240010180	50/caja		CATH-FIX PEQUEÑO para sonda vesical	1260060180	100/caja
					CATH-FIX MEDIANO para sonda vesical	1260050180	100/caja
					CATH-FIX GRANDE para sonda vesical	1260040180	100/caja
	NIKO-FIX para vías periféricas	1240030180	100/caja		NASO-FIX PEDIÁTRICO para sonda nasogástrica	1260010180	100/caja
					NASO-FIX PEQUEÑO para sonda nasogástrica	1260030180	100/caja
					NASO-FIX GRANDE para sonda nasogástrica	1260020180	100/caja
	EPI-FIX para catéter epidural	1250020180	25/caja		EYE-FIX SIN VENTANA para fijación ocular	1260070180	100/caja
					EYE-FIX CON VENTANA para fijación ocular	1260080180	15/caja