

**Avelle® bandager**

**1. Virksomhedsdata**

**1.1. Producent:**

Navn ConvaTec Limited  
 Adresse First Avenue  
Deeside Industrial Park  
Flintshire, CH5 2NU  
 Land UK  
 Website: [www.convatec.com](http://www.convatec.com)

**1.2. Forhandler:**

Navn ConvaTec Denmark A/S  
 Adresse Skinderskovvej 32-36  
2730 Herlev  
 Tlf. nr. 48 16 70 00  
 Fax nr. 44 41 19 93  
 E-mail: [convatec.danmark@convatec.com](mailto:convatec.danmark@convatec.com)  
 Website: [www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)

**1.3 Forhandler DK**

**Varebestilling**  
 Biofarma Logistik A/S  
 Naverland 22  
 2600 Glostrup  
 Danmark  
 43270313  
 43270304  
[ordre@biofarma.dk](mailto:ordre@biofarma.dk)  
[www.biofarma.dk](http://www.biofarma.dk)

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

**Producent:** ISO 9001, ISO13485

**Forhandler** ikke certificeret.

**2. Produktet**

**2.1 Handelsnavn** Avelle®

**2.2. Sortimentsoversigt:**

[Se sortimentsiden](#)

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

[www.convatec.dk](http://www.convatec.dk)

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

|                                     |                                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Pap: <input type="checkbox"/> NEJ   | Papir: <input type="checkbox"/> NEJ | Glas: <input type="checkbox"/> NEJ      |
| Metal: <input type="checkbox"/> NEJ | Latex: <input type="checkbox"/> NEJ | Bomuld: <input type="checkbox"/> JA     |
| Andet: _____                        |                                     | Økologisk: <input type="checkbox"/> NEJ |

**3.2. Plast:** Polyurethane  
 Tyvek ( polyethylenem høj tæthed)  
 SAN (USP klasse VI)  
 LDPE

Plast-typer: Di(2-ethylhexyl) terephthalate, DEHT PVC:  JA

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHT

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

**Tungmetal:**  NO **Typer:** N/A

**Klorbleget materiale:**  NEJ **Genbrugsmaterialer:**  NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  NEJ

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:

Metal:  Latex:  Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Polyester, LDPE, Polyethylene

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: N/A

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: II b  
(Ifølge annex IX i MDD)

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: N/A

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: N/A Forhandler: Ikke certificeret.

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 5-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt            | x           |        |               |                    |
| Enkeltemballage    |             | x      | x             |                    |
| Inderemballage     |             | x      | x             |                    |
| Transportemballage |             | x      | x             |                    |



**Avelle® bandager**

**Sortimentsoversigt**

| Producent<br>varenr. | Forhandler<br>varenr. | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                     | Størrelse     | Forpakkings<br>enhed | Antal forpagn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 421552               | 421552                | 276845513920          | AVELLE DNPWT DRS STER 16X16(1X4 | 16 cm x 16 cm | 5                    | 12                               | 6                           | x      |
| 421553               | 421553                | 276845513921          | AVELLE DNPWT DRS STER 16X21(1X4 | 16 cm x 21 cm | 5                    | 12                               | 6                           | x      |
| 421554               | 421554                | 276845513922          | AVELLE DNPWT DRS STER 12X21(1X4 | 12 cm x 21 cm | 5                    | 12                               | 6                           | x      |
| 421555               | 421555                | 276845513923          | AVELLE DNPWT DRS STER 12X31(1X4 | 12 cm x 31 cm | 5                    | 12                               | 6                           | x      |