

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: ConvaTec Limited
Adresse: First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
Land: UK
Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Navn: ConvaTec Denmark A/S
Adresse: Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Tlf. nr.: 48 16 70 00
Fax nr.: 44 41 19 93
E-mail: convatec.danmark@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling
Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: AQUACEL® Ag Extra

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortimentsiden

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se på hjemmesiden.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Aluminium (FDA godkendte til medicinske produkter)

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethene PVC:
(FDA godkendt til medicinske formål)
Hvis PVC, angiv blødgører: N/A % af PVC: N/A

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: Ioniseret sølv 1,2%

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: III
(CE 0086) (Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: [EHS Signed Policy](#) Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	



AQUACEL® Ag Extra

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
420675	420675	768455127399	Aquacel Ag Extra	5 x 5 cm	10	20	N/A	Ja
420676	420676	768455127429	Aquacel Ag Extra	10 x 10 cm	10	20	N/A	Ja
420678	420678	768455127474	Aquacel Ag Extra	15 x 15 cm	5	20	N/A	Ja
420679	420679	768455127504	Aquacel Ag Extra	20 x 30 cm	5	5	N/A	Ja

