

PRODUCTOVERZICHT STOMA



De visie van ConvaTec is om het verschil te maken voor mensen met een stoma. Dit doen wij door innovatieve technologieën te ontwikkelen die gezondheidswinst opleveren voor de stomadrager, de zorgprofessional en overige partijen.

Dit boekje geeft u een overzicht van ons meest gebruikte productportfolio. Voor inhoudelijke vragen over onze producten en praktische ondersteuning kunt u contact opnemen met uw Rayon Manager of bellen met het ConvaTec Service Team.

Ons ConvaTec Service Team is van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar. **U kunt bellen naar 0348-436941 of bezoek onze website: www.convatec.nl**

Het me+ programma is ontwikkeld om zowel de stomadrager als de stoma professional te ondersteunen. Het me+ Vitaliteitsprogramma is speciaal voor de stomaprofessional. Het programma ondersteunt de stomaprofessional in haar zorg voor de stomapatiënt na de operatie.



Het biedt u:

- Geaccrediteerde scholing m.b.t. bewegen voor de stomapatiënt na de operatie, het geven van de juiste adviezen om weer een actief leven op te bouwen
- Een informatiepakket voor de professional
- Een informatiepakket voor de stomapatiënt

U kunt bij ons terecht voor het bestellen van proefmateriaal, het online downloaden van informatie en als u vragen heeft over onze producten.

Met vriendelijke groet,
ConvaTec Service Team Nederland

<Gegevens rayon manager ConvaTec>

Aan dit boekje is de grootst mogelijke zorg besteed.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten en assortimentswijzigingen.

Eéndelig Esteem™ voor colostoma

- Kneedbare producten, vlak	10
- Knipbaar producten, vlak	10
- Voorgestante producten, vlak	10
- Knipbare producten, convex	11
- Irrigatie	11

Eéndelig Esteem™ voor ileostoma

- Kneedbare producten, vlak	12
- Knipbare producten, vlak	12
- Voorgestante producten, vlak	12
- Voorgestante producten, convex	13
- Knipbare producten, convex	13

Eéndelig Esteem™ voor urostoma

- Knipbare producten, vlak	14
- Voorgestante producten, vlak	14
- Voorgestante producten	15
- Knipbare producten, convex	15

Tweedelig kliksysteem - Natura™

- Kneedbare huidplaten, vlak	16
- Kneedbare huidplaten, convex	16
- Knipbare huidplaten, vlak	17, 18
- Knipbare huidplaten, convex	19
- Voorgestante huidplaten, convex	20
- Colozakjes	21
- Ileozakjes	22
- Urozakjes	23

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™

- Knipbare huidplaten, vlak	25
- Kneedbare huidplaten, vlak	25
- Kneedbare huidplaten, convex	26
- Colozakjes	26
- Ileozakjes	27
- Urozakjes	27

Extra Hulpmiddelen

- Opvulmateriaal	28
- Verzorging	28
- Ondersteuning	29
- Beschermende huidplaten	29

Eéndelig Esteem™ Little Ones

- Knipbare huidplaat	29
----------------------------	----

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Little Ones

- Knipbare huidplaten	31
- Colozakje	31
- Ileozakjes met sluitclipje	31

Tweedelig kleefstelsel - Esteem™ Synergy Little Ones

- Knipbare huidplaten	32
- Colozakjes	32
- Ileozakjes	33
- Urozakjes	33

OK Materiaal

- Postoperatieve set; tweedelig kliksysteem	34
- Postoperatieve set; tweedelig kleefstelsel	34

Vanuit het type stoma (colo, ileo of uro) overlegt u met uw patiënt of er een voorkeur bestaat voor een ééndelig (Esteem™) of tweedelig systeem (Natura™ kliksysteem of Esteem Synergy™ kleefstelsysteem). Vervolgens kunt u de patiënt een volgende keuze voorleggen; kiezen voor een  kneedbaar,  knipbaar of  voorgestanst stomasysteem. U komt dan vanzelf tot een overzicht van producten die wij u kunnen bieden.

Ons productenpakket is de laatste jaren vernieuwd en aangepast aan de huidige wensen van stomadragers. Producten die niet in dit boekje vermeld staan worden nog wel gevoerd maar zullen in de komende jaren veranderen of niet meer geproduceerd worden.

Wanneer u vragen heeft over producten die niet in dit boekje vermeld staan, neem dan contact op met het ConvaTec Service Team of uw Rayon Manager. Wij helpen u graag verder met een vernieuwd en verbeterd alternatief.

Ééndelig Esteem™:

Beschikbaar voor mensen met een colo-, ileo- en urostoma. Verkrijgbaar in vlak en convex met een diversiteit qua aanpasbaarheid richting de stoma (kneden, knippen of voorgestanst). De huidplaat van Esteem™ bestaat uit Stomahesive™ en is qua adhesie aangepast aan het vaker wisselen van het stomamateriaal en bijzonder huidvriendelijk (uitzondering hierop zijn de Esteem™ Flex convex producten).

Tweedelig Natura™ klik systeem:

Dit systeem wordt gekoppeld via een ring op de huidplaat. De maat ring van het zakje correspondeert met de maat ring van de huidplaat.

- De huidplaten binnen de Natura™ lijn zijn divers en kunnen worden aangepast aan de behoeften van de stomadrager. De adhesieve laag is aangepast aan een draagtijd van meerdere dagen. De hechtcracht zal na een paar dagen afnemen, dit in tegenstelling tot die van de eendelige systemen. Kneedbare technologie™ is een combinatie van Stomahesive™ en Durahesive™ en zorgt voor een naadloze aansluiting waardoor lekkage wordt voorkomen.
- Volledig Stomahesive™; zeer huidvriendelijk hydrocolloid materiaal voor de huid die extra bescherming nodig heeft.
- Volledig Durahesive™; neemt extra vocht op en blijft optimaal hechten. Uitermate geschikt bij dunne output. De huidplaat zwelt op rondom de stoma en vormt een zogenaamde 'turtle neck' voor extra bescherming.
- Met een hydrocolloïde pleisterrand (hydroflex), dit is een laagje Stomahesive™ onder de pleisterrand voor extra bescherming van de huid.
- Een flexibele pleisterrand, dit is een pleisterrand zonder extra laagje, voor de normale huid.
- Een huidplaat met een accordion flens, dit zijn huidplaten met een flexibele flens met extra ruimte voor de vingers, waardoor het zakje makkelijk op de huidplaat geklikt kan worden zonder druk op de buik uit te oefenen.

- Convexe huidplaten zijn in zowel kneedbare - als stevige (voorgestante) convexiteit beschikbaar.

Tweedelig Esteem Synergy™ kleefstelsel:

Dit opvangstelsel maakt gebruik van een adhesive koppeling waardoor het een soepel, dun tweedelig stelsel is. De kleefmaat van het zakje correspondeert met de kleefmaat van de huidplaat.

De huidplaten binnen de Esteem Synergy™ lijn zijn divers en aan te passen aan de behoefte van de stomadrager.

- Kneedbare technologie™ een combinatie van Stomahesive™ en Durahesive™ en zorgend voor een naadloze aansluiting waardoor lekkage wordt voorkomen.
- Volledig Stomahesive™; zeer huidvriendelijk hydrocolloid materiaal voor de huid die extra bescherming nodig heeft.
- Met een hydrocolloïde pleisterrand (hydroflex), dit is een laagje Stomahesive™ onder de pleisterrand voor extra bescherming van de huid.
- Een flexibele pleisterrand, dit is een pleisterrand zonder extra laagje, voor de normale huid.

Opvangzakjes:

Wij beschikken over de colo- ileo- en de urozakjes die tevens ook in verschillende volumens beschikbaar zijn. De ileozakjes hebben een InvisiClose™ (oprolbare) sluiting. De urinezakjes hebben drie verschillende kraantjes. Binnen de Natura™ lijn zijn de High Output zakken beschikbaar.

Begrippen:

Stomahesive™; volledig hydrocolloid materiaal, is zeer huidvriendelijk, heeft warmte nodig om optimaal te hechten. Houd daarom een huidplaat met Stomahesive™ ongeveer 30 seconden vast. Geschikt voor alle huidsoorten inclusief de wat drogere en kwetsbare huid.

Durahesive™; doordat de huidplaat extra bestendig is tegen vocht zullen lichaamsenzymen de huidplaat minder snel aantasten. Geeft een uitzonderlijk goede hechting.

InvisiClose™; oprolbare uitloop aan een ileozakje, de sluiting maakt gebruik van zogenaamde pinnetjes die in elkaar worden geklikt voor een goede sluiting. Het zakje is tevens voorzien van een Lock it pocket waardoor de uitloop ingevouwen kan worden en eruit gaat zien als een gesloten zakje.

Kneedbare technologie: de huidplaat hoeft niet meer op maat geknipt, maar kan met de vingers worden gevormd. De huidplaat zal zich na het aanbrengen zelf rondom de stoma voegen ongeacht de vorm van de stoma. Deze opening zal gedurende de draagtijd mee blijven bewegen en de aansluiting zal zich perfectioneren dankzij het opzwellen door vochtopname.

Accordion: een toepassing binnen de Natura™ lijn waarbij de ring is op te lichten zodat de vingers eronder geplaatst kunnen worden en het zakje zonder druk op de buik, aangebracht wordt.

Kneedbare producten, vlak			
Esteem  colozakje, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-30 mm	413509	
30	30-40 mm	413510	
30	40-50 mm	413511	

Knipbare producten, vlak			
Esteem  colozakje, standaard, beige, filter			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	416701	
Esteem  colozakje, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	421686	
Esteem  colozakje, klein, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	421816	
Esteem  colozakje, groot, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	421825	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem  colozakje, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	25 mm	421687	
30	30 mm	421688	
30	35 mm	421689	
30	40 mm	421822	
30	50 mm	421823	
30	60 mm	421824	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem  colozakje, klein, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	25 mm	421817	
30	30 mm	421818	
30	35 mm	421819	
30	40 mm	421820	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem  colozakje, groot, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	25 mm	421826	
30	30 mm	421827	
30	35 mm	421828	
30	40 mm	421829	
30	50 mm	421830	

Knipbare producten, convex			
Esteem  colozakje, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-25 mm	421614	
30	20-35 mm	421613	
30	20-43 mm	421612	
30	20-57 mm	422158	

Irrigatie					
Colodress plus stomacap met filter			Iridress irrigatiesleeve lengte is 90 cm		
verpakt per	bestelnummer		verpakt per	bestelnummer	
30	175611		10	175612	

Eéndelig Esteem™ voor ileostoma

Eéndelig Esteem™ voor ileostoma

Kneedbare producten, vlak			
Esteem  ileo, standaard, beige met filter met kijkvenster			
verpakt per	kneedmaat	bestelnummer	
10	20-30 mm	413521	
10	30-40 mm	413522	
10	40-50 mm	413523	
Esteem  ileo, standaard, transparant met filter			
10	20-30 mm	413515	
10	30-40 mm	413516	

¹ voorbeeld; kies voor een stoma van 30 mm voor 20-30 mm

Knipbare producten, vlak			
Esteem  ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige met filter			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	20-70 mm	416719	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem  ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige met filter			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	25 mm	416725	
10	30 mm	416729	
10	35 mm	416733	
10	40 mm	416737	

Voorgestante producten, convex			
Esteem  convex ileo InvisiClose™ zakjes, standaard, beige met filter ¹			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	19 mm	416739	
10	22 mm	416741	
10	25 mm	416743	
10	28 mm	416745	
10	32 mm	416747	
10	35 mm	416749	
10	38 mm	416751	

Knipbare producten, convex			
Esteem  Flex Convex, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	20-25 mm	421622	
10	20-35 mm	421619	
10	20-43 mm	421615	
10	20-57 mm	422159	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem  Flex Convex, voorgestant			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	25 mm	421620	
30	22 mm	421621	
10	38 mm	421618	

Eéndelig Esteem™ voor urostoma

Eéndelig Esteem™ voor urostoma

Knipbare producten, vlak			
Esteem™ urozakjes, klein, beige, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	13-45 mm	401235	
Esteem™ urozakjes, klein, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	13-45 mm	401234	
Urodress™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	19-45 mm	64927	
15	8-25 mm	20917	

Voorgestante producten, vlak			
Esteem™ urozakjes, standaard, beige, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	30 mm	401245	
10	35 mm	401249	
Esteem™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	30 mm	401244	
10	35 mm	401248	
Esteem™ urozakje, klein, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	25 mm	401242	
Esteem™ urozakje, klein, beige, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	25 mm	401243	

Voorgestante producten			
Urodress™ convex urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	16 mm	175791	
5	19 mm	175792	
5	22 mm	175793	
5	25 mm	175794	
5	28 mm	175795	
5	32 mm	175796	
5	35 mm	175797	
5	38 mm	175798	

Knipbare producten, convex			
Esteem  Flex Convex urozakje			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	10-25 mm	421628	
10	10-35 mm	421626	
10	10-43 mm	421623	

Voorgestante producten, convex			
Esteem  Flex urozakje, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	15 mm	421629	
10	20 mm	421625	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Huidplaten

Kneedbare huidplaten, vlak				
Natura™ kneedbare huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	45 mm	13-22 mm	411801	
10	45 mm	22-33 mm	411803	
10	57 mm	33-45 mm	411805	
10	70 mm	45-56 mm	411807	
Natura™ Stomahesive™ accordion kneedbare huidplaat, beige hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	57 mm	13-22 mm	421033	
10	57 mm	22-33 mm	421034	
10	70 mm	33-45 mm	421035	
Natura™ Duraheasive™ accordion kneedbare huidplaat, beige hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	57 mm	13-22 mm	421039	
10	57 mm	22-33 mm	421040	
10	70 mm	33-45 mm	421041	

Kneedbare huidplaten, convex				
Natura™ Durahesive™ kneedbare convex huidplaat, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	45 mm	13-22 mm	404592	
10	45 mm	22-33 mm	404593	
10	57 mm	33-45 mm	404594	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Huidplaten

Knipbare huidplaten, vlak				
Natura™ extra soepele huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	402218	
10	38 mm	tot 28 mm	402219	
10	45 mm	tot 35 mm	402220	
10	57 mm	tot 47 mm	402221	
10	70 mm	tot 60 mm	402222	
Natura™ Stomahesive™ huidplaat, ovale pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	32 mm	tot 22 mm	125900	
5	38 mm	tot 28 mm	125901	
5	45 mm	tot 35 mm	125902	
5	57 mm	tot 47 mm	125903	
5	70 mm	tot 60 mm	125904	
Natura™ Stomahesive™ huidplaat, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	125257	
10	38 mm	tot 28 mm	125258	
10	45 mm	tot 35 mm	125259	
10	57 mm	tot 47 mm	125260	
10	70 mm	tot 60 mm	125261	
Natura™ Stomahesive™ huidplaat met accordion, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	45 mm	tot 21 mm	421456	
10	57 mm	tot 33 mm	421460	
10	70 mm	tot 45 mm	421464	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Huidplaten

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Convex huidplaten

Knipbare huidplaten, vlak				
Natura™ Durahesive™ huidplaat met accordion, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	45 mm	tot 21 mm	421454	
10	57 mm	tot 33 mm	421458	
10	70 mm	tot 45 mm	421462	
Natura™ Stomahesive™ huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	401942	
10	38 mm	tot 28 mm	401943	
10	45 mm	tot 35 mm	401944	
10	57 mm	tot 47 mm	401945	
10	70 mm	tot 60 mm	401946	
5	100 mm	tot 90 mm	401906	
Natura™ Hydroflex™ huidplaten met hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	410293	
10	38 mm	tot 28 mm	410294	
10	45 mm	tot 35 mm	410295	
10	57 mm	tot 47 mm	410296	
10	70 mm	tot 60 mm	410297	
Natura™ Durahesive huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	32 mm	tot 22 mm	401900	
5	38 mm	tot 28 mm	401901	
5	45 mm	tot 35 mm	401902	
5	57 mm	tot 47 mm	401903	

Knipbare huidplaten, convex				
Natura™ Durahesive™ Convex huidplaat met accordion hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	45 mm	13-22 mm	421633	
5	57 mm	13-35 mm	421635	
5	70 mm	13-48 mm	421637	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Convex huidplaten

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Colozakjes

Voorgestante huidplaten, convex				
Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, ovale pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	45 mm	13 mm	402200	
5	45 mm	16 mm	402201	
5	45 mm	19 mm	402202	
5	45 mm	22 mm	402203	
5	45 mm	25 mm	402204	
5	45 mm	28 mm	402205	
5	45 mm	32 mm	402206	
5	45 mm	35 mm	402207	
5	57 mm	38 mm	402208	
5	57 mm	41 mm	402209	
5	57 mm	45 mm	402210	
5	57 mm	50 mm	402211	
Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	45 mm	13 mm	125278	
5	45 mm	16 mm	125279	
5	45 mm	19 mm	125280	
5	45 mm	22 mm	125281	
5	45 mm	25 mm	125282	
5	45 mm	28 mm	125283	
5	45 mm	32 mm	125284	
5	45 mm	35 mm	125285	
5	57 mm	38 mm	125286	
5	57 mm	41 mm	125287	
5	57 mm	45 mm	125288	
5	57 mm	50 mm	125289	

Colozakjes			
Natura™ ⑤ colozakje, standaard, beige, filter, zonder kijkvenster			
30	45 mm	416406	
30	57 mm	416409	
Natura™ ⑤ colozakjes, standaard, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
30	32 mm	421676	
30	38 mm	421678	
30	45 mm	421680	
30	57 mm	421682	
30	70 mm	421798	
Natura™ ⑤ colozakje, klein, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
30	32 mm	421794	
30	38 mm	421795	
30	45 mm	421796	
30	57 mm	421797	
Natura™ ⑤ colozakje, groot, beige, filter, kijkvenster			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
30	38 mm	421799	
30	45 mm	421800	
30	57 mm	421801	
30	70 mm	421802	
Natura™ stomacap			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
25	45 mm	404108	
25	57 mm	404109	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Ileozakjes

Ileozakjes			
Natura™  ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige met filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	38 mm	416415	
10	45 mm	416417	
10	57 mm	416420	
10	70 mm	416423	
Natura™  ileozakjes InvisiClose™, standaard, transparant met filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	38 mm	416414	
10	45 mm	416416	
10	57 mm	416419	
10	70 mm	416422	
Natura™ ileozakjes InvisiClose™, standaard, transparant zonder filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	100 mm	416472	
Natura™ ileozakjes, High Output met stopje, verwisselbaar filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	404137	
5	57 mm	404138	
5	70 mm	404139	

Voor de ileostomadragers die vertrouwd is met: **Consecura™ Tweedelig**
Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0348 - 436941.
Deze producten zijn nog beschikbaar.

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Urozakjes

Urozakjes			
Natura™  urozakjes, standaard, transparant, kamerverdeling, zacht kraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	413435	
10	38 mm	413436	
10	45 mm	413437	
10	57 mm	413438	
10	70 mm	413439	
Natura™  urozakjes, klein, transparant, kamerverdeling, zacht kraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	38 mm	421075	
10	45 mm	421076	
Natura™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401533	
10	38 mm	401534	
10	45 mm	401535	
10	57 mm	401536	
10	70 mm	401537	
Natura™ urozakjes, klein, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401538	
10	38 mm	401539	
10	45 mm	401540	
10	57 mm	401541	

Tweedelig kliksysteem - Natura™ Urozakjes

Urozakjes			
Natura™ urozakjes, standaard, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401551	
10	38 mm	401552	
10	45 mm	401553	
10	57 mm	401554	
Natura™ urozakjes, standaard, transparant, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401542	
10	38 mm	401543	
10	45 mm	401544	
10	57 mm	401545	
10	70 mm	401546	
Natura™ urozakjes, klein, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401547	
10	38 mm	401548	
10	45 mm	401549	
10	57 mm	401550	

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™ Huidplaten

Knipbare huidplaten, vlak				
Esteem Synergy™ Stomahesive™ huidplaat				
verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	405467	
10	48 mm	tot 38 mm	405468	
10	61 mm	tot 51 mm	403948	
10	89 mm	tot 79 mm	405483	
Esteem Synergy™ Hydroflex™ huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	409288	
10	48 mm	tot 38 mm	409289	
10	61 mm	tot 51 mm	409290	
Esteem Synergy™ Stomahesive™ huidplaat, pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	405456	
10	48 mm	tot 38 mm	405457	
10	61 mm	tot 51 mm	405458	

Kneedbare huidplaten, vlak			
Esteem Synergy™ kneedbare huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand			
verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer
10	48 mm	13-22 mm	411657
10	48 mm	22-33 mm	411658
10	61 mm	33-45 mm	411659

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™

Huidplaten en colozakjes

Kneedbare huidplaten, convex				
Esteem Synergy™ Durahesive™ kneedbare convex, pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	35 mm	13-22 mm	409268	
10	48 mm	22-33 mm	409269	
10	61 mm	33-45 mm	409270	



Colozakjes			
Esteem Synergy™  , colozakjes, standaard, beige met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
30	35 mm	416775	
30	48 mm	416779	
30	61 mm	416783	
Esteem Synergy™  , colozakjes, klein, beige met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
30	35 mm	416777	
30	48 mm	416781	

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™

ileo- en urozakjes

Ileozakjes			
Esteem Synergy™  , ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	35 mm	416796	
10	48 mm	416799	
10	61 mm	416902	
Esteem Synergy™  , ileozakjes InvisiClose™ transparant met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	35 mm	416795	
10	48 mm	416798	
10	61 mm	416901	

Urozakjes			
Esteem Synergy™, urozakje, standaard, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	48 mm	405449	
Esteem Synergy™, urozakje, standaard, transparant, accuseal draaikraantje			
10	48 mm	405452	
Esteem Synergy™ urozakje, klein, beige, accuseal buigkraantje			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	35 mm	405446	

Extra Hulpmiddelen

Opvulmateriaal				
Stomahesive™ Pastaring				
verpakt per	maat	dikte	bestelnummer	
10	48 mm	4mm	413503	
10	48 mm	3mm	413504	
10	98 mm	3mm	413505	
Stomahesive™ Pasta, tube 60 gram				
verpakt per	bestelnummer			
1	183910			
Orabase® Pasta, tube 30 gram				
verpakt per	bestelnummer			
1	129730			

Verzorging		
Sillesse™ huidbeschermingsspray 50 ml		
verpakt per	bestelnummer	
1	420790	
Sillesse™ huidbeschermingsdoekjes		
30	420789	
Niltac™ Adhesief Remover spray 50 ml		
1	420787	
Niltac™ Adhesief remover doekjes		
30	420788	
Diamonds™ Sachets		
100	420791	

Extra Hulpmiddelen

Ondersteuning			
Orahesive® Poeder, 25 gram			
verpakt per	bestelnummer		
1	25535		
ConvaTec Gordel			
verpakt per	bestelnummer		
1	175510		
Natura™ low pressure adaptor			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	45 mm	401993	
10	57 mm	401994	
10	70 mm	401995	
10	100 mm	401996	

Beschermende huidplaten				
Stomahesive® huidplaat, plakt aan één zijde				
verpakt per	oppervlakte	bestelnummer		
5	10 x 10 cm	21713		
Varihesive® huidplaat, plakt aan beide zijden				
verpakt per	oppervlakte	bestelnummer		
5	10 x 10 cm	168515		

Nachtopvangzakken		Volume 2 liter. De slang is 120 cm lang, omspoelbaar en leegbaar.
verpakt per	bestelnummer	
5	401784	

Knipbare huidplaat			
Esteem™ Little Ones™, ileozakje InvisiClose™, transparant extra klein			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	0-23 mm	411633	

Knipbare huidplaten			
Natura™ Little Ones™ Stomahesive™ huidplaat, pleisterrand			 
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	32 mm	401925	
Natura™ Little Ones™ Stomahesive™ huidplaat, pleisterrand			 
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	401926	

Colozakje			
Natura™ Little Ones™ colozakjes, beige			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
20	45 mm	401931	

Urozakje			
Natura™ tweedelig standaard urozakjes, transparant			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401929	

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™ Little Ones™ - huidplaten

Knipbare huidplaten				
Esteem Synergy™ Little Ones™, Stomahesive™ huidplaat, hydrocolloid pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
5	31 mm	411642		
Esteem Synergy™ Little Ones™, standaard Stomahesive™ huidplaat				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
5	31 mm	411641		
Esteem™ Synergy™ Little Ones™, extra kleine Stomahesive™ huidplaat				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
5	23 mm	411632		

Tweedelig kleefstelsel - Esteem Synergy™ Little Ones™ - zakjes

Colozakjes			
Esteem Synergy™ Little Ones™ colozakje, beige, met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411639	
Esteem Synergy™ Little Ones™ colozakje, transparant, met filter			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411640	



Ileozakjes				
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakje, InvisiClose™, beige, filter				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
10	31 mm	411638		
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakje InvisiClose™, transparant, filter				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
10	31mm	411637		
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakje extra klein, transparant, InvisiClose™				
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer		
10	31 mm	411631		

Postoperatieve set; tweedelig kliksysteem

Natura™ ileozakjes InvisiClose™ groot, extra soepele huidplaat, adaptor, brug, steriel



verpakt per	maat stoma	bestelnummer
-------------	------------	--------------

5

70 mm

416928



Postoperatieve set; tweedelig kleefstelsel

Esteem Synergy™ ileozak groot, clip, brug, steriel



verpakt per	maat stoma	bestelnummer
-------------	------------	--------------

5

13-89 mm

409345

