

DuoDERM® Pasta

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn ConvaTec Limited
 Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
 Land UK
 Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Salgsafdeling

Navn ConvaTec Denmark A/S
 Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Danmark
 Tlf. nr. 48 16 70 00
 Fax nr. 44 41 19 93
 E-mail: convatec.danmark@convatec.com
 Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling

Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn DuoDERM® Pasta

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortimentsiden

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se på hjemmesiden.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> NEJ	Papir: <input type="checkbox"/> NEJ	Glas: <input type="checkbox"/> NEJ
Metal: <input type="checkbox"/> JA	Latex: <input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld: <input type="checkbox"/> NEJ
Andet: <u>Aluminiums tube</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> N/A

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethene (Prop) PVC: NEJ
 (FDA godkendt til medicinske formål)
 Hvis PVC, angiv blødgører: N/A % af PVC: N/A

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: NEJ Typer: _____

Klorbleget materiale: NEJ Genbrugsmaterialer: NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : NEJ

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: III
(CE 0086) (Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: [EHS Signed Policy](#) Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved under 25° C.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	



DuoDERM[®] Pasta

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
H7930	H7930	768455016310	DuoDERM Pasta	30 g	1	300	N/A	Ja