

AQUACEL® Hydrofiber® bandage

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn ConvaTec Limited
Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
Land UK
Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Navn ConvaTec Denmark A/S
Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Tlf. nr. 48 16 70 00
Fax nr. 44 41 19 93
E-mail: convatec.danmark@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling
Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn AQUACEL® Hydrofiber® bandage

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortimentsiden

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se på hjemmesiden.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> NEJ	Papir: <input type="checkbox"/> JA	Glas: <input type="checkbox"/> NEJ
Metal: <input type="checkbox"/> NEJ	Latex: <input type="checkbox"/> NEJ	Bomuld: <input type="checkbox"/> NEJ
Andet: _____		Økologisk: <input type="checkbox"/> N/A

3.2. Plast:

Plast-typer: <u>Polyethene</u> (FDA godkendt til medicinske formål)	PVC: <input type="checkbox"/> NEJ
Hvis PVC, angiv blødgører: <u>N/A</u>	% af PVC: <u>N/A</u>

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: NEJ Typer: _____

Klorbleget materiale: NEJ Genbrugsmaterialer: NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : NEJ

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja:
(CE 0086) Klasse: IIb
(Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: EHS Signed Policy Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	

AQUACEL™ Hydrofiber™ bandage

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
177902	177902	768455109173	Aquacel	10 x 10 cm	10	24	N/A	Ja
177918	177918	768455109197	Aquacel	10 x 10 cm	5	48	N/A	Ja
177903	177903	768455109180	Aquacel	15 x 15 cm	5	20	N/A	Ja
177901	177901	768455109166	Aquacel	5 x 5 cm	10	60	N/A	Ja
403770	403770	768455106752	Aquacel cavitetsbandage	2 x 45 cm	5	48	N/A	Ja
420127	420127	768455118229	Aquacel cavitetsbandage	1 x 45 cm	5	20	N/A	Ja
403730	403730	768455109234	Aquacel post op bandage	4 x 10 cm	10	20	N/A	Ja
403731	403731	768455109241	Aquacel post op bandage	4 x 20 cm	10	20	N/A	Ja
403732	403732	768455109258	Aquacel post op bandage	4 x 30 cm	10	20	N/A	Ja
420671	420671	768455125609	Aquacel EXTRA	5 x 5 cm	10	20	N/A	Ja
420672	420672	768455125623	Aquacel EXTRA	10 x 10 cm	10	20	N/A	Ja
420673	420673	768455125654	Aquacel EXTRA	15 x 15 cm	10	20	N/A	Ja
420820	420820	768455130474	Aquacel EXTRA post op bandage	4 x 10 cm	10		N/A	Ja
420821	420821	768455130481	Aquacel EXTRA post op bandage	4 x 20 cm	10		N/A	Ja
420822	420822	768455130498	Aquacel EXTRA post op bandage	4 x 30 cm	10		N/A	Ja