

AQUACEL® AG SURGICAL bandage

1. Company data

1.1. Producer:

Navn ConvaTec Limited
 Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
 Land UK
 Website: www.convatec.com

1.2. Forhandler:

Salgsafdeling

Navn ConvaTec Denmark A/S
 Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Danmark
 Tlf. nr. 48 16 70 00
 Fax nr. 44 41 19 93
 E-mail: convatec.danmark@convatec.com
 Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling

Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485, Annex II Med. Device Dir. 93/42/EEC

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn AQUACEL® AG SURGICAL Cover Dressing

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortimentsiden

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se på hjemmesiden.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="NEJ"/>	Papir: <input type="text" value="JA"/>	Glas: <input type="text" value="NEJ"/>
Metal: <input type="text" value="NEJ"/>	Latex: <input type="text" value="NEJ"/>	Bomuld: <input type="text" value="NEJ"/>
Andet: <u>Tråden syet ind i bandagen er nylon og elastan</u> <u>Aluminium (FDA godkendte til medicinske produkter)</u>		Økologisk: <input type="text" value="N/A"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: <u>Polyethene</u> (FDA godkendt til medicinske formål)	PVC: <input type="text" value="NEJ"/>
Hvis PVC, angiv blødgører: <u>N/A</u>	% af PVC: <u>N/A</u>

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: <input type="text" value="JA"/>	Typer: <u>Ioniseret sølv 1,2%</u>
Klorbleget materiale: <input type="text" value="NEJ"/>	Genbrugsmaterialer: <input type="text" value="NEJ"/>

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____
Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: III
(CE 0086) (Ifølge annex IX i MDD)

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: EHS Signed Policy Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C. Undgå høj luftfugtighed.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	



AQUACEL® AG SURGICAL Cover Dressing with Hydrofiber® Technology

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
412009	412009	768455111152	AQUACEL® AG SURGICAL Postoperativ bandage	9x10 cm	10	20	N/A	Ja
412010	412010	768455111183	AQUACEL® AG SURGICAL Postoperativ bandage	9x15 cm	10	20	N/A	Ja
412011	412011	768455111213	AQUACEL® AG SURGICAL Postoperativ bandage	9x25 cm	10	20	N/A	Ja
420670	420670	768455125128	AQUACEL® AG SURGICAL Postoperativ bandage	9x30 cm	10	20	N/A	Ja
412012	412012	768455111244	AQUACEL® AG SURGICAL Postoperativ bandage	9x35 cm	10	20	N/A	Ja