

In deze brochure vindt u alle informatie en
bestelnummers van onze stoma-producten
t.b.v colo-, ileo- en urostomadragers.






Esteem™



Esteem™ Synergy™



Natura™



Little Ones™

De visie van ConvaTec is om het verschil te maken voor mensen met een stoma. Dit doen wij door innovatieve technologieën te ontwikkelen die gezondheidswinst opleveren voor de stomadrager, de zorgprofessional en overige partijen.

Dit boekje geeft u een overzicht van ons productportfolio voor mensen met een colo - ileo - of urostoma. Stomazorg op maat betekent dat u, samen met uw patiënt, gericht kunt zoeken naar een 1-delig of 2-delig stomasysteem en dat u kunt kiezen voor een kneedbaar, knipbaar of voorgestanst product. Voor inhoudelijke vragen over onze producten en praktische ondersteuning kunt u contact opnemen met uw Rayon Manager of bellen met onze Customer Service.

Vriendelijke groet,
ConvaTec Team Nederland

Onze Customer Service is van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar. **U kunt gratis bellen naar 0800 022 44 44 of bezoek onze website: www.convatecservices.nl**

Aan dit boekje is de grootst mogelijke zorg besteed.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten en assortimentswijzigingen.

Colostoma

1-delig systeem	
- Kneedbare producten, vlak	8
- Knipbaar producten, vlak	9
- Voorgestante producten, vlak	9
2-delig systeem	
- Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem	13
- Knipbare huidplaten, vlak - kleefsysteem	14
- Knipbare huidplaten, vlak	14
- Kneedbare huidplaten, convex	16
- Voorgestante huidplaten, convex	17
- Gesloten zakjes	17

Ileostoma

1-delig systeem	
- Kneedbare producten, vlak	23
- Knipbare producten, vlak	23
- Voorgestante producten, vlak	24
- Voorgestante producten, convex	24
2-delig systeem	
- Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem	27
- Kneedbare huidplaten, vlak - kleefsysteem	27
- Knipbare huidplaten, vlak	28
- Kneedbare huidplaten, convex	30
- Voorgestante huidplaten, convex	31
- Zakjes InvisiClose™	32

Urostoma

1-delig systeem	
- Knipbare producten, vlak	37

- Voorgestante producten, vlak	37
- Voorgestante producten, convex	38

2-delig systeem

- Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem	40
- Kneedbare huidplaten, vlak - kleefsysteem	40
- Knipbare huidplaten, vlak	41
- Kneedbare huidplaten, convex	43
- Zakjes	44

Hulpmiddelen

- Opvulmateriaal	48
- Verzorging	48
- Ondersteuning	49
- Beschermende huidplaten	50

Overig

- Post-operatief gebruik, 1-delig	52
- Post-operatief gebruik, 2 delig - kliksysteem	52
- Post-operatief gebruik, 2 delig - kleefsysteem	53
- Bruggetjes	53
- Irrigatie	53

Little Ones, kindertlijn

- Knipbare huidplaten	55
- Zakjes	55
- Ileostoma 1-delig	56
- Ileostoma 2-delig	57
- Zakjes	57
- Urostoma 2-delig	58
- Zakjes	58

Hoe gebruikt u dit boekje?

Vanuit functiegericht indiceren kiest u samen met uw patiënt voor een adequaat hulpmiddel.

Vanuit het type stoma (colo, ileo of uro) overlegt u met uw patiënt of er een voorkeur bestaat voor een 1-delig (Esteem™) of 2-delig systeem (Natura™ kliksysteem of Esteem Synergy™ kleefsysteem). Vervolgens kunt u de patiënt een volgende keuze voorleggen; kiezen voor een kneedbaar, knipbaar of voorgestanst stomasysteem. U komt dan vanzelf tot een overzicht van producten die wij u kunnen bieden.

ConvaTec heeft haar productenpakket de afgelopen jaren vernieuwd. Wanneer u vragen heeft over de producten in het boekje waarbij geen bestelnummer vermeld staat, neemt u dan contact op met onze Customer Service of uw Rayon Manager. Wij helpen u graag verder met een vernieuwd en verbeterd alternatief.

In dit boekje maken wij gebruik van de volgende kleurcoderingen:

-  zwart/groen = kneedbare producten
-  blauw = knipbare producten
-  lichtblauw = voorgestanst producten
-  grijs = zakjes

Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem

Natura™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij de ringmaat het juiste zakje met dezelfde ringmaat.
10	45 mm	13-22 mm	411801	
10	45 mm	22-33 mm	411803	
10	57 mm	33-45 mm	411805	
10	70 mm	45-56 mm	411807	

Gesloten zakjes

Natura™ colozakjes, klein beige zonder filter

verpakt per	maat ring	bestelnummer
30	32 mm	416402
30	38 mm	416405
30	45 mm	416408
30	57 mm	416411

Natura™ colozakjes, standaard beige met filter

verpakt per	maat ring	bestelnummer
30	32 mm	416400
30	38 mm	416403
30	45 mm	416406
30	57 mm	416409
30	70 mm	416412

Indien de voorkeur uitgaat naar een 2-delig systeem, kneedbare huidplaat met ringmaat 45 mm dan kunt u kiezen uit 2 zakjes die dezelfde ringmaat hebben.

1-delig systeem Colostoma

Voor colostomadragers die een 1-delig systeem wensen biedt ConvaTec:

Esteem  is een 1-delig gesloten zakje met het zeer huidvriendelijke stomahesive als basis voor de huidplaat. Esteem  is uitermate geschikt voor mensen die een colostoma hebben en die 2 tot 4 keer per dag het opvangsysteem vervangen. Binnen het Esteem  assortiment heeft u keuze uit kneedbare, knipbare en voorgestante producten. Voor de juiste maatvoering adviseren wij u eerst de diameter van de stoma te meten.

Esteem  convex is in ontwikkeling. Voor een passend alternatief kunt u contact opnemen met uw Rayon Manager of onze Customer Service op 0800 - 022 44 44.

Kneedbare producten, vlak

Esteem (colozakjes, standaard, beige met filter, kneedbaar)

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	Kies bij een stoma van 30 mm de kleinste kneedmaat (20-30 mm)
30	20-30 mm	413509	
30	30-40 mm	413510	

1-delig systeem Colostoma

Knipbare producten, vlak

Esteem (colozakjes, standaard beige met filter)

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	Maximale stomamaat is 70mm.
30	20-70 mm	416701	
Esteem  colozakjes, standaard, transparant, met filter			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	416700	
Esteem  colozakjes, klein, beige, met filter			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	20-70 mm	416702	

Voorgestante producten, vlak

Esteem (colozakjes, standaard beige, met filter)

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	Kies een maat die dichtbij de maat van de stoma ligt.
30	25 mm	416704	
30	30 mm	416707	
30	35 mm	416710	
30	40 mm	416713	
30	50 mm	416715	
Esteem  (colozakjes, klein, beige, met filter)			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
30	25 mm	416705	
30	30 mm	416708	
30	35 mm	416711	
30	40 mm	416714	

1-delig systeem Colostoma

Voor de colostomadragers die vertrouwd is met:

Esteem™ colozakjes knipbaar

- groot, beige, met regelbaar filter
- medium, beige, met regelbaar filter
- klein, beige, met regelbaar filter

of Esteem™ colozakjes voorgestanst

- standaard, beige, met filter
- klein, beige, met filter
- groot, beige, met regelbaar filter
- medium, beige, met regelbaar filter
- klein, beige, met regelbaar filter,
- groot, transparant, met regelbaar filter
- medium, transparant, met regelbaar filter

of Dress Systeem colozakjes

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444. Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

Ruimte voor aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

2-delig systeem Colostoma

Voor een 2-delig systeem kunt u bij ConvaTec kiezen voor:

2-delig Natura™ kliksysteem

Dit systeem bestaat uit een huidplaat en een zakje met een ring. Huidplaat en zakje klikt u op elkaar. De juiste maat wordt bepaald met behulp van de ringmaat. U heeft keuze uit diverse ringmaten. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

2-delig Natura™ kneedbaar met accordion flens

Deze nieuwste kneedbare variant binnen het assortiment heeft als voordeel dat het zakje kan worden aangebracht zonder druk op de buik. Er zijn 2 varianten; een stomahesive en een durahesive versie. Deze laatste is vooral geschikt bij dunne output.

2-delig Esteem Synergy™ kleefstelsysteem

Het Esteem Synergy™ systeem maakt verder gebruik van de zogenaamde "Adhesive Coupling Technology™" waarmee het zakje aan de huidplaat gekleefd wordt. Op de huidplaat bevindt zich de landingszone, deze is doorzichtig en hierop wordt het zakje gekleefd. Het resultaat is een flexibel systeem met een laag profiel. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

De ConvaTec Kneedbare Technologie™ huidplaten zorgen voor een naadloze aansluiting om de stoma waardoor een veilige, individuele pasvorm bereikt wordt zonder schaar te gebruiken. De huidplaten zijn zeer gemakkelijk op maat te kneden. De huidplaat beweegt mee met de peristaltiek van de stoma. Daardoor is de kans op lekkage verminderd.

2-delig systeem Colostoma

Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem

Natura™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij de ringmaat het juiste zakje met dezelfde ringmaat.
10	45 mm	13-22 mm	411801	
10	45 mm	22-33 mm	411803	
10	57 mm	33-45 mm	411805	
10	70 mm	45-56 mm	411807	
Natura™ Stomahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 22 mm de kleinste kneedmaat.
10	57 mm	13-22 mm	421033	
10	57 mm	22-33 mm	421034	
10	70 mm	33-45 mm	421035	
Natura™ Durahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Met hydrocolloïd beige pleisterrand. De durahesive variant is zeer geschikt bij dunne output.
10	57 mm	13-22 mm	421039	
10	57 mm	22-33 mm	421040	
10	70 mm	33-45 mm	421041	

Kneedbare huidplaten, vlak - kleefstelsysteem

Esteem Synergy™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand, kleefstelsysteem				
verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	411657	
10	48 mm	22-33 mm	411658	
10	61 mm	33-45 mm	411659	

2-delig systeem Colostoma

Knipbare huidplaten, vlak				
Natura™ extra soepele huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Huidplaat bestaat uit stomahesive. Deze is soepeler dan de standaard stomahesive huidplaat.
10	32 mm	tot 22 mm	402218	
10	38 mm	tot 28 mm	402219	
10	45 mm	tot 35 mm	402220	
10	57 mm	tot 47 mm	402221	
10	70 mm	tot 60 mm	402222	
Natura™ flexibele huidplaten, ovale pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	De ringmaat van de huidplaat past bij de ringmaat van het zakje.
5	32 mm	tot 22 mm	125900	
5	38 mm	tot 28 mm	125901	
5	45 mm	tot 35 mm	125902	
5	57 mm	tot 47 mm	125903	
5	70 mm	tot 60 mm	125904	
Natura™ flexibele huidplaten, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	125257	
10	38 mm	tot 28 mm	125258	
10	45 mm	tot 35 mm	125259	
10	57 mm	tot 47 mm	125260	
10	70 mm	tot 60 mm	125261	

2-delig systeem Colostoma

Knipbare huidplaten, vlak				
Natura™ Stomahesive™ huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Stomahesive is een huidplaat op basis van hydrocolloïd. Zeer huidvriendelijk, prima vocht-absorbtie.
10	32 mm	tot 22 mm	401942	
10	38 mm	tot 28 mm	401943	
10	45 mm	tot 35 mm	401944	
10	57 mm	tot 47 mm	401945	
10	70 mm	tot 60 mm	401946	
5	100 mm	tot 90 mm	401906	
Natura™ Hydroflex™ huidplaten met hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Hydroflex is een pleisterrand met een hydrocolloïd beschermlaagje.
10	32 mm	tot 22 mm	410293	
10	38 mm	tot 28 mm	410294	
10	45 mm	tot 35 mm	410295	
10	57 mm	tot 47 mm	410296	
10	70 mm	tot 60 mm	410297	
Natura™ Duraheasive™ huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Duraheasive is extra bestendig tegen vocht, wordt minder snel door dunne output aangetast. Goede hechting.
5	32 mm	tot 22 mm	401900	
5	38 mm	tot 28 mm	401901	
5	45 mm	tot 35 mm	401902	
5	57 mm	tot 47 mm	401903	
Esteem Synergy™ flexibele huidplaat, pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	De kleefmaat van de huidplaat past bij de kleefmaat van het zakje.
10	35 mm	tot 25 mm	405456	
10	48 mm	tot 38 mm	405457	
10	61 mm	tot 51 mm	405458	

2-delig systeem Colostoma

2-delig systeem Colostoma

Knipbare huidplaten, vlak

Esteem Synergy™ Stomahesive™ huidplaat

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	405467	
10	48 mm	tot 38 mm	405468	
10	61 mm	tot 51 mm	403948	
10	89 mm	tot 79 mm	405483	

Esteem Synergy™ Hydroflex™ huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	409288	
10	48 mm	tot 38 mm	409289	
10	61 mm	tot 51 mm	409290	

Kneedbare huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ kneedbare convex, flexibele pleisterrand

verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	45 mm	13-22 mm	404592	Kies bij een stoma van 22 mm voor de kleinste kneedmaat.
10	45 mm	22-33 mm	404593	
10	57 mm	33-45 mm	404594	

Esteem Synergy™ Durahesive™ kneedbare convex, flexibele pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	409268	
10	48 mm	22-33 mm	409269	
10	61 mm	33-45 mm	409270	

Voorgestante huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, ovale pleisterrand

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
5	45 mm	13 mm	402200	Dit is een stevige convexe huidplaat.
5	45 mm	16 mm	402201	
5	45 mm	19 mm	402202	
5	45 mm	22 mm	402203	
5	45 mm	25 mm	402204	
5	45 mm	28 mm	402205	
5	45 mm	32 mm	402206	
5	45 mm	35 mm	402207	
5	57 mm	38 mm	402208	
5	57 mm	41 mm	402209	
5	57 mm	45 mm	402210	
5	57 mm	50 mm	402211	

Voor de colostomadragers die vertrouwd is met **Vitala®** of **Consecura 2-delig**

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444.

Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

2-delig systeem Colostoma

2-delig systeem Colostoma

Voorgestante huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, pleisterrand

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Dit is een stevige convexe huidplaat.
5	45 mm	13 mm	125278	
5	45 mm	16 mm	125279	
5	45 mm	19 mm	125280	
5	45 mm	22 mm	125281	
5	45 mm	25 mm	125282	
5	45 mm	28 mm	125283	
5	45 mm	32 mm	125284	
5	45 mm	35 mm	125285	
5	57 mm	38 mm	125286	
5	57 mm	41 mm	125287	
5	57 mm	45 mm	125288	
5	57 mm	50 mm	125289	

Gesloten zakjes

Natura™ colozakjes, klein beige zonder filter

verpakt per	maat ring	bestelnummer	Ringmaat van het zakje past bij ringmaat van diverse huidplaten.
30	32 mm	416402	
30	38 mm	416405	
30	45 mm	416408	
30	57 mm	416411	

Natura™ colozakjes, standaard beige met filter

verpakt per	maat ring	bestelnummer
30	32 mm	416400
30	38 mm	416403
30	45 mm	416406
30	57 mm	416409
30	70 mm	416412

Gesloten zakjes

Esteem Synergy™ colozakjes, standaard, beige met filter

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer
30	35 mm	416775
30	48 mm	416779
30	61 mm	416783

Esteem Synergy™ colozakjes, standaard, transparant met filter

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer
30	61 mm	416782

Esteem Synergy™ colozakjes, klein, beige met filter

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer
30	35 mm	416777
30	48 mm	416781

Voor de colostomadrager die vertrouwd is met:

Natura™ colozakjes

- standaard, beige, met filter
- standaard, beige, zonder filter
- midi, beige, met filter
- mini, beige, zonder filter

of Esteem Synergy™, colozakjes:

- standaard, beige, met filter
- klein, beige, met filter
- mini, beige zonder filter
- standaard, transparant, met filter

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444.
Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

2-delig systeem Colostoma

Ruimte voor aantekeningen:

[illegible]

2-delig systeem Colostoma

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1-delig systeem Ileostoma

Voor Ileostomadragers die een 1-delig systeem wensen biedt ConvaTec:

Esteem

Esteem  een 1-delig open zakje met aangepast stomahesive als basis voor de huidplaat. Esteem  is uitermate geschikt voor mensen die een ileostoma hebben. Binnen het Esteem  assortiment heeft u keuze uit kneedbare, knipbare en voorgestante producten.

Esteem  convex is in ontwikkeling. Voor een passend alternatief kunt u contact opnemen met uw Rayon Manager of onze Customer Service op 0800 - 022 44 44.

1-delig systeem Ileostoma

Kneedbare producten, vlak

Esteem(ileo standaard, beige, met filter, kneedbaar

verpakt per	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 30 mm voor de kleinste kneedmaat.
10	20-30 mm	413521	
10	30-40 mm	413522	

Esteem(ileo, standaard, transparant, met filter kneedbaar

10	20-30 mm	413515	
10	30-40 mm	413516	

Knipbare producten, vlak

Esteem(ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige, met filter

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	20-70 mm	416719	

Esteem ileozakjes InvisiClose™ standaard, transparant, met filter

10	20-70 mm	416718	
----	----------	--------	--

Esteem ileozakjes InvisiClose™ transparant, zonder filter

10	100 mm	416908	
----	--------	--------	--

Voorgestante producten, vlak

Esteem(ileozakjes InvisiClose™, standaard, beige, met filter

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	25 mm	416725	
10	30 mm	416729	
10	35 mm	416733	
10	40 mm	416737	

1-delig systeem Ileostoma

Esteem convex ileo InvisiClose™ zakjes, standaard beige met filter

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	Dit is een stevige convexe huidplaat.
10	19 mm	416739	
10	22 mm	416741	
10	25 mm	416743	
10	28 mm	416745	
10	32 mm	416747	
10	35 mm	416749	
10	38 mm	416751	

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444.

Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

Ruimte voor aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2-delig systeem Ileostoma

2-delig systeem Ileostoma

Voor een 2-delig systeem kunt u bij ConvaTec kiezen voor:

2-delig Natura™ kliksysteem

Dit systeem bestaat uit een huidplaat en een zakje met een ring. Huidplaat en zakje klikt u op elkaar. De juiste maat wordt bepaald met behulp van de ringmaat. U heeft keuze uit diverse ringmaten. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

2-delig Natura™ kneedbaar met accordion flens

Deze nieuwste kneedbare variant binnen het assortiment heeft als voordeel dat het zakje kan worden aangebracht zonder druk op de buik. Er zijn 2 varianten; een stomahesive en een durahesive versie. Deze laatste is vooral geschikt bij dunne output.

2-delig Esteem Synergy™ kleefstelsysteem

Het Esteem Synergy™ systeem maakt verder gebruik van de zogenaamde "Adhesive Coupling Technology™" waarmee het zakje aan de huidplaat gekleefd wordt. Op de huidplaat bevindt zich de landingszone, deze is doorzichtig en hierop wordt het zakje gekleefd. Het resultaat is een flexibel systeem met een laag profiel. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

De ConvaTec Kneedbare Technologie™ huidplaten zorgen voor een naadloze aansluiting om de stoma waardoor een veilige, individuele pasvorm bereikt wordt zonder schaar te gebruiken. De huidplaten zijn zeer gemakkelijk op maat te kneden. De huidplaat beweegt mee met de peristaltiek van de stoma. Daardoor is de kans op lekkage verminderd.

Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem

Natura™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij de ringmaat het juiste zakje met dezelfde ringmaat.
10	45 mm	13-22 mm	411801	
10	45 mm	22-33 mm	411803	
10	57 mm	33-45 mm	411805	
10	70 mm	45-56 mm	411807	
Natura™ Stomahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 22 mm de kleinste kneedmaat.
10	57 mm	13-22 mm	421033	
10	57 mm	22-33 mm	421034	
10	70 mm	33-45 mm	421035	
Natura™ Durahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Met hydrocolloïd beige pleisterrand. De durahesive versie is zeer geschikt bij dunne output.
10	57 mm	13-22 mm	421039	
10	57 mm	22-33 mm	421040	
10	70 mm	33-45 mm	421041	

Kneedbare huidplaten, vlak - kleefstelsysteem

Esteem Synergy™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	411657	
10	48 mm	22-33 mm	411658	
10	61 mm	33-45 mm	411659	

2-delig systeem Ileostoma

2-delig systeem Ileostoma

Knipbare huidplaten, vlak				
Natira™ extra soepele huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Huidplaat bestaat uit stomahesive. Deze is soepeler dan de standaard stomahesive huidplaat.
10	32 mm	tot 22 mm	402218	
10	38 mm	tot 28 mm	402219	
10	45 mm	tot 35 mm	402220	
10	57 mm	tot 47 mm	402221	
10	70 mm	tot 60 mm	402222	
Natura™ flexibele huidplaten, ovale pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	De ringmaat van de huidplaat past bij de ringmaat van het zakje.
5	32 mm	tot 22 mm	125900	
5	38 mm	tot 28 mm	125901	
5	45 mm	tot 35 mm	125902	
5	57 mm	tot 47 mm	125903	
5	70 mm	tot 60 mm	125904	
Natura™ flexibele huidplaten, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	125257	
10	38 mm	tot 28 mm	125258	
10	45 mm	tot 35 mm	125259	
10	57 mm	tot 47 mm	125260	
10	70 mm	tot 60 mm	125261	

Knipbare huidplaten, vlak				
Natura™ Stomahesive™ huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Stomahesive is een huidplaat op basis van hydrocolloïd. Zeer huidvriendelijk, prima vocht-absorbtie.
10	32 mm	tot 22 mm	401942	
10	38 mm	tot 28 mm	401943	
10	45 mm	tot 35 mm	401944	
10	57 mm	tot 47 mm	401945	
10	70 mm	tot 60 mm	401946	
5	100 mm	tot 90 mm	401906	
Natura™ Hydroflex™ huidplaten met hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Hydroflex is een pleisterrand met een hydrocolloïd beschermlaagje.
10	32 mm	tot 22 mm	410293	
10	38 mm	tot 28 mm	410294	
10	45 mm	tot 35 mm	410295	
10	57 mm	tot 47 mm	410296	
10	70 mm	tot 60 mm	410297	
Natura™ Duraheasive™ huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Duraheasive is extra bestendig tegen vocht, wordt minder snel door dunne output aangetast. Goede hechting.
5	32 mm	tot 22 mm	401900	
5	38 mm	tot 28 mm	401901	
5	45 mm	tot 35 mm	401902	
5	57 mm	tot 47 mm	401903	
EsteemSynergy™ flexibele huidplaat, pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	De kleefmaat van de huidplaat past bij de kleefmaat van het zakje.
10	35 mm	tot 25 mm	405456	
10	48 mm	tot 38 mm	405457	
10	61 mm	tot 51 mm	405458	

2-delig systeem Ileostoma

2-delig systeem Ileostoma

Knipbare huidplaten, vlak

Esteem Synergy™ Stomahesive™ huidplaat

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	405467	
10	48 mm	tot 38 mm	405468	
10	61 mm	tot 51 mm	403948	
10	89 mm	tot 79 mm	405483	

Esteem Synergy™ Hydroflex™ huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	409288	
10	48 mm	tot 38 mm	409289	
10	61 mm	tot 51 mm	409290	

Kneedbare huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ kneedbare convex, flexibele pleisterrand

verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 22 mm voor de kleinste kneedmaat.
10	45 mm	13-22 mm	404592	
10	45 mm	22-33 mm	404593	
10	57 mm	33-45 mm	404594	

Esteem Synergy™ Durahesive™ kneedbare convex, flexibele pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	409268	
10	48 mm	22-33 mm	409269	
10	61 mm	33-45 mm	409270	

Voorgestante huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, ovaal

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Dit is een stevige convexe huidplaat.
5	45 mm	13 mm	402200	
5	45 mm	16 mm	402201	
5	45 mm	19 mm	402202	
5	45 mm	22 mm	402203	
5	45 mm	25 mm	402204	
5	45 mm	28 mm	402205	
5	45 mm	32 mm	402206	
5	45 mm	35 mm	402207	
5	57 mm	38 mm	402208	
5	57 mm	41 mm	402209	
5	57 mm	45 mm	402210	
5	57 mm	50 mm	402211	

Natura™ Durahesive™ Convex huidplaten, vierkant

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Dit is een stevige convexe huidplaat.
5	45 mm	13 mm	125278	
5	45 mm	16 mm	125279	
5	45 mm	19 mm	125280	
5	45 mm	22 mm	125281	
5	45 mm	25 mm	125282	
5	45 mm	28 mm	125283	
5	45 mm	32 mm	125284	
5	45 mm	35 mm	125285	
5	57 mm	38 mm	125286	
5	57 mm	41 mm	125287	
5	57 mm	45 mm	125288	
5	57 mm	50 mm	125289	

2-delig systeem Ileostoma

Voor de ileostomadrager die vertrouwd is met: [Consecura 2-delig](#)
Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444.
Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

Zakjes InvisiClose®			
Natura™ (☺) ileozakjes InvisiClose™, beige, met filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	38 mm	416415	
10	45 mm	416417	
10	57 mm	416420	
10	70 mm	416423	
Natura™ (☺) ileozakjes InvisiClose™, transparant, met filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	38 mm	416414	
10	45 mm	416416	
10	57 mm	416419	
10	70 mm	416422	
10	100 mm	416472	
Natura™ (☺) ileozakje transparant zonder filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	100 mm	416472	
Natura™ ileozakjes, High Output, beige, met filter			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	404137	
5	57 mm	404138	
5	70 mm	404139	

2-delig systeem Ileostoma

Zakjes InvisiClose®

Esteem Synergy™ (☺) ileozakjes InvisiClose™, beige, met filter

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	35 mm	416796	
10	48 mm	416799	
10	61 mm	416902	

Esteem Synergy™ (☺) ileostomiezakjes InvisiClose™, transparant, met filter

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	35 mm	416795	
10	48 mm	416798	
10	61 mm	416901	

Voor de ileostomadrager die vertrouwd is met:

[Natura™ InvisiClose™ ileozakjes](#)

- standaard, beige, met filter
- standaard, transparant, zonder filter
- klein, beige, met filter

of [Natura™ clip-sluiting ileozakjes](#):

- groot, transparant zonder filter
- standaard, beige, zonder filter
- standaard, beige, met filter
- klein, beige, zonder filter,
- standaard, transparant, zonder filter,

of [Esteem Synergy™, InvisiClose™ ileozakjes](#):

- standaard, beige, met filter,
- klein, beige, met filter
- standaard, transparant, met filter
- klein, beige, zonder filter
- standaard, beige, met filter
- recht, extra groot, transparant, zonder filter

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444.
Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

[illegible][illegible]

1-delig systeem Urostoma

Voor urostomadragers die een 1-delig systeem wensen biedt ConvaTec:

Esteem™

Binnen het Esteem™-assortiment heeft u keuze uit knipbare en voorgestante producten.

Esteem™ 1-delig lijn voor de urostomadrager heeft een speciale huidplaat bestand tegen urine.

1-delig systeem Urostoma

Knipbare producten, vlak

Esteem™ urozakjes klein, beige, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	13-45 mm	401235

Esteem™ urozakjes klein, transparant, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	13-45 mm	401234

Urodress™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	13-45 mm	64927

Voorgestante producten, vlak

Esteem™ urozakjes, standaard, beige, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	30 mm	401245
10	35 mm	401249
10	40 mm	401253

Esteem™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	30 mm	401244
10	35 mm	401248
10	40 mm	401252

Esteem™ urozakjes klein, transparant, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer
10	20 mm	401238
10	25 mm	401242

1-delig systeem Urostoma

2-delig systeem Urostoma

Voorgestante producten, convex

Uodress™ convex urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje

verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	13 mm	175790	
5	16 mm	175791	
5	19 mm	175792	
5	22 mm	175793	
5	25 mm	175794	
5	28 mm	175795	
5	32 mm	175796	
5	35 mm	175797	
5	38 mm	175798	

Voor de urostomadrager die vertrouwd is met: **Uodress™ urozakjes standaard, transparant** (maatvoering, 8-25) of **Esteem™ urozakjes klein, beige, buigkraantje** (maatvoering 20 of 25)

Neem contact op met uw Rayon Manager voor de bestelinformatie of bel met 0800-0224444. Deze producten zitten nog steeds in ons assortiment.

Voor een 2-delig systeem kunt u bij ConvaTec kiezen voor:

2-delig Natura™ kliksysteem

Dit systeem bestaat uit een huidplaat en een zakje met een ring. Huidplaat en zakje klikt u op elkaar. De juiste maat wordt bepaald met behulp van de ringmaat. U heeft keuze uit diverse ringmaten. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

2-delig Natura™ kneedbaar met accordion flens

Deze nieuwste kneedbare variant binnen het assortiment heeft als voordeel dat het zakje kan worden aangebracht zonder druk op de buik. Er zijn 2 varianten; een stomahesive en een durahesive versie. Deze laatste is vooral geschikt bij dunne output.

2-delig Esteem Synergy™ kleefstelsel

Het Esteem Synergy™ systeem maakt verder gebruik van de zogenaamde "Adhesive Coupling Technology™" waarmee het zakje aan de huidplaat gekleefd wordt. Op de huidplaat bevindt zich de landingszone, deze is doorzichtig en hierop wordt het zakje gekleefd. Het resultaat is een flexibel systeem met een laag profiel. Binnen het assortiment kunt u kiezen voor zowel vlakke als convexe huidplaten, alsmede verschillende zakjes.

De ConvaTec Kneedbare Technologie™ huidplaten zorgen voor een naadloze aansluiting om de stoma waardoor een veilige, individuele pasvorm bereikt wordt zonder schaar te gebruiken. De huidplaten zijn zeer gemakkelijk op maat te kneden. De huidplaat beweegt mee met de peristaltiek van de stoma. Daardoor is de kans op lekkage verminderd.

2-delig systeem Urostoma

Kneedbare huidplaten, vlak - kliksysteem

Natura™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij de ringmaat het juiste zakje met dezelfde ringmaat.
10	45 mm	13-22 mm	411801	
10	45 mm	22-33 mm	411803	
10	57 mm	33-45 mm	411805	
10	70 mm	45-56 mm	411807	
Natura™ Stomahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 22 mm de kleinste kneedmaat.
10	57 mm	13-22 mm	421033	
10	57 mm	22-33 mm	421034	
10	70 mm	33-45 mm	421035	
Natura™ Durahesive™ kneedbare accordion huidplaat				
verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Met hydrocolloïd beige pleisterrand. De durahesive versie is zeer geschikt bij dunne output.
10	57 mm	13-22 mm	421039	
10	57 mm	22-33 mm	421040	
10	70 mm	33-45 mm	421041	

Kneedbare huidplaten, vlak - kleefstelsysteem

Esteem Synergy™ kneedbare huidplaat, flexibele hydrocolloïd pleisterrand				
verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	411657	
10	48 mm	22-33 mm	411658	
10	61 mm	33-45 mm	411659	

2-delig systeem Urostoma

Knipbare huidplaten, vlak

Natura™ extra soepele huidplaten				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Huidplaat bestaat uit stomahesive. Deze is soepeler dan de standaard stomahesive huidplaat.
10	32 mm	tot 22 mm	402218	
10	38 mm	tot 28 mm	402219	
10	45 mm	tot 35 mm	402220	
10	57 mm	tot 47 mm	402221	
10	70 mm	tot 60 mm	402222	
Natura™ flexibele huidplaten, ovale pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Kies bij de ringmaat het juiste zakje met dezelfde ringmaat.
5	32 mm	tot 22 mm	125900	
5	38 mm	tot 28 mm	125901	
5	45 mm	tot 35 mm	125902	
5	57 mm	tot 47 mm	125903	
5	70 mm	tot 60 mm	125904	
Natura™ flexibele huidplaten, pleisterrand				
verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	tot 22 mm	125257	
10	38 mm	tot 28 mm	125258	
10	45 mm	tot 35 mm	125259	
10	57 mm	tot 47 mm	125260	
10	70 mm	tot 60 mm	125261	

2-delig systeem Urostoma

2-delig systeem Urostoma

Knipbare huidplaten, vlak

Natura™ Stomahesive™ huidplaten

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Stomahesive is een huidplaat op basis van hydrocolloïd. Zeer huidvriendelijk, prima vocht-absorbtie.
10	32 mm	tot 22 mm	401942	
10	38 mm	tot 28 mm	401943	
10	45 mm	tot 35 mm	401944	
10	57 mm	tot 47 mm	401945	
10	70 mm	tot 60 mm	401946	
5	100 mm	tot 90 mm	401906	

Natura™ Hydroflex™ huidplaten met hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Hydroflex is een pleisterrand met een hydrocolloïd bescherm laagje.
10	32 mm	tot 22 mm	410293	
10	38 mm	tot 28 mm	410294	
10	45 mm	tot 35 mm	410295	
10	57 mm	tot 47 mm	410296	
10	70 mm	tot 60 mm	410297	

Natura™ Durahesive™ huidplaten

verpakt per	maat ring	maat stoma	bestelnummer	Durahesive is extra bestendig tegen vocht, wordt minder snel door dunne output aangetast. Goede hechting.
5	32 mm	tot 22 mm	401900	
5	38 mm	tot 28 mm	401901	
5	45 mm	tot 35 mm	401902	
5	57 mm	tot 47 mm	401903	

Esteem Synergy™ flexibele huidplaat, pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	De kleefmaat van de huidplaat past bij de kleefmaat van het zakje.
10	35 mm	tot 25 mm	405456	
10	48 mm	tot 38 mm	405457	
10	61 mm	tot 51 mm	405458	

Knipbare huidplaten, vlak

Esteem Synergy™ Stomahesive™ huidplaat

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	405467	
10	48 mm	tot 38 mm	405468	
10	61 mm	tot 51 mm	403948	
10	89 mm	tot 79 mm	405483	

Esteem Synergy™ Hydroflex™ huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	maat stoma	bestelnummer	
10	35 mm	tot 25 mm	409288	
10	48 mm	tot 38 mm	409289	
10	61 mm	tot 51 mm	409290	

Kneedbare huidplaten, convex

Natura™ Durahesive™ kneedbare convex, pleisterrand

verpakt per	maat ring	kneedmaat	bestelnummer	Kies bij een stoma van 22 mm voor de kleinste kneedmaat.
10	45 mm	13-22 mm	404592	
10	45 mm	22-33 mm	404593	
10	57 mm	33-45 mm	404594	

Esteem Synergy™ Durahesive™ kneedbare convex, pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	kneedmaat	bestelnummer	
10	48 mm	13-22 mm	409268	
10	48 mm	22-33 mm	409269	
10	61 mm	33-45 mm	409270	

2-delig systeem Urostoma

Zakjes			
Natura™  urozakjes, standaard, transparant, zacht kraantje			NIEUW!
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	413435	
10	38 mm	413436	
10	45 mm	413437	
10	57 mm	413438	
10	70 mm	413439	
Natura™  urozakjes, klein transparant, zacht kraantje			NIEUW!
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	421074	
10	38 mm	421075	
10	45 mm	421076	
Natura™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401533	
10	38 mm	401534	
10	45 mm	401535	
10	57 mm	401536	
10	70 mm	401537	
Natura™ urozakjes, standaard, transparant, buigkraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401538	
10	38 mm	401539	
10	45 mm	401540	
10	57 mm	401541	

2-delig systeem Urostoma

Zakjes			
Natura™ urozakjes, standaard, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401551	
10	38 mm	401552	
10	45 mm	401553	
10	57 mm	401554	
Natura™ urozakjes, standaard, transparant, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401542	
10	38 mm	401543	
10	45 mm	401544	
10	57 mm	401545	
10	70 mm	401546	
Natura™ urozakjes, klein, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401547	
10	38 mm	401548	
10	45 mm	401549	
10	57 mm	401550	

2-delig systeem

Urostoma

Zakjes - kleefstelsysteem			
Esteem Synergy™, urozakjes, standaard, beige, accuseal draaikraantje			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	48 mm	405449	
Esteem Synergy™, urozakjes, standaard, transparant accuseal draaikraantje			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	48 mm	405449	
Esteem Synergy™ urozakjes, klein, beige, accuseal buigkraantje			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	48 mm	405446	
Nachtopvangzakken			
verpakt per	bestelnummer		
5	401784		

Ruimte voor aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hulpmiddelen

Opvulmateriaal				
Stomahesive® Pastaring				
verpakt per	maat	dikte	bestelnummer	Huidbeschermend, absorberend, flexibel, stapel en vormbaar en laat geen residu achter bij verwijderen.
10	48 mm	4mm	412503	
10	48 mm	3mm	413504	
10	96 mm	3mm	413505	
Stomehesive® Pasta, tube 60 gram				
verpakt per	bestelnummer		Voor het opvullen van kuiltjes. Mag onder de huidplaat aangebracht worden.	
1	183910			
Orabese® Pasta, tube 30 gram			Om onbedekte huid rondom de stoma te beschermen. Kan NIET onder de huidplaat aangebracht worden. Op olie-basis.	
verpakt per	bestelnummer			
1	129730			

Verzorging		
Sillesse™ huidbeschermingsspray 50 ml		
verpakt per	bestelnummer	Brengt een siliconen laagje aan op de huid waardoor deze beschermd is tegen output.
1	420790	
Sillesse™ huidbeschermingsdoekjes (doosje)		
30	420789	
Niltac™ Adhesief Remover spray 50 ml		
1	420787	Voor het makkelijker verwijderen van de huidplaat.
Niltac™ Adhesief remover doekjes (doosje)		
30	420788	Om plakresten op een huidvriendelijke manier te verwijderen.
Diamonds™ Sachets (pot)		
100	420791	Dikt dunne ontlasting in en absorbeert geur en gassen.

Hulpmiddelen

Ondersteuning			
Orahesive Poeder, flacon 25 gram			
verpakt per	bestelnummer	Voor de geïrriteerde vochtige huid.	
1	25535		
ConvaTec Gordel			
verpakt per	bestelnummer		
1	175510		
Urihesive Strips			
verpakt per	bestelnummer		
15	173915		
ConvaTec Sluitclips voor ileozakjes			
verpakt per	bestelnummer		
10	175632		
Aandrukkring			
verpakt per	maat ring	stoma maat	bestelnummer
5	38 mm / 19 mm	12 mm	404006
5	38 mm / 22 mm	15 mm	404007
5	38 mm / 25 mm	18 mm	404008
5	45 mm / 29 mm	22 mm	404009
5	45 mm / 32 mm	25 mm	404010
5	45 mm / 35 mm	28 mm	404011
5	57 mm / 38 mm	32 mm	404012
5	57 mm / 41 mm	34 mm	404013

Ondersteuning		
Natura™ low pressure adaptor		
verpakt per	maat ring	bestelnummer
10	45 mm	401993
10	57 mm	401994
10	70 mm	401995
10	100 mm	401996

Beschermende huidplaten			
Stomahesive® huidplaat			
verpakt per	oppervlakte	bestelnummer	
5	10 x 10 cm	21713	
Varihesive® huidplaten			
verpakt per	oppervlakte	bestelnummer	Plakt aan beide zijden, is flexibel.
5	10 x 10 cm	168515	

Ruimte voor aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Overig

Post-operatief gebruik, 1-delig			
Esteem™ 1-delig open zakje, niet steriel			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	100 mm	416915	
Esteem™ 1-delig open zakje, steriel			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	100 mm	416916	

Post-operatief gebruik, 2-delig - kliksysteem			
Natura™ post-op set colo-/ileostomie kneedbare huidplaat			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	70 mm	416926	
Natura™ post-op set colo-/ileostomiehuidplaat			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	70 mm	416927	
Natura™ post-op set colo-/ileostomie huidplaat steriel			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	70 mm	416928	
Natura™ post-op set colo-/ileostomie huidplaat			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	100 mm	416929	
Natura™ post-op set colo-/ileostomie huidplaat steriel			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	100 mm	416930	

Overig

Post-operatief gebruik, 2-delig - kleefstelsysteem			
Esteem Synergy™ post-op set colo-/ileostomie 13-89mm			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	13-89 mm	409345	

Bruggetjes		
ConvaTec bruggetje 65 mm voor flensdiameter 70mm		
verpakt per	bestelnummer	
10	22355	
ConvaTec bruggetje 90 mm voor flensdiameter 100mm		
verpakt per	bestelnummer	
10	22356	

Irrigatie		
Colodress plus stomacap met filter		
verpakt per	bestelnummer	
30	175611	
Iridress irrigatiesleeve		
verpakt per	bestelnummer	
10	175612	

Little Ones™, kinderlijn

Speciaal voor kinderen heeft ConvaTec een kinderlijn genaamd Little Ones™. Voor adolescenten kunt u ook kiezen uit de materialen voor volwassenen. Zie elders in dit boekje.

Knipbare huidplaten

Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 7.5 x 7.5mm

verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	32 mm	401925	

Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 10x10mm

verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	401926	

Esteem Synergy™ Little Ones™, stomahesive huidplaat, hydrocolloïd pleisterrand

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
5	31 mm	411642	

Esteem Synergy™ Little Ones™, standaard stomahesive huidplaat

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
5	31 mm	411641	

Esteem Synergy™ Little Ones™, extra kleine stomahesive huidplaat

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
5	23 mm	411632	

Zakjes

Natura™ Little Ones™ colozakjes, beige

verpakt per	maat ring	bestelnummer	
20	45 mm	401931	

Esteem Synergy™ Little Ones™ colozakjes, beige

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411639	

Esteem Synergy™ Little Ones™ colozakjes, transparant

verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411640	

Little Ones™ Ileostoma 1-delig

Little Ones™ Ileostoma 2-delig

Knipbaar product			
Esteem™ Little Ones™ ileozakjes extra klein, transparant, Invisiclose			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	0-23 mm	411633	
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 7.5 x 7.5 mm			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	32 mm	401925	
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 10 x 10 mm			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	45 mm	401926	
Esteem Synergy™ Little Ones™, stomahesive™ huidplaat, hydrocolloid pleisterrand			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	4,8 - 31 mm	411642	
Esteem Synergy™ Little Ones™, standaard stomahesive™ huidplaat			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	4,8 - 31 mm	411641	
Esteem Synergy™ Little Ones™, extra klein stomahesive™ huidplaat			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
5	0 - 23 mm	411632	

Knipbare huidplaten			
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 7.5 x 7.5 mm			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	32 mm	401925	
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 10 x 10mm			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	401926	

Zakjes			
Natura™ Little Ones™ ileozakjes, transparant			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
10	32 mm	401927	
10	45 mm	401928	
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakjes, beige, Invisiclose			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411638	
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakjes, transparant Invisiclose			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31mm	411637	
Esteem Synergy™ Little Ones™ ileozakjes extra klein, transparant InvisiClose			
verpakt per	kleefmaat	bestelnummer	
10	31 mm	411631	

Knipbare huidplaten			
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 7,5 x 7,5 mm			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	32 mm	401925	
Natura™ Little Ones™ flexibele huidplaat 10 x 10 mm			
verpakt per	maat ring	bestelnummer	
5	45 mm	401926	

Zakjes			
2-delig Standaard Urostomiezakjes, transparant			
verpakt per	maat stoma	bestelnummer	
10	32 mm	401929	

Ruimte voor aantekeningen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

goed voor  **elkaar**

Voor meer informatie www.convatecservices.nl
Voor een proefpakket www.convatecproefpakket.nl