

Komfort liegt in unserer Natura

Der ConvaTec Combihesive Natura® Adapter
für vereinfachten Zugriff



**Stoma-Verbindung mit Mehrwert – weniger Schmerzen
mit ConvaTec Moldable Technology™ und dem Combihesive Natura® Adapter:**

- Belastungen beim Beutelwechsel werden auf ein Minimum reduziert
- Wenig Druck auf die Bauchdecke beim Anbringen des Beutels auf die Basisplatte



**Combihesive
Natura®**



Verbindet **Komfort** mit **Zuversicht** – von Anfang an

Der neue **Combihesive Natura® Adapter** verringert den Druck auf die nach einer OP empfindliche Bauchdecke

Was denken Sie:
Welche Vorrichtung lässt sich besser greifen?



Combihesive Natura® Adapter¹



untergreifbare Basisplatte
eines Wettbewerbers

- Erhöhter Abstand zwischen Basisplatte und Beutel-Rastring für **mehr Freiheit bei der Handhabung**
- Weniger Bewegung der Basisplatte führt zu **weniger Beanspruchung der Wundnähte**
- Nach **Heilung der Nähte** kann auf den Adapter verzichtet werden



Combihesive Natura®
Haftgelatine-Basis
mit flexibler Klebefläche
(45 mm, PZN 1685537)



Combihesive Natura® Adapter
(45 mm, PZN 3244642)



Combihesive Natura®
Ausstreifbeutel mit
InvisiClose®-Verschluss
und Filter
(45 mm, PZN 1603901)

¹ Das Foto zeigt den Combihesive Natura® Adapter 45 mm mit einer Combihesive Natura® Haftgelatine-Basis mit durchgehendem Hautschutz (45 mm Rastring, PZN 0259979).



Immer passend, immer **in Bestform**

ConvaTec Moldable Technology™ und Combihesive Natura® Adapter

Die Bedürfnisse von Stomapatienten und Pflegepersonal verändern sich im Laufe der Zeit.
Die ConvaTec Moldable Technology™ passt sich an.

	Anforderung an die Stomaversorgung	
Post-OP-Phase	<ul style="list-style-type: none">■ Zuverlässige Dichtigkeit und Hautschutz■ Möglichst geringe Belastung der empfindlichen Bauchdecke■ Auf individuelle Bedürfnisse anpassbares Produkt■ Einfache Handhabung	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Genesungsprozess	<ul style="list-style-type: none">■ Problemlose Weiterverwendung des bekannten Systems zu Hause■ Sichere Abdichtung des Stomas■ Diskretion und Komfort	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Alltägliches Leben	<ul style="list-style-type: none">■ Vermittlung von Komfort und Sicherheit■ Vermeidung von Schädigungen der peristomalen Hautpartien	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



ConvaTec Moldable Technology™ und Combihesive Natura® Adapter

- Lückenlose Abdichtung dank modellierbarem Hautschutzmaterial mit Memory Effekt
- Combihesive Natura® Adapter
- Modellierbare Basisplatte passt sich jedem Stoma an
- Einfach mit den Fingern zu formen – ganz ohne Ausschneiden

- Einfache Handhabung
- Abdichtung ohne Lücken dank modellierbarem Hautschutzmaterial
- Nach Heilung der Bauchdecke kann auf den Combihesive Natura® Adapter verzichtet werden

- ConvaTec Moldable Technology™ passt sich den Bewegungen des Stomas Tag und Nacht an
- Widerstandsfähiger Schutz durch spezielle Eigenschaften des Hautschutzmaterials






Passgenauer als zugeschnitten

Maximale Abdichtung in allen Lebenslagen – die ConvaTec Moldable Technology™

Herkömmliche vorgestanzte und ausschneidbare Basisplatten



Ausscheidungen
können durch un-
dichte Versorgung
mit der Haut in
Kontakt kommen



ConvaTec Moldable Technology™ Hautschutzring mit Combihesive Natura® Adapter



Lückenloser
Hautschutz dank
modellierbarem
Hautschutz-
material, das
sich dem Stoma
sicher anpasst

Die Vorteile der ConvaTec Moldable Technology™

- **Besserer Sitz und Schutz** – die spezielle Quelleigenschaft des Durahesive® Hautschutzes optimiert die Anpassung („Rollkragen-Effekt“)
- **Einfache Handhabung** – leicht zu erklären und anzuwenden
- **Zeitersparnis** – weniger Hilfsmittel für perfekten Sitz nötig





Kommt wie bestellt

Der neue **Combihesive Natura® Adapter** für die **ConvaTec Moldable Technology™**

Produktinformation

Produkt	PZN	Rastring-Größe	Packungs-inhalt
Combihesive Natura® Adapter	3244642	45 mm	10 Stück
Combihesive Natura® Adapter	3244659	57 mm	10 Stück
Combihesive Natura® Adapter	3244665	70 mm	10 Stück
Combihesive Natura® Adapter	3244719	100 mm	10 Stück

Der Combihesive Natura® Adapter passt auf alle Combihesive Natura® Basen mit entsprechender Rastringgröße.

5449 D 03/09 © 2009 ConvaTec 5.000 P

ConvaTec Moldable Technology™, Combihesive Natura®, InvisiClose®, *Our world is what we make of it™* sind eingetragene Marken der ConvaTec Inc. © 2009 ConvaTec

ConvaTec (Germany) GmbH
Radlkoferstr. 2
81373 München

