


## Für die Anwendung bei Patienten, die an kurzfristiger Stuhlinkontinenz leiden



### Vereinfachen Sie Ihren Alltag Patienten, Pflegepersonal und Mitarbeiter profitieren

- Hautfreundliche Hydrokolloid-Hautschutzplatte mit mikroporösem Hafrand
- Verminderte Geruchsentwicklung auf Grund des integrierten Aktivkohlefilters
- Ausgestattet mit einem Ablasshahn für flüssigen Stuhl und einer beiliegenden Klammer für halbflüssigen Stuhlgang, wenn der Ablasshahn abgeschnitten und der Auffangbeutel als Ausstreifbeutel genutzt wird
- 1 Liter Auffangvolumen
- Latexfrei



### Vorteile der Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektoren

- Eine Alternative zu aufsaugenden Produkten oder wenn die Anwendung des Stuhlmanagement Systems kontraindiziert ist
- Unterstützende Erhaltung der Hautintegrität, vermindert Dekubitus und Mazeration der perianalen Haut
- Erhöhter Patientenkomfort
- Einfachere Patientenversorgung
- Minimierter Kontakt mit dem Stuhl



# Ihr Patient hat langanhaltende Diarrhoe, infektösen Stuhl oder perianale Wunden?

Nutzen Sie das Flexi-Seal™ Stuhlmanagement System von ConvaTec



Mit **Flexi-Seal™ PROTECT** wird Sicherheit neu definiert – Überblockungsschutz via Ampelsystem.

## Bestellinformationen

Beschreibung	Ref-Nr. (D/CH) bzw. Art.-Nr. (A)	PZN (D)	HMV (D)
Flexi-Seal™ Fäkal-Kollektor mit Hydrokolloid-Hautschutzplatte 1.000 ml Beutelvolumen (10 Stück/Box)	650 078	0 373 729 6	15.25.10.0005
Flexi-Seal™ PROTECT Packungsinhalt: 1 Kit, 1 Beutel mit APS-Filter	421 630	1 334 910 6	
Flexi-Seal™ Privacy™ Auffangbeutel mit APS-Filter Packungsinhalt: 10 Stück	411 108	0 373 745 1	

### SCHWEIZ

ConvaTec (Switzerland) GmbH  
Mühlentalstrasse 38, CH-8200 Schaffhausen  
[www.convatec.ch](http://www.convatec.ch)



# ConvaTec

Gebührenfreie Kundenberatung  
0800 - 55 11 10