

ConvaTec Silesse™ hudbarriere, Spray 28 ml

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn ConvaTec Limited
Adresse First Avenue
Deeside Industrial Park
Flintshire, CH5 2NU
Land UK
Website: <http://www.convatec.dk>

1.2. Forhandler:

Navn ConvaTec Denmark A/S
Adresse Skinderskovvej 32-36
2730 Herlev
Tlf. nr. 48 16 70 00
Fax nr. 44 41 19 93
E-mail: convatec.danmark@convatec.com
Website: www.convatec.dk

1.3 Forhandler DK

Varebestilling
Biofarma Logistik A/S
Naverland 22
2600 Glostrup
Danmark
43270313
43270304
ordre@biofarma.dk
www.biofarma.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO13485

Forhandler Ikke certificeret.

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Silesse™

2.2. Sortimentsoversigt: Se sortiment

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Allergivenlig, lugtfri

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: NEJ Papir: NEJ Glas: NEJ
Metal: NEJ Latex: NEJ Bomuld: NEJ
Økologisk: N/A
Andet: Disisoloxane, Cyclopentasiloxane og Trimethylated Silica

3.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: NEJ Typer: _____

Klorbleget materiale: NEJ **Genbrugsmaterialer:** NEJ

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : NEJ
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: HDPE, Polypropylene og Polyoxymethylene PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: N/A

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: Brændbart

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ConvaTec Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt ved stuetemperatur 10-25° C.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt		X		
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

