


## GUÍA DE USO DRAIN-FIX™

## Fijación de tubos de drenaje



- Drain-Fix es un **dispositivo de fijación estéril** especialmente diseñado para la sujeción de tubos de drenaje y catéteres percutáneos, de diferentes tamaños (Ch5 – Ch22), hasta un máximo de **7 días**.

- Compuesto de un **apósito de hidocoloide en su base**, una **estructura de espuma de poliuretano especialmente diseñada para la disposición y sujeción del catéter y tejido-no tejido para el resto del dispositivo** con el que se acaba de sujetar el tubo de drenaje.











- Fijación eficaz del tubo de drenaje, evitando la pérdida accidental del mismo.  
- Seguridad y óptimo confort para el paciente.

Nº Referencia	Descripción de producto	Unidades/caja
1230020180	DRAIN-FIX PEQUEÑO Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas	25/caja
1230060180	DRAIN-FIX GRANDE Dispositivo de fijación para catéter de drenaje de heridas	20/caja



## DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN CONVATEC

Descripción de producto		Ref	UDS/caja	Descripción de producto		Ref.	UDS/caja
	CENTRAL-GARD para vías centrales	1220030180	25/caja		DRAIN-FIX PEQUEÑO para drenajes	1230020180	25/caja
					DRAIN-FIX GRANDE para drenajes	1230060180	20/caja
	EASI-V para vías periféricas	1240010180	50/caja		CATH-FIX PEQUEÑO para sonda vesical	1260060180	100/caja
					CATH-FIX MEDIANO para sonda vesical	1260050180	100/caja
					CATH-FIX GRANDE para sonda vesical	1260040180	100/caja
	NIKO-FIX para vías periféricas	1240030180	100/caja		NASO-FIX PEDIÁTRICO para sonda nasogástrica	1260010180	100/caja
					NASO-FIX PEQUEÑO para sonda nasogástrica	1260030180	100/caja
					NASO-FIX GRANDE para sonda nasogástrica	1260020180	100/caja
	EPI-FIX para catéter epidural	1250020180	25/caja		EYE-FIX SIN VENTANA para fijación ocular	1260070180	100/caja
					EYE-FIX CON VENTANA para fijación ocular	1260080180	15/caja