



I CAN *feel good*

PRODUKTOVERSIKT

MOLDABLE FAMILY

A smiling woman with blonde hair, wearing a white button-down shirt and blue jeans, is shown from the waist up, looking upwards and to the right. The background is a soft-focus image of green trees with sunlight filtering through the leaves.

Vårt
mål:







Frisk
og normal
hud!

ConvaTec Moldable Technology™ en dokumentert bedre hudbeskyttelse!

ConvaTec Moldable Technology™ har en dokumentert og unik evne til å redusere risikoen for lekkasje og hudskader:

- **95%** av alle stomiopererte som startet med ConvaTec Moldable Technology bevarte huden hel og frisk.¹



- *Moldable Technology gir en elastisk tetning som følger stomiens bevegelser og tilpasser seg dens størrelse og form*
- *Du former selv hullet med fingrene og materialet sveller og legger seg rundt stomien som en beskyttende krage*
- *Resultatet blir en aktiv, hudvennlig og sikker tetning*

1. Chaumier D, Bengdadi N, Le Gal Lambec M, Ligier MC, Espirac B, Edmond D. OSMOSE Study: An Evaluation of the Peristomal Skin Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers – Final Results. Paper presented at: 19th Biennial Congress of the World Council of Enterostomal Therapists: April 2012, Adelaide, Australia.

Esteem™



Moldable lukket pose, beige, standard med filter og vindu

30 stk/pk

Stomistr. mm

Norsk varenr.

ConvaTec kode



20-30

878367

413509

30-40

965226

413510

40-50

979346

413511

Moldable tømbar pose, beige, standard med filter og vindu, InvisiClose® poselås

10 stk/pk

Stomistr. mm

Norsk varenr.

ConvaTec kode



20-30

983556

413521

30-40

850572

413522

40-50

986817

413523

ESTEEM synergy™

Formbare hudbeskyttelsesplater

Esteem synergy™ Moldable hudbeskyttelsesplate med hydrokolloid kleber

10 stk/pk	Ringstr./ hullstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	48/13-22	903600	411657
	48/22-33	922697	411658
	61/33-45	914568	411659

Formbare hudbeskyttelsesplater konveks

Esteem synergy™ Convex Moldable hudbeskyttelsesplate med akrylatkleber.
Konveks tilpasses av stomikyndig

10 stk/pk	Ringstr./ hullstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	35/13-22	898613	409268
	48/22-33	867732	409269
	61/33-45	839182	409270

ESTEEM synergy™

Lukkede poser

Lukket pose, standard, filter, beige. Volum ca 400 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	35	908263	416775
	48	894112	416779
	61	987695	416783

Lukket pose, liten, filter, beige. Volum ca 250 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	35	850235	416777
	48	806377	416781

Tømbare poser

Esteem synergy™+ tømbar pose, beige. Volum ca 550 ml

10 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	35	998027	416796
	48	972328	416799
	61	885933	416902

Natura®



Formbare hudbeskyttelsesplater med løftbar ring

Natura® Durahesive® Moldable® formbare hudbeskyttelsesplater med løftbar ring.
Passer til stomistørrelser fra 13 til 45mm

10 stk/pk	Ringstr./ hullstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	57/13-22	824831	421039
	57/22-33	931572	421040
	70/33-45	804888	421041

Formbare hudbeskyttelsesplater

Natura® Durahesive® Moldable formbar plate med hydrokolloid kleber

10 stk/pk	Ringstr./ hullstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	45/13-22	903961	411800
	45/22-33	922956	411802
	57/33-45	915068	411804
	70/45-56	899501	411806



Formbare hudbeskyttelsesplater konveks

Natura® Durahesive® Moldable Convex, formbar plate med akrylatkleber
Konveks tilpasses av stomikyndig

10 stk/pk	Ringstr./ hullstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	45/13-22	833834	404592
	45/22-33	879660	404593
	57/33-45	988205	404594

Lukkede poser

Natura™ Plus standard, filter, beige. Volum ca 400 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	903955	416403
	45	937514	416406
	57	868492	416409
	70	876109	416412

Natura™ Plus liten, uten filter, beige. Volum ca 250 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	915065	416405
	45	899498	416408
	57	906432	416411



Lukkede poser med inspeksjonsvindu

Natura™ Plus standard, filter, vindu, beige. Volum ca 420 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	802022	421678
	45	910113	421680
	57	951400	421682
	70	918310	421798

Natura™ Plus stor, filter, vindu, beige. Volum ca 525 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	932924	421799
	45	836487	421800
	57	946323	421801
	70	981224	421802

Natura™+ liten, filter, vindu, beige. Volum ca 250 ml

30 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	907335	421795
	45	957405	421796
	57	885983	421797



Tømbare poser

Natura™ Plus med InvisiClose® poselås, standard, filter, beige.
Volum ca 550 ml.

10 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	864673	416415
	45	879241	416417
	57	908121	416420
	70	900769	416423

Natura™ ekstra stor tømbar to-dels pose med utskiftbart filter, beige.
Volum 840 ml.

5 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	45	825723	404137
	57	961692	404138
	70	985095	404139

Urostomiposer til to-dels bandasje

Urostomipose to-dels med Accuseal® avtappingsventil, standard, beige.
Volum ca. 600 ml.

10 stk/pk	Ringstr. mm	Norsk varenr.	ConvaTec kode
	38	911620	401552
	45	989790	401553
	57	855038	401554

**Vi hjelper deg hvis du
har spørsmål om stomi
og våre produkter.**

Kontakt oss på
ConvaTec Kundeservice
tlf. 800 30 995
www.convatec.no

**VI ER DER
FOR DEG**

**VI SPØR
– FOR
Å FORSTÅ**

**VÅRE
PRINSIPPER
FOR
DIALOG**

**VI ENGASJERER
OSS – FOR Å VISE
AT VI BRYR
OSS OM DEG**

**VI GIR
ÆRLIGE
SVAR**





ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 Etterstad
0605 Oslo

Kundeservice:
Tlf.: 800 30 995
convatec.kundeservice@convatec.com

www.convatec.no