



2016
2017

**Guía de
productos
de ostomía**

 **ConvaTec**



Todo comienza con el cuidado...

Es muy simple: estamos aquí para ayudarle a cuidar a sus pacientes. Desde encontrar el sistema de ostomía correcto y los productos ideales para el cuidado de la piel, hasta mejorar los resultados clínicos y reducir la tasa de reingresos, ConvaTec cuenta con productos clínicamente probados y servicios innovadores que garantizan que tenga todo lo que necesita para brindar una exitosa experiencia a sus pacientes.





"Siempre me tomo el tiempo
para ayudar a mis pacientes
a encontrar los productos que
se adaptan a su vida".

Jenny



"Mi parte favorita
del día es llevar a
Ramsey al parque canino".

Rick



me+™ apoya a la persona para vivir "en su totalidad".

Los profesionales de salud pasan el día ayudando a los pacientes a vivir la vida al máximo. me+ complementa esta atención ofreciendo a los pacientes el apoyo, los conocimientos y los productos que necesitan para vivir la vida con una ostomía de la forma en que ellos desean.



me+ cuidado

Productos, materiales y consejos para las primeras semanas en su casa.



me+ apoyo

Expertos por teléfono o correo electrónico responderán todas las preguntas que tenga.



me+ respuestas

Un recurso detallado que cubre todo sobre la ostomía.



me+ estilo

Ropa que esconde su bolsa de ostomía, con estilo.



me+ comunidad

Historias inspiradoras e ideas de otros que, como usted, viven con una ostomía.

Expertos disponibles por teléfono o correo electrónico para responder todas las preguntas que pueda tener en cualquier idioma que necesite.

Llámenos al 1-800-422-8811 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este de EE. UU.) o envíenos un correo electrónico a CIC@convatec.com. Visite www.convatec.com/ostomy.

Índice

Accesorios y productos para el cuidado del estoma y la piel periestomal.	3
Sistemas de ostomía de dos piezas	11
Productos Natura® + y SUR-FIT® Natura®	12
Barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®	13
Adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura®	23
Bolsas Natura® +	24
Kits quirúrgicos postoperatorios.	28
Bolsas SUR-FIT® Natura®	33
Productos Esteem synergy® + y Esteem synergy®	43
Barreras protectoras de piel Esteem synergy®	45
Bolsas Esteem synergy® +	47
Kits profesionales Esteem synergy®	50
Bolsas para urostomía Esteem synergy®	52
Sistemas de ostomía de una pieza	53
Esteem® +.	54
ActiveLife®	60
Sistemas de ostomía para pacientes pediátricos Little Ones®	68
Bolsas para heridas.	73
Recursos para ostomía.	79
GLOSARIO DE TÉRMINOS	80-81
CUADROS DE USO DE MEDICARE	82
ÍNDICE DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS	83-85
ÍNDICE ALFABÉTICO.	86-87
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD	CONTRATAPA

El poder de ayudar a calmar el dolor está en sus manos.

Eliminación de adhesivo de rápida acción



Protección para la piel de larga duración



Los pacientes con piel sensible necesitan un tratamiento simple, que no produzca escozor, y que ayude a mantener la piel sana y prevenir el enrojecimiento y las úlceras en la piel, antes del comienzo. No todos los productos que no producen escozor se elaboran de la misma manera. Hable con su representante de ConvaTec para coordinar una demostración y determinar de qué manera el sistema Remueva, Retire, Proteja puede ayudar a que sus pacientes comiencen de la manera correcta.

1. Datos en archivo, ConvaTec Inc.

*TM indican marcas comerciales de ConvaTec Inc. © 2016 ConvaTec Inc. AP-013726-MM



Accesorios y productos para el cuidado del estoma y la piel periestomal

Productos de alta calidad que limpian, humectan y protegen la piel periestomal





Cuidar su piel es fundamental en el manejo de su estoma a largo plazo. Pero a veces, un simple producto no es suficiente. Es por eso que los accesorios para el cuidado de la piel de ConvaTec pueden ser parte integral de su rutina diaria.

Los accesorios Stomahesive® de ConvaTec contienen pectina, un ingrediente derivado de los cítricos. Usados correctamente, estos accesorios pueden ayudar a sanar y proteger la piel periestomal, lo que implica una mayor comodidad para usted.

Accesorios y productos para el cuidado de la piel



Sobrecitos gelificantes para controlar olores **DIAMONDS™**

Solidifica los líquidos y reduce o elimina el exceso de gases, lo cual permite que el usuario tenga una bolsa más plana y más discreta.

HCPCS A4422

Código del producto	Caja de
TR105	100 bolsitas



Toallita de barrera protectora de piel AllKare®

Fórmula no soluble en agua para proteger la piel. Ofrece una película protectora entre la piel y cualquier cinta, barreras de piel/flange, adhesivo y apósito hidrocoloide para ayudar a proteger contra la irritación, la excoriación y la acumulación de adhesivo.

HCPCS A5120

Código del producto	Caja de
037439	50
037444	100



Toallita de barrera protectora de piel que no produce escozor Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona, sin alcohol, que protege la piel. Ofrece una capa de protección sobre la piel que la protege de los efectos nocivos de los adhesivos, los desechos corporales y las enzimas.

HCPCS A5120, A6250

Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
No estéril 413501	30	20

* Se venden por paquete.



Espray protector que no produce escozor o quemazón Sensi-Care™ (no en aerosol)

Fórmula a base de silicona, sin alcohol, que protege la piel. Ofrece una capa de protección sobre la piel que la protege de los efectos nocivos de los adhesivos, los desechos corporales y las enzimas.

HCPCS A6250, A4369

Código del producto	Tamaño del espray	Caja de	Cajas por paquete*
420797	28 ml	1	12
413502	50 ml	1	12

* Se venden por paquete.



Aplicador de protección en espuma que no produce escozor o quemazón Sensi-Care™ (ESTÉRIL)

Fórmula a base de silicona, sin alcohol, que protege la piel. Ofrece una capa de protección sobre la piel que la protege de los efectos nocivos de los adhesivos, los desechos corporales y las enzimas.

HCPCS A5120, A6250

Código del producto	Tamaño del aplicador	Aplicadores en envase individual por caja	Cajas por paquete*
420793	1 ml	5	20
420794	1 ml	25	4
420795	3 ml	5	20
420796	3 ml	25	4

* Se venden por paquete.



Toallitas removedoras de adhesivo AllKare®

Para eliminar suavemente todo el adhesivo, incluyendo barreras protectoras de piel, cintas y vendas hidrocoloides. La fórmula de las toallitas removedoras de adhesivo AllKare® eliminan con eficacia cintas, barreras de piel/flange y residuos de adhesivos que pueden reducir los tiempos de uso en la piel.

HPCPS A4456

Código del producto	Caja de
037436	50
037443	100



Toallitas removedoras de adhesivo que no producen escozor o quemazón Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona, sin alcohol, que ofrece una rápida eliminación de residuos de adhesivos y ayudan a reducir la dolorosa abrasión cutánea.

HPCPS A4456

Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
413500	30	20

* Se venden por paquete.



Removedor de adhesivo para la piel que no produce escozor o quemazón Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona, sin alcohol, que elimina rápidamente el adhesivo de la piel y ayuda a reducir la dolorosa abrasión cutánea.

HPCPS A4455

Código del producto	Tamaño del envase en aerosol	Caja de	Cajas por paquete*
No estéril 413499	50 ml	1	12
Estéril 420798	150 ml	1	12

* Se venden por paquete.



Pasta Stomahesive®

(barrera protectora de piel a base de pectina)

Se usa como relleno en superficies irregulares de la piel para prolongar el tiempo de uso del sistema de ostomía y proteger la piel.

HPCPS A4406

Código del producto	Tamaño	Caja de
183910	Tubo de 2 oz	1 tubo



Polvo protector Stomahesive®

Ayuda a formar una barrera de protección en la piel excoriada o que supura.

HPCPS A4371

Código del producto	Tamaño	Caja de
025510	Frasco de 1 oz	1 frasco



Barrera protectora de piel Stomahesive®

Barrera protectora de piel de múltiples usos que ayuda a proteger la piel periestomal y ayuda al control de los estomas complejos. Disponible en presentación estéril y no estéril.

Código del producto	Tamaño	Caja de	HPCPS
No estéril			
021712	Barreras de 4" x 4"	5	A4362
021715	Barreras de 8" x 8"	3	A5122
Estéril			
021901	Barreras de 4" x 4"	5	A4362

Tiras Stomahesive®

(adhesivo moldeable)

Tiras Stomahesive® doble faz para usar como relleno de protección o rellenar la piel irregular cerca de una ostomía, una fístula o una herida.

HCPCS A4362

Código del producto	Tamaño	Caja de
025542	3 cartones de 5 tiras cada uno	15

Sellos Eakin Cohesive®

Accesorio para ostomía en forma de rosquilla que se puede moldear en una variedad de formas. Actúa como barrera o junta, y ofrece mayor protección para estomas de difícil adaptación. La barrera hidrocoloide modelable, única en su clase, forma un gel que ayuda a prevenir el daño cutáneo mediante el sellado del área entre la piel y el dispositivo de ostomía.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839002	Pequeño (2")	20
839001	Grande (4")	10
839005	SLIMS (2")	10

Eakin Cohesive® StomaWrap™

Diseñado para estomas de gran tamaño o de forma ovalada y para aquellos de movimientos limitados, permite una rápida rutina de ostomía.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839006	85 mm (3 3/8")	10

Barrera protectora de piel Eakin Cohesive®

Barrera protectora de piel moldeable, que absorbe la humedad. Diseñada para ayudar a proteger la piel del contacto con fluidos corporales. Se utiliza en la piel dañada, excoriada o sensible, que necesita protección contra fluidos y desechos corporales.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839004	Pequeño (4" x 4")	5
839003	Grande (4" x 8")	5

Cierres inferiores curvos DuoLock™

Para usar con bolsas drenables SUR-FIT® Natura®, Esteem synergy® y ActiveLife®.

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175652	10

Cierres inferiores ConvaTec®

Para usar con bolsas drenables SUR-FIT® Natura®, Esteem synergy® y ActiveLife®.

Para seguridad, se puede escuchar un clic al cerrar el cierre inferior. Antes de usarlo por primera vez, ábralo y ciérralo varias veces.

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175635	10



Cinturón para ostomía

(ajustable hasta 42")

Puede ayudar a proporcionar una mayor sensación de seguridad.

HCPCS A4367

Código del producto	Caja de
175507	1



Set de drenaje nocturno ConvaTec®

El set contiene:

1 recipiente de drenaje nocturno con tubo ConvaTec®

1 tapa para el recipiente de drenaje nocturno

ConvaTec®

1 adaptador universal

HCPCS A5102

Código del producto	Caja de
027060	1 set



Tubo para recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®

HCPCS A4331

Código del producto	Caja de
027062	1

Bolsas de irrigación Visi-Flow®



Sistema de irrigación con cono para estoma Visi-Flow®

HCPCS A4398, A4399

Código del producto	Caja de
401989	1



Manga de irrigación Visi-Flow®

Transparente

(compatible con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)

HCPCS A4397

Código del producto	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
401911	●	1 1/2" (38 mm)	5
401912	●	1 3/4" (45 mm)	5
401913	●	2 1/4" (57 mm)	5
401914	●	2 3/4" (70 mm)	5

Un cierre inferior por caja



Cono para estoma Visi-Flow®

HCPCS A4399

Código del producto	Caja de
022736	1



Cierre inferior para manga de irrigación Visi-Flow®

HPCPS A4363

Código del producto	Caja de
175650	10



Placa frontal de adaptador para sistema de irrigación Visi-Flow®

(compatible con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)

HPCPS A4361

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Caja de
401918	1 3/4" (45 mm)	1
401919	2 3/4" (70 mm)	1



Set inicial de irrigación Visi-Flow®

El set contiene:

- 1 sistema de irrigación con cono para estoma Visi-Flow®
- 2 barreras protectoras de piel con pestaña SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
- 2 mangas de irrigación Visi-Flow®
- 2 bolsas cerradas SUR-FIT® Natura®
- 1 lubricante para estoma
- 1 cinturón para ostomía
- 1 cierre inferior
- 1 cepillo
- 1 estuche

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Caja de	HPCPS
401916	1 3/4" (45 mm)	1	A4398, A4399 A4397, A5054, A4367 A4414, A4402
401917	2 3/4" (70 mm)	1	A4398, A4399 A4397, A5054, A4367 A4415, A4402

Guía de colores y tamaños

Haga coincidir el color del punto que aparece en el paquete de la barrera protectora de piel con el color del punto que aparece en el paquete de la bolsa.

Tamaño de la pestaña de Natura® + y SUR-FIT® Natura®

	1 1/4" (32 mm)
	1 1/2" (38 mm)
	1 3/4" (45 mm)
	2 1/4" (57 mm)
	2 3/4" (70 mm)
	4" (100 mm)

Tamaño de las barreras protectoras de piel moldeables

TAMAÑO DEL ESTOMA	TAMAÑO DE LA BARRERA PROTECTORA DE PIEL	COLOR DE REFERENCIA	TAMAÑO DE LA PESTAÑA
1/2" a 7/8"	Pequeño		1 3/4" (45 mm)
7/8" a 1 1/4"	Mediano		1 3/4" (45 mm)
1 1/4" a 1 3/4"	Grande		2 1/4" (57 mm)
Solo disponible en presentación plana: 1 1/4" x 1 3/4" (ancho) a 1 3/4" x 2 1/8" (largo)	Extra grande (XL) (con orificio iniciador OVALADO)		2 3/4" (70 mm)

Tamaño de la barrera protectora de piel para cortar y adaptar

ANCHO MÁXIMO DEL ESTOMA	COLOR DE REFERENCIA	TAMAÑO DE LA PESTAÑA
1/2"		1 1/4" (32 mm)
5/8"		1 1/4" (32 mm)
3/4"		1 1/4" (32 mm)
7/8"		1 1/2" (38 mm)
1"		1 1/2" (38 mm)
1 1/8"		1 3/4" (45 mm)
1 1/4"		1 3/4" (45 mm)
1 3/8"		2 1/4" (57 mm)
1 1/2" a 1 3/4"		2 1/4" (57 mm)
1 7/8" a 2 1/4"		2 3/4" (70 mm)
2 3/8" a 3 1/2"		4" (100 mm)

Tamaño de los dispositivos convexos

ANCHO MÁXIMO DEL ESTOMA	COLOR DE REFERENCIA	TAMAÑO DE LA PESTAÑA (diámetro externo)	DISPOSITIVO CONVEXO (diámetro interno)
1/2"		1 1/2" (38 mm)	3/4"
5/8"		1 1/2" (38 mm)	7/8"
3/4"		1 1/2" (38 mm)	1"
7/8"		1 3/4" (45 mm)	1 1/8"
1"		1 3/4" (45 mm)	1 1/4"
1 1/8"		1 3/4" (45 mm)	1 3/8"
1 1/4"		2 1/4" (57 mm)	1 1/2"
1 3/8"		2 1/4" (57 mm)	1 5/8"

Los dispositivos convexos desechables SUR-FIT® Natura® no se encuentran disponibles para estomas de más de 1 3/8" de ancho.

Sistemas de ostomía de dos piezas

Natura® + y SUR-FIT® Natura®: una innovadora línea de bolsas y barreras protectoras de piel para cada estilo de vida



Productos de dos piezas Natura® + y SUR-FIT® Natura®



El sistema de ostomía de dos piezas **Natura® + y SUR-FIT® Natura®** constituye la línea más amplia de productos de dos piezas de Convatec. El sistema de pestañas de SUR-FIT® Natura® indica un cierre seguro y preciso con una serie de clics audibles. El simple diseño de apertura y cierre a presión permite a los usuarios cambiar la bolsa rápidamente conforme a sus actividades sin tener que quitarse la barrera protectora de piel.

Cuando se trata de productos para ostomía **Natura® + y SUR-FIT® Natura®**, le recomendamos que observe las características innovadoras de las bolsas y las barreras protectoras de piel, que se han combinado con nuestros adhesivos Stomahesive® y Duraheasive®. El sistema de ostomía SUR-FIT® Natura® ofrece barreras protectoras de piel moldeables especiales para un ajuste personalizado alrededor del estoma que ayudan a proteger la piel. Las bolsas **Natura® + y SUR-FIT® Natura®** se encuentran disponibles en presentaciones drenables, cerradas, para urostomía, transparentes y opacas. Además, vienen con filtro y el cierre inferior sin pinza InvisiClose®.

También se encuentra disponible el adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura®, para minimizar dolores postoperatorios. El adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura® permite al personal clínico y al paciente unir la bolsa a la barrera protectora de piel sin tener que ejercer presión directa sobre el abdomen. El adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura® puede conectarse a cualquier combinación de barreras y bolsas SUR-FIT® Natura® que tengan pestañas del mismo tamaño.

Barreras protectoras de piel Durahesive® SUR-FIT® Natura®

(compatibles con las bolsas Natura® + y SUR-FIT® Natura®)



Las barreras de piel y flange Durahesive® están diseñados principalmente para personas con un drenaje de estoma líquido. A diferencia de otras barreras de piel y flange que pueden romperse alrededor del área de un drenaje líquido, las barreras de piel y flange Durahesive® se agrandan para proteger el estoma. Este efecto especial, llamado “cuello de tortuga”, ayuda a crear un sello más seguro sin dañar la piel. Las barreras de piel y flange Durahesive® también son fáciles de ajustar, colocar y retirar. Se adhieren a la piel de manera segura mientras el paciente se baña, se ducha o nada.

Barrera protectora de piel SUR-FIT® Natura® Durahesive® moldeable con pestaña Accordion



y cuello flexible de acrílico blanco

HCPCS A4409

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
421039	pequeño (1/2"-7/8")	●	2 1/4" (57 mm)	10
421040	mediano (7/8"-1 1/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
421041	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel SUR-FIT® Natura® Durahesive® moldeable con abertura moldeable



y collar hidrocoloide flexible blanco

HCPCS A4409

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
411800	pequeño (1/2"-7/8")	●	1 3/4" (45 mm)	10
411802	mediano (7/8"-1 1/4")	●	1 3/4" (45 mm)	10
411804	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
411806	extra grande (1 1/4"-1 3/4" por 1 3/4"-2 1/8")	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel SUR-FIT® Natura® Durahesive® moldeable con abertura moldeable



y collar flexible de acrílico blanco

HCPCS A4409

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413417	pequeño (1/2"-7/8")	●	1 3/4" (45 mm)	10
413418	mediano (7/8"-1 1/4")	●	1 3/4" (45 mm)	10
413419	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
413420	extra grande (1 1/4"-1 3/4" por 1 3/4"-2 1/8")	●	2 3/4" (70 mm)	10

Sistemas de ostomía de dos piezas: barreras protectoras de piel Natura®

Vaya a lo modelable

ConvaTec Moldable Technology™

Disponible ahora en más opciones,
para brindar a sus pacientes
la libertad y la confianza de
vivir la vida al máximo.

La única barrera protectora
de piel que ofrece la poderosa
protección comprobada
de la tecnología Moldable
Technology™.

El 95%

de las personas que
comenzaron usando la
Moldable Technology
mantuvieron su piel sana¹.

El 86%

de las personas que
pasaron a la Moldable
Technology mejoraron el
estado de su piel¹.

Referencias: 1. Szewczyk M.T., Majewska G.M., Cabral M.V., Hölzel-Piontek K. Estudio Osmose: evaluación multinacional de la condición periestomal en personas con un nuevo estoma que usan barreras protectoras de piel moldeables. Póster presentado en el Congreso de Terapia Enterostomal del Consejo Europeo (European Council of Enterostomal Therapy Congress, ECET), París, Francia, junio de 2013. 2. Herlufsen P., Olsen A.G., Carlsen B., et al. Estudio de la piel con ostomía: estudio de trastornos de la piel periestomal en pacientes con estomas permanentes. *Br J Nurs*. 2006;15(16):854-862. 3. Bosio G., Pisani F., Lucibello L. Propuesta para clasificar los trastornos de la piel periestomal: resultados de un estudio de observación multicéntrico. *OWM*. 2007; 53(9): 38-43. 4. Cottam J., Richards K., Hasted A., Blackman A. Resultados de una auditoría prospectiva a nivel nacional de complicaciones de los estomas dentro de las tres semanas de la cirugía. *Colorectal Dis*. 2007; 9: 834-8. 5. Ratliff C.R. Primeras complicaciones de la piel periestomal informadas por personal de enfermería de WOC. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2010; 37(5): 505-510.
TM indica marcas comerciales de ConvaTec Inc. © 2016 ConvaTec Inc.



La Moldable Technology™ crea un sello elástico que “rebota” para adaptarse a cualquier tamaño y forma del estoma y luego se dobla hacia arriba (efecto “cuello de tortuga”) reforzando el sellado. El resultado es un ajuste cómodo e increíblemente seguro.

El 50% de los pacientes con estomas tienen problemas de piel^{2,3}

EI 34% | EI 47% | EI 52%

tienen complicaciones en la piel periestomal dentro de las primeras tres semanas posteriores a la cirugía⁴.

dentro de los primeros dos meses⁵.

dentro del primer año³.



**Sellado seguro.
Menos fugas.
Piel más sana.**

Fácil

Sin necesidad de cortar ni adivinar.



Suave

Se moldea para lograr un ajuste personalizado.



Seguro

Prácticamente elimina las fugas.



Obtenga más información: llame al 1-800-422-8811 o visite www.ConvaTec.com.



Barrera protectora de piel moldeable convexo SUR-FIT® Natura® Durahesive® con abertura moldeable



y collar de cinta blanca (dimensiones generales: 4.5" x 4.5")

HCPCS A4407*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
404592	pequeño (1/2"-7/8")	●	1 3/4" (45 mm)	10
404593	mediano (7/8"-1 1/4")	●	1 3/4" (45 mm)	10
404594	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10



Barrera protectora de piel Durahesive® con abertura precortada CONVEX-IT® SUR-FIT® Natura® y collar de cinta blanca (dimensiones generales: 4.5" x 4.5")

HCPCS A4407*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413177	1/2" (13 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413178	5/8" (16 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413179	3/4" (19 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413180	7/8" (22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413181	1" (25 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413182	1 1/8" (28 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413183	1 1/4" (32 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413184	1 3/8" (35 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel Durahesive® con abertura precortada CONVEX-IT® SUR-FIT® Natura® y collar de cinta blanca (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4407*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413185	1 1/2" (38 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413186	1 5/8" (41 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413187	1 3/4" (45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413188	2" (50 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.



Barrera protectora de piel con pestaña Accordion para cortar y adaptar con collar de acrílico y collar flexible de acrílico blanco Natura® Durahesive®

HCPCS A4409

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
421454	pequeño (1/2"-7/8") (13 mm-21 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
421458	mediano (1/2"-1 1/8") (13 mm-33 mm)		2 1/4" (57 mm)	10
421462	grande (1/2"-1 3/4") (13 mm-45 mm)		2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 4" x 4")

HCPCS A4409



Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413164	Tabla de medidas de la página 10		1 1/4" (32 mm)	10
413165			1 1/2" (38 mm)	10
413166			1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4409*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413167	Tabla de medidas de la página 10		2 1/4" (57 mm)	10
413168			2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y collar de cinta blanco (dimensiones generales: 4" x 4")

HCPCS A4409



Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413159	Tabla de medidas de la página 10		1 1/4" (32 mm)	10
413160			1 1/2" (38 mm)	10
413161			1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y collar de cinta blanco (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4409*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413162	Tabla de medidas de la página 10		2 1/4" (57 mm)	10
413163			2 3/4" (70 mm)	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.



Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y sin collar de cinta (dimensiones generales: 4" x 4")

HCPCS A4409

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413153	Tabla de medidas de la página 10		1 1/4" (32 mm)	10
413154			1 1/2" (38 mm)	10
413155			1 3/4" (45 mm)	10
413156			2 1/4" (57 mm)	10

Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y sin collar de cinta (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4410

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413157	Tabla de medidas de la página 10		2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Durahesive® y sin collar de cinta (dimensiones generales: 6" x 6")

HCPCS A4410

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
401905	Tabla de medidas de la página 10		4" (100 mm)	5

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.

Barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura® Stomahesive®

(compatibles con bolsas Natura® y SUR-FIT® Natura®)



Las barreras de piel o flange **Stomahesive®** son ideales para personas que eliminan a través de sus estomas heces semiformadas a formadas. Estas confiables barreras de piel o flange ofrecen una fórmula especial que permite su adherencia a la piel seca o húmeda. Se adhieren firmemente a la piel y, al mismo tiempo, ayudan a protegerla de los desechos irritantes. Otra característica de las barreras de piel o flange Stomahesive® es una capa de protección externa que ayuda a que se fijen en su lugar. Las barreras protectoras de piel mantienen su adherencia a la piel cuando usted se ducha, se baña o nada. Además, las barreras de piel o flange Stomahesive® se ajustan, se aplican y se retiran con facilidad.



Barrera protectora de piel moldeable con pestaña Accordion



y collar flexible de acrílico blanco SUR-FIT® Natura®
Stomahesive®

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
421033	pequeño (1/2"-7/8")	●	2 1/4" (57 mm)	10
421034	mediano (7/8"-1 1/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
421035	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 3/4" (70 mm)	10



Barrera protectora de piel moldeable con abertura moldeable SUR-FIT® Natura® Stomahesive®



y collar hidrocoloide flexible blanco

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
411801	pequeño (1/2"-7/8")	●	1 3/4" (45 mm)	10
411803	mediano (7/8"-1 1/4")	●	1 3/4" (45 mm)	10
411805	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
411807	extra grande (1 1/4"-1 3/4" por 1 3/4"-2 1/8")	●	2 3/4" (70 mm)	10



Barrera protectora de piel moldeable con abertura moldeable SUR-FIT® Natura® Stomahesive®



y collar flexible de acrílico blanco

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
413421	pequeño (1/2"-7/8")	●	1 3/4" (45 mm)	10
413422	mediano (7/8"-1 1/4")	●	1 3/4" (45 mm)	10
413423	grande (1 1/4"-1 3/4")	●	2 1/4" (57 mm)	10
413424	extra grande (1 1/4"-1 3/4" por 1 3/4"-2 1/8")	●	2 3/4" (70 mm)	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.



Barrera protectora de piel para cortar y adaptar con pestaña Accordion y collar de acrílico Natura® Stomahesive®
y collar flexible de acrílico blanco

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
421456	pequeño (1/2"-7/8") (13 mm-21 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
421460	mediano (1/2"-1 1/8") (13 mm-33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421464	grande (1/2"-1 3/4") (13 mm-45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10



Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y sin collar de cinta (dimensiones generales: 4" x 4")

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
401573	Tabla de tamaños de barreras protectoras de piel, página 10	●	1 1/4" (32 mm)	10
401574		●	1 1/2" (38 mm)	10
401575		●	1 3/4" (45 mm)	10
401576		●	2 1/4" (57 mm)	10

Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y sin collar de cinta (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4415

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
401577	Tabla de tamaños de barreras protectoras de piel, página 10	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y sin collar de cinta (dimensiones generales: 6" x 6")

HCPCS A4415

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
401906	Tabla de tamaños de barreras protectoras de piel, página 10	●	4" (100 mm)	5



Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 4" x 4")

HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125262	Tabla de tamaños de barreras protectoras de piel, página 10	●	1 1/4" (32 mm)	10
125263		●	1 1/2" (38 mm)	10
125264		●	1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 5" x 5")

HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125265	Tabla de tamaños de barreras protectoras de piel, página 10	●	2 1/4" (57 mm)	10
125266		●	2 3/4" (70 mm)	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.



Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta blanco (dimensiones generales: 4" x 4")
HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125257	Barrera protectora de piel para cortar y adaptar: tabla de medidas de la página 10		1 1/4" (32 mm)	10
125258			1 1/2" (38 mm)	10
125259			1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta blanco (dimensiones generales: 5" x 5")
HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125260	Barrera protectora de piel para cortar y adaptar: tabla de medidas de la página 10		2 1/4" (57 mm)	10
125261			2 3/4" (70 mm)	10



Barrera protectora de piel flexible con abertura precortada SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 4" x 4")
HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125267	1/2" (13 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125268	5/8" (16 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125269	3/4" (19 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125270	7/8" (22 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125271	1" (25 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125272	1 1/8" (28 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125273	1 1/4" (32 mm)		1 3/4" (45 mm)	10
125274	1 3/8" (35 mm)		1 3/4" (45 mm)	10

Barrera protectora de piel flexible con abertura precortada SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
y collar de cinta marrón (dimensiones generales: 5" x 5")
HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño del estoma	Color de referencia	Tamaño de la pestaña	Caja de
125275	1 1/2" (38 mm)		2 1/4" (57 mm)	10
125276	1 5/8" (41 mm)		2 1/4" (57 mm)	10
125277	1 3/4" (45 mm)		2 1/4" (57 mm)	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.

"Cada vez que llamo a las enfermeras de ostomía, siempre se toman el tiempo para ayudarme y para encontrar los productos que se adapten a mi vida".

Whitney

cantante, artista, voluntaria



le trae las herramientas y los consejos que le ayudarán a vivir con una ostomía de manera completamente independiente.

me+™ apoya a la persona para vivir "en su totalidad".



me+ cuidado

Productos, materiales y consejos para las primeras semanas en su casa.



me+ apoyo

Expertos por teléfono o correo electrónico responderán todas las preguntas que tenga.



me+ respuestas

Un recurso detallado que cubre todo sobre la ostomía.



me+ estilo

Ropa que esconde su bolsa de ostomía, con estilo.



me+ comunidad

Historias inspiradoras e ideas de otros que, como usted, viven con una ostomía.

**Obtener todos los beneficios de me+ es fácil.
Llame al 1-800-422-8811 o visite www.mepluscare.com.**

Dispositivos convexos desechables SUR-FIT® Natura®*

Seleccione un accesorio que sea al menos 1/4" más grande que el diámetro máximo del estoma

HCPCS A5093



Código del producto	Tamaño	Color de referencia	Caja de
404006	Abertura con diámetro interno de 19 mm (3/4") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404007	Abertura con diámetro interno de 22 mm (7/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404008	Abertura con diámetro interno de 25 mm (1") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404009	Abertura con diámetro interno de 29 mm (1 1/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404010	Abertura con diámetro interno de 32 mm (1 1/4") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404011	Abertura con diámetro interno de 35 mm (1 3/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404012	Abertura con diámetro interno de 38 mm (1 1/2") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 2 1/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404013	Abertura con diámetro interno de 41 mm (1 5/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 2 1/4" SUR-FIT® Natura®	●	5

* Solo para barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®. No usar con barreras protectoras de piel de tecnología ConvaTec Moldable Technology™.

Barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura® Adaptador de baja presión



Adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura®

HCPCS A4421

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401993	1 3/4" (45 mm)	●	10
401994	2 1/4" (57 mm)	●	10
401995	2 3/4" (70 mm)	●	10
401996	4" (100 mm)	●	10

Bolsas Natura® +

(compatible con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)



ConvaTec desarrolló estas innovadoras bolsas para más comodidad y mejor discreción. El sistema de bolsas Natura® + ofrece las últimas tecnologías de ConvaTec, incluyendo lo siguiente:

- Un filtro de última generación con una lámina antiobstructiva.
- Materiales blandos y silenciosos.
- Cierre inferior InvisiClose®.
- El sistema Lock-it Pocket™ que oculta con seguridad el cierre y ofrece la comodidad de una bolsa cerrada.

La última generación de bolsas de ConvaTec combinadas con los adhesivos de barrera protectora de piel de avanzada SUR-FIT® Natura® ofrecen seguridad, comodidad y discreción.



Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416418	1 3/4" (45 mm)	●	10
416421	2 1/4" (57 mm)	●	10
416424	2 3/4" (70 mm)	●	10
416472*	4" (100 mm)	●	10

* La longitud de la bolsa 416472 es de 14".



Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416414	1 1/2" (38 mm)	●	10
416416	1 3/4" (45 mm)	●	10
416419	2 1/4" (57 mm)	●	10
416422	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Opaco, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HPCPS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416415	1 1/2" (38 mm)		10
416417	1 3/4" (45 mm)		10
416420	2 1/4" (57 mm)		10
416423	2 3/4" (70 mm)		10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada Natura® +

Opaco, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A5054

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416401	1 1/4" (32 mm)		30
416404	1 1/2" (38 mm)		30
416407	1 3/4" (45 mm)		30
416410	2 1/4" (57 mm)		30
416413	2 3/4" (70 mm)		30



Minibolsa cerrada Natura® +

Opaco, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HPCPS A5054

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416402	1 1/4" (32 mm)		30
416405	1 1/2" (38 mm)		30
416408	1 3/4" (45 mm)		30
416411	2 1/4" (57 mm)		30



Bolsa cerrada Natura® + con filtro

Opaco, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A4419

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416400	1 1/4" (32 mm)		30
416403	1 1/2" (38 mm)		30
416406	1 3/4" (45 mm)		30
416409	2 1/4" (57 mm)		30
416412	2 3/4" (70 mm)		30

30 cubiertas de filtro por caja.



NATURA™

¡NUEVO! Pestaña Accordion para
cortar y adaptar



Posición DESPLEGADA



Posición PLEGADA

Elimine la presión al colocar la bolsa.

La NUEVA pestaña Accordion para cortar y adaptar Natura™ se levanta fácilmente para que entren bien los dedos y se pueda realizar la unión con la bolsa de forma fácil y confortable. Diseñada para abdómenes sensibles o para cualquier persona que desee confort diario.

Beneficios del producto

- Dos veces más espacio para los dedos que cualquier otra pestaña de levantamiento¹.
- Cómoda y discreta.
- Simple de medir y cortar.
- Compatible con una amplia variedad de bolsas Natura™ .

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Natura es una marca comercial registrada en los EE. UU.
© 2016 ConvaTec Inc. | AP-016229-US



Referencias 1. Evaluación clínica de barreras para cortar y adaptar Sur-Fit Natura. Gillian Seaton Datos de archivo.



Bolsa para urostomía con válvula de vaciado blanda Natura™ +

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5073

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
413435	1 1/4" (32 mm)		10
413436	1 1/2" (38 mm)		10
413437	1 3/4" (45 mm)		10
413438	2 1/4" (57 mm)		10
413439	2 3/4" (70 mm)		10

Cada caja contiene dos adaptadores para válvula de vaciado blanda (número de pieza: 1710907).



Bolsa para urostomía con válvula de vaciado blanda Natura™ +

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A5073

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
421074	1 1/4" (32 mm)		10
421075	1 1/2" (38 mm)		10
421076	1 3/4" (45 mm)		10

Cada caja contiene dos adaptadores para válvula de vaciado blanda (número de pieza: 1710907).

Kits quirúrgicos postoperatorios ConvaTec



Ayuda a promover la estandarización del producto, mejorar el uso del tiempo clínico, y reducir los desperdicios.

Incluye últimas tecnologías que ofrece ConvaTec:

- Nuestra tecnología tricapa única ConvaTec Moldable Technology™ con Rebounding Memory Technology™ y efecto “cuello de tortuga”.
- Adhesivo doble capa para cortar y adaptar, apto para todo tipo de ostomía.
- Bolsas ConvaTec + con mayor comodidad, mejor control de olores y mayor seguridad.
- Tamaño para barrera protectora de piel de 4" disponible en el sistema de una sola pieza.
- Adaptador de baja presión que ayuda a aliviar los dolores postoperatorios y contribuye a la satisfacción del paciente.
- Opciones: estéril, no estéril, con o sin varillas.
- 5 kits quirúrgicos/postoperatorios en paquetes con etiquetas individuales en una caja.



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel Natura® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel moldeable con abertura Durahesive®
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416917	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416921	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416925	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit	Adaptador de baja presión
416917	416418	411802	401993
416921	416421	411804	401994
416925	416424	411806	401995



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel Natura® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel moldeable Stomahesive® con abertura moldeable
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416918	1 3/4" (45 mm)		5 kits
416922	2 1/4" (57 mm)		5 kits
416926	2 3/4" (70 mm)		5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit	Adaptador de baja presión
416918	416418	411803	401993
416922	416421	411805	401994
416926	416424	411807	401995



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura® Stomahesive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, DuraHesive® en la parte superior)
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

Nota: solo el kit de 2 3/4" (70 mm) contiene una varilla estéril.

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Varilla estéril	Caja de
416919	1 3/4" (45 mm)		No	5 kits
416923	2 1/4" (57 mm)		No	5 kits
416927	2 3/4" (70 mm)		65 mm	5 kits



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura® Stomahesive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, DuraHesive® en la parte superior)
- 1 bolsa drenable (de 14", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión
- 1 varilla estéril

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Varilla estéril	Caja de
416929	4" (100 mm)		90 mm	5 kits



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura® Stomahesive® (ESTÉRIL)

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheasive® en la parte superior) estéril
- 1 bolsa drenable estéril (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

Nota: solo el kit de 2 3/4" (70 mm) contiene una varilla estéril.

HCPSC N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Varilla estéril	Caja de
416920	1 3/4" (45 mm)	●	No	5 kits
416924	2 1/4" (57 mm)	●	No	5 kits
416928	2 3/4" (70 mm)	●	65 mm	5 kits



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® Natura® (ESTÉRIL)

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheasive® en la parte superior) estéril
- 1 bolsa drenable estéril (de 14", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión
- 1 varilla estéril

HCPSC N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Varilla estéril	Caja de
416930	4" (100 mm)	●	90 mm	5 kits

Kits quirúrgicos postoperatorios de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura®:

La barrera protectora de piel de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En el siguiente cuadro, se muestran barreras protectoras de piel comparables:

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel comparable del kit: Stomahesive®	Barrera protectora de piel comparable del kit: Duraheasive®	Adaptador de baja presión	Varilla estéril
416919 416920	416418	401575	413155	401993	No
416923 416924	416421	401576	413156	401994	No
416927 416928	416424	401577	413157	401995	022355
416929 416930	416472	401906	401905	401996	022356



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel Natura® Duraheasive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel moldeable con abertura Duraheasive®
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de confort unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®
- 1 adaptador de baja presión

HCPSC N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416932	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416940	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416948	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit	Adaptador de baja presión
416932	401544	411802	401993
416940	401545	411804	401994
416948	401546	411806	401995



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel Natura® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel moldeable Stomahesive® con abertura moldeable
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de confort unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416934	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416942	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416950	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit	Adaptador de baja presión
416934	401544	411803	401993
416942	401545	411805	401994
416950	401546	411807	401995

Todos los kits para urostomía contienen un adaptador Accuseal®.



Kit quirúrgico postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura® Stomahesive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Durahesive® en la parte superior)
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de confort unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416937	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416945	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416953	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits



Kit quirúrgico postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura® Stomahesive® (ESTÉRIL)

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Durahesive® en la parte superior) estéril
- 1 bolsa para urostomía estéril (de 10", transparente, con panel de confort unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal® estéril
- 1 adaptador de baja presión estéril

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
416938	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416946	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416954	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes de los kits quirúrgicos postoperatorios de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel para cortar y adaptar Natura®:

La barrera protectora de piel de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En el siguiente cuadro, se muestran barreras protectoras de piel comparables:

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel comparable del kit: Stomahesive®	Barrera protectora de piel comparable del kit: Durahesive®	Adaptador de baja presión
416937 y 416938	401544	401575	413155	401993
416945 y 416946	401545	401576	413156	401994
416953 y 416954	401546	401577	413157	401995



Paquete de varillas para ostomía sobre asa ConvaTec® (ESTÉRIL)

Para usar con kits quirúrgicos postoperatorios ConvaTec, con pestaña de 70 mm (2 3/4")

HPCPS A4421

Código del producto	Tamaño	Caja de
022355	65 mm	10

Para usar con kits quirúrgicos postoperatorios ConvaTec, con pestaña de 100 mm (4")

HPCPS A4421

Código del producto	Tamaño	Caja de
022356	90 mm	10



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel Natura® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™ con pestaña Accordion

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel Natura® Durahesive® moldeable con pestaña Accordion
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Código del producto	Tamaño	Color de referencia	Caja de
421045	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421046	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421047	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit
421045	416421	421039
421046	416421	421040
421047	416424	421041



Kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel con pestaña Accordion Natura® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel con pestaña Accordion Natura® Stomahesive® moldeable
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Código del producto	Tamaño	Color de referencia	Caja de
421042	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421043	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421044	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera protectora de piel del kit
421042	416421	421033
421043	416421	421034
421044	416424	421035

SUR-FIT® Natura®

Bolsas Drenables

(compatible con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)



Las bolsas drenables SUR-FIT® Natura® tienen paneles de confort suaves, similares a la tela. Con paneles aerodinámicos que se adaptan al cuerpo, un diseño de bajo perfil y menor distancia entre la parte superior y la abertura, permiten la distribución del contenido de manera más uniforme y alejada del estoma. Todas las bolsas drenables tienen una amplia abertura inferior para que se puedan vaciar más fácilmente.

Las bolsas drenables SUR-FIT® Natura® también vienen con el sistema de cierre inferior InvisiClose® y un filtro de avanzada. El cierre inferior sin pinza InvisiClose® ofrece doble seguridad, fácil drenaje, comodidad y limpieza. Las tiras en el extremo de la salida son fáciles de abrir y el diseño inferior ayudan a controlar el flujo y reducir salpicaduras. Para mayor tranquilidad, el mecanismo de cierre está reforzado gracias a una segunda solapa de seguridad. El filtro de aire de avanzada está diseñado para permitir el ingreso de gases y repeler los líquidos.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
411360	1 3/4" (45 mm)	●	10
411361	2 1/4" (57 mm)	●	10
411362	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
411309	1 1/2" (38 mm)	●	20
411310	1 3/4" (45 mm)	●	20
411311	2 1/4" (57 mm)	●	20
411312	2 3/4" (70 mm)	●	20

20 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
413312	1 3/4" (45 mm)	●	10
413313	2 1/4" (57 mm)	●	10
413314	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
411264	1 1/2" (38 mm)	●	10
411265	1 3/4" (45 mm)	●	10
411266	2 1/4" (57 mm)	●	10
411267	2 3/4" (70 mm)	●	10

2 cierres inferiores y 10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
411489	1 1/4" (32 mm)	●	20
411490	1 1/2" (38 mm)	●	20
411491	1 3/4" (45 mm)	●	20
411492	2 1/4" (57 mm)	●	20
411493	2 3/4" (70 mm)	●	20

2 cierres inferiores y 20 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4425

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
411288	1 1/4" (32 mm)	●	20
411289	1 1/2" (38 mm)	●	20
411290	1 3/4" (45 mm)	●	20
411291	2 1/4" (57 mm)	●	20
411292	2 3/4" (70 mm)	●	20

2 cierres inferiores y 20 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
413334	1 3/4" (45 mm)	●	20
413335	2 1/4" (57 mm)	●	20
413336	2 3/4" (70 mm)	●	20

**Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®**

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401510	1 1/4" (32 mm)		10
401511	1 1/2" (38 mm)		10
401512	1 3/4" (45 mm)		10
401513	2 1/4" (57 mm)		10
401514	2 3/4" (70 mm)		10

2 cierres inferiores por caja.

**Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®**

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
404025	1 1/4" (32 mm)		20
404026	1 1/2" (38 mm)		20
404027	1 3/4" (45 mm)		20
404028	2 1/4" (57 mm)		20
404029	2 3/4" (70 mm)		20
401500	1 1/4" (32 mm)		10
401501	1 1/2" (38 mm)		10
401502	1 3/4" (45 mm)		10
401503	2 1/4" (57 mm)		10
401504	2 3/4" (70 mm)		10

2 cierres inferiores por caja.

**Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®**

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
404014	1 1/4" (32 mm)		20
404015	1 1/2" (38 mm)		20
404016	1 3/4" (45 mm)		20
404017	2 1/4" (57 mm)		20
404018	2 3/4" (70 mm)		20
401932	1 1/4" (32 mm)		10
401933	1 1/2" (38 mm)		10
401934	1 3/4" (45 mm)		10
401935	2 1/4" (57 mm)		10
401936	2 3/4" (70 mm)		10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 14"

HPCPS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401515	4" (100 mm)		10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HPCPS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
404030	1 1/4" (32 mm)		20
404031	1 1/2" (38 mm)		20
404032	1 3/4" (45 mm)		20
404033	2 1/4" (57 mm)		20
404034	2 3/4" (70 mm)		20
401505	1 1/4" (32 mm)		10
401506	1 1/2" (38 mm)		10
401507	1 3/4" (45 mm)		10
401508	2 1/4" (57 mm)		10
401509	2 3/4" (70 mm)		10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® de gran capacidad

Opaca, con panel de confort unilateral, válvula antirreflujo, filtro reemplazable, y salida con boquilla y tapa para la descarga de un gran volumen de líquido

Longitud de la bolsa: 14"

HPCPS A4413

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401557	1 3/4" (45 mm)		5
401558	2 1/4" (57 mm)		5
401559	2 3/4" (70 mm)		5

1 cierre inferior, 1 adaptador de drenaje nocturno y 5 filtros de repuesto por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® de gran capacidad

Transparente, con panel de confort unilateral, válvula antirreflujo, filtro reemplazable, y salida con boquilla y tapa para la descarga de un gran volumen de líquido

Longitud de la bolsa: 14"

HPCPS A4413

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
420695	1 3/4" (45 mm)		5
420696	2 1/4" (57 mm)		5
420697	2 3/4" (70 mm)		5

1 cierre inferior, 1 adaptador de drenaje nocturno y 5 filtros de repuesto por caja.

SUR-FIT® Natura® Bolsas Cerradas

(compatibles con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)



Las bolsas cerradas SUR-FIT® Natura® están diseñadas para un solo uso, y se pueden usar a diario, en ocasiones especiales o en momentos de intimidad. Se encuentran disponibles con filtro para reducir la acumulación de gases y olores. No hay drenaje ni clips incómodos por los que preocuparse. Llegado el momento, solo tiene que retirar la bolsa, colocarla en una bolsa desechable y descartar.



Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura®

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A5054

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
413169	1 1/2" (38 mm)	●	60
413170	1 3/4" (45 mm)	●	60
413171	2 1/4" (57 mm)	●	60
413172	2 3/4" (70 mm)	●	60
401521	1 1/2" (38 mm)	●	30
401522	1 3/4" (45 mm)	●	30
401523	2 1/4" (57 mm)	●	30
401524	2 3/4" (70 mm)	●	30

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.,
hora del Este de EE. UU.

www.convatec.com



Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura® con filtro

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A4419

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
413173	1 1/2" (38 mm)	●	60
413174	1 3/4" (45 mm)	●	60
413175	2 1/4" (57 mm)	●	60
413176	2 3/4" (70 mm)	●	60

60 cubiertas de filtro por caja.

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401525	1 1/2" (38 mm)	●	30
401526	1 3/4" (45 mm)	●	30
401527	2 1/4" (57 mm)	●	30
401528	2 3/4" (70 mm)	●	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa SUR-FIT® Natura®

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 5"

HPCPS A5054

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401529	1 1/4" (32 mm)	●	20
401530	1 1/2" (38 mm)	●	20
401531	1 3/4" (45 mm)	●	20
401532	2 1/4" (57 mm)	●	20



Tapa de pestaña con filtro SUR-FIT® Natura®

Opaca, con panel de confort unilateral

HPCPS A5055

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401909	1 3/4" (45 mm)	●	25

30 cubiertas de filtro por caja.

SUR-FIT® Natura® Bolsas para urostomía

(compatibles con barreras protectoras de piel SUR-FIT® Natura®)



Las personas que viven con una urostomía tienen necesidades únicas, motivo por el cual ConvaTec ofrece una línea de productos de bolsas especialmente diseñada para ellas. Las bolsas para urostomía SUR-FIT® Natura® tienen una válvula antirreflujo extendida, paneles de confort y la opción de elegir dos tipos de válvula de vaciado. La válvula Accuseal® está diseñada para una fácil manipulación y vaciado.



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HPCPS A4432

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401542	1 1/4" (32 mm)		10
401543	1 1/2" (38 mm)		10
401544	1 3/4" (45 mm)		10
401545	2 1/4" (57 mm)		10
401546	2 3/4" (70 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con orificio de descarga plegable

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 9"

HPCPS A5073

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401538	1 1/4" (32 mm)		10
401539	1 1/2" (38 mm)		10
401540	1 3/4" (45 mm)		10
401541	2 1/4" (57 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno universales.



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con orificio de descarga plegable

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5073

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401533	1 1/4" (32 mm)		10
401534	1 1/2" (38 mm)		10
401535	1 3/4" (45 mm)		10
401536	2 1/4" (57 mm)		10
401537	2 3/4" (70 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno universales.



Bolsa pequeña para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A4432

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401547	1 1/4" (32 mm)		10
401548	1 1/2" (38 mm)		10
401549	1 3/4" (45 mm)		10
401550	2 1/4" (57 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4432

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401551	1 1/4" (32 mm)		10
401552	1 1/2" (38 mm)		10
401553	1 3/4" (45 mm)		10
401554	2 1/4" (57 mm)		10
401555	2 3/4" (70 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.

Kits de dosis individuales SUR-FIT® Natura®



Kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera protectora de piel flexible SUR-FIT® Natura® Stomahesive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel flexible Stomahesive® con collar de cinta blanco y abertura para cortar y adaptar
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de confort unilateral)
- 1 cierre inferior

HCPCS A4414, A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401920	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
402239	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
401921	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits



Kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera protectora de piel SUR-FIT® Natura® Stomahesive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel Stomahesive® con abertura para cortar y adaptar
- 1 bolsa drenable (de 14", transparente, con panel de confort unilateral)
- 1 cierre inferior

HCPCS A4415, A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401922	4" (100 mm)	●	5 kits



Kit de dosis individuales de bolsa para urostomía con barrera protectora de piel flexible SUR-FIT® Natura® Duraheasive®

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel flexible Duraheasive® con collar de cinta blanco y abertura para cortar y adaptar
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de confort unilateral) con orificio de descarga con válvula Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®

HCPCS A4409, A4432

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401923	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
401924	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.,
hora del Este de EE. UU.

www.convatec.com




Pase a lo moldeable.

La Moldable Technology™ crea un sello elástico que “rebota” para adaptarse a cualquier tamaño y forma del estoma y luego se dobla hacia arriba (efecto “cuello de tortuga”) para reforzar el sellado. El resultado es un cómodo ajuste, increíblemente seguro.

El 95%

de las personas que comenzaron usando la Moldable Technology mantuvieron su piel sana¹.



Sellado seguro. Menos fugas. Piel más sana.

Permite que la bolsa sea colocada con más facilidad y en una forma cómoda, y brinda protección comprobada para la piel.

Obtenga más información: llame al 1-800-422-8811 o visite www.ConvaTec.com.

Referencias: 1. Szewczyk M.T., Majewska G.M., Cabral M.V., Hözel-Piontek K. Estudio Osmose: evaluación multinacional de la condición periestomal en personas con un nuevo estoma que usan barreras protectoras de piel moldeables. Póster presentado en el Congreso de Terapia Enterostomal del Consejo Europeo (European Council of Enterostomal Therapy Congress, ECET), París, Francia, junio de 2013.

TM indica marcas comerciales de ConvaTec Inc.

TM indica marcas comerciales de ConvaTec Inc. © 2016 ConvaTec Inc. | AP-014318-MM



Sistemas de ostomía de dos piezas Esteem synergy® + y Esteem synergy®



El sistema de ostomía Esteem synergy® + y Esteem synergy® emplea una innovadora tecnología llamada Adhesive Coupling Technology™ que une la bolsa a la barrera protectora de piel y elimina la necesidad de utilizar anillos de plástico que se encastran o se fijan entre sí. El sistema de ostomía Esteem synergy® es un producto innovador de ConvaTec agradable a la piel con la versatilidad de los sistemas de dos piezas, además de ofrecer un perfil bajo, comodidad y la flexibilidad de un sistema convencional de una pieza.

El sistema de ostomía Esteem synergy® consiste en un anillo de espuma adhesivo, plano y flexible en la bolsa que se une de manera segura a una pestaña de adhesión de plástico transparente, plana y flexible en la zona de adhesión de la barrera. Es fácil de colocar y fácil de retirar.

Guía de colores y tamaños

Haga coincidir el color del punto que aparece en el paquete de la barrera protectora de piel con el color del punto que aparece en el paquete de la bolsa.

Tamaños de las barreras protectoras de piel Esteem synergy®

	Pequeño
	Mediano
	Grande
	Extra grande

Tamaño de las barreras protectoras de piel moldeables

TAMAÑO DEL ESTOMA	COLOR DE REFERENCIA	BARRERA PROTECTORA DE PIEL
1/2" a 7/8"		Pequeño
7/8" a 1 1/4"		Mediano
1 1/4"-1 3/4"		Grande

Tamaño de las barreras protectoras de piel para cortar y adaptar

TAMAÑO DEL ESTOMA	COLOR DE REFERENCIA	BARRERA PROTECTORA DE PIEL
Hasta 1 3/8"		Pequeño
Hasta 1 7/8"		Mediano
Hasta 2 3/8"		Grande
Hasta 3 1/2"		Extra grande

Barreras protectoras de piel Esteem synergy®

(compatibles con las bolsas Esteem synergy® + y Esteem synergy®)



La pestaña de la zona de adhesión que se encuentra en la barrera protectora de piel es cuadrada y un poco más grande en comparación con el anillo adhesivo redondo de la bolsa. El proceso de colocación es fácil y no es necesario una alineación precisa.

Barrera protectora de piel convexa moldeable con abertura moldeable Esteem synergy® Durahesive® y collar de cinta blanco



HCPCS A4407*

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Color de referencia	Dimensiones generales del protector	Caja de
409268	pequeño: 1/2"-7/8" (13 mm-22 mm)		4" x 4"	10
409269	mediano: 7/8"-1 1/4" (22 mm-33 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
409270	grande: 1 1/4"-1 3/4" (33 mm-45 mm)		5" x 5"	10

Barrera protectora de piel Esteem synergy® Stomahesive® moldeable con abertura moldeable y collar hidrocoloide flexible blanco



HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Color de referencia	Dimensiones generales del protector	Caja de
411657	pequeño: 1/2"-7/8" (13 mm-22 mm)		4" x 4"	10
411658	mediano: 7/8"-1 1/4" (22 mm-33 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
411659	grande: 1 1/4"-1 3/4" (33 mm-45 mm)		5" x 5"	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.



Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar Esteem synergy® Stomahesive® y collar de cinta blanco

HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Color de referencia	Dimensiones generales del protector	Caja de
405456	pequeño: hasta 1 3/8" (35 mm)		4" x 4"	10
405457	mediano: hasta 1 7/8" (48 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
405458	grande: hasta 2 3/8" (61 mm)		5" x 5"	10



Barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar Esteem synergy® Stomahesive® y sin collar de cinta

HCPCS A4415

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Color de referencia	Dimensiones generales del protector	Caja de
405467	pequeño: hasta 1 3/8" (35 mm)		4" x 4"	10
405468	mediano: hasta 1 7/8" (48 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
403948	grande: hasta 2 3/8" (61 mm)		5" x 5"	10
405483	extra grande: hasta 3 1/2" (89 mm)		6" x 6"	10



Barrera protectora de piel con abertura precortada Esteem synergy® Stomahesive® y collar de cinta blanco

HCPCS A4414*

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Color de referencia	Dimensiones generales del protector	Caja de
405473	pequeño: 5/8" (16 mm)		4" x 4"	10
405474	pequeño: 3/4" (19 mm)		4" x 4"	10
405475	pequeño: 7/8" (22 mm)		4" x 4"	10
405476	pequeño: 1" (25 mm)		4" x 4"	10
405477	pequeño: 1 1/8" (28 mm)		4" x 4"	10
405478	pequeño: 1 1/4" (32 mm)		4" x 4"	10
405479	pequeño: 1 3/8" (35 mm)		4" x 4"	10
405480	mediano: 1 1/2" (38 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
405481	mediano: 1 5/8" (41 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10
405482	mediano: 1 3/4" (45 mm)		4 1/2" x 4 1/2"	10

* El código HCPCS se determina por el tamaño de la masa del protector, sin incluir el collar de cinta.

Bolsas Esteem synergy® +

(compatibles con las barreras protectoras de piel Esteem synergy®)



ConvaTec desarrolló estas innovadoras bolsas para para más comodidad y mejor discreción. El sistema de bolsas Esteem synergy® + ofrece las últimas tecnologías de ConvaTec, incluyendo lo siguiente:

- Un filtro de última generación con una lámina antiobstructiva.
- Materiales blandos y silenciosos.
- Barreras protectoras de piel redondas aerodinámicas.
- Cierre inferior InvisiClose®.
- El sistema Lock-it Pocket™ que oculta con seguridad el cierre y ofrece la comodidad de una bolsa cerrada.

La última generación de bolsas de ConvaTec combinadas con los adhesivos de barrera protectora de piel de avanzada Esteem synergy® + ofrecen seguridad, comodidad y discreción.



Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416797	● Abertura de estoma pequeña	10
416900	● Abertura de estoma mediana	10
416903	● Abertura de estoma grande	10



Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4435

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416795	● Abertura de estoma pequeña	10
416798	● Abertura de estoma mediana	10
416901	● Abertura de estoma grande	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Opaca, con panel de confort bilateral
Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416796	● Abertura de estoma pequeña	10
416799	● Abertura de estoma mediana	10
416902	● Abertura de estoma grande	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416774	Abertura de estoma pequeña	30
416778	Abertura de estoma mediana	30
416782	Abertura de estoma grande	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416775	Abertura de estoma pequeña	30
416779	Abertura de estoma mediana	30
416783	Abertura de estoma grande	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416776	Abertura de estoma pequeña	30
416780	Abertura de estoma mediana	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
416777	Abertura de estoma pequeña	30
416781	Abertura de estoma mediana	30

30 cubiertas de filtro por caja.

Para personas activas



ESTEEM SYNERGY[®] +

Esteem synergy[®] +, la solución de dos piezas de más bajo perfil de ConvaTec, con Adhesive Coupling Technology

La barrera protectora de piel y la bolsa se unen de manera segura gracias a un anillo adhesivo blando de espuma que tiene la bolsa.

Beneficios del producto

- **Unión segura con la innovadora tecnología Adhesive Coupling Technology:** anillo adhesivo de espuma en la bolsa que se une a la zona de adhesión de la barrera protectora de piel.
- **Comodidad y discreción:** con material suave y silencioso.
- **Flexible:** se mueve con usted y se adapta al contorno de su cuerpo.



Pruebe hoy mismo la familia de productos Esteem synergy[®] +.

Con tecnología para cortar y adaptar, precorte y ConvaTec Moldable Technology.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Esteem synergy plus es una marca comercial registrada en los EE. UU. © 2016 ConvaTec Inc.

 **ConvaTec**

Sistemas de ostomía de dos piezas: bolsas Esteem synergy[®] +



Bolsa drenable Esteem synergy®

Transparente, con panel de confort unilateral (recta)

Longitud de la bolsa: 14"

HCPCS A5063

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
405406	● Abertura de estoma extra grande	10

Kits profesionales Esteem synergy®



Kit profesional Esteem synergy®: sistema de ostomía en asa (ESTÉRIL)

El kit incluye lo siguiente:

- 1 barrera protectora de piel extra grande Stomahesive® con collar de cinta blanco y abertura para cortar y adaptar
- 1 bolsa drenable de 14", transparente, recta, con panel de confort unilateral
- 1 cierre inferior
- 1 varilla para ostomía de 3 1/2"

HCPCS A4415, A5063

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma de la barrera protectora de piel	Color de referencia	Caja de
409345	Extra grande: hasta 3 1/2" (89 mm)	●	1 barrera protectora de piel 1 bolsa

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.,
hora del Este de EE. UU.

www.convatec.com

"Los enfermeros de ostomía son atentos y su amabilidad me ha permitido atravesar esta situación con confianza".

James

Esposo, amante de la música y excelente asador
Vive con una ostomía desde 2009.



**le trae las herramientas
y los consejos que le
ayudarán a vivir con
una ostomía de manera
completamente
independiente.**

me+™ apoya a la persona para vivir "en su totalidad".



**me+
cuidado**

Productos, materiales y consejos para las primeras semanas en su casa.



**me+
apoyo**

Expertos por teléfono o correo electrónico responderán todas las preguntas que tenga.



**me+
respuestas**

Un recurso detallado que cubre todo sobre la ostomía.



me+ estilo

Ropa que esconde su bolsa de ostomía, con estilo.



**me+
comunidad**

Historias inspiradoras e ideas de otros que, como usted, viven con una ostomía.

**Obtener todos los beneficios de me+™ es fácil.
Llame al 1-800-422-8811 o visite www.mepluscare.com.**

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. me+™ es una marca comercial registrada en los EE. UU. © 2016 ConvaTec Inc.

Bolsas para urostomía Esteem synergy®

(compatibles con las barreras protectoras de piel Esteem synergy®)



La bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal® está diseñada para una fácil manipulación y un rápido vaciado. La válvula antirreflujo incorporada evita el reflujo de orina. La bolsa posee un panel de confort al costado del cuerpo.



Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula Accuseal®

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HPCPS A4432

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
405448	Abertura de estoma pequeña	10
405449	Abertura de estoma mediana	10
405450	Abertura de estoma grande	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.



Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula Accuseal®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HPCPS A4432

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
405451	Abertura de estoma pequeña	10
405452	Abertura de estoma mediana	10
405453	Abertura de estoma grande	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.



Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula Accuseal® (pequeña)

Transparente, con panel de confort unilateral I

Longitud de la bolsa: 9"

HPCPS A4432

Código del producto	Coincide con la barrera protectora de piel con:	Caja de
405446	Abertura de estoma pequeña	10
405447	Abertura de estoma mediana	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®.

Sistemas de ostomía de una pieza

Simplicidad y flexibilidad en un sistema de bajo perfil de una pieza.



Sistema de ostomía de una pieza Esteem® +



El sistema de una pieza es agradable a la piel, sin dejar de ser seguro y fácil de usar. Flexible y discreto, el sistema de una pieza Esteem® + es la solución todo en uno que combina la barrera protectora de piel y bolsa en una sola unidad, lo cual permite un uso simple, seguro y cómodo. Disponible con una barrera protectora de piel Stomahesive® modificada o Duraheasive Plus® que se adhiere suavemente a la piel y la protege del deterioro.

El sistema de bolsas de una pieza Esteem® + ofrece las últimas tecnologías de ConvaTec, incluyendo lo siguiente:

- Un filtro de última generación con una lámina antiobstructiva que mantiene la bolsa plana y, al mismo tiempo, elimina prácticamente el olor.
- Un cierre inferior sin pinzas InvisiClose® con un poderoso sistema de agarre.
- El sistema Lock-it Pocket™ que oculta con seguridad el cierre y ofrece la comodidad de una bolsa cerrada.
- Material del panel de confort suave y delicado al tacto, que prácticamente no se oye, es resistente al agua y se seca rápidamente.

La última generación de bolsas y los adhesivos de avanzada de ConvaTec ofrecen la seguridad, el confort y la discreción que usted se merece.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel Stomahesive® moldeable Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413515	13/16"-1 3/16" (20 mm-30 mm)	10
413516	1 3/16"-1 9/16" (30 mm-40 mm)	10
413517	1 9/16"-1 15/16" (40 mm-50 mm)	10

Incluye filtro. 10 cubiertas de filtro por caja.

HCPCS A5061

413518	13/16"-1 3/16" (20 mm-30 mm)	10
413519	1 3/16"-1 9/16" (30 mm-40 mm)	10
413520	1 9/16"-1 15/16" (40 mm-50 mm)	10

Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413521	13/16"-1 3/16" (20 mm-30 mm)	10
413522	1 3/16"-1 9/16" (30 mm-40 mm)	10
413523	1 9/16"-1 15/16" (40 mm-50 mm)	10

Incluye filtro. 10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel Durahesive Plus® para cortar y adaptar, cierre inferior InvisiClose® y filtro
Opaca, con panel de confort bilateral y collar de cinta
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A5056

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416975	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel Durahesive Plus® para cortar y adaptar, cierre inferior InvisiClose® y filtro
Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A5056

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416976	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada y cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416721	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	10



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada, cierre inferior InvisiClose® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416718	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada, cierre inferior InvisiClose® y filtro

Opaca, con panel de confort bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416719	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel* para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose®
Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416908	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 100 mm (4").	10

* Adhesivo de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheive® en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive® con la protección del efecto "cuello de tortuga" de Duraheive®.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel precortada Stomahesive® modificada, cierre inferior InvisiClose® y filtro
Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416724	25 mm (1")	10
416728	30 mm (1 3/16")	10
416732	35 mm (1 3/8")	10
416736	40 mm (1 9/16")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel precortada Stomahesive® modificada, cierre inferior InvisiClose® y filtro
Opaca, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416725	25 mm (1")	10
416729	30 mm (1 3/16")	10
416733	35 mm (1 3/8")	10
416737	40 mm (1 9/16")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel convexa precortada Duraheive®, cierre inferior InvisiClose® y filtro
Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5057

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416738	19 mm (3/4")	10
416740	22 mm (7/8")	10
416742	25 mm (1")	10
416744	28 mm (1 1/8")	10
416746	32 mm (1 1/4")	10
416748	35 mm (1 3/8")	10
416750	38 mm (1 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel convexa precortada Durahesive®, cierre inferior InvisiClose® y filtro Opaca, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HPCPS A5057

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416739	19 mm (3/4")	10
416741	22 mm (7/8")	10
416743	25 mm (1")	10
416745	28 mm (1 1/8")	10
416747	32 mm (1 1/4")	10
416749	35 mm (1 3/8")	10
416751	38 mm (1 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel Stomahesive® modificada y filtro Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413509	13/16"-1 3/16" (20 mm-30 mm)	30
413510	1 3/16"-1 9/16" (30 mm-40 mm)	30
413511	1 9/16"-1 15/16" (40 mm-50 mm)	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada y filtro Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416700	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada y filtro Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HPCPS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416701	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa cerrada de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificada y filtro Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HPCPS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416702	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4").	30

30 cubiertas de filtro por caja.

**Dándole la
confianza a las
personas para
que vivan la vida
a su manera**



ESTEEM™ 

El sistema Esteem™+ es nuestra solución de una pieza, que combina la barrera protectora de piel y la bolsa en una sola unidad. Fácil y práctico, con un simple paso para conectar y retirar, y cada vez brinda un nuevo comienzo.

Beneficios del producto

- **Confianza y seguridad:** el filtro avanzado ayuda a minimizar el olor y la acumulación de gases.
- **Tranquilidad:** por medio de una ventana de visualización sencilla.
- **Comodidad y discreción:** con material suave y silencioso.
- **Agarre simple y seguro:** con el cierre inferior InvisiClose® y el sistema Lock-It-Pocket™.



**¡Pruebe hoy mismo la familia
de productos Esteem™ +!**

**Con barreras para cortar y adaptar, pre-cortadas y
ConvaTec Moldable Technology.**



Bolsa cerrada de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel precortada Stomahesive® modificada y filtro

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416704	25 mm (1")	30
416707	30 mm (1 3/16")	30
416710	35 mm (1 3/8")	30
416713	40 mm (1 9/16")	30
416715	2" (50 mm)	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Kit quirúrgico/postoperatorio: bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel* para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 14"

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416915	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de hasta 100 mm (4").	5 bolsas en envases individuales

* Adhesivo de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, DuraHesive® en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive® con la protección del efecto "cuello de tortuga" de DuraHesive®.



Kit quirúrgico/postoperatorio: bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera protectora de piel* para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose® (ESTÉRIL)

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 14"

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
416916	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de hasta 100 mm (4").	5 bolsas en envases individuales

* Adhesivo de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, DuraHesive® en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive® con la protección del efecto "cuello de tortuga" de DuraHesive®.

Sistema de ostomía de una pieza ActiveLife®



El sistema de ostomía ActiveLife®, liviano, flexible y de una sola pieza, combina la barrera protectora de piel y la bolsa en un solo sistema sencillo, fácil de manejar. Bolsas transparentes u opacas disponibles.



Bolsa drenable convexa precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Durahesive®

Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HPCPS A4390

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
125352	19 mm (3/4")	10
125353	22 mm (7/8")	10
125354	25 mm (1")	10
125355	28 mm (1 1/8")	10
125356	32 mm (1 1/4")	10
125357	35 mm (1 3/8")	10
125358	38 mm (1 1/2")	10
125359	45 mm (1 3/4")	10
175777	19 mm (3/4")	5
175778	22 mm (7/8")	5
175779	25 mm (1")	5
175780	28 mm (1 1/8")	5
175781	32 mm (1 1/4")	5
175782	35 mm (1 3/8")	5
175783	38 mm (1 1/2")	5
175784	45 mm (1 3/4")	5
175785	2" (50 mm)	5

1 cierre inferior por caja.



Bolsa drenable para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive®

Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HPCPS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
125330	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	20
022771	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	10
025433	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	1

1 cierre inferior por caja.

Bolsa drenable para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Durahesive Plus®

Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4388

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
400598	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	10

1 cierre inferior por caja.

Bolsa drenable para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Durahesive Plus®

Opaca, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4388

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
400599	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	10

1 cierre inferior por caja.

Bolsa drenable precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive®

Opaca, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
125331	19 mm (3/4")	20
125333	32 mm (1 1/4")	20
125334	38 mm (1 1/2")	20
125335	45 mm (1 3/4")	20
125336	2" (50 mm)	20
125337	64 mm (2 1/2")	20
022750	19 mm (3/4")	10
022751	25 mm (1")	10
022752	32 mm (1 1/4")	10
022753	38 mm (1 1/2")	10
022754	45 mm (1 3/4")	10
022755	2" (50 mm)	10
022756	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre inferior por caja.



Bolsa drenable precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive®
Opaca, con panel de confort unilateral y collar de cinta
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
125338	19 mm (3/4")	20
125339	25 mm (1")	20
125340	32 mm (1 1/4")	20
125341	38 mm (1 1/2")	20
125342	45 mm (1 3/4")	20
125343	2" (50 mm)	20
125344	64 mm (2 1/2")	20
022757	19 mm (3/4")	10
022758	25 mm (1")	10
022759	32 mm (1 1/4")	10
022760	38 mm (1 1/2")	10
022761	45 mm (1 3/4")	10
022762	2" (50 mm)	10
022763	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre inferior por caja.



Bolsa drenable precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive®
Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta
Longitud de la bolsa: 12" HPCPS A5061

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
022764	19 mm (3/4")	10
022765	25 mm (1")	10
022766	32 mm (1 1/4")	10
022767	38 mm (1 1/2")	10
022768	45 mm (1 3/4")	10
022769	2" (50 mm)	10
022770	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre inferior por caja.



Bolsa cerrada para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro

Opaca, con panel de confort unilateral y sin collar de cinta
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413141	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175768	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	15
--------	--	----

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro

Opaca, con panel de confort unilateral y collar de cinta
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
650408	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 50 mm (2").	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral y collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
650422	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 50 mm (2").	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro

Transparente, con panel de confort unilateral y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413147	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175761	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2").	15
--------	--	----

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro

Opaca, con panel de confort unilateral y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413142	25 mm (1")	60
413143	32 mm (1 1/4")	60
413144	38 mm (1 1/2")	60
413145	45 mm (1 3/4")	60
413146	2" (50 mm)	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175769	25 mm (1")	15
175770	32 mm (1 1/4")	15
175771	38 mm (1 1/2")	15
175772	45 mm (1 3/4")	15
175773	2" (50 mm)	15

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y sin collar de cinta

Transparente, con panel de confort unilateral y filtro

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
413148	25 mm (1")	60
413149	32 mm (1 1/4")	60
413150	38 mm (1 1/2")	60
413151	45 mm (1 3/4")	60
413152	2" (50 mm)	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175762	25 mm (1")	15
175763	32 mm (1 1/4")	15
175764	38 mm (1 1/2")	15
175765	45 mm (1 3/4")	15
175766	2" (50 mm)	15

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa pequeña para ostomía de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro
Opaca, sin collar de cinta

HCPCS A5055

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
175611	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 50 mm (2").	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa para urostomía convexa, precortada, de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Durahesive® con collar de cinta de acrílico

Transparente, con pliegue sobre la válvula de vaciado
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4393

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
125361	13 mm (1/2")	10
125362	16 mm (5/8")	10
125363	19 mm (3/4")	10
125364	22 mm (7/8")	10
125365	25 mm (1")	10
125366	28 mm (1 1/8")	10
125367	32 mm (1 1/4")	10
125368	35 mm (1 3/8")	10
125369	38 mm (1 1/2")	10
175790	13 mm (1/2")	5
175791	16 mm (5/8")	5
175792	19 mm (3/4")	5
175793	22 mm (7/8")	5
175794	25 mm (1")	5
175795	28 mm (1 1/8")	5
175796	32 mm (1 1/4")	5
175797	35 mm (1 3/8")	5
175798	38 mm (1 1/2")	5

Cada caja contiene un adaptador para drenaje nocturno universal.



Bolsa para urostomía precortada de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Durahesive® y válvula Accuseal®

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4428

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
650828	19 mm (3/4")	10
650829	22 mm (7/8")	10
650830	25 mm (1")	10
650831	28 mm (1 1/8")	10
650832	32 mm (1 1/4")	10
650833	38 mm (1 1/2")	10

Cada caja contiene dos adaptadores Accuseal y un adaptador para drenaje nocturno universal.



Bolsa para urostomía para cortar y adaptar de una pieza ActiveLife® con barrera protectora de piel Stomahesive®

Transparente estándar

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5071

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma	Caja de
064927	Se puede agrandar para adaptarse a estomas de 19 mm (3/4") a 45 mm (1 3/4").	10

Cada caja contiene un adaptador para drenaje nocturno universal.

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.,
hora del Este de EE. UU.

www.convatec.com

Sistema de ostomía para pacientes pediátricos Little Ones®



Con todos los desafíos que implica criar a un niño, encontrar el producto adecuado de ostomía no tiene que ser uno más. Convatec cuenta con una línea de productos diseñada específicamente para niños. La línea incluye productos para niños que se han sometido a colostomía, ileostomía o urostomía. Al igual que nuestra línea para adultos, los productos del **sistema de ostomía Little Ones® de ConvaTec** ofrecen una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de cualquier niño o la preferencia de los padres. Los productos Little Ones se han diseñado para ajustarse cómodamente a la figura corporal de un niño y pensando en su vida activa.

Guía de colores y tamaños

Haga coincidir el color del punto que aparece en el paquete de la barrera protectora de piel con el color del punto que aparece en el paquete de la bolsa.

Sistema de ostomía para pacientes pediátricos Little Ones®

● Tamaño del estoma: 0"-9/10" (0 mm-23 mm)

● Tamaño del estoma: 1/5-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)

● Tamaño de la pestaña: 1 1/4" (32 mm)

● Tamaño de la pestaña: 1 3/4" (45 mm)

Sistemas de ostomía para pacientes pediátricos **Little Ones®**

Una línea de productos diseñada para
cuidar a los pacientes más pequeños.





Barrera protectora de piel Stomahesive® extra pequeña de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ Little Ones® con abertura para cortar y adaptar

HCPCS A4414

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
411632	0"-9/10" (0 mm-23 mm)		5



Bolsa drenable extra pequeña de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ Little Ones® con sistema de cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5063

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
411631	0"-9/10" (0 mm-23 mm)		10



Bolsa drenable extra pequeña de una pieza Little Ones® con barrera protectora de piel Stomahesive® y sistema de cierre inferior InvisiClose®

Transparente, con panel de confort unilateral
Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5061

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
411633	0"-9/10" (0 mm-23 mm)		10



Barrera protectora de piel Stomahesive® flexible estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ Little Ones® con abertura para cortar y adaptar

HCPCS A4414

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
411642	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		5



Barrera protectora de piel Stomahesive® estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ Little Ones® con abertura para cortar y adaptar

HCPCS A4414

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
411641	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		5



Bolsa cerrada estándar de dos piezas Little Ones® con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ con filtro

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A4419

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
Opaca 411639	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		10
Transparente 411640	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ Little Ones® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4425

Código del producto	Abertura del estoma	Color de referencia	Caja de
Opaca 411638	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		10
Transparente 411637	1/5"-1 1/4" (4.8 mm-31 mm)		10

10 cubiertas de filtro por caja.



Barrera protectora de piel Stomahesive® flexible estándar para cortar y adaptar de dos piezas Little Ones®

HCPCS A4414

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401925	1 1/4" (32 mm)		5
401926	1 3/4" (45 mm)		5



Bolsa cerrada estándar de dos piezas Little Ones®

Opaca, con panel de confort bilateral

Longitud de la bolsa: 5"

HCPCS A5054

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401930	1 1/4" (32 mm)		20
401931	1 3/4" (45 mm)		20



Bolsa drenable estándar de dos piezas Little Ones®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A5063

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401927	1 1/4" (32 mm)		10
401928	1 3/4" (45 mm)		10

10 cierres inferiores por caja.



Bolsa para urostomía estándar de dos piezas Little Ones®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A5073

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Color de referencia	Caja de
401929	1 1/4" (32 mm)		10

Cada caja contiene dos adaptadores para drenaje nocturno.



Bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® para cortar y adaptar Little Ones®

Transparente, con panel de confort unilateral

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Caja de
020922	5/16"-2" (8 mm-50 mm)	15

15 cierres inferiores por caja.



Bolsa para urostomía de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® para cortar y adaptar Little Ones®

Transparente

Longitud de la bolsa: 5"

HCPCS A5071

Código del producto	Tamaño de la pestaña	Caja de
020917	5/16"-1" (8 mm-25 mm)	15

Cada caja contiene dos adaptadores para drenaje nocturno.

Bolsas para heridas

Una variedad de productos que ofrecen un control completo y constante de la herida y del cuidado de la piel



Bolsas para heridas



Las bolsas para heridas Eakin® pueden ayudarle a contener una fístula, manipular una herida con secreción y ayudar a proteger la piel sensible. Vienen en una variedad de formas y tamaños para ofrecer un control completo y constante de la herida y del cuidado de la piel.

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.,
hora del Este de EE. UU.

www.convatec.com



Bolsa para heridas Eakin® con cierre plegable

Apta para un área de corte de 1.8" x 1.2"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839250	1.8" x 1.2" (4.5 cm x 3 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con cierre plegable

Apta para un área de corte de 4.3" x 3.0"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839251	4.3" x 3.0" (10.9 cm x 7.6 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con cierre plegable

Apta para un área de corte de 6.9" x 4.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839252	6.9" x 4.3" (17.5 cm x 10.9 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con cierre plegable

Apta para un área de corte horizontal de 9.7" x 6.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839253	9.7" x 6.3" (24.6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte de 1.8" x 1.2"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839260	1.8" x 1.2" (4.5 cm x 3 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte de 4.3" x 3.0"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839261	4.3" x 3.0" (10.9 cm x 7.9 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte de 6.9" x 4.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839262	6.9" x 4.3" (17.5 cm x 10.9 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte horizontal de 9.7" x 6.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839263	9.7" x 6.3" (24.6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para heridas Eakin® con válvula de cierre y ventana de acceso

Apta para fácil acceso a un área de corte horizontal de 9.7" x 6.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839264	9.7" x 6.3" (24.6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte vertical de 9.7" x 6.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839265	9.7" x 6.3" (24.6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte vertical de 11.4" x 5.1"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839266	11.4" x 5.1" (29 cm x 13 cm)	5



Bolsa para heridas Eakin® con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre

Apta para un área de corte de 2.4" x 3.14"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839267	2.4" x 3.14" (6.1 cm x 8 cm)	10



Bolsa para heridas Eakin® con válvula de cierre y ventana de acceso

Apta para un área de corte vertical de 9.7" x 6.3"

HCPCS A6154

Código del producto	Tamaño	Caja de
839268	9.7" x 6.3" (24.6 cm x 16 cm)	5



Ventana de acceso Eakin®

Agréguela en las bolsas para heridas y fístulas Eakin® y podrá acceder rápidamente a la herida (puede usarse con los productos 839252, 839253, 839262, 839263, 839265, 839266).

HCPCS N/C

Código del producto	Tamaño	Caja de
839280	N/C	5

**Diseñados para ayudarle
a tener menos fugas**

y una piel más sana.



eakin®  Cohesive®

Los sellos Eakin Cohesive® pueden ayudar a resolver los problemas más comunes que tienen los pacientes con estomas: las fugas y la irritación. El sello Cohesive® es suave y moldeable, y se adapta cómodamente alrededor de la base de su estoma para actuar como sello a prueba de fugas y ayudarle a prevenir que los desechos corporales entren en contacto con la piel.

*Uso
diario*



Cohesive
SLIMS®

*Más
protección*



Pequeño
Sello Cohesive®

*Mayor
cobertura*



Sello
Cohesive® grande

*Ahorro
de tiempo*



Cohesive
StomaWrap™

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Eakin Cohesive es una marca comercial registrada en los EE. UU. © 2016 ConvaTec Inc.

 **ConvaTec**

Recursos de ostomía y apoyo para su paciente

ConvaTec

Desarrollando productos y soluciones para ostomía por más de 30 años. Equipo de enfermería WOC disponible para ofrecer apoyo de ostomía.

Número gratuito: 1-800-422-8811

www.convatec.com/ostomy

me+™

Apoyo, perspectivas e información de productos para personas que viven con una ostomía. Inscribirse en me+ es rápido, fácil y gratis.

Número gratuito: 1-800-422-8811

Correo electrónico: CIC@convatec.com

Ostomysecrets®

Compañía de ConvaTec que ofrece una línea completa elegante y funcional de ropa interior, trajes de baño y accesorios diseñados para sostener su sistema de ostomía.

Número gratuito: 1-877-613-6246

www.ostomysecrets.com

The United Ostomy Associations of America (UOAA)

Organización nacional que proporciona apoyo, información y defensoría.

Número gratuito: 1-800-826-0826

www.ostomy.org

Wound Ostomy Continence Nurses Society™ (WOCN®)

Sociedad de enfermería profesional que se dedica a ofrecer atención clínica especializada a personas con inquietudes sobre heridas, ostomía y continencia.

Número gratuito: 1-888-224-9626

www.wocn.org

American Cancer Society

Organización comunitaria nacional y voluntaria de servicios de salud.

Número gratuito: 1-800-ACS-2345

www.cancer.org

Fundación Crohn's & Colitis Foundation of America

Organización sin fines de lucro, manejada por voluntarios, que se dedica a hallar una cura para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Número gratuito: 1-800-932-2423

www.ccfa.org

Glosario de términos sobre ostomía

Abdomen: área del cuerpo entre el pecho y las caderas en la parte delantera del cuerpo que contiene los órganos digestivos.

Adhesive Coupling Technology™: sistema de bolsas de ostomía de dos piezas que se adhieren con un adhesivo similar a una cinta en lugar de hacerlo mediante anillos de plástico que se encastran.

Bolsa cerrada: bolsa que no tiene abertura en el fondo y que se quita y se desecha después de cada uso.

Colostomía: abertura realizada mediante una cirugía entre el intestino grueso (colon) y la superficie abdominal.

Paneles de confort: las bolsas ConvaTec se encuentran disponibles con paneles de confort unilaterales o bilaterales para su comodidad.

Convexidad: los productos convexos pueden utilizarse cuando un estoma produce descargas al ras de la superficie de la piel o por debajo de esta; cuando existen pliegues, arrugas o cicatrices cerca del estoma; o cuando el abdomen es muy blando en la zona que rodea el estoma.

Bolsa drenable: este tipo de bolsa tiene una abertura en el fondo que permite el drenaje de heces u orina y se vuelve a cerrar con una pinza o con cinta de agarre tipo velcro.

Durahesive®: protector de larga duración que ofrece lo máximo en seguridad y adhesión para personas con descargas líquidas o semilíquidas.

Durahesive Plus®: protector de larga duración disponible en una bolsa para cortar y adaptar de una pieza.

Lámina: todas las bolsas ConvaTec tienen capas que ayudan a reducir el crujido debajo de la ropa, y una barrera contra los olores incorporada.

Filtro: algunas bolsas ConvaTec tienen un filtro integral que ayuda a reducir la acumulación de gases en su interior.

Fístula: conducto anormal entre una víscera hueca en el cuerpo y otra víscera hueca o la piel.

Ileostomía: abertura realizada mediante una cirugía entre el intestino delgado (íleon) y la superficie abdominal.

Glosario de términos sobre ostomía (continuación)

Sistema de bolsas de ostomía de una pieza: las barreras de piel o flange y la bolsa conforman una sola unidad.

Ostomía: abertura realizada mediante una cirugía (llamada estoma) en el sistema gastrointestinal para permitir el paso de heces o en el sistema urinario para permitir el paso de orina.

Piel periestomal: piel que rodea un estoma.

Bolsa con boquilla: boca u orificio de descarga en el fondo de la bolsa para el vaciado de orina o heces líquidas.

Precortado: algunos protectores ConvaTec se encuentran disponibles precortados para determinados tamaños de estomas.

Barrera o flange: de forma redonda o cuadrada, con un lado adhesivo que se aplica en la piel que rodea el estoma (piel periestomal). Ayuda a proteger la piel de las heces o la orina, que pueden producir mucha irritación.

Estoma: abertura realizada mediante una cirugía en la superficie del abdomen. Con frecuencia, también se denomina ostomía. Las heces o la orina salen del cuerpo a través de esta abertura en lugar de hacerlo por el ano o la uretra.

Stomahesive®: barrera protectora de piel que ofrece gran seguridad para las personas con eliminación de heces formadas o semiformadas debido a su formulación especial que permite adherirse a la piel tanto seca como húmeda.

Collar de cinta: las barreras protectoras de piel ConvaTec se encuentran disponibles con collar de cinta o sin él. La mayoría de las barreras protectoras de piel con collar de cinta vienen con cinta blanca, sin colorante, o cinta marrón.

Sistema de bolsas para ostomía de dos piezas: las barreras de piel o flange y la bolsa vienen por separado y se unen mediante un anillo de plástico redondo (llamado pestaña). La bolsa se puede retirar fácilmente sin tener que retirar también la barrera de piel o flange.

Urostomía: abertura realizada mediante una cirugía que permite el paso de orina.

Cuadros de uso de Medicare

HCPCS	Descripción de HCPCS	Cantidad máxima habitual de Medicare
A4331	Tubo de drenaje de extensión	1 cada 6 meses
A4330	Bolsa para la recolección de heces	Según sea necesario
A4333	Dispositivo de fijación del catéter urinario	Según sea necesario
A4335	Suministros urinarios, varios	Según sea necesario
A4361	Placa frontal para ostomía	3 cada 6 meses
A4362	Barrera protectora de piel, sólida, 4 x 4 o equivalente	20 por mes
A4363	Pinza para ostomía, de cualquier tipo, solo de reemplazo	Según sea necesario
A4365	Toallitas removedoras de adhesivo, por 50	Según sea necesario
A4367	Cinturón para ostomía	1 por mes
A4371	Polvo de barrera protectora de piel para ostomía	10 oz cada 6 meses
A4385	Barrera protectora de piel, sólida, 4 x 4 o equivalente, uso prolongado	Según sea necesario
A4388	Bolsa drenable con protector de uso prolongado incorporado	Según sea necesario
A4390	Bolsa drenable con protector de uso prolongado incorporado, con convexidad	Según sea necesario
A4397	Manga de irrigación	4 por mes
A4398	Bolsa de irrigación para ostomía	2 cada 6 meses
A4399	Cono/catéter de irrigación para ostomía, con cepillo	2 cada 6 meses
A4406	Barrera protectora de piel para ostomía, a base de pectina, pasta	4 oz por mes
A4407	Barrera protectora de piel, con pestaña, uso prolongado, con convexidad	Según sea necesario
A4409	Barrera protectora de piel, con pestaña, uso prolongado, con convexidad, <= 4x4	Según sea necesario
A4410	Barrera protectora de piel, con pestaña, uso prolongado, con convexidad, > 4x4	Según sea necesario
A4413	Bolsa drenable, gran capacidad, para protector con pestaña	Según sea necesario
A4414	Barrera protectora de piel, con pestaña, <= 4 x 4	20 por mes
A4415	Barrera protectora de piel, con pestaña, > 4 x 4	20 por mes
A4416	Bolsa cerrada, con protector incorporado, con filtro	60 por mes
A4419	Bolsa cerrada para usar con protector con pestaña, con filtro	60 por mes
A4421	Suministro para ostomía, varios	Según sea necesario
A4423	Bolsa cerrada, para usar en protector con pestaña de cierre, con filtro	60 por mes
A4425	Bolsa drenable con filtro para usar con pestaña	20 por mes
A4426	Bolsa drenable para usar con protector, con pestaña de cierre	20 por mes
A4428	Bolsa urinaria con protector de uso prolongado, con válvula de vaciado tipo grifo	Según sea necesario
A4432	Bolsa urinaria para usar en protector con pestaña, con válvula de vaciado tipo grifo	20 por mes
A4434	Bolsa urinaria para usar en protector con pestaña de cierre, con válvula de vaciado tipo grifo	20 por mes
A5054	Bolsa cerrada para protector con pestaña	60 por mes
A5055	Bolsa pequeña para ostomía, cada unidad	31 por mes
A5056	Bolsa drenable con protector de uso prolongado incorporado, con filtro	40 por mes
A5057	Bolsa drenable con protector de uso prolongado incorporado con convexidad, con filtro	40 por mes
A5061	Bolsa drenable con protector incorporado	20 por mes
A5063	Bolsa drenable para usar con pestaña	20 por mes
A5071	Bolsa urinaria con protector incorporado	20 por mes
A5073	Bolsa urinaria para protector con pestaña	20 por mes
A5093	Accesorio para ostomía, placa convexa	10 por mes
A5102	Frasco de drenaje nocturno, con o sin tubo, rígido o expandible	2 cada 6 meses
A5120	Barrera protectora de piel, toallitas, cada unidad	150 cada 6 meses
A5122	Barrera protectora de piel, sólida, 8 x 8 o equivalente	20 por mes

Índice de códigos de productos

020917.....	72	175652.....	7
020922.....	72	175761.....	65
021712.....	6	175762.....	65
021715.....	6	175763.....	65
021901.....	6	175764.....	65
022355.....	32	175765.....	65
022356.....	32	175766.....	65
022736.....	8	175768.....	64
022750.....	62	175769.....	65
022751.....	62	175770.....	65
022752.....	62	175771.....	65
022753.....	62	175772.....	65
022754.....	62	175773.....	65
022755.....	62	175777.....	61
022756.....	62	175778.....	61
022757.....	63	175779.....	61
022758.....	63	175780.....	61
022759.....	63	175781.....	61
022760.....	63	175782.....	61
022761.....	63	175783.....	61
022762.....	63	175784.....	61
022763.....	63	175785.....	61
022764.....	63	175790.....	66
022765.....	63	175791.....	66
022766.....	63	175792.....	66
022767.....	63	175793.....	66
022768.....	63	175794.....	66
022769.....	63	175795.....	66
022770.....	63	175796.....	66
022771.....	61	175797.....	66
025433.....	61	175798.....	66
025510.....	6	183910.....	6
025542.....	7	400598.....	62
027060.....	8	400599.....	62
027062.....	8	401500.....	35
037436.....	6	401501.....	35
037439.....	5	401502.....	35
037443.....	6	401503.....	35
037444.....	5	401504.....	35
064927.....	67	401505.....	36
125257.....	21	401506.....	36
125258.....	21	401507.....	36
125259.....	21	401508.....	36
125260.....	21	401509.....	36
125261.....	21	401510.....	35
125262.....	20	401511.....	35
125263.....	20	401512.....	35
125264.....	20	401513.....	35
125265.....	20	401514.....	35
125266.....	20	401515.....	36
125267.....	21	401521.....	37
125268.....	21	401522.....	37
125269.....	21	401523.....	37
125270.....	21	401524.....	37
125271.....	21	401525.....	38
125272.....	21	401526.....	38
125273.....	21	401527.....	38
125274.....	21	401528.....	38
125275.....	21	401529.....	38
125276.....	21	401530.....	38
125277.....	21	401531.....	38
125330.....	61	401532.....	38
125331.....	62	401533.....	40
125333.....	62	401534.....	40
125334.....	62	401535.....	40
125335.....	62	401536.....	40
125336.....	62	401537.....	40
125337.....	62	401538.....	39
125338.....	63	401539.....	39
125339.....	63	401540.....	39
125340.....	63	401541.....	39
125341.....	63	401542.....	39
125342.....	63	401543.....	39
125343.....	63	401544.....	39
125344.....	63	401545.....	39
125352.....	61	401546.....	39
125353.....	61	401547.....	40
125354.....	61	401548.....	40
125355.....	61	401549.....	40
125356.....	61	401550.....	40
125357.....	61	401551.....	40
125358.....	61	401552.....	40
125359.....	61	401553.....	40
125361.....	66	401554.....	40
125362.....	66	401555.....	40
125363.....	66	401557.....	36
125364.....	66	401558.....	36
125365.....	66	401559.....	36
125366.....	66	401573.....	20
125367.....	66	401574.....	20
125368.....	66	401575.....	20
125369.....	66	401576.....	20
175507.....	8	401577.....	20
175611.....	66	401905.....	18
175635.....	7	401906.....	20
175650.....	9	401909.....	38

401911.....	8	411311.....	33
401912.....	8	411312.....	33
401913.....	8	411360.....	33
401914.....	8	411361.....	33
401916.....	9	411362.....	33
401917.....	9	411489.....	34
401918.....	9	411490.....	34
401919.....	9	411491.....	34
401920.....	41	411492.....	34
401921.....	41	411493.....	34
401922.....	41	411631.....	70
401923.....	41	411632.....	70
401924.....	41	411633.....	70
401925.....	71	411637.....	71
401926.....	71	411638.....	71
401927.....	72	411639.....	71
401928.....	72	411640.....	71
401929.....	72	411641.....	70
401930.....	71	411642.....	70
401931.....	71	411657.....	45
401932.....	35	411658.....	45
401933.....	35	411659.....	45
401934.....	35	411800.....	13
401935.....	35	411801.....	19
401936.....	35	411802.....	13
401989.....	8	411803.....	19
401993.....	23	411804.....	13
401994.....	23	411805.....	19
401995.....	23	411806.....	13
401996.....	23	411807.....	19
402239.....	41	413141.....	64
403948.....	46	413142.....	65
404006.....	23	413143.....	65
404007.....	23	413144.....	65
404008.....	23	413145.....	65
404009.....	23	413146.....	65
404010.....	23	413147.....	65
404011.....	23	413148.....	65
404012.....	23	413149.....	65
404013.....	23	413150.....	65
404014.....	35	413151.....	65
404015.....	35	413152.....	65
404016.....	35	413153.....	18
404017.....	35	413154.....	18
404018.....	35	413155.....	18
404025.....	35	413156.....	18
404026.....	35	413157.....	18
404027.....	35	413159.....	17
404028.....	35	413160.....	17
404029.....	35	413161.....	17
404030.....	36	413162.....	17
404031.....	36	413163.....	17
404032.....	36	413164.....	17
404033.....	36	413165.....	17
404034.....	36	413166.....	17
404592.....	16	413167.....	17
404593.....	16	413168.....	17
404594.....	16	413169.....	37
405406.....	50	413170.....	37
405446.....	52	413171.....	37
405447.....	52	413172.....	37
405448.....	52	413173.....	38
405449.....	52	413174.....	38
405450.....	52	413175.....	38
405451.....	52	413176.....	38
405452.....	52	413177.....	16
405453.....	52	413178.....	16
405456.....	46	413179.....	16
405457.....	46	413180.....	16
405458.....	46	413181.....	16
405467.....	46	413182.....	16
405468.....	46	413183.....	16
405473.....	46	413184.....	16
405474.....	46	413185.....	16
405475.....	46	413186.....	16
405476.....	46	413187.....	16
405477.....	46	413188.....	16
405478.....	46	413312.....	33
405479.....	46	413313.....	33
405480.....	46	413314.....	33
405481.....	46	413334.....	34
405482.....	46	413335.....	34
405483.....	46	413336.....	34
409268.....	45	413417.....	13
409269.....	45	413418.....	13
409270.....	45	413419.....	13
409275.....	50	413420.....	13
409345.....	50	413421.....	19
411264.....	34	413422.....	19
411265.....	34	413423.....	19
411266.....	34	413424.....	19
411267.....	34	413435.....	27
411288.....	34	413436.....	27
411289.....	34	413437.....	27
411290.....	34	413438.....	27
411291.....	34	413439.....	27
411292.....	34	413499.....	6
411309.....	33	413500.....	6
411310.....	33	413501.....	5

413502.....	5	416922.....	29
413509.....	57	416923.....	29
413510.....	57	416924.....	30
413511.....	57	416925.....	28
413515.....	54	416926.....	29
413516.....	54	416927.....	29
413517.....	54	416928.....	30
413518.....	54	416929.....	29
413519.....	54	416930.....	30
413520.....	54	416932.....	30
413521.....	54	416934.....	31
413522.....	54	416937.....	31
413523.....	54	416938.....	31
416400.....	25	416940.....	30
416401.....	25	416942.....	31
416402.....	25	416945.....	31
416403.....	25	416946.....	31
416404.....	25	416948.....	30
416405.....	25	416950.....	31
416406.....	25	416953.....	31
416407.....	25	416954.....	31
416408.....	25	416975.....	55
416409.....	25	416976.....	55
416410.....	25	420695.....	36
416411.....	25	420696.....	36
416412.....	25	420697.....	36
416413.....	25	420793.....	5
416414.....	24	420794.....	5
416415.....	25	420795.....	5
416416.....	24	420796.....	5
416417.....	25	420797.....	5
416418.....	24	420798.....	6
416419.....	24	421033.....	19
416420.....	25	421034.....	19
416421.....	24	421035.....	19
416422.....	24	421039.....	13
416423.....	25	421040.....	13
416424.....	24	421041.....	13
416472.....	24	421042.....	32
416700.....	57	421043.....	32
416701.....	57	421044.....	32
416702.....	57	421045.....	32
416704.....	59	421046.....	32
416707.....	59	421047.....	32
416710.....	59	421074.....	27
416713.....	59	421075.....	27
416715.....	59	421076.....	27
416718.....	55	421454.....	17
416719.....	55	421456.....	20
416721.....	55	421458.....	17
416724.....	56	421460.....	20
416725.....	56	421462.....	17
416728.....	56	421464.....	20
416729.....	56	650408.....	64
416732.....	56	650422.....	64
416733.....	56	650828.....	66
416736.....	56	650829.....	66
416737.....	56	650830.....	66
416738.....	56	650831.....	66
416739.....	57	650832.....	66
416740.....	56	650833.....	66
416741.....	57	839001.....	7
416742.....	56	839002.....	7
416743.....	57	839003.....	7
416744.....	56	839004.....	7
416745.....	57	839005.....	7
416746.....	56	839006.....	7
416747.....	57	839250.....	75
416748.....	56	839251.....	75
416749.....	57	839252.....	75
416750.....	56	839253.....	75
416751.....	57	839260.....	75
416774.....	48	839261.....	75
416775.....	48	839262.....	76
416776.....	48	839263.....	76
416777.....	48	839264.....	76
416778.....	48	839265.....	76
416779.....	48	839266.....	76
416780.....	48	839267.....	77
416781.....	48	839268.....	77
416782.....	48	839280.....	77
416783.....	48	TR105.....	4
416795.....	47		
416796.....	47		
416797.....	47		
416798.....	47		
416799.....	47		
416900.....	47		
416901.....	47		
416902.....	47		
416903.....	47		
416908.....	56		
416915.....	59		
416916.....	59		
416917.....	28		
416918.....	29		
416919.....	29		
416920.....	30		
416921.....	28		

Índice alfabético

A

ActiveLife® bolsa drenable convexa precortada de una pieza con barrera protectora de piel Duraheasive®	61
ActiveLife® bolsa para urostomía convexa precortada de una pieza con barrera protectora de piel Duraheasive®	66
ActiveLife® bolsa cerrada para cortar y adaptar de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro	64-65
ActiveLife® bolsa para urostomía para cortar y adaptar de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive®	67
ActiveLife® bolsa drenable para cortar y adaptar de una pieza con barrera protectora de piel Duraheasive Plus®	62
ActiveLife® bolsa drenable para cortar y adaptar de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive®	61
ActiveLife® bolsa cerrada precortada de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro	65
ActiveLife® bolsa cerrada precortada de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® y sin collar de cinta	65
ActiveLife® bolsa drenable precortada de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive®	62-63
ActiveLife® bolsa para urostomía precortada de una pieza con barrera protectora de piel Duraheasive® y válvula Accuseal®	66
ActiveLife® bolsa pequeña para ostomía de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® y filtro	66
AllKare® toallitas removedoras de adhesivo	6
AllKare® toallitas para protector	5

C

ConvaTec® paquete de varillas para ostomía sobre asa (ESTÉRIL)	32
ConvaTec® set de drenaje nocturno	8
ConvaTec® tubo para recipiente de drenaje nocturno	8
ConvaTec® cierre inferior	7

D

Diamonds™ sobrecitos gelificantes para controlar olores	4
DuoLock™ cierres inferiores curvos	7

E

Eakin ventana de acceso	77
Eakin Cohesive® sellos	7
Eakin Cohesive® barrera protectora de piel	7
Eakin Cohesive® StomaWrap™	7
Eakin bolsa para heridas con cierre plegable	75
Eakin bolsa para heridas con accesorio de drenaje remoto y válvula de cierre	75-77
Eakin bolsa para heridas con válvula de cierre y ventana de acceso	76-77
Esteem® + bolsa cerrada de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificado y filtro	57
Esteem® + bolsa cerrada de una pieza con barrera protectora de piel precortado Stomahesive® modificado y filtro	59
Esteem® + bolsa cerrada de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® moldeable y filtro	57
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Duraheasive Plus®, cierre inferior InvisiClose® y filtro	55
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel convexo precortado Duraheasive®, cierre inferior InvisiClose® y filtro	56-57
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificado y cierre inferior InvisiClose®	55
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificado, cierre inferior InvisiClose® y filtro	55
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel precortado Stomahesive® modificado, cierre inferior InvisiClose® y filtro	56
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® moldeable	54
Esteem® + bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose®	56
Esteem® + kit quirúrgico postoperatorio: bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose® (ESTÉRIL)	59
Esteem® + kit quirúrgico postoperatorio: bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® y cierre inferior InvisiClose® (ESTÉRIL)	59
Esteem® + minibolsa cerrada de una pieza con barrera protectora de piel para cortar y adaptar Stomahesive® modificado y filtro	57
Esteem synergy® + minibolsa cerrada con filtro	48
Esteem synergy® + bolsa cerrada con filtro	48
Esteem synergy® bolsa drenable	50
Esteem synergy® + bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose®	47
Esteem synergy® + bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	47
Esteem synergy® Duraheasive® barrera protectora de piel convexo moldeable con abertura moldeable	45
Esteem synergy® Duraheasive® barrera protectora de piel moldeable con abertura moldeable	45
Esteem synergy® kit profesional (no estéril)	50
Esteem synergy® kit profesional: sistema de ostomía en asa (ESTÉRIL)	50
Esteem synergy® Stomahesive® barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar	46
Esteem synergy® Stomahesive® barrera protectora de piel con abertura precortada	46
Esteem synergy® bolsa para urostomía con válvula Accuseal® (pequeña)	52
Esteem synergy® bolsa para urostomía con válvula Accuseal®	52

L

Little Ones® bolsa drenable de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® para cortar y adaptar	72
Little Ones® bolsa drenable extra pequeña de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® y sistema de cierre inferior InvisiClose®	70
Little Ones® bolsa para urostomía de una pieza con barrera protectora de piel Stomahesive® para cortar y adaptar	72
Little Ones® barrera protectora de piel Stomahesive® flexible estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™	70
Little Ones® barrera protectora de piel Stomahesive® estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™	70
Little Ones® bolsa drenable extra pequeña de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ con sistema de cierre inferior InvisiClose®	70
Little Ones® barrera protectora de piel Stomahesive® extra pequeño de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™	70

Little Ones® bolsa cerrada estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ con filtro	71
Little Ones® bolsa drenable estándar de dos piezas con tecnología de acoplamiento adhesivo Adhesive Coupling Technology™ con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	71
Little Ones® bolsa cerrada estándar de dos piezas	71
Little Ones® bolsa drenable estándar de dos piezas	72
Little Ones® barrera protectora de piel Stomahesive® flexible estándar para cortar y adaptar de dos piezas	71
Little Ones® bolsa para urostomía estándar de dos piezas	72

N	
Natura® + bolsa cerrada	25
Natura® + bolsa cerrada con filtro	25
Natura® + bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose®	24
Natura® + bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	24-25
Natura® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel con tecnología ConvaTec Moldable Technology™ Duraheasive®	28-29
Natura® Duraheasive® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	30
Natura® Duraheasive® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel con pestaña Accordion con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	32
Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel de corte a medida con pestaña Accordion con collar de acrílico	17
Natura® + minibolsa cerrada	25
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	29
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	31
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico/postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel con pestaña Accordion y tecnología ConvaTec Moldable Technology™	32
Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel para cortar y adaptar con pestaña Accordion y collar de acrílico	20
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico postoperatorio de bolsa de drenaje y barrera protectora de piel para cortar y adaptar	29
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico postoperatorio de bolsa drenable y barrera protectora de piel para cortar y adaptar (ESTÉRIL)	30
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel para cortar y adaptar	31
Natura® Stomahesive® kit quirúrgico postoperatorio de bolsa para urostomía y barrera protectora de piel para cortar y adaptar (ESTÉRIL)	31
Natura® + bolsa para urostomía con válvula de vaciado blanda	27

O	
Cinturón para Ostomía	8

S	
Sensi-Care™ toallitas removedoras de adhesivo que no producen escozor	6
Sensi-Care™ spray protector que no produce escozor	5
Sensi-Care™ aplicador de protección en espuma que no produce escozor (ESTÉRIL)	5
Sensi-Care™ ablandador de adhesivo para la piel que no produce escozor	6
Sensi-Care™ toallita protectora de piel que no produce escozor	5
Stomahesive® barrera protectora de piel	6
Stomahesive® pasta	6
Stomahesive® polvo protector	6
Stomahesive® tiras	7
SUR-FIT® Natura® bolsa cerrada	37
SUR-FIT® Natura® bolsa cerrada con filtro	38
SUR-FIT® Natura® accesorios convexos desechables*	23
SUR-FIT® Natura® bolsa drenable	35-36
SUR-FIT® Natura® bolsa drenable de gran capacidad	36
SUR-FIT® Natura® bolsa drenable con filtro	34
SUR-FIT® Natura® bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose®	33-34
SUR-FIT® Natura® bolsa drenable con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	33
SUR-FIT® Natura® kit de dosis individuales de bolsas para urostomía con barrera protectora de piel flexible Duraheasive®	41
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar	17
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel convexo moldeable con abertura moldeable	16
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel con abertura de corte a medida	18
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel con abertura precortada, CONVEX-IT®	16
SUR-FIT® Natura® tapa de pestaña con filtro	38
SUR-FIT® Natura® adaptador de baja presión	23
SUR-FIT® Natura® minibolsa	38
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel moldeable con pestaña Accordion	13
SUR-FIT® Natura® Duraheasive® barrera protectora de piel moldeable con abertura moldeable	13
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel con pestaña Accordion moldeable	19
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel moldeable con abertura moldeable	19
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera protectora de piel flexible	41
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel flexible con abertura para cortar y adaptar	20-21
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel flexible con abertura precortada	21
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera protectora de piel	41
SUR-FIT® Natura® Stomahesive® barrera protectora de piel con abertura para cortar y adaptar	20
SUR-FIT® Natura® bolsa para urostomía con válvula Accuseal®	39-40
SUR-FIT® Natura® bolsa para urostomía con orificio de descarga plegable	39-40
SUR-FIT® Natura® bolsa pequeña para urostomía con válvula Accuseal®	40

V	
Visi-Flow® placa frontal de adaptación para sistema de irrigación	9
Visi-Flow® manga de irrigación	8
Visi-Flow® cierre inferior para manga de irrigación	9
Visi-Flow® set básico de irrigación	9
Visi-Flow® sistema de irrigación con cono para estoma	8
Visi-Flow® cono para estoma	8



APOYO Y ASESORAMIENTO CON SOLO UNA LLAMADA O UN CLIC

Durante todo el tiempo que esté con la ostomía, me+™ está aquí para darles a quienes viven con una ostomía, apoyo, ideas y los productos que necesitan.



producto

Expertos en vivo se encuentran disponibles por teléfono o correo electrónico para responder todas las preguntas que pueda tener en cualquier idioma que necesite.



apoyo

Llámenos al 1-800-422-8811
(de lunes a viernes, de 8:30 a. m.
a 7:00 p. m., hora del Este de
EE. UU.) o envíenos un correo
electrónico a CIC@convatec.com.
Visite www.convatec.com/ostomy.



educación

Exención de responsabilidad

La información sobre reembolsos proporcionada por ConvaTec está destinada a suministrar información general relacionada con la codificación y el reembolso de los productos de ConvaTec únicamente. Las pólizas de cobertura y pago de una misma aseguradora pueden variar de una región a otra y pueden cambiar cada tanto debido a cambios constantes en las reglas y reglamentaciones gubernamentales y del sector asegurador. Por lo tanto, confirme los códigos HCPCS con su DME-MAC local, su aseguradora privada o su agencia de Medicaid antes de procesar reclamaciones. ConvaTec no garantiza la cobertura ni el pago de sus productos enumerados en el presente cuadernillo.

Aviso sobre marcas comerciales

Eakin, Eakin Cohesive y Eakin Cohesive Slims son marcas comerciales registradas de T.G. Eakin Limited. Salvo que se indique lo contrario, todas las demás marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ConvaTec Inc.

©2016 ConvaTec Inc. | AP-014522-US | Fecha de emisión: abril de 2016