

ConvaTec Stoma Bakım Ürünleri

Yeniliği esas alır, güvene dayanır.



Stomahesive® Bariyer Pasta

Stoma çevresindeki cilt yüzeyine uygulamak için güvenilir bariyer pasta.

- Stoma, adaptör ve deri arasında güvenilir bir bariyer oluşturur
- Stomahesive içeriği sayesinde sızıntılara ve tahrişlere karşı cildi korumaya yardım eder
- Adaptör kullanım süresinin uzatılmasına yardımcı olur
- Islak ya da kuru cilde yapışır



Stomahesive® İyileştirici Pasta

Tahriş olmuş cildin iyileşmesine yardımcı olmak ve cilt hasarlarına karşı koruma sağlamak için etkili pasta.

- Mineral yağ bazlı içeriği sayesinde yara oluşmuş sızıntılı veya kurumuş ciltte kullanmak için idealdir
- Kızarmış ve tahriş olmuş ciltte boşluk doldurucu olarak kullanılabilir

**İyileştirici pasta yapışmaz.
Adaptörün altına uygulamayınız*



Stomahesive® İyileştirici Pudra

Hasar görmüş peristomal cildin korunması için etkili pudra.

- Yara açılmış, sızıntılı ve kurumuş cildin korunması için özellikle tasarlanmıştır
- Nemin emilmesine yardımcı olur
- Adaptör ya da torba uygulaması için bir yüzey oluşturur
- Cilt iyileşene kadar kullanılabilir



Peristomal Bölge Koruyucu Stomahesive® Plaka

Yara açılmış ciltler için yüksek orandaki hidrokoloid içeriğiyle iyileştirici plaka.

- İçerdiği yüksek oranda hidrokoloid sayesinde ConvaTec® Plaka tahriş olmuş veya yara oluşmuş ciltte iyileştirici olarak kullanılabilir tabakalardır
- İkili sistemde adaptörün ve tekli sistemde torbanın altında kullanılabilir.
- İki ayrı ebatla bulunmaktadır



ConvaCare® Film Tabaka Mendil

Yapışkanlar, ostomi cilt bariyerleri ve bantlar nedeniyle cilt bozuklukları oluşmasını önlemeye yardımcı koruyucu film bariyer.

- Cilt üzerinde koruyucu bir film tabaka oluşturarak cildi olası sızıntılardan korur
- Aynı zamanda hava geçirgenlik özelliği sayesinde ciltte nem koruyucu olarak da görev yapar
- Özel suda çözünmez formülü sayesinde cilt bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur
- Pratik ambalajı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar



ConvaCare® Temizleme Mendili

Cilt bariyerleri, bantlar ve hidrokoloid yara örtüleri de dahil olmak üzere cilt üzerinde kalan yapışkanları çıkarmak için yumuşak bir yöntem.

- Yeni adaptör / torba uygulaması öncesinde alkolsüz yapışkan çıkarıcı özelliği sayesinde stoma çevresindeki cildi etkili biçimde temizler
- Zengin emollient içerikli formülüyle hassas ciltler için idealdir
- Hoş bir portakal kokusuna sahiptir
- Pratik ambalajı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar

ConvaTec Stoma Bakım Ürünleri

Yeniliği esas alır, güvene dayanır.



ConvaTec® Stomacap

Düşük miktarda stoma çıktısı için dizayn edilmiş Stomadress Stomacap, ince profiliyle elbise üzerinden farkedilmez.

- Kısa dönem kullanım için uygundur (spor, banyo, deniz, sosyal faaliyetler gibi).
- İrrigasyon sonrası da kullanılabilir.



ConvaTec® Kemer

Adaptör ve torba arasında ekstra basınç yaparak daha güvenli bir sistem sunar.

- Yumuşak ve hassas karına sahip veya kilolu hastalar için ek emniyet sağlar
- Yaklaşık 100 cm'lik bel ölçüsüne kadar uyum sağlar
- Kolaylıkla istenen boyutta ayarlanabilir
- Çamaşır makinesinde yıkanabilir



ConvaTec® Klips

Esnek reçine kaplı ConvaTec® Klips açma/kapama kolay, ince profili ile daha güvenli, temizlemesi kolay ve hijyenik bir üründür

- Lateks içermez
- Kertikli makası klipsin güvenli bir şekilde kapandığından emin olmanız için bastırırken çift tıklama sesi çıkarır.
- Boşaltmalı torbalarda ince profilli ve güvenli bir kullanım için dizayn edilmiştir



ConvaTec® Makas

ConvaTec® Makas adaptörlerin rahat bir şekilde kesilmesi için dizayn edilmiştir. Bükey ucu sayesinde adaptör kesimini kolaylaştırır

Ürün ismi	Ürün boyutları	Ürün kodu
 Stomahesive® Bariyer Pasta	60 Gr / kutu	H3910
 Stomahesive® İyileştirici Pasta	30 Gr / kutu	D9730
 Stomahesive® Pudra	25 Gr / kutu	25535
 Peristomal Bölge Koruyucu Stomahesive® Plaka	5 adet 10x10 cm / kutu	21713
 Peristomal Bölge Koruyucu Stomahesive® Plaka	3 adet 20x20 cm / kutu	21737
 Klips	10 adet / kutu	G5632
 ConvaCare® Film Tabaka Mendil	100 adet / kutu	37444
 ConvaCare® Temizleme Mendili	100 adet / kutu	37443
 Stomadress Stomacap	30 adet / kutu	G5611
 Kemer	1 adet / kutu	G5510
 Makas	1 adet / kutu	Sarf 06