

2017
2018

Ostomía
Guía de
productos

 **ConvaTec**



Apuntamos a la excelencia en todo lo que hacemos — anticipando y abordando las necesidades de nuestros clientes con tecnología de punta y productos y servicios que son los mejores en su clase



Con productos que realmente se adaptan, mis pacientes pueden vivir la vida que desean.



Descripción del modelo, solo a efectos ilustrativos



"Mis amigos son como mi familia. Contar con su apoyo durante esta transición ha sido una bendición".

Paul

Descripción del modelo, solo a efectos ilustrativos



me+™ respalda a la persona 'completa' de por vida

Los profesionales de la salud pasan sus días ayudando a los pacientes a vivir vidas mejores. me+™ complementa esta atención rodeando a los pacientes con el apoyo, conocimientos y productos que necesitan para vivir la vida con una ostomía en sus propios términos.



me+ atención

Productos, suministros y asesoramiento para las primeras semanas en casa.



me+ apoyo

Expertos reales al teléfono o correo electrónico para cualquier pregunta que pueda tener.



me+ respuestas

Un recurso a fondo que cubre todo sobre la ostomía.



me+ estilo

Prendas que cubren su bolsa de ostomía y lucen geniales también.



me+ comunidad

Historias e ideas inspiradoras de otros que viven con ostomía.

Tiene disponibles a expertos reales por teléfono o correo electrónico para cualquier pregunta que pueda tener en cualquier idioma que necesite.

Llámenos al 1-800-422-8811 (L-V, 8:30 AM-7:00 PM EST) o escríbanos a CIC@convatec.com
Visite www.convatec.com/ostomy.

Índice

Productos accesorios y de cuidado de la piel con ostomía .3

Sistemas de ostomía de dos piezas

Productos Natura® + y SUR-FIT® Natura®10

Barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® y Natura®13

Insertos convexos y adaptador de baja

presión SUR-FIT® Natura®23

Bolsas Natura® +24

Kits quirúrgicos posoperatorios28

Bolsas SUR-FIT® Natura®33

Productos Esteem synergy® + y Esteem synergy®42

Barreras cutáneas Esteem synergy®45

Bolsas Esteem synergy® +47

Kits profesionales Esteem synergy®50

Bolsas de urostomía Esteem synergy®51

Sistemas de ostomía de una pieza

Esteem® +52

Kits quirúrgicos posoperatorios Esteem® +59

Esteem® + Flex Convex60

ActiveLife®62

Sistemas pediátricos de ostomía Little Ones®70

Bolsas para heridas75

Recursos de ostomía81

GLOSARIO DE TÉRMINOS82-83

CUADROS DE UTILIZACIÓN DE MEDICARE84

ÍNDICE DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS85-88

ÍNDICE ALFABÉTICO89-91

AVISO LEGAL CONTRAPORTADA

PASTA eakin® Cohesive®

La pasta adhesiva sin alcohol, sin ardor¹ para uso en atención de ostomía, heridas y fistula.



La PASTA eakin® Cohesive® es una pasta para estoma con una diferencia. Es parte de la familia de productos eakin Cohesive que han protegido la piel periestomal por décadas y se pueden usar en conjunto con todos los productos eakin.



1. McGroggan, G. (2016) Cohesive Paste: Formulation Safety.

Productos accesorios y de cuidado de la piel con ostomía

Cuidar de su piel periestomal es parte esencial del control del estoma a largo plazo. Pero a veces un simple dispositivo no es suficiente. Por ello, los productos accesorios y de cuidado de la piel de ConvaTec pueden servir como un complemento importante para su rutina diaria.



Productos accesorios y de cuidado de la piel



Sachets de control del olor y gelificación DIAMONDS™

Gelifica el contenido líquido y reduce o elimina el exceso de gas, permitiendo al usuario lograr una bolsa más plana y discreta.

HCPCS A4422

Código del producto	Caja de
TR105	100 sachets



Toallita para limpiar adhesivos AllKare®

Para eliminar cuidadosamente todos los adhesivos, incluidas las barreras cutáneas, cintas y apósitos hidocoloides. La fórmula de la Toallita para limpiar adhesivos AllKare® elimina eficazmente los residuos de cintas, barreras cutáneas/oblesas y adhesivos de la piel.

HCPCS A4456

Código del producto	Caja de
037436	50
037443	100



Toallita para limpiar adhesivos, sin ardor, Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona sin alcohol que ofrece una limpieza rápida de residuos de adhesivos, diseñada a la vez para minimizar la dolorosa remoción de piel en la limpieza¹.

HCPCS A4456

Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
413500	30	20

* Vendido por paquete.

Liberador de adhesivos cutáneos sin ardor Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona sin alcohol que ofrece una liberación rápida de adhesivos de la piel, diseñada a la vez para minimizar la dolorosa remoción de piel en la limpieza¹.

HCPCS A4455

Código del producto	Tamaño de la lata de aerosol	Caja de	Cajas por paquete*
No esterilizado 413499	50 ml	1	12
Esterilizado 420798	150 ml	1	12

* Vendido por paquete.

1. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science; Consensus Statements for the Assessment, Prevention, and Treatment of Adhesive-Related Skin Injuries. *JWOCN*. 2013;40(4): 365-380.



Toallita de barrera protectora AllKare®

Proporciona una capa de película de barrera sobre la piel debajo de las cintas, barreras cutáneas/oblesas, adhesivos y apósitos hidocoloides que ayudan a proteger contra la irritación y excoriación.

HCPCS A5120

Código del producto	Caja de
037439	50
037444	100



Toallita de barrera sin ardor Sensi-Care™

Fórmula a base de silicona sin alcohol para la protección de la piel. Proporciona una capa de película de barrera sobre la piel que la protege de los efectos dañinos de los adhesivos, desechos del organismo e irritación cutánea provocada por producción estomal enzimática.

HCPCS A5120

Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
No esterilizado 413501	30	20

* Vendido por paquete.

Atomizador de barrera sin ardor Sensi-Care™ (no aerosol)

Fórmula a base de silicona sin alcohol para la protección de la piel. Proporciona una capa de película de barrera sobre la piel que la protege de los efectos dañinos de los adhesivos, desechos del organismo e irritación cutánea provocada por producción estomal enzimática.

HCPCS A4369



Código del producto	Tamaño del frasco atomizador	Caja de	Cajas por paquete*
420797	28 ml	1	12
413502	50 ml	1	12

* Vendido por paquete.

Aplicador de espuma de barrera sin ardor Sensi-Care™ – ESTERILIZADO

Fórmula a base de silicona sin alcohol para la protección de la piel. Proporciona una capa de película de barrera sobre la piel que la protege de los efectos dañinos de los adhesivos, desechos del organismo e irritación cutánea provocada por producción estomal enzimática.

HCPCS A5120

Código del producto	Tamaño del aplicador	Aplicadores empaquetados individualmente por caja	Cajas por paquete*
420793	1 ml	5	20
420794	1 ml	25	4
420795	3 ml	5	20
420796	3 ml	25	4

* Vendido por paquete.



Pasta Stomahesive®

(Barrera cutánea protectora a base de pectina)
Usar como relleno en superficies cutáneas desiguales para ayudar a aumentar el tiempo de desgaste del sistema de ostomía y proteger la piel.

HCPCS A4406

Código del producto	Tamaño	Caja de
183910	Tubo de 2 oz	1 tubo



Pasta Eakin® Cohesive®

(Sin alcohol)

Usar para llenar grietas, pliegues cutáneos y cicatrices para ayudar a crear una superficie de bolsa pareja. Esto mejora la probabilidad de una buena adhesión y ayuda a reducir el riesgo de fuga.

HCPCS A4405

Código del producto	Tamaño	Caja de
839010	Tubo de 2,1 oz	1 tubo



Polvo protector Stomahesive®

Este preparado ayuda a formar una barrera protectora contra descargas excoriantes sobre la piel afectada.

HCPCS A4371

Código del producto	Tamaño	Caja de
025510	Frasco de 1 oz	1 frasco



Barrera cutánea Stomahesive®

Una barrera cutánea multiuso diseñada para ayudar a proteger la piel periestomal. Disponible en presentación esterilizada y no esterilizada.

Código del producto	Tamaño	Caja de	HCPCS
No esterilizado			
021712	4" x 4"	5	A4362
021715	8" x 8"	3	A5122
Esterilizado			
021901	4" x 4"	5	A4362

Tiras Stomahesive®

(Adhesivo moldeable)

Tiras Stomahesive® doble cara para uso como relleno para proteger o llenar superficies cutáneas desiguales junto a una ostomía, fistula o herida.

HCPCS A4362

Código del producto	Tamaño	Caja de
025542	3 tarjetas de 5 tiras cada una	15



Sellos Cohesive®

Un accesorio en forma dona para ostomía que puede moldearse a una variedad de formas. Actúa como una junta o barrera, y brinda una mejor protección para estomas difíciles de acomodar. La barrera hidrocoloide moldeable y única forma un gel que ayuda a prevenir el daño de la piel al sellar el área entre la piel y el dispositivo de ostomía.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839002	Pequeño 2"	20
839001	Grande 4"	10
839005	DELGADOS 2"	10



Eakin Cohesive® StomaWrap™

Diseñado para estomas grandes u ovalados y para personas con destreza limitada, permite una rápida rutina con la bolsa.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839006	3 1/3"	10



Barrera cutánea Eakin Cohesive®

Una barrera cutánea moldeable que absorbe la humedad. Está diseñada para ayudar a proteger la piel del contacto con fluidos corporales. Se usa cuando la piel está dañada, excoriada o vulnerable y necesita protección de desechos y fluidos del organismo.

HCPCS A4385

Código del producto	Tamaño	Caja de
839004	Pequeño 4" x 4"	5
839003	Grande 4" x 8"	5



Cierres de cola curvada DuoLock™

Para uso con las Bolsas drenables de ConvaTec

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175652	10



Cierres de cola ConvaTec®

Para uso con las Bolsas drenables de ConvaTec

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175635	10



Correa de aplicación para ostomía

(Ajustable hasta 42")
Puede ayudar a brindar una sensación adicional de seguridad.

HCPCS A4367

Código del producto	Caja de
175507	1



Conjunto de recipientes de drenaje nocturno ConvaTec®

El conjunto contiene:
1 recipiente de drenaje nocturno ConvaTec® con tubos
1 tapa de recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®
1 adaptador universal

HCPCS A5102

Código del producto	Caja de
027060	1 conjunto



Tubos de recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®

HCPCS A4331

Código del producto	Caja de
027062	1



Paquete de barras de ostomía con bucle ConvaTec® – ESTERILIZADO

Para uso con Kits quirúrgicos posoperatorios ConvaTec, brida de 2 3/4" (70 mm)

HCPCS A4421

Código del producto	Tamaño	Caja de
022355	65 mm	10

Para uso con Kits quirúrgicos posoperatorios ConvaTec, brida de 4" (100 mm)

HCPCS A4421

Código del producto	Tamaño	Caja de
022356	90 mm	10

Productos de irrigación Visi-Flow®



Irrigador Visi-Flow® con cono para estoma

HCPCS A4398, A4399

Código del producto	Caja de
401989	1



Manga de irrigación Visi-Flow®

Transparente
(compatible con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura®)

HCPCS A4397

Código del producto	Coincidencia de color	Tamaño del anillo	Caja de
401911	●	1 1/2" (38 mm)	5
401912	●	1 3/4" (45 mm)	5
401913	●	2 1/4" (57 mm)	5
401914	●	2 3/4" (70 mm)	5

Un cierre de cola por caja.

Cono para estoma Visi-Flow®

HCPCS A4399

Código del producto	Caja de
022736	1



Cierre de cola para manga de irrigación Visi-Flow®

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175650	10



Placa frontal de adaptador de irrigación Visi-Flow®

(compatible con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura®)

HCPCS A4361

Código del producto	Tamaño del anillo	Caja de
401918	1 3/4" (45 mm)	1
401919	2 3/4" (70 mm)	1



Conjunto de inicio de irrigación Visi-Flow®

El conjunto contiene:
1 irrigador Visi-Flow® con cono para estoma
2 barreras cutáneas con brida SUR-FIT® Natura® Stomahesive®
2 mangas de irrigación Visi-Flow®
2 bolsas de extremo cerrado SUR-FIT® Natura®
1 lubricante para estoma
1 correo para ostomía
1 cierre de cola
1 cepillo
1 funda de transporte



Código del producto	Tamaño del anillo	Caja de	HCPCS
401916	1 3/4" (45 mm)	1	A4398, A4399 A4397, A5054, A4367 A4414, A4402
401917	2 3/4" (70 mm)	1	A4398, A4399 A4397, A5054, A4367 A4415, A4402

Guías de claves de color y tamaños

Hacer coincidir el color del punto sobre el paquete de la barrera cutánea con el color del punto sobre el paquete de la bolsa.

Tamaño de brida Natura® + y SUR-FIT® Natura®

● 1 1/4" (32 mm)	● 2 1/4" (57 mm)
● 1 1/2" (38 mm)	● 2 3/4" (70 mm)
● 1 3/4" (45 mm)	● 4" (100 mm)

Tamaño de barrera cutánea moldeable

ESTOMA TAMAÑO	TAMAÑO DE BARRERA CUTÁNEA	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA
1/2" - 7/8"	Pequeño	●	1 3/4" (45 mm)
7/8" - 1 1/4"	Mediano	●	1 3/4" (45 mm)
1 1/4" - 1 3/4"	Grande	●	2 1/4" (57 mm)
Disponible solo en plano: 1 1/4" - 1 3/4" (ancho) a 1 3/4" - 2 1/8" (largo)	Extralargo (con agujero de arranque OVALADO)	●	2 3/4" (70 mm)

Tamaño de barrera cutánea adaptable

RANGO DE CORTE	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA
1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)
7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)
1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)
1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)
1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)
2 3/8" - 3 1/2"	●	4" (100 mm)

Tamaño de barrera cutánea moldeable con brida en acordeón

TAMAÑO DE ESTOMA	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA
1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	2 1/4" (57 mm)
7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)
1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)

Tamaño de barrera cutánea adaptable con brida en acordeón

TAMAÑO DE ESTOMA	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA
1/2" - 13/16" (13-21 mm)	●	1 3/4" (45 mm)
1/2" - 1 5/16" (13-33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)
1/2" - 1 3/4" (13-45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)
13/16" - 2 3/4" (21-70 mm)	●	4" (100 mm)

Tamaño de barrera cutánea convexa adaptable con brida en acordeón

TAMAÑO DE ESTOMA	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA
1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)
1/2" - 1 3/8" (13-35 mm)	●	2 1/4" (57 mm)
1/2" - 1 7/8" (13-48 mm)	●	2 3/4" (70 mm)

No se encuentran disponibles Insertos convexos desechables SUR-FIT® Natura® para tamaños de estomas más anchos que 1 3/8".

Sistemas de ostomía de dos piezas

Natura® + y SUR-FIT® Natura®—
Una línea innovadora de bolsas y barreras cutáneas para cada estilo de vida.



Productos de dos piezas Natura® + y SUR-FIT® Natura®



El Sistema de ostomía de dos piezas **Natura® + y SUR-FIT® Natura®** es la línea de productos de dos piezas más amplia de ConvaTec. El Sistema de brida SUR-FIT® Natura® indica un cierre seguro, y preciso con una serie de “clics” audibles. Un simple diseño de puesta y retiro permite a los usuarios cambiar la bolsa rápidamente para coincidir con las actividades sin retirar la barrera cutánea de la piel.

Cuando se trata de los productos para ostomía **Natura® + y SUR-FIT® Natura®**, le recomendamos echar un vistazo a las innovadoras propiedades de la bolsa y barrera cutánea que se han combinado con nuestros adhesivos **Stomahesive®** y **Durahesive®**. El sistema de ostomía **SUR-FIT® Natura®** ofrece barreras cutáneas especiales moldeables para un ajuste personalizado y a medida alrededor del estoma para ayudar a proteger la piel. Las bolsas **Natura® + y SUR-FIT® Natura®** están disponibles en presentación drenable, de extremo cerrado, de urostomía, transparente y opaca. Además, están disponibles con un filtro y el cierre de cola sin clips **InvisiClose®**.

SUR-FIT® Natura® Durahesive® Barreras cutáneas

(compatible con bolsas Natura® + y SUR-FIT® Natura®)



Las barreras cutáneas **Durahesive®** están diseñadas para personas cuya producción de estoma es principalmente líquida. A diferencia de otras barreras cutáneas/oblas que se pueden descomponer al exponerse a la producción de líquidos, las barreras cutáneas/oblas **Durahesive®** se hinchan para proteger al estoma. Este efecto especial, denominado “cuello de tortuga”, ayuda a crear un sello más seguro sin dañar la piel. Las barreras cutáneas **Durahesive®** también son fáciles de ajustar, aplicar y retirar.

Barrera cutánea Natura® Durahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y brida en acordeón collar de cinta



hidrocoloide, color tostado

HCPCS A4409



Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421039	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421040	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421041	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera cutánea Natura® Durahesive® con ConvaTec Moldable Technology™



collar de cinta hidrocoloide, color blanco

HCPCS A4409



Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
411800	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
411802	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
411804	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
411806	extragrande 1 1/4" - 1 3/4" por 1 3/4" - 2 1/8" (33 x 45 mm por 45 x 56 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

collar de cinta acrílico, color blanco

HCPCS A4409

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413417	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413418	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413419	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413420	extragrande 1 1/4" - 1 3/4" por 1 3/4" - 2 1/8" (33 x 45 mm por 45 x 56 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

Vuélvase moldeable

ConvaTec Moldable Technology™

Ahora disponible en más opciones, para ayudar a darle a sus pacientes la libertad y confianza de vivir la vida plenamente.

ConvaTec Moldable Technology™ crea un sello elástico que “rebota” para ajustarse a cualquier tamaño y forma de estoma, y luego se produce el efecto “cuello de tortuga” hacia arriba, para ayudar a mejorar el sello y proteger la piel.

Solo una barrera cutánea brinda la poderosa protección garantizada de ConvaTec Moldable Technology™.

El 50 % de los ostomizados tiene problemas cutáneos^{2,3}

34 %

tiene complicaciones cutáneas periestomales en las primeras 3 semanas posoperatorias⁴

47 %

en los primeros 2 meses⁵

52 %

en el primer año³

95 %

de las personas que comenzó a usar ConvaTec Moldable Technology mantiene una piel sana¹.

86 %

de las personas que cambió a ConvaTec Moldable Technology mejoró la condición de la piel¹.



Fácil
Sin cortes ni adivinanzas



Ajustado
Rebounding Memory Technology™ permite un ajuste personalizado



Sin cortes.
Sello elástico.
Efecto “cuello de tortuga”.

Seguro
con efecto “cuello de tortuga” alrededor del estoma para protegerlo de fugas



Referencias: 1. Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hölzel-Plontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Cartel presentado en ECET, Paris, Francia, en junio de 2013. 2. Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. *Br J Nurs*. 2006;15(16):854-862. 3. Bosio G, Pisani F, Lucibello L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. *OWM*. 2007; 53(9): 38-43. 4. Cottam J, Richards K, Hasted A, Blackman A. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 weeks of surgery. *Colorectal Dis*. 2007; 9: 834-8. 5. Ratliff CR. Early Peristomal Skin Complications Reported by WOC Nurses. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2010; 37(5): 505-510.

Barrera cutánea convexa Natura® Durahesive®
con ConvaTec Moldable Technology™
 collar de cinta acrílico, color blanco (dimensión general 4.5" x 4.5")



CONVEXO

HCPCS A4407*

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
404592	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
404593	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
404594	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10

Barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Durahesive®
con abertura precorte, CONVEX-IT®
 collar de cinta acrílico, color blanco (dimensión general 4.5" x 4.5")



CONVEXO

HCPCS A4407*

Código de producto	Estoma Tamaño de abertura	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413177	1/2" (13 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413178	5/8" (16 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413179	3/4" (19 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413180	7/8" (22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413181	1" (25 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413182	1 1/8" (28 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413183	1 1/4" (32 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413184	1 3/8" (35 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílico, color blanco (dimensión general 5" x 5")
 HCPCS A4407*

Código de producto	Estoma Tamaño de abertura	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413185	1 1/2" (38 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413186	1 5/8" (41 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413187	1 3/4" (45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413188	2" (50 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10

Barrera cutánea convexa Natura® Durahesive®
con abertura adaptable y brida en acordeón
 collar de cinta acrílico, color tostado



CONVEXO

HCPCS A4407

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421638	1/2" - 7/8" (13 mm - 22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
421640	1/2" - 1 3/8" (13 mm - 35 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421642	1/2" - 1 7/8" (13 mm - 48 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

collar de cinta hidrocoloide, color tostado

HCPCS A4407

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421639	pequeño 1/2" - 7/8" (13 mm - 22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
421641	mediano 1/2" - 1 3/8" (13 mm - 35 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421643	grande 1/2" - 1 7/8" (13 mm - 48 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera cutánea Natura® Durahesive®
con abertura adaptable y brida en acordeón
 collar de cinta acrílico, color blanco



HCPCS A4409

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421454	pequeño 1/2" - 13/16" (13 mm - 21 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
421458	mediano 1/2" - 1 5/16" (13 mm - 33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421462	grande 1/2" - 1 3/4" (13 mm - 45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10
421466*	13/16" - 2 3/4" (21 mm - 70 mm)	●	4" (100 mm)	10

*421466 llega próximamente

Barra cutánea flexible con abertura adaptable SUR-FIT® Natura® Durahesive®

collar de cinta acrílico, color tostado
 (dimensión general 4" x 4")



HCPCS A4409

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413164	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
413165	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
413166	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílico, color tostado
 (dimensión general 5" x 5")

HCPCS A4409*

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413167	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10
413168	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.



Barra cutánea flexible con abertura adaptable SUR-FIT® Natura® Durahesive®

collar de cinta acrílico, color blanco (dimensión general 4" x 4")
HCPCS A4409

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413159	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
413160	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
413161	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílico, color blanco (dimensión general 5" x 5")
HCPCS A4409*

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413162	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10
413163	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barra cutánea con abertura adaptable SUR-FIT® Natura® Durahesive®

collar sin cinta (dimensión general 4" x 4")
HCPCS A4409



Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413153	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
413154	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
413155	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10
413156	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10

collar sin cinta (dimensión general 5" x 5")
HCPCS A4410

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413157	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

collar sin cinta (dimensión general 6" x 6")
HCPCS A4410

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
401905	2 3/8" - 3 1/2"	●	4" (100 mm)	5

Barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® Stomahesive®

(compatible con bolsas Natura® + y SUR-FIT® Natura®)



Las barreras cutáneas Stomahesive® son ideales para personas cuya producción de estoma son heces semiformadas a formadas. Esta barrera cutánea fiable proporciona una fórmula especial que permite que la barrera cutánea se adhiera a la piel seca y húmeda. Se sostiene firmemente a la piel a la vez que ayuda a protegerla contra producción irritante. Otra característica de la barrera cutánea Stomahesive® es el revestimiento protector externo que ayuda a mantenerla en posición. Además, las barreras cutáneas Stomahesive® son fáciles de ajustar, aplicar y retirar.

Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y brida en acordeón collar de cinta



hidrocoloide, color tostado
HCPCS A4414

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421033	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421034	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421035	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™



collar de cinta hidrocoloide, color blanco
HCPCS A4414

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
411801	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
411803	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
411805	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
411807	extragrande 1 1/4" - 1 3/4" por 1 3/4" - 2 1/8" (33 x 45 mm por 45 x 56 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

collar de cinta acrílico, color blanco
HCPCS A4414

Código de producto	Estoma Tamaño	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
413421	pequeño 1/2" - 7/8" (13-22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413422	mediano 7/8" - 1 1/4" (22-33 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
413423	grande 1 1/4" - 1 3/4" (33-45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
413424	extragrande 1 1/4" - 1 3/4" por 1 3/4" - 2 1/8" (33 x 45 mm por 45 x 56 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

**Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con
con abertura adaptable y brida en acordeón**
collar de cinta acrílico, color blanco



HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
421456	pequeño 1/2" - 13/16" (13 mm - 21 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
421460	mediano 1/2" - 1 5/16" (13 mm - 33 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
421464	grande 1/2" - 1 3/4" (13 mm - 45 mm)	●	2 3/4" (70 mm)	10
421468*	13/16" - 2 3/4" (21 mm - 70 mm)	●	4" (100 mm)	10

*421468 llega próximamente

**Barrera cutánea SUR-FIT® Natura®
Stomahesive® con abertura adaptable**
collar sin cinta (dimensión general 4" x 4")



HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
401573	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
401574	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
401575	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10
401576	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10

collar sin cinta (dimensión general 5" x 5")

HCPCS A4415

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
401577	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

collar sin cinta (dimensión general 6" x 6")

HCPCS A4415

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
401906	2 3/8" - 3 1/2"	●	4" (100 mm)	5

**Barrera cutánea SUR-FIT® Natura®
Stomahesive® con abertura adaptable**
collar de cinta acrílica, tostado (dimensión global 4" x 4")



HCPCS A4414*

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125262	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
125263	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
125264	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílica, tostado (dimensión global 5" x 5")

HCPCS A4414*

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125265	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10
125266	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

**Barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura®
Stomahesive® con abertura adaptable**
collar de cinta acrílica, blanco (dimensión global 4" x 4")



HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125257	1/2" - 3/4"	●	1 1/4" (32 mm)	10
125258	7/8" - 1"	●	1 1/2" (38 mm)	10
125259	1 1/8" - 1 1/4"	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílica, color blanco
(dimensión general 5" x 5")

HCPCS A4414*

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125260	1 3/8" - 1 3/4"	●	2 1/4" (57 mm)	10
125261	1 7/8" - 2 1/4"	●	2 3/4" (70 mm)	10

**Barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura®
Stomahesive® con abertura precortada**
collar de cinta acrílica, tostado (dimensión global 4" x 4")



HCPCS A4414

Código de producto	Estoma Tamaño de abertura	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125267	1/2" (13 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125268	5/8" (16 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125269	3/4" (19 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125270	7/8" (22 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125271	1" (25 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125272	1 1/8" (28 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125273	1 1/4" (32 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10
125274	1 3/8" (35 mm)	●	1 3/4" (45 mm)	10

collar de cinta acrílica, tostado (dimensión global 5" x 5")

HCPCS A4414*

Código de producto	Estoma Tamaño de abertura	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
125275	1 1/2" (38 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
125276	1 5/8" (41 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10
125277	1 3/4" (45 mm)	●	2 1/4" (57 mm)	10

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

Comodidad. Confianza. Discreción.



* Solo para bolsas drenables

+ las opciones de bolsa se pueden encontrar en estas líneas de producto:

NATURA™ ESTEEM SYNERGY™ **ESTEEM™**



Tamaño de inserto convexo			
TAMAÑO DE ESTOMA ANCHO MÁXIMO	COINCIDENCIA DE COLOR	TAMAÑO DE BRIDA (Diámetro externo)	INSERTO CONVEXO (Diámetro interno)
1/2"	●	1 1/2" (38 mm)	3/4"
5/8"	●	1 1/2" (38 mm)	7/8"
3/4"	●	1 1/2" (38 mm)	1"
7/8"	●	1 3/4" (45 mm)	1 1/8"
1"	●	1 3/4" (45 mm)	1 1/4"
1 1/8"	●	1 3/4" (45 mm)	1 3/8"
1 1/4"	●	2 1/4" (57 mm)	1 1/2"
1 3/8"	●	2 1/4" (57 mm)	1 5/8"



CONVEXO

Insertos convexos desechables SUR-FIT® Natura®*
Seleccione un inserto que sea al menos 1/4" más grande que el diámetro máximo del estoma

HCPCS A5093

Código de producto	Tamaño	Coincidencia de color	Caja de
404006	Abertura con diámetro interno de 19 mm (3/4") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404007	Abertura con diámetro interno de 22 mm (7/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404008	Abertura con diámetro interno de 25 mm (1") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 1/2" SUR-FIT® Natura®	●	5
404009	Abertura con diámetro interno de 29 mm (1 1/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404010	Abertura con diámetro interno de 32 mm (1 1/4") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404011	Abertura con diámetro interno de 35 mm (1 3/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 1 3/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404012	Abertura con diámetro interno de 38 mm (1 1/2") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 2 1/4" SUR-FIT® Natura®	●	5
404013	Abertura con diámetro interno de 41 mm (1 5/8") para usar con barreras Durahesive® y Stomahesive® de 2 1/4" SUR-FIT® Natura®	●	5

*Solo para barreras cutáneas SUR-FIT® Natura®. No usar con barreras cutáneas de tecnología ConvaTec Moldable Technology™

Adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura®

HCPCS A4421

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401993	1 3/4" (45 mm)	●	10
401994	2 1/4" (57 mm)	●	10
401995	2 3/4" (70 mm)	●	10
401996	4" (100 mm)	●	10

* No usar con barreras cutáneas con brida en acordeón.

Bolsas Natura® +

(compatible con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® y Natura®)



ConvaTec desarrolló estas innovadoras bolsas para más comodidad y mejor discreción. El sistema de bolsas Natura® + ofrece las últimas tecnologías de ConvaTec, incluido lo siguiente:

- Filtro con una lámina antiobstructiva
- Materiales blandos y silenciosos.
- Cierre inferior InvisiClose®.
- El sistema Lock-it Pocket™ que oculta con seguridad el cierre y ofrece la comodidad de una bolsa cerrada.

Las bolsas combinadas con los adhesivos de barrera cutánea de avanzada ConvaTec ofrecen seguridad, comodidad y discreción.

Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416418	1 3/4" (45 mm)	●	10
416421	2 1/4" (57 mm)	●	10
416424	2 3/4" (70 mm)	●	10
416472*	4" (100 mm)	●	10

* La longitud de la bolsa 416472 es 14".

Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, y filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416414	1 1/2" (38 mm)	●	10
416416	1 3/4" (45 mm)	●	10
416419	2 1/4" (57 mm)	●	10
416422	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.

Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, y filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4425



Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416415	1 1/2" (38 mm)	●	10
416417	1 3/4" (45 mm)	●	10
416420	2 1/4" (57 mm)	●	10
416423	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.

Bolsa cerrada Natura® +, sin filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A5054



Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416401	1 1/4" (32 mm)	●	30
416404	1 1/2" (38 mm)	●	30
416407	1 3/4" (45 mm)	●	30
416410	2 1/4" (57 mm)	●	30
416413	2 3/4" (70 mm)	●	30

Minibolsa cerrada Natura® +, sin filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5054



Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416402	1 1/4" (32 mm)	●	30
416405	1 1/2" (38 mm)	●	30
416408	1 3/4" (45 mm)	●	30
416411	2 1/4" (57 mm)	●	30

Bolsa cerrada Natura® + con filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4419



Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416400	1 1/4" (32 mm)	●	30
416403	1 1/2" (38 mm)	●	30
416406	1 3/4" (45 mm)	●	30
416409	2 1/4" (57 mm)	●	30
416412	2 3/4" (70 mm)	●	30

30 cubiertas de filtro por caja.

NATURA™

ACORDEÓN CONVEXO ADAPTABLE



Se levanta fácilmente para que entren bien los dedos así la unión con la bolsa se pueda realizar de forma fácil y cómoda.

- Dos veces más espacio para los dedos que cualquier otra brida de levantamiento¹
- Cómodo y discreto
- Simple de medir u cortar
- Compatible con una variedad de opciones de bolsas Natura®
- Disponible en Durahesive® con collares de cinta acrílicos o hidrocoloides

1. Evaluación clínica de obleas cutáneas adaptables Sur Fit Natura. Gillian Seaton. Datos de archivo.

Bolsa para urostomía con válvula de vaciado blanda Natura™ +

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5073



Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
413435	1 1/4" (32 mm)		10
413436	1 1/2" (38 mm)		10
413437	1 3/4" (45 mm)		10
413438	2 1/4" (57 mm)		10
413439	2 3/4" (70 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores de válvula de vaciado blanda.

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A5073

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
421074	1 1/4" (32 mm)		10
421075	1 1/2" (38 mm)		10
421076	1 3/4" (45 mm)		10

Cada caja contiene 2 adaptadores de válvula de vaciado blanda.

Kits quirúrgicos posoperatorios ConvaTec



Incluye nuestras últimas tecnologías de ConvaTec:

- Nuestra tecnología tricapa única ConvaTec Moldable Technology™ con Rebounding Memory Technology™ y efecto “cuello de tortuga”
- Adhesivo doble capa adaptable, apto para todo tipo de ostomía.
- Bolsas ConvaTec+ diseñadas con mayor comodidad, mejor control de olores y mayor seguridad.
- Tamaño para barrera cutánea de 4”
- Adaptador de baja presión que ayuda a aliviar los olores posoperatorios y contribuye a la satisfacción del paciente
- Opciones en estéril, no estéril, con o sin varillas.
- Cinco kits quirúrgicos/posoperatorios en paquetes y con etiquetas individuales en una caja.



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Durahesive® con bolsa drenable y abertura de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril

- El kit incluye:**
- 1 barrera cutánea moldeable Durahesive® de Natura®
 - 1 bolsa drenable (de 12”, transparente, con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
 - 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
416917	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416921	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416925	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit	Adaptador de baja presión
416917	416418	411802	401993
416921	416421	411804	401994
416925	416424	411806	401995



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea moldeable Stomahesive® de Natura®
- 1 bolsa drenable (de 12”, transparente, con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
416918	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416922	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416926	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit	Adaptador de baja presión
416918	416418	411803	401993
416922	416421	411805	401994
416926	416424	411807	401995



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura adaptable, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Durahesive® en la parte superior) con abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (de 12”, transparente, con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Varilla estéril	Caja de
416919	1 3/4" (45 mm)	●	No	5 kits
416923	2 1/4" (57 mm)	●	No	5 kits
416927*	2 3/4" (70 mm)	●	65 mm	5 kits

* el kit 416927 contiene una varilla estéril.



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura adaptable, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Durahesive® en la parte superior) con abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (de 14”, transparente, con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión
- 1 varilla estéril

HCPCS N/A

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Varilla estéril	Caja de
416929	4" (100 mm)	●	90 mm	5 kits



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea adaptable Natura® Stomahesive® y bolsa drenable, ESTÉRIL

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheasive® en la parte superior) estéril, con abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (de 12", transparente, con panel de comodidad unilateral) estéril, con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión

Nota: solo el kit de 2 3/4" (70 mm) contiene una varilla estéril

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Varilla estéril	Caja de
416920	1 3/4" (45 mm)	●	No	5 kits
416924	2 1/4" (57 mm)	●	No	5 kits
416928	2 3/4" (70 mm)	●	65 mm	5 kits



Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea adaptable Natura® Stomahesive® y bolsa drenable, ESTÉRIL

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheasive® en la parte superior) estéril, con abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (de 14", transparente, con panel de comodidad unilateral) estéril, con sistema de cierre inferior InvisiClose®
- 1 adaptador de baja presión
- 1 varilla estéril

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Varilla estéril	Caja de
416930	4" (100 mm)	●	90 mm	5 kits

Componentes de los kits quirúrgicos/posoperatorios de barrera cutánea adaptable y bolsa drenable Natura®:

La barrera cutánea de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En el siguiente cuadro, se muestran barreras cutáneas protectoras

Kit	Bolsa del kit	Barrera cutánea comparable del kit: Stomahesive®	Barrera cutánea comparable del kit: Duraheasive®	Adaptador de baja presión	Esterilizado Varilla estéril
416919 416920	416418	401575	413155	401993	No
416923 416924	416421	401576	413156	401994	No
416927 416928	416424	401577	413157	401995	022355
416929 416930	416472	401906	401905	401996	022356



Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea Natura® Duraheasive® de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea moldeable Duraheasive® de Natura®
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de comodidad unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
416932	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416940	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416948	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit	Adaptador de baja presión
416932	401544	411802	401993
416940	401545	411804	401994
416948	401546	411806	401995



Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea Natura® Stomahesive® de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea moldeable Stomahesive® de Natura®
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente, con panel de comodidad unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
416934	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416942	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416950	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit	Adaptador de baja presión
416934	401544	411803	401993
416942	401545	411805	401994
416950	401546	411807	401995

Todos los kits para urostomía contienen un adaptador Accuseal®



Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea adaptable Natura® Stomahesive - ESTÉRIL

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea de doble capa (Stomahesive® para contacto con el cuerpo, Duraheasive® en la parte superior) estéril, con abertura adaptable
- 1 bolsa para urostomía estéril (de 10", transparente, con panel de comodidad unilateral) con válvula plegable Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal® estéril
- 1 adaptador de baja presión

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
416938	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
416946	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
416954	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes de los kits quirúrgicos y posoperatorios de bolsa para urostomía y barrera cutánea adaptable Natura®:

La barrera cutánea de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En el siguiente cuadro, se muestran barreras cutáneas protectoras

Kit	Bolsa del kit	Barrera cutánea comparable del kit: Stomahesive®	Barrera cutánea comparable del kit: Duraheasive®	Adaptador de baja presión
416938	401544	401575	413155	401993
416946	401545	401576	413156	401994
416954	401546	401577	413157	401995



Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa drenable y barrera cutánea con brida en acordeón Natura® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea moldeable Durahesive® de Natura® con brida en acordeón
- 1 bolsa de drenaje (de 12", transparente con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño	Coincidencia de color	Caja de
421045	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421046	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421047	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit
421045	416421	421039
421046	416421	421040
421047	416424	421041



Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa drenable y barrera cutánea con brida en acordeón Natura® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea moldeable Stomahesive® de Natura® con brida en acordeón
- 1 bolsa de drenaje (de 12", transparente con panel de comodidad unilateral) con sistema de cierre inferior InvisiClose®

HCPCS N/A

Código del producto	Tamaño	Coincidencia de color	Caja de
421042	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421043	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
421044	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits

Componentes del kit

Kit	Bolsa del kit	Barrera del kit
421042	416421	421033
421043	416421	421034
421044	416424	421035

Barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® Bolsas drenables

(compatible con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® y Natura®)



Las bolsas drenables SUR-FIT® Natura® son de secado rápido. Con paneles aerodinámicos que se adaptan al cuerpo, un diseño de bajo perfil y menor espacio, distribuyen el contenido de manera más uniforme y alejado del estoma. Todas las bolsas drenables tienen una abertura inferior amplia que permite un vaciado más fácil.

Las bolsas drenables SUR-FIT® Natura® también vienen con el sistema de cierre inferior InvisiClose® y un filtro. El cierre inferior sin pinza InvisiClose® ofrece doble seguridad, fácil drenaje, comodidad y limpieza.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
411360	1 3/4" (45 mm)	●	10
411361	2 1/4" (57 mm)	●	10
411362	2 3/4" (70 mm)	●	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro Opaco, con panel de comodidad bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
411309	1 1/2" (38 mm)	●	20
411310	1 3/4" (45 mm)	●	20
411311	2 1/4" (57 mm)	●	20
411312	2 3/4" (70 mm)	●	20

20 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
413312	1 3/4" (45 mm)	●	10
413313	2 1/4" (57 mm)	●	10
413314	2 3/4" (70 mm)	●	10



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro
Opaca, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
413334	1 3/4" (45 mm)	●	20
413335	2 1/4" (57 mm)	●	20
413336	2 3/4" (70 mm)	●	20



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401510	1 1/4" (32 mm)	●	10
401511	1 1/2" (38 mm)	●	10
401512	1 3/4" (45 mm)	●	10
401513	2 1/4" (57 mm)	●	10
401514	2 3/4" (70 mm)	●	10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
411264	1 1/2" (38 mm)	●	10
411265	1 3/4" (45 mm)	●	10
411266	2 1/4" (57 mm)	●	10
411267	2 3/4" (70 mm)	●	10

2 cierres inferiores y 10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro
Opaca, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
404025	1 1/4" (32 mm)	●	20
404026	1 1/2" (38 mm)	●	20
404027	1 3/4" (45 mm)	●	20
404028	2 1/4" (57 mm)	●	20
404029	2 3/4" (70 mm)	●	20
401500	1 1/4" (32 mm)	●	10
401501	1 1/2" (38 mm)	●	10
401502	1 3/4" (45 mm)	●	10
401503	2 1/4" (57 mm)	●	10
401504	2 3/4" (70 mm)	●	10



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro
Opaca, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
411489	1 1/4" (32 mm)	●	20
411490	1 1/2" (38 mm)	●	20
411491	1 3/4" (45 mm)	●	20
411492	2 1/4" (57 mm)	●	20
411493	2 3/4" (70 mm)	●	20



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro
Opaca, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
404014	1 1/4" (32 mm)	●	20
404015	1 1/2" (38 mm)	●	20
404016	1 3/4" (45 mm)	●	20
404017	2 1/4" (57 mm)	●	20
404018	2 3/4" (70 mm)	●	20
401932	1 1/4" (32 mm)	●	10
401933	1 1/2" (38 mm)	●	10
401934	1 3/4" (45 mm)	●	10
401935	2 1/4" (57 mm)	●	10
401936	2 3/4" (70 mm)	●	10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro
Opaca, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 10" HCPCS A4425

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
411288	1 1/4" (32 mm)	●	20
411289	1 1/2" (38 mm)	●	20
411290	1 3/4" (45 mm)	●	20
411291	2 1/4" (57 mm)	●	20
411292	2 3/4" (70 mm)	●	20

2 cierres inferiores y 20 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401515	4" (100 mm)	●	10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro
Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 10" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
404030	1 1/4" (32 mm)	●	20
404031	1 1/2" (38 mm)	●	20
404032	1 3/4" (45 mm)	●	20
404033	2 1/4" (57 mm)	●	20
404034	2 3/4" (70 mm)	●	20
401505	1 1/4" (32 mm)	●	10
401506	1 1/2" (38 mm)	●	10
401507	1 3/4" (45 mm)	●	10
401508	2 1/4" (57 mm)	●	10
401509	2 3/4" (70 mm)	●	10

2 cierres inferiores por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® de gran capacidad con filtro
Opaca, con panel de comodidad unilateral, válvula antirreflejo, filtro reemplazable, y salida con boquilla y tapa para un gran volumen de líquido
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS A4413

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401557	1 3/4" (45 mm)	●	5
401558	2 1/4" (57 mm)	●	5
401559	2 3/4" (70 mm)	●	5

1 cierre inferior, 1 adaptador de drenaje nocturno y 5 filtros de repuesto por caja.



Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® de gran capacidad con filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral, válvula antirreflejo, filtro reemplazable, y salida con boquilla y tapa para un gran volumen de líquido
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS A4413

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
420695	1 3/4" (45 mm)	●	5
420696	2 1/4" (57 mm)	●	5
420697	2 3/4" (70 mm)	●	5

1 cierre inferior, 1 adaptador de drenaje nocturno y 5 filtros de repuesto por caja.

Barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® Bolsas cerradas

(compatible con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura®)



La bolsa cerrada SUR-FIT® Natura® están diseñadas para un solo uso, y se pueden usar a diario, en ocasiones especiales o en momentos de intimidad. Se encuentran disponibles con un filtro que se diseña para reducir la acumulación de gases y olores. No hay drenajes ni clips incómodos por los que preocuparse. Cuando esté listo, simplemente retire la bolsa, colóquela en una bolsa desechable, después tirela a la basura.



Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura®, sin filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A5054

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
413169	1 1/2" (38 mm)	●	60
413170	1 3/4" (45 mm)	●	60
413171	2 1/4" (57 mm)	●	60
413172	2 3/4" (70 mm)	●	60
401521	1 1/2" (38 mm)	●	30
401522	1 3/4" (45 mm)	●	30
401523	2 1/4" (57 mm)	●	30
401524	2 3/4" (70 mm)	●	30

ConvaTec
Centro de Interacción con Clientes
1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. Horario del Este,

www.convatec.com



Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura® con filtro

Opaco, con panel de comodidad bilateral

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4419

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
413173	1 1/2" (38 mm)	●	60
413174	1 3/4" (45 mm)	●	60
413175	2 1/4" (57 mm)	●	60
413176	2 3/4" (70 mm)	●	60

60 cubiertas de filtro por caja.

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401525	1 1/2" (38 mm)	●	30
401526	1 3/4" (45 mm)	●	30
401527	2 1/4" (57 mm)	●	30
401528	2 3/4" (70 mm)	●	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa SUR-FIT® Natura®, sin filtro

Opaca, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 5"

HCPCS A5054

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401529	1 1/4" (32 mm)	●	20
401530	1 1/2" (38 mm)	●	20
401531	1 3/4" (45 mm)	●	20
401532	2 1/4" (57 mm)	●	20



Tapa de brida SUR-FIT® Natura® con filtro

Opaca, con panel de comodidad unilateral

HCPCS A5055

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401909	1 3/4" (45 mm)	●	25

30 cubiertas de filtro por caja.

Barreras cutáneas SUR-FIT®

Natura® Bolsas para urostomía

(compatibles con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura® y Natura®)



Las bolsas para urostomía SUR-FIT® Natura® tienen una válvula antirreflujo extendida, paneles de comodidad y la opción de elegir dos tipos de válvula. La válvula Accuseal® está diseñada para una fácil manipulación y vaciado.

Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4432

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401542	1 1/4" (32 mm)	●	10
401543	1 1/2" (38 mm)	●	10
401544	1 3/4" (45 mm)	●	10
401545	2 1/4" (57 mm)	●	10
401546	2 3/4" (70 mm)	●	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula plegable

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A5073

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401538	1 1/4" (32 mm)	●	10
401539	1 1/2" (38 mm)	●	10
401540	1 3/4" (45 mm)	●	10
401541	2 1/4" (57 mm)	●	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno universales.





Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula plegable

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5073

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401533	1 1/4" (32 mm)	●	10
401534	1 1/2" (38 mm)	●	10
401535	1 3/4" (45 mm)	●	10
401536	2 1/4" (57 mm)	●	10
401537	2 3/4" (70 mm)	●	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno universales.



Bolsa pequeña para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Opaca, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A4432

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401547	1 1/4" (32 mm)	●	10
401548	1 1/2" (38 mm)	●	10
401549	1 3/4" (45 mm)	●	10
401550	2 1/4" (57 mm)	●	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®



Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®

Opaca, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4432

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401551	1 1/4" (32 mm)	●	10
401552	1 1/2" (38 mm)	●	10
401553	1 3/4" (45 mm)	●	10
401554	2 1/4" (57 mm)	●	10
401555	2 3/4" (70 mm)	●	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®

Kits de dosis individuales SUR-FIT® Natura®



Kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Stomahesive®, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea flexible Stomahesive® con collar de cinta blanco y abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (12", transparente, con panel de comodidad unilateral)
- 1 cierre inferior

HCPCS A4414, A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401920	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
402239	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits
401921	2 3/4" (70 mm)	●	5 kits



Dosis individual de bolsa drenable y barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Stomahesive®, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea Stomahesive® con abertura adaptable
- 1 bolsa drenable (de 14", transparente, con con panel de comodidad unilateral)
- 1 cierre inferior

HCPCS A4415, A5063

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401922	4" (100 mm)	●	5 kits



Dosis individual de bolsa para urostomía y barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Duraheasive® Kit, no estéril

El kit incluye:

- 1 barrera cutánea flexible Duraheasive® con collar de cinta blanco y abertura adaptable
- 1 bolsa para urostomía (de 10", transparente con panel de comodidad unilateral) con válvula de vaciado Accuseal®
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal®

HCPCS A4409, A4432

Código de producto	Tamaño de la brida	Coincidencia de color	Caja de
401923	1 3/4" (45 mm)	●	5 kits
401924	2 1/4" (57 mm)	●	5 kits

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. Horario del Este,

www.convatec.com

Guías de claves de color y tamaños

Hacer coincidir el color del punto sobre el paquete de la barrera cutánea con el color del punto sobre el paquete de la bolsa.

Tamaño de barrera cutánea Esteem synergy®

- Pequeño
- Mediano
- Grande
- Extragrande

Tamaño de barrera cutánea moldeable

TAMAÑO DE ESTOMA	COINCIDENCIA DE COLOR	BARRERA DE PIEL
1/2" a 7/8"	●	Pequeño
7/8" a 1 1/4"	●	Mediano
1 1/4" a 1 3/4"	●	Grande

Tamaño de barrera cutánea adaptable

TAMAÑO DE ESTOMA	COINCIDENCIA DE COLOR	BARRERA DE PIEL
Hasta 1 3/8"	●	Pequeño
Hasta 1 7/8"	●	Mediano
Hasta 2 3/8"	●	Grande
Hasta 3 1/2"	●	Extragrande

Sistemas de ostomía de dos piezas

Esteem synergy®+, la solución de dos piezas de más bajo perfil de ConvaTec, con la tecnología Adhesive Coupling Technology™.



Sistema de ostomía de dos piezas Esteem synergy® + y Esteem synergy® +



El sistema de ostomía Esteem synergy® + y Esteem synergy® utiliza una innovadora tecnología Adhesive Coupling Technology™ que une la bolsa a la barrera cutánea, y elimina la necesidad de utilizar anillos de plástico que se encastran o fijan entre sí. El sistema de ostomía Esteem synergy® es un producto innovador de ConvaTec agradable a la piel con la versatilidad de los sistemas de dos piezas, además de ofrecer un perfil bajo, comodidad y flexibilidad de un sistema convencional de una pieza.

El sistema de ostomía Esteem synergy® consiste en un anillo de espuma adhesivo, plano y flexible en la bolsa que se une de manera segura a una brida de la “zona de adhesión” de plástico transparente, plana y flexible en la barrera cutánea.

Barreras cutáneas Esteem synergy®

(compatibles con las bolsas Esteem synergy® + y Esteem synergy®)



La brida de la zona de adhesión que se encuentra en la barrera cutánea es cuadrada y un poco más grande en comparación con el anillo redondo adhesivo de la bolsa.

Barrera cutánea convexa Esteem synergy® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™ collar de cinta acrílico, blanco

HCPCS A4407*



Código de producto	Estoma Tamaño de la abertura	Coincidencia de color	Dimensiones generales del protector	Caja de
409268	pequeño: 1/2" - 7/8" (13 - 22 mm)	●	4" x 4"	10
409269	mediano: 7/8" - 1 1/4" (22 - 33 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
409270	grande: 1 1/4" - 1 3/4" (33 - 45 mm)	●	5" x 5"	10

Barrera cutánea Esteem synergy® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™

collar hidrocoloide flexible, blanco

HCPCS A4414



Código de producto	Estoma Tamaño de la abertura	Coincidencia de color	Dimensiones generales del protector	Caja de
411657	pequeño: 1/2" - 7/8" (13 - 22 mm)	●	4" x 4"	10
411658	mediano: 7/8" - 1 1/4" (22 - 33 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
411659	grande: 1 1/4" - 1 3/4" (33 - 45 mm)	●	5" x 5"	10

Barrera cutánea Esteem synergy® Stomahesive® con abertura adaptable

collar de cinta acrílico, blanco

HCPCS A4414*



Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Dimensiones generales del protector	Caja de
405456	pequeño: hasta 1 3/8" (35 mm)	●	4" x 4"	10
405457	mediano: hasta 1 7/8" (48 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
405458	grande: hasta 2 3/8" (61 mm)	●	5" x 5"	10

* El código HCPCS se determina mediante el tamaño de la masa de la barrera sin incluir el collar de cinta.

Barrera cutánea Esteem synergy® Stomahesive® con abertura adaptable

sin collar de cinta

HCPCS A4415



Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Dimensiones generales del protector	Caja de
405467*	pequeño: hasta 1 3/8" (35 mm)	●	4" x 4"	10
405468	mediano: hasta 1 7/8" (48 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
403948	grande: hasta 2 3/8" (61 mm)	●	5" x 5"	10
405483	extragrande: hasta 3 1/2" (89 mm)	●	6" x 6"	10

*405467 HCPCS es A4414

Barrera cutánea Esteem synergy® Stomahesive® con abertura precortada

collar de cinta acrílica, blanca

HCPCS A4414*



Código de producto	Estoma Tamaño de abertura	Coincidencia de color	Dimensiones generales del protector	Caja de
405473	pequeño: 5/8" (16 mm)	●	4" x 4"	10
405474	pequeño: 3/4" (19 mm)	●	4" x 4"	10
405475	pequeño: 7/8" (22 mm)	●	4" x 4"	10
405476	pequeño: 1" (25 mm)	●	4" x 4"	10
405477	pequeño: 1 1/8" (28 mm)	●	4" x 4"	10
405478	pequeño: 1 1/4" (32 mm)	●	4" x 4"	10
405479	pequeño: 1 3/8" (35 mm)	●	4" x 4"	10
405480	mediano: 1 1/2" (38 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
405481	mediano: 1 5/8" (41 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10
405482	mediano: 1 3/4" (45 mm)	●	4 1/2" x 4 1/2"	10

Bolsas Esteem synergy® +

(compatible con las barreras cutáneas Esteem synergy®)



ConvaTec desarrolló estas innovadoras bolsas para más comodidad y mejor discreción. El sistema de bolsas Esteem synergy® +, incluye:

- Filtro con lámina antiobstruiva
- Materiales blandos y silenciosos.
- Barreras cutáneas redondas aerodinámicas
- Cierre inferior InvisiClose®.
- El sistema Lock-it Pocket™ que oculta con seguridad el cierre ofreciendo la comodidad de una bolsa cerrada

Las bolsas de ConvaTec combinadas con los adhesivos de barreras cutáneas de avanzada Esteem synergy® + ofrecen seguridad, comodidad y discreción.

Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5063



Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416797	● Abertura de estoma pequeña	10
416900	● Abertura de estoma mediana	10
416903	● Abertura de estoma grande	10

Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425



Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416795	● Abertura de estoma pequeña	10
416798	● Abertura de estoma mediana	10
416901	● Abertura de estoma grande	10

10 cubiertas de filtro por caja.

Opaca, con panel de comodidad bilateral

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4425

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416796	● Abertura de estoma pequeña	10
416799	● Abertura de estoma mediana	10
416902	● Abertura de estoma grande	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416774	Abertura de estoma pequeña	30
416778	Abertura de estoma mediana	30
416782	Abertura de estoma grande	30

30 cubiertas de filtro por caja.

Opaca, con panel de comodidad bilateral

Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416775	Abertura de estoma pequeña	30
416779	Abertura de estoma mediana	30
416783	Abertura de estoma grande	30

30 cubiertas de filtro por caja.

Minibolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416776	Abertura de estoma pequeña	30
416780	Abertura de estoma mediana	30

30 cubiertas de filtro por caja.

Opaca, con panel de comodidad bilateral

Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A4419

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
416777	Abertura de estoma pequeña	30
416781	Abertura de estoma mediana	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Para personas muy activas



ESTEEM SYNERGY® +

Esteem synergy® +, la solución de dos piezas de más bajo perfil de ConvaTec, con la tecnología Adhesive Coupling Technology™

La barrera cutánea y la bolsa se unen de manera segura mediante un anillo adhesivo blando y de espuma de la bolsa.

Beneficios del producto

- **Unión segura** con la innovadora tecnología Adhesive Coupling Technology™: anillo adhesivo de espuma de la bolsa que se une a la zona de adhesión de la barrera cutánea.
- **Comodidad y discreción:** con un tejido suave y silencioso.
- **Flexible:** se mueve con usted y adapta al contorno de su cuerpo.



¡Pruebe hoy la familia de productos Esteem synergy® +!

Con tecnología adaptable y de precorte
ConvaTec Moldable Technology™.



Bolsa drenable Esteem synergy®, sin filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral, recta
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS A5063

Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
405406	● Abertura de estoma extragrande	10

2 cierres inferiores por caja.

Esteem synergy® Kit profesional



Kit profesional Esteem synergy® - no estéril

El kit incluye:

- 5 barreras cutáneas extragrande Stomahesive® con abertura adaptable y sin collar de cinta
- Bolsas drenables de 5-14", rectas, transparentes con panel de comodidad unilateral
- 1 cierre inferior

HCPCS A4415, A5063

Código del producto	Tamaño de la abertura del estoma de la barrera cutánea	Coincidencia de color	Caja de
409275	Extragrande - hasta 3 1/2" (89 mm)	●	5 barreras cutáneas 5 bolsas

Esteem synergy® Bolsas para urostomía

(compatible con las barreras cutáneas Esteem synergy®)



La bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal® está diseñado para una fácil manipulación y un rápido vaciado. La válvula antirreflujo incorporada evita el reflujo de orina. La bolsa tiene un panel de comodidad al costado del cuerpo.

Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®

Opaca, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4432



Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
405448	● Abertura de estoma pequeña	10
405449	● Abertura de estoma mediana	10
405450	● Abertura de estoma grande	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®

Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A4432



Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
405451	● Abertura de estoma pequeña	10
405452	● Abertura de estoma mediana	10
405453	● Abertura de estoma grande	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®

Minibolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®

Transparente, con panel de comodidad unilateral
Longitud de la bolsa: 9"

HCPCS A4432



Código del producto	Coincide con la barrera cutánea con:	Caja de
405446	● Abertura de estoma pequeña	10
405447	● Abertura de estoma mediana	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®

ConvaTec
Centro de Interacción con Clientes
1-800-422-8811
de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. Horario del Este,
www.convatec.com

**Dándole a las
personas la
confianza para
que vivan la vida
a su manera**



ESTEEM™

El sistema Esteem™ + es nuestra solución de una pieza, que combina la barrera cutánea y la bolsa en una sola unidad. Fácil y práctico, con un paso sencillo para conectar y retirar, y brinda un nuevo comienzo cada vez.

Beneficios del producto

- **Confianza y tranquilidad:** el filtro avanzado ayuda a minimizar el olor y la acumulación de gases.
- **Tranquilidad:** por medio de ventana de visualización.
- **Comodidad y discreción:** con tejido suave y silencioso.
- **Agarre simple y seguro:** con cierre inferior InvisiClose® y el sistema Lock-It-Pocket.™



¡Pruebe hoy la familia de productos Esteem™ +!

Con tecnología adaptable y de precorte
ConvaTec moldable technology.

Sistemas de ostomía de una pieza

Esteem® +, es la solución de una pieza de bajo perfil de ConvaTec, que combina la barrera cutánea y la bolsa en una sola unidad.



Esteem® + Sistema de ostmía de una pieza



Flexible y discreto, el sistema de una pieza Esteem® + es la solución todo en uno que combina la barrera cutánea y la bolsa en una sola unidad. Disponible en múltiples tecnologías adhesivas que se adhieren suavemente a la piel y la protege del deterioro.

El sistema de bolsas de una pieza Esteem® +, incluido:

- Filtro con una lámina antiobstructiva
- Cierre inferior sin clips InvisiClose® con un poderoso sistema de agarre
- El sistema Lock-It Pocket™ que oculta con seguridad el cierre de la bolsa drenable y ofrece la comodidad de una bolsa cerrada
- Material de la bolsa de panel de comodidad, suave y delicado al contacto con la piel

Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y filtro 
Transparente, con panel de comodidad unilateral, y sin collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de estoma	Caja de
413515	1 3/16" - 1 3/16" (20-30 mm)	10
413516	1 3/16" - 1 9/16" (30-40 mm)	10
413517	1 9/16" - 1 15/16" (40-50mm)	10

10 cubiertas de filtro por caja.

Opaco con panel cómodo de un lado y sin collar de cinta
Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de estoma	Caja de
413521	1 3/16" - 1 3/16" (20-30 mm)	10
413522	1 3/16" - 1 9/16" (30-40 mm)	10
413523	1 9/16" - 1 15/16" (40-50mm)	10

10 cubiertas de filtro por caja.

Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® ConvaTec Moldable Technology™, sin filtro 

Transparente con un panel cómodo de un lado y sin collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de estoma	Caja de
413518	1 3/16" - 1 3/16" (20-30 mm)	10
413519	1 3/16" - 1 9/16" (30-40 mm)	10
413520	1 9/16" - 1 15/16" (40-50mm)	10



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea adaptable DuraHesive Plus®, cierre de cola InvisiClose® y filtro
Opaco con panel cómodo de dos lados y collar de cinta acrílica Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5056

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416975	Puede alargarse para acomodar daños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea adaptable DuraHesive Plus®, cierre de cola InvisiClose® y filtro
Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5056

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416976	Puede alargarse para acomodar daños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, sin filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral, y sin collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A5061

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416721	Puede alargarse para acomodar daños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	10



Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro
Transparente, con panel de comodidad unilateral, y sin collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416718	Puede alargarse para acomodar daños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro
Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta Longitud de la bolsa: 12" HCPCS A4424

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416719	Puede alargarse para acomodar daños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable* Stomahesive® y cierre de cola InvisiClose®, sin filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 14"

HCPCS A5061

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416908	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 100 mm (4")	10

*Adhesivo de doble capa (Stomahesive®) del lado del cuerpo, Durahesive® del lado superior) que combina las características agradables a la piel de Stomahesive® con la protección de cuello de cisne de Durahesive®.



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea de precorte Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro

Transparente con comfort panel y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
416724	25 mm (1")	10
416728	30 mm (1 3/16")	10
416732	35 mm (1 3/8")	10
416736	40 mm (1 9/16")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea de precorte Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro

Opaco con panel cómodo de un lado y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4424

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
416725	25 mm (1")	10
416729	30 mm (1 3/16")	10
416733	35 mm (1 3/8")	10
416737	40 mm (1 9/16")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea convexa de precorte Durahesive®, con cierre de cola InvisiClose® y filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5057

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
416738	19 mm (3/4")	10
416740	22 mm (7/8")	10
416742	25 mm (1")	10
416744	28 mm (1 1/8")	10
416746	32 mm (1 1/4")	10
416748	35 mm (1 3/8")	10
416750	38 mm (1 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



CONVEXO



Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea convexa de precorte Durahesive®, con cierre de cola InvisiClose® y filtro

Opaco con comfort panel y collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5057

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
416739	19 mm (3/4")	10
416741	22 mm (7/8")	10
416743	25 mm (1")	10
416745	28 mm (1 1/8")	10
416747	32 mm (1 1/4")	10
416749	35 mm (1 3/8")	10
416751	38 mm (1 1/2")	10

10 cubiertas de filtro por caja.



CONVEXO



Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y filtro

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de estoma	Caja de
413509	13/16" - 1 3/16" (20-30 mm)	30
413510	1 3/16" - 1 9/16" (30-40 mm)	30
413511	1 9/16" - 1 15/16" (40-50mm)	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro

Transparente con comfort panel y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416700	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416701	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Minibolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 6"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416702	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 20 mm (3/4") a 70 mm (2 3/4")	30

30 cubiertas de filtro por caja.

"Las enfermeras de ostomía son amables y su amabilidad me ha permitido aguantar esta situación con confianza".

James

Esposo, amante de la música y maestro parrillero
Vive con una ostomía desde 2009



Descripción del modelo, solo a efectos ilustrativos.



Le brinda herramientas y asesoría para ayudar a que la vida con una ostomía esté completamente bajo su control.



me+ atención

Productos, suministros y asesoramiento para las primeras semanas en casa.



me+ apoyo

Expertos reales al teléfono o correo electrónico para cualquier pregunta que pueda tener.



me+ respuestas

Un recurso a fondo que cubre todo sobre la ostomía.



me+ estilo

Prendas que cubren su bolsa de ostomía y lucen geniales también.



me+ comunidad

Historias e ideas inspiradoras de otros que viven con ostomía.

Obtener todos los beneficios de me+™ es fácil.
Llame al 1-800-422-8811 o visite www.mepluscare.com.



Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® con barrera cutánea de precorte Stomaheasive® modificada, con filtro
Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
416704	25 mm (1")	30
416707	30 mm (1 3/16")	30
416710	35 mm (1 3/8")	30
416713	40 mm (1 9/16")	30
416715	50 mm (2")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de urostomía de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Duraheasive® y grifo Accuseal® con válvula
Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica. Incluye correa con lengüetas
Longitud de la bolsa: 10" HCPCS A4428

Código del producto	Rango de corte	Caja de
421631	1/2" - 1 3/4" (13-45mm)	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®

Kits quirúrgicos posoperatorios ConvaTec



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea* adaptable Stomaheasive® y kit quirúrgico/posoperatorio con cierre de cola InvisiClose® – No esterilizado
Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS N/A

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416915	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma hasta 100 mm (4")	5 bolsas envueltas individualmente

*Adhesivo de doble capa (Stomaheasive® del lado del cuerpo, Duraheasive® del lado superior) que combina las características agradables a la piel de Stomaheasive® con la protección de cuello de cisne de Duraheasive®.



Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea* adaptable Stomaheasive® y kit quirúrgico/posoperatorio con cierre de cola InvisiClose® – ESTERILIZADO
Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica
Longitud de la bolsa: 14" HCPCS N/A

Código del producto	Rango de corte	Caja de
416916	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma hasta 100 mm (4")	5 bolsas envueltas individualmente

*Adhesivo de doble capa (Stomaheasive® del lado del cuerpo, Duraheasive® del lado superior) que combina las características agradables a la piel de Stomaheasive® con la protección de cuello de cisne de Duraheasive®.



ESTEEM™ + Flex Convex

El Esteem™ + Flex Convex es un sistema de una pieza que se ajusta al contorno de su cuerpo, desplazándose con usted, dándole la confianza para vivir de la manera que usted quiera.


Los beneficios clave incluyen:

- **Se desplaza con usted** – convexidad flexible que se ajusta al contorno del cuerpo para comodidad y fácil posicionamiento.
- **Salud y seguridad de la piel** – la barrera cutánea hidrocoloide está diseñada para mantenerse firmemente en posición, ayudando a minimizar las fugas.
- **Comodidad y discreción** – con una tela suave y ligera, diseñada para permitir una experiencia segura y cómoda.



Apoyo, conocimientos y productos para los que viven con una ostomía.


Para mayor información
llame al 1-800-422-8811
o visite www.ConvaTec.com



AP-017680-US

Tres tamaños de mesetas

El sistema Esteem™ + Flex Convex está disponible en 3 tamaños de mesetas para acomodar una variedad de estomas



Bolsa de extremo cerrado Esteem® + Flex Convex con barrera cutánea hidrocoloide adaptable, con filtro

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta*

Longitud de la bolsa: 5.71 x 8.07"

HCPCS A4417

Código del producto	Tamaño de meseta	Rango de corte	Caja de
421612	V1	20-43 mm (0.79 x 1.69")	30
421613	V2	20-35 mm (0.79 x 1.38")	30
421614	V3	20-25 mm (0.79 x 0.98")	30

30 cubiertas de filtro por caja.

Bolsa drenable Esteem® + Flex Convex con barrera cutánea hidrocoloide adaptable, cierre sin clips con sello seguro y filtro

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta*

Longitud de la bolsa: 5.91 x 8.66"

HCPCS A4389

Código del producto	Tamaño de meseta	Rango de corte	Caja de
421615	V1	20-43 mm (0.79 x 1.69")	10
421619	V2	20-35 mm (0.79 x 1.38")	10
421622	V3	20-25 mm (0.79 x 0.98")	10

10 cubiertas de filtro por caja y 1 cierre de cola.

Precorte y filtro

Código del producto	Tamaño de meseta	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
421616	V1	25 mm (0.98")	10
421617	V1	30 mm (1.18")	10
421618	V1	35 mm (1.38")	10
421620	V2	25 mm (0.98")	10
421621	V2	30 mm (1.18")	10

10 cubiertas de filtro por caja y 1 cierre de cola.

Bolsa de urostomía Esteem® + Flex Convex con barrera cutánea hidrocoloide adaptable

Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta*

Longitud de la bolsa: 5.12 x 7.68"

HCPCS A4392

Código del producto	Tamaño de meseta	Rango de corte	Caja de
421623	V1	10-43 mm (0.39 x 1.69")	10
421626	V2	10-35 mm (0.39 x 1.38")	10
421628	V3	10-25 mm (0.39 x 0.98")	10

Cada caja contiene 2 adaptadores de drenaje nocturnos.

Precorte

Código del producto	Tamaño de meseta	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
421624	V1	15 mm (0.59")	10
421625	V1	20 mm (0.79")	10
421627	V2	15 mm (0.59")	10
421629	V3	15 mm (0.59")	10

Cada caja contiene 2 adaptadores de drenaje nocturnos.

*Incluye correa con lengüetas

Sistema de ostomía de una pieza ActiveLife®



Sistema de una pieza, ligero y flexible, el sistema de ostomía ActiveLife® combina la barrera cutánea y la bolsa en un sistema simple y fácil de controlar. Las bolsas están disponibles en películas transparentes y opacas.

Sistemas de ostomía de una pieza

ActiveLife® — Combina la barrera cutánea y el bolso en una unidad.





Bolsa drenable de precorte de una pieza convexa ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive®, sin filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4390

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
125352	19 mm (3/4")	10
125353	22 mm (7/8")	10
125354	25 mm (1")	10
125355	28 mm (1 1/8")	10
125356	32 mm (1 1/4")	10
125357	35 mm (1 3/8")	10
125358	38 mm (1 1/2")	10
125359	45 mm (1 3/4")	10
175777	19 mm (3/4")	5
175778	22 mm (7/8")	5
175779	25 mm (1")	5
175780	28 mm (1 1/8")	5
175781	32 mm (1 1/4")	5
175782	35 mm (1 3/8")	5
175783	38 mm (1 1/2")	5
175784	45 mm (1 3/4")	5
175785	50 mm (2")	5



CONVEXO

1 cierre de cola por caja.

Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5061

Código del producto	Rango de corte	Caja de
125330	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	20
022771	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	10
025433	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	1



1 cierre de cola por caja.



Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive Plus®, sin filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4388

Código del producto	Rango de corte	Caja de
400598	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	10

1 cierre de cola por caja.



Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive Plus®, sin filtro

Opaco con comfort panel y collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A4388

Código del producto	Rango de corte	Caja de
400599	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	10

1 cierre de cola por caja.



Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro

Opaco con comfort panel y collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 10"

HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
125331	19 mm (3/4")	20
125333	32 mm (1 1/4")	20
125334	38 mm (1 1/2")	20
125335	45 mm (1 3/4")	20
125336	50 mm (2")	20
125337	64 mm (2 1/2")	20
022750	19 mm (3/4")	10
022751	25 mm (1")	10
022752	32 mm (1 1/4")	10
022753	38 mm (1 1/2")	10
022754	45 mm (1 3/4")	10
022755	50 mm (2")	10
022756	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre de cola por caja.



Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro



Opaco con comfort panel y collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
125338	19 mm (3/4")	20
125339	25 mm (1")	20
125340	32 mm (1 1/4")	20
125341	38 mm (1 1/2")	20
125342	45 mm (1 3/4")	20
125343	50 mm (2")	20
125344	64 mm (2 1/2")	20
022757	19 mm (3/4")	10
022758	25 mm (1")	10
022759	32 mm (1 1/4")	10
022760	38 mm (1 1/2")	10
022761	45 mm (1 3/4")	10
022762	50 mm (2")	10
022763	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre de cola por caja.



Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Opaco con comfort panel y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
413141	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175768	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	15
--------	---	----

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Opaco con comfort panel y collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
650408	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") a 50 mm (2")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro



Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 12"

HCPCS A5061

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
022764	19 mm (3/4")	10
022765	25 mm (1")	10
022766	32 mm (1 1/4")	10
022767	38 mm (1 1/2")	10
022768	45 mm (1 3/4")	10
022769	50 mm (2")	10
022770	64 mm (2 1/2")	10

1 cierre de cola por caja.



Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
650422	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") a 50 mm (2")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Transparente con comfort panel y sin collar de cinta

Longitud de la bolsa: 8"

HCPCS A4416

Código del producto	Rango de corte	Caja de
413147	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	60

60 cubiertas de filtro por caja.

175761	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") to 64 mm (2 1/2")	15
--------	---	----

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Opaco con panel cómodo de un lado y sin collar de cinta
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
413142	25 mm (1")	60
413143	32 mm (1 1/4")	60
413144	38 mm (1 1/2")	60
413145	45 mm (1 3/4")	60
413146	50 mm (2")	60
60 cubiertas de filtro por caja.		
175769	25 mm (1")	15
175770	32 mm (1 1/4")	15
175771	38 mm (1 1/2")	15
175772	45 mm (1 3/4")	15
175773	50 mm (2")	15

15 cubiertas de filtro por caja.



Bolsa de extremo cerrado de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Transparente con comfort panel y sin collar de cinta
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4416

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
413148	25 mm (1")	60
413149	32 mm (1 1/4")	60
413150	38 mm (1 1/2")	60
413151	45 mm (1 3/4")	60
413152	50 mm (2")	60
60 cubiertas de filtro por caja.		
175762	25 mm (1")	15
175763	32 mm (1 1/4")	15
175764	38 mm (1 1/2")	15
175765	45 mm (1 3/4")	15
175766	50 mm (2")	15

15 cubiertas de filtro por caja.



Tapa para estoma de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro

Opaco sin collar de cinta HCPCS A5055

Código del producto	Rango de corte	Caja de
175611	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") a 50 mm (2")	30

30 cubiertas de filtro por caja.



CONVEXO

Bolsa drenable de precorte de una pieza convexa ActiveLife® Bolsa de urostomía con barrera cutánea Durahesive®

Transparente con doblez sobre el grifo y collar de cinta acrílica. Incluye correa con lengüetas
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4393

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
125361	13 mm (1/2")	10
125362	16 mm (5/8")	10
125363	19 mm (3/4")	10
125364	22 mm (7/8")	10
125365	25 mm (1")	10
125366	28 mm (1 1/8")	10
125367	32 mm (1 1/4")	10
125368	35 mm (1 3/8")	10
125369	38 mm (1 1/2")	10
175790	13 mm (1/2")	5
175791	16 mm (5/8")	5
175792	19 mm (3/4")	5
175793	22 mm (7/8")	5
175794	25 mm (1")	5
175795	28 mm (1 1/8")	5
175796	32 mm (1 1/4")	5
175797	35 mm (1 3/8")	5
175798	38 mm (1 1/2")	5

Cada caja contiene un adaptador de drenaje nocturno universal.



Bolsa de urostomía de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive® y grifo Accuseal® con válvula de cinta acrílica

Transparente con comfort panel y un collar de cinta acrílica
Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4428

Código del producto	Tamaño de abertura de estoma	Caja de
650828	19 mm (3/4")	10
650829	22 mm (7/8")	10
650830	25 mm (1")	10
650831	28 mm (1 1/8")	10
650832	32 mm (1 1/4")	10
650833	38 mm (1 1/2")	10

Cada caja contiene 2 adaptadores para drenaje nocturno Accuseal®



Bolsa de urostomía adaptable de una pieza ActiveLife®, con barrera cutánea Stomahesive®

Estándar transparente y sin collar de cinta. Incluye correa con lengüetas
Longitud de la bolsa: 9" HCPCS A5071

Código del producto	Rango de corte	Caja de
064927	Puede alargarse para adaptar tamaños de estoma 19 mm (3/4") a 45 mm (1 3/4")	10

Cada caja contiene un adaptador de drenaje nocturno universal.

Sistema pediátrico de ostomía Little Ones®



Con todos los desafíos que se presentan en la crianza de un niño, encontrar el producto de ostomía correcto no tiene que ser uno de ellos. Ya que ConvaTec tiene una línea de productos diseñada solo para niños. La línea cuenta con productos para niños que han tenido cirugía de colostomía, ileostomía o urostomía. Como con nuestra línea para adultos, los productos del sistema de ostomía ConvaTec Little Ones® ofrecen una gama completa de productos para satisfacer la necesidad de un niño o la preferencia de un padre. Cada uno ha sido reducido en tamaño para ajustarse cómodamente al contorno único del cuerpo de un niño. Los productos de Little Ones® están diseñados teniendo en cuenta a un niño activo.

Guías de claves de color y tamaños

Hacer coincidir el color del punto sobre el paquete de la barrera cutánea con el color del punto sobre el paquete de la bolsa.

Sistema pediátrico de ostomía Little Ones®

- Tamaño de estoma: 0 - 9/10" (0-23 mm)
- Tamaño de estoma: 1/5 - 1 1/4" (4.8-31 mm)
- Tamaño del anillo: 1 1/4" (32 mm)
- Tamaño del anillo: 1 3/4" (45 mm)

Little Ones®

Sistemas pediátricos de ostomía

Una línea de productos diseñada para cuidar de los pacientes más pequeños.





Barrera cutánea Stomahesive® Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones®

con abertura adaptable, sin arranque ovalado, y sin HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Caja de
411632	0-9/10" (0-23 mm)		5

Bolsa de drenaje extrapequeña Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con sisema de cola curvada InvisiClose®, sin filtro

con abertura adaptable, sin arranque ovalado. Transparente, con panel de comodidad unilateral Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5063

Código de producto	Abertura estoma	Coincidencia de color	Caja de
411631	0-9/10" (0-23 mm)		10

Bolsa de drenaje extrapequeña de una pieza Little Ones® con barrera cutánea Stomahesive® y sistema de cierra de cola InvisiClose®, sin filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5061

Código de producto	Abertura estoma	Coincidencia de color	Caja de
411633	0-9/10" (0-23 mm)		10

Barrera cutánea Stomahesive® flexible estándar de Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones®

con abertura adaptable y cinta hidrocólida collar, blanco (dimensiones en general 3 3/8" x 3 3/8") HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Caja de
411642	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		5

Barrera cutánea Adhesive Coupling Technology Standard Stomahesive® de dos piezas Stomahesive®

con abertura adaptable y sin collar de cinta (dimensiones generales 3 3/8" x 3 3/8") HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Caja de
411641	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		5



Bolsa de extremo cerrado estándar Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con filtro

Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A4419

Código de producto	Abertura estoma	Coincidencia de color	Caja de
Opaco 411639	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		10
Transparente 411640	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		10

Bolsa de drenaje estándar Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con sistema de cierre de cola InvisiClose® y filtro

Longitud de la bolsa: 8" HCPCS A4425

Código de producto	Abertura estoma	Coincidencia de color	Caja de
Opaco 411638	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		10
Transparente 411637	1/5" - 1 1/4" (4.8-31 mm)		10

10 cubiertas de filtro por caja.

Barrera cutánea Stomahesive® adaptable flexible estándar de dos piezas Little Ones® con collar de cinta acrílica, blanca

(dimensiones generales 3 1/4" x 3 1/4") HCPCS A4414

Código de producto	Rango de corte	Coincidencia de color	Tamaño de la brida	Caja de
401925	1/2" - 3/4"		1 1/4" (32 mm)	5
401926	1 1/8" - 1 1/4"		1 3/4" (45 mm)	5

Bolsa de extremo cerrado estándar de dos piezas Little Ones®, sin filtro

Opaca, con panel de comodidad bilateral Longitud de la bolsa: 5" HCPCS A5054

Código de producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
401930	1 1/4" (32 mm)		20
401931	1 3/4" (45 mm)		20



Bolsa de drenaje estándar de dos piezas Little Ones®, sin filtro

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5063

Código de producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
401927	1 1/4" (32 mm)	●	10
401928	1 3/4" (45 mm)	●	10

10 cierres de cola moldeables y suabes por caja: diseñado para uso pediátrico.



Bolsa de urostomía estándar de dos piezas Little Ones®

Transparente, con panel de comodidad unilateral

Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5073

Código de producto	Tamaño del anillo	Coincidencia de color	Caja de
401929	1 1/4" (32 mm)	●	10

Cada caja contiene dos adaptadores de drenaje nocturnos.



Bolsa de drenaje de una pieza Little Ones® con barrera cutánea adaptable Stomahesive®

Transparente con un panel cómodo de un lado y sin de cinta acrílica

Longitud de la bolsa: 6" HCPCS A5061

Código de producto	Rango de corte	Caja de
020922	5/16" - 2" (8-50 mm)	15

15 cierres de cola moldeables y suabes por caja: diseñado para uso pediátrico.



Bolsa de drenaje de una pieza Little Ones® con barrera cutánea adaptable Stomahesive®

Transparente y sin collar de cinta.

Longitud de la bolsa: 5" HCPCS A5071

Código de producto	Rango de corte	Caja de
020917	5/16" - 1" (8-25 mm)	15

Cada caja contiene dos adaptadores de drenaje nocturnos universales.

Bolsas quirúrgicas

Una variedad de productos que brindan un control completo y consistente de heridas y la piel.



Bolsas quirúrgicas



Las bolsas para ostomía Eakin® pueden ayudarlo a contener una fistula, tratar una herida infectada y ayudar a proteger la piel vulnerable. Vienen en distintas formas y tamaños para brindar un control completo y consistente de heridas y la piel.

ConvaTec

Centro de Interacción con Clientes

1-800-422-8811

de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. Horario del Este,

www.convatec.com



Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre

Apta para un área de corte de 1,8" x 1,2"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839250	1,8" x 1,2" (4,5 cm x 3 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre

Apta para un área de corte de 4,3" x 3,0"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839251	4,3" x 3,0" (10,9 cm x 7,6 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre

Apta para un área de corte de 6,9" x 4,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839252	6,9" x 4,3" (17,5 cm x 10,9 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre

Apta para un área de corte horizontal de 9,7" x 6,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839253	9,7" x 6,3" (24,6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte de 1,8" x 1,2"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839260	1,8" x 1,2" (4,5 cm x 3 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte de 4,3" x 3,0"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839261	4,3" x 3,0" (10,9 cm x 7,6 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte de 6,9" x 4,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839262	6,9" x 4,3" (17,5 cm x 10,9 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte de 2,4" x 3,14"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839267	2,4" x 3,14" (6,1 cm x 8 cm)	10



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte horizontal de 9,7" x 6,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839263	9,7" x 6,3" (24,6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para ostomía Eakin® con cierre con tapa y ventana de acceso

Apta para un área de corte vertical de 9,7" x 6,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839268	9,7" x 6,3" (24,6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para ostomía Eakin® con cierre con tapa y ventana de acceso

Apta para acceder fácilmente al área de herida horizontal de 9,7" x 6,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839264	9,7" x 6,3" (24,6 cm x 16 cm)	5



Ventana de acceso Eakin®

Agregar a las bolsas para ostomía y para fístulas de Eakin® para permitir acceso instantáneo a la herida (se puede usar con 839252, 839253, 839262, 839263, 839265, 839266)

HCPCS N/A

Código de producto	Tamaño	Caja de
839280	n/c	5



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte vertical de 9,7" x 6,3"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839265	9,7" x 6,3" (24,6 cm x 16 cm)	5



Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa

Apta para un área de corte vertical de 11,4" x 5,1"

HCPCS A6154

Código de producto	Tamaño	Caja de
839266	11,4" x 5,1" (29 cm x 13 cm)	5

Diseñados para ayudarlo
a tener *menos pérdidas*

y piel *más sana* .



eakin®  Cohesive®

Los sellos Eakin Cohesive® pueden ayudarlo a solucionar los problemas más frecuentes de estomas, fugas e irritaciones de la piel. El sello Cohesive® es suave y moldeable y cabe de manera cómoda alrededor de la base de su estoma para brindar un sello a prueba de pérdidas y ayudar a evitar que el efluente no entre en contacto con la piel.

Uso
diario



Cohesive
SLIMS®

Mejor
protección



Sello Small
Cohesive®

Más
cobertura



Grande
Sello Cohesive®

Ahorra
tiempo



Cohesive
StomaWrap™

AP-016229-US-E

 ConvaTec

Recursos para ostomías y respaldo para su paciente de ConvaTec

ConvaTec

ConvaTec es una empresa mundial de productos y tecnologías medicinales que desarrolla productos y soluciones para ostomías desde hace casi 40 años.

Número gratuito: 1-800-422-8811

www.convatec.com/ostomy

me+™

Respaldo, conocimiento e información de productos para aquellos que tienen con ostomía. La inscripción en me+ es rápida, fácil y gratuita.

Número gratuito: 1-800-422-8811

Correo electrónico: CIC@convatec.com

Ostomysecrets®

Una empresa de ConvaTec que ofrece una línea completa de ropa interior, trajes de baño y accesorios elegantes y funcionales diseñados para respaldar su solución de ostomía.

Número gratuito: 1-877-613-6246

www.ostomysecrets.com

Otros recursos para ostomías

Asociaciones unidas de ostomía de América (United Ostomy Associations of America, UOAA)

Organización nacional que brinda soporte, información y apoyo.

Número gratuito: 1-800-826-0826

www.ostomy.org

Sociedad de enfermeras para la continencia de heridas de ostomía™ (Wound Ostomy Continence Nurses Society, WOCN®)

Sociedad de enfermería profesional dedicada a brindar atención médica experta para personas con problemas de heridas, ostomía y continencia.

Número gratuito: 1-888-224-9626

www.wocn.org

Sociedad americana contra el cáncer

Organización de atención médica voluntaria y comunitaria para toda la nación.

Número gratuito: 1-800-ACS-2345

www.cancer.org

Fundación estadounidense contra la enfermedad de Crohn y colitis

Organización voluntaria y sin fines de lucro dedicada a encontrar la cura para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Número gratuito: 1-800-932-2423

www.ccfa.org

Todas las marcas registradas son propiedad de sus dueños correspondientes.

Glosario de términos de ostomía

Abdomen: área frontal del cuerpo entre el pecho y las caderas que contiene los órganos digestivos

Adhesive Coupling Technology™: un sistema de bolsas de ostomía de dos piezas que se adhiere con un adhesivo tipo cinta en lugar de anillos de plástico que se enganchan

Barrera cutánea/oblea: con forma circulares o cuadrada con un lado adhesivo que se aplica a la piel alrededor del estoma (llamada piel periestomal). Ayuda a proteger la piel de heces u orina, que pueden ser muy irritantes

Bolsa con boquilla: grifo para vaciado o boquilla al fondo de la bolsa para vaciar orina o heces líquidas

Bolsa de extremo cerrado: una bolsa que no tiene abertura en el fondo y se retira y desecha después de cada uso

Bolsa drenable: cuenta con una abertura al fondo que permite drenar heces u orina, y volver a cerrarla con un broche o cinta velcro con cierre autoadherente

Colostomía: una abertura creada por cirugía entre el intestino grueso (colon) y la superficie abdominal

Collar de cinta: las barreras cutáneas de ConvaTec están disponibles con o sin collares de cinta. La mayoría de barreras cutáneas con collares de cinta están disponibles en cinta sin tinte, blanca o cinta color tostado

Comfort panels: las bolsas de ConvaTec se encuentran disponibles con comfort panels de 1 y 2 caras para su conveniencia

Convexidad: es posible que se usen productos convexos cuando un estoma desemboca en o debajo de la superficie cutánea; cuando hay pliegues, arrugas o cicatrices cerca del estoma, y/o cuando el abdomen es muy blando alrededor del estoma

Durahesive®: es una barrera cutánea ampliada que brinda lo último en seguridad y adhesión para personas con producción de líquidos o semilíquidos

Durahesive Plus®: es una barrera cutánea ampliada disponible en una bolsa adaptable de un pieza

Estoma: una abertura creada por la cirugía sobre la superficie abdominal. Con frecuencia también se denomina ostomía. Las heces u orina se expulsan del cuerpo a través de esta abertura en vez de hacerlo a través del ano o de la uretra

Filtro: algunas bolsas de ConvaTec tienen un filtro integral que ayuda a reducir la acumulación de gas dentro de la bolsa

Fístula: un conducto tubular anormal entre un órgano hueco en el organismo y otro órgano hueco, o la piel

Ileostomía: una abertura creada por cirugía entre el intestino delgado (íleon) y la superficie abdominal

Ostomía: una abertura creada por cirugía (llamada estoma) en el sistema gastrointestinal para permitir el paso de heces o en el sistema urinario para pasar la orina

Película: todas las bolsas de ConvaTec cuentan con capas incorporadas que ayudan a reducir el crujido debajo de las prendas, y una barrera de olor incorporada

Piel periestomal : la piel que rodea a un estoma

Pre-corte: algunas barreras cutáneas de ConvaTec están disponibles antes del corte para determinados tamaños de estomas

Sistema de bolsas de ostomía de una pieza: la barrera cutánea/oblea y la bolsa se fabrican como una sola pieza

Sistema de bolsas de ostomía de dos piezas: la barrera cutánea/oblea y la bolsa están separadas y se unen entre sí con un anillo circular de plástico (que se denomina brida). La bolsa puede retirarse con facilidad sin tener que retirar también la barrera cutánea/oblea

Stomahesive®: es una barrera cutánea que brinda excelente seguridad para personas con producción formada o semiformada debido a su formulación especial que le permite adherirse a la piel seca o mojada

Urostomía: una abertura creada por cirugía que permite el paso de la orina

Cuadros de utilización de medicare

HCPCS	Descriptores de HCPCS	Cantidad máxima frecuente de Medicare
A4331	Tubo extensor de drenaje	1 cada 6 meses
A4361	Placa frontal de ostomía	3 cada 6 meses
A4362	Barrera cutánea, sólida, 4x4 o equivalente	20 al mes
A4363	Grapa para ostomía, de cualquier tipo, solo reemplazo	Las necesarias
A4367	Correo para ostomía	1 al mes
A4369	Líquido de barrera cutánea para ostomía (aerosol o cepillo)	2 oz mes
A4371	Polvo de barrera cutánea para ostomía	10 oz cada 6 meses
A4385	Barrera cutánea, sólida 4x4 o equivalente, uso prolongado	Las necesarias
A4388	Bolsa drenable con barrera adjunta de uso prolongado	Las necesarias
A4389	Bolsa para ostomía drenable con barrera adjunta, convexidad integrada y filtro (1 pieza)	20 al mes
A4390	Bolsa drenable con barrera adjunta de uso prolongado y con convexidad	Las necesarias
A4392	Bolsa para ostomía urinaria, con barrera adjunta y convexidad integrada (1 pieza)	20 al mes
A4393	Bolsa para ostomía urinaria, con barrera adjunta de uso prolongado y convexidad integrada (1 pieza)	20 al mes
A4397	Manga de irrigación	4 al mes
A4398	Bolsa de irrigación para ostomía	2 cada 6 meses
A4399	Cono/cateter de irrigación para ostomía y cepillo	2 cada 6 meses
A4402	Lubricante	4 oz al mes
A4405	Barrera cutánea para ostomía, sin base de pectina, en pasta	4 oz al mes
A4406	Barrera cutánea para ostomía, a base de pectina, en pasta	4 oz al mes
A4407	Barrera cutánea con brida y de uso prolongado con convexidad	Las necesarias
A4409	Barrera cutánea con brida y de uso prolongado <= 4x4	Las necesarias
A4410	Barrera cutánea con brida y de uso prolongado > 4x4	Las necesarias
A4413	Bolsa drenable y de alta producción para barrera con brida	Las necesarias
A4414	Barrera cutánea con brida, <= 4x4	20 al mes
A4415	Barrera cutánea con brida, > 4x4	20 al mes
A4416	Bolsa cerrada con barrera adjunta y filtro	60 al mes
A4417	Bolsa para ostomía cerrada con barrera adjunta, convexidad integrada y filtro (1 pieza)	60 al mes
A4419	Bolsa cerrada para usar en barrera con brida, con filtro	60 al mes
A4421	Suministros para ostomía, diversos	Las necesarias
A4422	Material absorbente para ostomía (hoja, almohadilla, paquete de absorbentes)	Sin cargo
A4424	Bolsa para ostomía drenable con barrera adjunta y filtro (1 pieza)	20 al mes
A4425	Bolsa drenable con filtro para usar con brida	20 al mes
A4428	Bolsa urinaria con barrera cutánea de uso prolongado con cierre tipo canilla	Las necesarias
A4432	Bolsa urinaria para usar con barrera con brida, con cierre tipo canilla	20 al mes
A4455	Limpiador o solvente adhesivo	2 oz mes
A4456	Toallitas de limpieza adhesivas, de cualquier tipo	50 al mes
A5054	Bolsa cerrada para barrera con brida	60 al mes
A5055	Tapon para estoma	31 al mes
A5056	Bolsa drenable con barrera adjunta de uso prolongado con filtro	40 al mes
A5057	Bolsa drenable con barrera adjunta de uso prolongado, con filtro y con convexidad	40 al mes
A5061	Bolsa drenable con barrera adjunta	20 al mes
A5063	Bolsa drenable para usar con brida	20 al mes
A5071	Bolsa urinaria con barrera adjunta	20 al mes
A5073	Bolsa urinaria para barrera con brida	20 al mes
A5093	Accesorio para ostomías, con convexidad insertada	10 al mes
A5102	Botella drenable para la cama con o sin tubo, rígida o expandible 2 cada 6 meses	
A5120	Toallitas de barrera cutánea	150 cada 6 meses
A5122	Barrera cutánea, sólida, 8 x 8 o equivalente	20 al mes
A6154	Bolsas para heridas	Las necesarias

Índice de códigos de productos

020917.....	74	125357.....	64
020922.....	74	125358.....	64
021712.....	6	125359.....	64
021715.....	6	125361.....	69
021901.....	6	125362.....	69
022355.....	8	125363.....	69
022356.....	8	125364.....	69
022736.....	9	125365.....	69
022750.....	65	125366.....	69
022751.....	65	125367.....	69
022752.....	65	125368.....	69
022753.....	65	125369.....	69
022754.....	65	175507.....	8
022755.....	65	175611.....	68
022756.....	65	175635.....	7
022757.....	66	175650.....	9
022758.....	66	175652.....	7
022759.....	66	175761.....	67
022760.....	66	175762.....	68
022761.....	66	175763.....	68
022762.....	66	175764.....	68
022763.....	66	175765.....	68
022764.....	66	175766.....	68
022765.....	66	175768.....	67
022766.....	66	175769.....	68
022767.....	66	175770.....	68
022768.....	66	175771.....	68
022769.....	66	175772.....	68
022770.....	66	175773.....	68
022771.....	64	175777.....	64
025433.....	64	175778.....	64
025510.....	6	175779.....	64
025542.....	6	175780.....	64
027060.....	8	175781.....	64
027062.....	8	175782.....	64
037436.....	4	175783.....	64
037439.....	5	175784.....	64
037443.....	4	175785.....	64
037444.....	5	175790.....	69
064927.....	69	175791.....	69
125257.....	21	175792.....	69
125258.....	21	175793.....	69
125259.....	21	175794.....	69
125260.....	21	175795.....	69
125261.....	21	175796.....	69
125262.....	20	175797.....	69
125263.....	20	175798.....	69
125264.....	20	183910.....	6
125265.....	20	400598.....	65
125266.....	20	400599.....	65
125267.....	21	401500.....	35
125268.....	21	401501.....	35
125269.....	21	401502.....	35
125270.....	21	401503.....	35
125271.....	21	401504.....	35
125272.....	21	401505.....	36
125273.....	21	401506.....	36
125274.....	21	401507.....	36
125275.....	21	401508.....	36
125276.....	21	401509.....	36
125277.....	21	401510.....	35
125330.....	64	401511.....	35
125331.....	65	401512.....	35
125333.....	65	401513.....	35
125334.....	65	401514.....	35
125335.....	65	401515.....	36
125336.....	65	401521.....	37
125337.....	65	401522.....	37
125338.....	66	401523.....	37
125339.....	66	401524.....	37
125340.....	66	401525.....	38
125341.....	66	401526.....	38
125342.....	66	401527.....	38
125343.....	66	401528.....	38
125344.....	66	401529.....	38
125352.....	64	401530.....	38
125353.....	64	401531.....	38
125354.....	64	401532.....	38
125355.....	64	401533.....	40
125356.....	64	401534.....	40

401535.....	40	404030.....	36	413145.....	68	416403.....	25
401536.....	40	404031.....	36	413146.....	68	416404.....	25
401537.....	40	404032.....	36	413147.....	67	416405.....	25
401538.....	39	404033.....	36	413148.....	68	416406.....	25
401539.....	39	404034.....	36	413149.....	68	416407.....	25
401540.....	39	404592.....	16	413150.....	68	416408.....	25
401541.....	39	404593.....	16	413151.....	68	416409.....	25
401542.....	39	404594.....	16	413152.....	68	416410.....	25
401543.....	39	405406.....	50	413153.....	18	416411.....	25
401544.....	39	405446.....	51	413154.....	18	416412.....	25
401545.....	39	405447.....	51	413155.....	18	416413.....	25
401546.....	39	405448.....	51	413156.....	18	416414.....	24
401547.....	40	405449.....	51	413157.....	18	416415.....	25
401548.....	40	405450.....	51	413159.....	18	416416.....	24
401549.....	40	405451.....	51	413160.....	18	416417.....	25
401550.....	40	405452.....	51	413161.....	18	416418.....	24
401551.....	40	405453.....	51	413162.....	18	416419.....	24
401552.....	40	405456.....	45	413163.....	18	416420.....	25
401553.....	40	405457.....	45	413164.....	17	416421.....	24
401554.....	40	405458.....	45	413165.....	17	416422.....	24
401555.....	40	405467.....	46	413166.....	17	416423.....	25
401557.....	36	405468.....	46	413167.....	17	416424.....	24
401558.....	36	405473.....	46	413168.....	17	416472.....	24
401559.....	36	405474.....	46	413169.....	37	416700.....	57
401573.....	20	405475.....	46	413170.....	37	416701.....	57
401574.....	20	405476.....	46	413171.....	37	416702.....	57
401575.....	20	405477.....	46	413172.....	37	416704.....	59
401576.....	20	405478.....	46	413173.....	38	416707.....	59
401577.....	20	405479.....	46	413174.....	38	416710.....	59
401905.....	18	405480.....	46	413175.....	38	416713.....	59
401906.....	20	405481.....	46	413176.....	38	416715.....	59
401909.....	38	405482.....	46	413177.....	16	416718.....	55
401911.....	9	405483.....	46	413178.....	16	416719.....	55
401912.....	9	409268.....	45	413179.....	16	416721.....	55
401913.....	9	409269.....	45	413180.....	16	416724.....	56
401914.....	9	409270.....	45	413181.....	16	416725.....	56
401916.....	9	409275.....	50	413182.....	16	416728.....	56
401917.....	9	411264.....	34	413183.....	16	416729.....	56
401918.....	9	411265.....	34	413184.....	16	416732.....	56
401919.....	9	411266.....	34	413185.....	16	416733.....	56
401920.....	41	411267.....	34	413186.....	16	416736.....	56
401921.....	41	411288.....	34	413187.....	16	416737.....	56
401922.....	41	411289.....	34	413188.....	16	416738.....	56
401923.....	41	411290.....	34	413312.....	33	416739.....	57
401924.....	41	411291.....	34	413313.....	33	416740.....	56
401925.....	73	411292.....	34	413314.....	33	416741.....	57
401926.....	73	411309.....	33	413334.....	34	416742.....	56
401927.....	74	411310.....	33	413335.....	34	416743.....	57
401928.....	74	411311.....	33	413336.....	34	416744.....	56
401929.....	74	411312.....	33	413417.....	13	416745.....	57
401930.....	73	411360.....	33	413418.....	13	416746.....	56
401931.....	73	411361.....	33	413419.....	13	416747.....	57
401932.....	35	411362.....	33	413420.....	13	416748.....	56
401933.....	35	411489.....	34	413421.....	19	416749.....	57
401934.....	35	411490.....	34	413422.....	19	416750.....	56
401935.....	35	411491.....	34	413423.....	19	416751.....	57
401936.....	35	411492.....	34	413424.....	19	416774.....	48
401989.....	8	411493.....	34	413435.....	27	416775.....	48
401993.....	23	411631.....	72	413436.....	27	416776.....	48
401994.....	23	411632.....	72	413437.....	27	416777.....	48
401995.....	23	411633.....	72	413438.....	27	416778.....	48
401996.....	23	411637.....	73	413439.....	27	416779.....	48
402239.....	41	411638.....	73	413499.....	4	416780.....	48
403948.....	46	411639.....	73	413500.....	4	416781.....	48
404006.....	23	411640.....	73	413501.....	5	416782.....	48
404007.....	23	411641.....	72	413502.....	5	416783.....	48
404008.....	23	411642.....	72	413509.....	57	416795.....	47
404009.....	23	411657.....	45	413510.....	57	416796.....	47
404010.....	23	411658.....	45	413511.....	57	416797.....	47
404011.....	23	411659.....	45	413515.....	54	416798.....	47
404012.....	23	411800.....	13	413516.....	54	416799.....	47
404013.....	23	411801.....	19	413517.....	54	416900.....	47
404014.....	35	411802.....	13	413518.....	54	416901.....	47
404015.....	35	411803.....	19	413519.....	54	416902.....	47
404016.....	35	411804.....	13	413520.....	54	416903.....	47
404017.....	35	411805.....	19	413521.....	54	416908.....	56
404018.....	35	411806.....	13	413522.....	54	416915.....	59
404025.....	35	411807.....	19	413523.....	54	416916.....	59
404026.....	35	413141.....	67	416400.....	25	416917.....	28
404027.....	35	413142.....	68	416401.....	25	416918.....	29
404028.....	35	413143.....	68	416402.....	25	416919.....	29
404029.....	35	413144.....	68				

416920.....	30
416921.....	28
416922.....	29
416923.....	29
416924.....	30
416925.....	28
416926.....	29
416927.....	29
416928.....	30
416929.....	29
416930.....	30
416932.....	30
416934.....	31
416938.....	31
416940.....	30
416942.....	31
416946.....	31
416948.....	30
416950.....	31
416954.....	31
416975.....	55
416976.....	55
420695.....	36
420696.....	36
420697.....	36
420793.....	5
420794.....	5
420795.....	5
420796.....	5
420797.....	5
420798.....	4
421033.....	19
421034.....	19
421035.....	19
421039.....	13
421040.....	13
421041.....	13
421042.....	32
421043.....	32
421044.....	32
421045.....	32
421046.....	32
421047.....	32
421074.....	27
421075.....	27
421076.....	27
421454.....	17
421456.....	20
421458.....	17
421460.....	20
421462.....	17
421464.....	20
421466.....	17
421468.....	20
421612.....	61
421613.....	61
421614.....	61
421615.....	61
421616.....	61
421617.....	61
421618.....	61
421619.....	61
421620.....	61
421621.....	61
421622.....	61
421623.....	61
421624.....	61
421625.....	61
421626.....	61
421627.....	61
421628.....	61
421629.....	61
421631.....	59
421638.....	17
421639.....	17
421640.....	17
421641.....	17
421642.....	17
421643.....	17
650408.....	67
650422.....	67
650828.....	69
650829.....	69
650830.....	69
650831.....	69
650832.....	69
650833.....	69
839001.....	7
839002.....	7
839003.....	7
839004.....	7
839005.....	7
839006.....	7
839010.....	6
839250.....	77
839251.....	77
839252.....	77
839253.....	77
839260.....	77
839261.....	77
839262.....	78
839263.....	78
839264.....	78
839265.....	78
839266.....	78
839267.....	79
839268.....	79
839280.....	79
TR105.....	4

Índice alfabético

A

Adaptador de baja presión SUR-FIT® Natura®	23
B	
Barra cutánea con abertura adaptable SUR-FIT® Natura® Durahesive®	18
Barra cutánea flexible con abertura adaptable SUR-FIT® Natura® Durahesive®	18
Barrera cutánea Adhesive Coupling Technology Standard Stomahesive® de dos piezas Stomahesive®	72
Barrera cutánea convexa Esteem synergy ® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™ collar de cinta acrílico, blanco	45
Barrera cutánea convexa Natura® Durahesive® con abertura adaptable y brida en acordeón collar de cinta acrílico, color tostado	17
Barrera cutánea convexa Natura® Durahesive® con ConvaTec Moldable Technology™	16
Barrera cutánea Esteem synergy ® Stomahesive® con abertura adaptable	45
Barrera cutánea Esteem synergy ® Stomahesive® con abertura adaptable	46
Barrera cutánea Esteem synergy ® Stomahesive® con abertura precortada	46
Barrera cutánea Esteem synergy ® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	45
Barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Stomahesive® con abertura adaptable	21
Barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Stomahesive® con abertura precortada	21
Barrera cutánea hidrocoloide adaptable, cierre sin clips con sello seguro y filtro Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta*	61
Barrera cutánea hidrocoloide adaptable Opaco con comfort panel doble y sin collar de cinta*	61
Barrera cutánea Natura® Durahesive® con abertura adaptable y brida en acordeón collar de cinta acrílico, color blanco	17
Barrera cutánea Natura® Durahesive® con ConvaTec Moldable Technology™	13
Barrera cutánea Natura® Durahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y brida en acordeón collar de cinta hidrocoloide, color tostado	13
Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y brida en acordeón collar de cinta hidrocoloide, color tostado	19
Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™	20
Barrera cutánea Natura® Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™	19
Barrera cutánea Stomahesive® adaptable flexible estándar de dos piezas Little Ones®	73
Barrera cutánea Stomahesive® Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones®	72
Barrera cutánea Stomahesive® flexible estándar de Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones®	72
Barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Durahesive® con abertura precorte, CONVEX-IT®	16
Barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Stomahesive® con abertura adaptable	20
Barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Stomahesive® con abertura adaptable	20
Bolsa cerrada Esteem synergy ® + con filtro	28
Bolsa cerrada Natura® + con filtro	45
Bolsa cerrada Natura® +, sin filtro	25
Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura® con filtro	38
Bolsa cerrada SUR-FIT® Natura®, sin filtro	37
Bolsa de drenaje de una pieza Little Ones® con barrera cutánea adaptable Stomahesive®	74
Bolsa de drenaje de una pieza Little Ones® con barrera cutánea adaptable Stomahesive®	74
Bolsa de drenaje estándar Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con sistema de cierre de cola InvisiClose® y filtro	73
Bolsa de drenaje estándar de dos piezas Little Ones®, sin filtro	74
Bolsa de drenaje extrapequeña Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con sistema de cierre de cola InvisiClose®, sin filtro	72
Bolsa de drenaje extrapequeña de una pieza Little Ones® con barrera cutánea Stomahesive® y sistema de cierre de cola InvisiClose®, sin filtro	72
Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	67
Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	67
Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	67
Bolsa de extremo cerrado adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	67
Bolsa de extremo cerrado de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	68
Bolsa de extremo cerrado de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	68
Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro	57
Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro	57
Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® con barrera cutánea de precorte Stomahesive® modificada, con filtro	59
Bolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y filtro	57
Bolsa de extremo cerrado estándar Adhesive Coupling Technology™ de dos piezas Little Ones® con filtro	73
Bolsa de extremo cerrado estándar de dos piezas Little Ones®, sin filtro	73

Bolsa de extremo cerrado Esteem® + Flex Convex con barrera cutánea hidrocoloide adaptable, con filtro	61
Bolsa de urostomía adaptable de una pieza ActiveLife®, con barrera cutánea Stomahesive®	69
Bolsa de urostomía de precorte, de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive® y grifo Accuseal® con válvula	69
Bolsa de urostomía de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Durahesive® y grifo Accuseal® con válvula	59
Bolsa de urostomía estándar de dos piezas Little Ones®	74
Bolsa de urostomía Esteem® + Flex Convex con	61
Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive Plus®, sin filtro	65
Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive Plus®, sin filtro	65
Bolsa drenable adaptable de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro	64
Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro	65
Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro	66
Bolsa drenable de precorte de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, sin filtro	66
Bolsa drenable de precorte de una pieza convexa ActiveLife® Bolsa de urostomía con barrera cutánea Durahesive®	69
Bolsa drenable de precorte de una pieza convexa ActiveLife® con barrera cutánea Durahesive®, sin filtro	64
Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® y kit quirúrgico/posoperatorio con cierre de cola InvisiClose® – ESTERILIZADO	59
Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® y kit quirúrgico/posoperatorio con cierre de cola InvisiClose® – No esterilizado	59
Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y filtro	54
Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® con ConvaTec Moldable Technology™ y filtro	54
Bolsa drenable de una pieza Esteem® + con barrera cutánea Stomahesive® ConvaTec Moldable Technology™, sin filtro	54
Bolsa drenable Esteem® + Flex Convex con	61
Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro	47
Bolsa drenable Esteem synergy® + con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	47
Bolsa drenable Esteem synergy®, sin filtro	50
Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro	24
Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, y filtro	24
Bolsa drenable Natura® + con sistema de cierre inferior InvisiClose®, y filtro	25
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro	34
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro	34
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con filtro	34
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro	33
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose®, sin filtro	34
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	33
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura® con sistema de cierre inferior InvisiClose® y filtro	33
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro	35
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro	35
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro	35
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro	36
Bolsa drenable SUR-FIT® Natura®, sin filtro	36
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	77
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	77
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	78
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	78
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	78
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	78
Bolsa para ostomía Eakin® con anexo de drenaje remoto y cierre con tapa	79
Bolsa para ostomía Eakin® con cierre con tapa y ventana de acceso	78
Bolsa para ostomía Eakin® con cierre con tapa y ventana de acceso	79
Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre	77
Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre	77
Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre	77
Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre	77
Bolsa para ostomía Eakin® con pliegue y cierre con encastre	77
Bolsa para urostomía con válvula de vaciado blanda Natura™ +	27
Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®	51
Bolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®	51
Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®	39
Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®	40
Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula plegable	39
Bolsa para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula plegable	40
Bolsa pequeña para urostomía SUR-FIT® Natura® con válvula de vaciado Accuseal®	40
C	
Cierre de cola para manga de irrigación Visi-Flow®	9
Cierres de cola curvada DuoLock™	7
Collar de cinta hidrocoloide, color tostado	17
Conjunto de inicio de irrigación Visi-Flow®	9
Conjunto de recipientes de drenaje nocturno ConvaTec®	8
Cono para estoma Visi-Flow®	9
D	
Dosis individual de bolsa drenable y barrera cutánea SUR-FIT® Natura® Stomahesive® no estéril	41
Dosis individual de bolsa para urostomía y barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Durahesive® Kit, no estéril	41
E	
El kit incluye:	32
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea adaptable Durahesive Plus®, cierre de cola InvisiClose® y filtro	55
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea adaptable Durahesive Plus®, cierre de cola InvisiClose® y filtro	55
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea convexa de precorte Durahesive®, con cierre de cola InvisiClose® y filtro	56
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea convexa de precorte Durahesive®, con cierre de cola InvisiClose® y filtro	57
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea de precorte Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro	56
Esteem® + bolsa de drenaje de una pieza con barrera cutánea de precorte Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro	56
Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro	55
Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro	55
Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, cierre de cola InvisiClose®, con filtro	55
Esteem® + Bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea adaptable Stomahesive® y cierre de cola InvisiClose®, sin filtro	56
I	
Insertos convexos desechables SUR-FIT® Natura®	23
Irrigador Visi-Flow® con cono para estoma	8
K	
Kit de dosis individuales de bolsa drenable y barrera cutánea flexible SUR-FIT® Natura® Stomahesive®, no estéril	41
Kit profesional Esteem synergy® - no estéril	50
Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea adaptable Natura® Stomahesive® y bolsa drenable, ESTÉRIL	30
Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Durahesive® con bolsa drenable y abertura de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril	28
Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura adaptable, no estéril	29
Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura adaptable, no estéril	29
Kit quirúrgico/posoperatorio de barrera cutánea Natura® Stomahesive® con bolsa drenable y abertura de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril	29
Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa drenable y barrera cutánea con brida en acordeón Natura® Durahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™	32
Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa drenable y barrera cutánea con brida en acordeón Natura® Stomahesive® con tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril	32
Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea adaptable Natura® Stomahesive - ESTÉRIL	31
Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea Natura® Durahesive® de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril	30
Kit quirúrgico/posoperatorio de bolsa para urostomía y barrera cutánea Natura® Stomahesive® de tecnología ConvaTec Moldable Technology™, no estéril	31
L	
Liberador de adhesivos cutáneos sin ardor Sensi-Care™	4
M	
Manga de irrigación Visi-Flow®	9
Minibolsa cerrada Esteem synergy® + con filtro	48
Minibolsa cerrada Natura® +, sin filtro	25
Minibolsa de extremo cerrado de una pieza Esteem® + con barrera cutánea adaptable Stomahesive® modificada, con filtro	57
Minibolsa para urostomía Esteem synergy® con válvula de vaciado Accuseal®	51
Minibolsa SUR-FIT® Natura®, sin filtro	38
P	
Paquete de barras de ostomía con bucle ConvaTec® – ESTERILIZADO	8
Placa frontal de adaptador de irrigación Visi-Flow®	9
T	
Tapa de brida SUR-FIT® Natura® con filtro	38
Tapa para estoma de una pieza ActiveLife® con barrera cutánea Stomahesive®, con filtro	68
Toallita de barrera sin ardor Sensi-Care™	5
Toallita para limpiar adhesivos, sin ardor, Sensi-Care™	4
Tubos de recipiente de drenaje nocturno ConvaTec®	8
V	
Ventana de acceso Eakin®	79



LA AYUDA Y LOS CONSEJOS ESTÁN SOLO A UNA LLAMADA O UN CLIC DE DISTANCIA

A lo largo de todo el camino de la ostomía, me+™ está para darle a quienes viven con una ostomía la ayuda, el conocimiento y los productos que necesitan.



producto

Tiene disponibles a expertos reales por teléfono o correo electrónico para cualquier pregunta que pueda tener en cualquier idioma que necesite.



ayuda

Llámenos al 1-800-422-8811
(L a V de 8:30 AM a 7:00 PM EST)
o escríbanos a CIC@convatec.com
Visite www.convatec.com/ostomy



educación

Descargo de responsabilidad

La información de reembolso de ConvaTec tiene el fin de brindar información general relevante solo para la codificación y el reembolso de los productos de ConvaTec. Las políticas de cobertura y pago para la misma aseguradora puede variar entre regiones y de a momentos debido a los cambios continuos en las normas del gobierno y de la industria de seguros. Por lo tanto, confirme los códigos de HCPCS con su Contratista administrativo de los equipos médicos duraderos de Medicare (DME-MAC), su asegurador privado o la agencia de Medicaid antes de presentar reclamos. ConvaTec no garantiza la cobertura o el pago de los productos mencionados en el presente documento.

Aviso de marca registrada

© 2017 ConvaTec Inc. Todas las marcas registradas son propiedad de sus dueños correspondientes.
AP-018120-US | Publicado: Agosto de 2017