

Perfekt samarbeids-partner



AQUACEL®
bandasjer er
løsningen



ConvaTec

ConvaTec Norway AS. Postboks 6464 Etterstad
0605 Oslo
ConvaTec kundeservice, tlf.: 800 30 995
E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no

© og TM er varemerker tilhørende ConvaTec Inc. ©2018 ConvaTec Inc. AP-015649-SC

Behandlingsstrategi fra ConvaTec

Overflatiske



Håndtere sårvæske



Håndtere sårvæske, infeksjon og biofilm



Dype sår, mye sårvæske



Sår med kavitet



Kan brukes til behandling av bensår, trykksår, fotsår, fotsår hos diabetikere, maligne sår, post-operative sår og sårkaviteter

Tips:

- Bandasjen bør dekke såret med minst 1 cm marginal utenfor sårkantene.
- Legg flere lag AQUACEL® Extra dersom det er behov for større absorpsjon.
- Ved behov for antimikrobiell behandling; legg AQUACEL® Ag+ ned mot såroverflaten.
- AQUACEL® kan forfuktes med NaCl eller sterilt vann.
- Kan ligge på i opptil 7 dager, eller skiftes ved behov.

