

me+

Tvarujte pomůcky
prsty a nůžky
odložte na jindy



TVAROVATELNÁ TECHNOLOGIE™
ConvaTec – pro jednodušší život

Kdo jednou zkusí tvarování,
už nechce jinak.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Produkty zmíněné v tomto letáku
patří mezi zdravotnické prostředky.
Čtěte pozorně příbalový leták.

Jednodílné sáčky Esteem™+ s unikátní
Tvarovatelnou technologií™



Ať už máte rádi jednodílné sáčky nebo dvoudílný systém,
tvarovatelná technologie je tu právě pro vás.
Tvarovatelnou technologií můžete využívat, jestliže
vaše stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.



Výhody Tvarovatelné technologie™

- ✓ žádné nůžky → pouze vaše prsty ✓
- ✓ žádné šablony na vystřížení otvoru → jednoduchá a rychlá příprava ✓
- ✓ žádné podtékání → zdravá kůže v okolí stomie ✓
- ✓ žádný tvar stomie ji nezaskočí → přizpůsobí se jakémukoli tvaru stomie ✓




DVOJITÁ OCHRANA PROTI PODTĚKÁNÍ VE TŘECH KROCÍCH

Dvojitá vrstva hojivé hmoty Stomahesive® tam, kde to nejvíce potřebujete –
v těsném okolí stomie



PŘEDSTŘÍŽENÉ POMŮCKY **VYSTŘIHOVATELNÉ POMŮCKY**



nechráněná kůže

TVAROVATELNÉ POMŮCKY
se přizpůsobí každému tvaru stomie



Na tvarovatelné technologii mi nejvíc
vyhovuje variabilní příprava otvoru –
ať už ho udělám větší nebo menší,
vždy ho lze snadno upravit podle
aktuálního rozměru stomie.
Tvarování bych už rozhodně
za vystřihování nevyměnil.

František H., 75 let

Tvarovatelné podložky dvoudílného systému Natura™+

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PODLOŽKY V ČESKÉ REPUBLICE

Jednodušší příprava neexistuje – vytvarujte a nalepte



TVAROVATELNÁ TECHNOLOGIE U TŘÍ TYPŮ PODLOŽEK



konvexní tvarovatelná



plochá tvarovatelná



plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem

VHODNÉ PRO KOLOSTOMIKY, ILEOSTOMIKY I UROSTOMIKY



KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLŇEK

Sáčky Esteem™+ tvarovatelné uzavřené

5006765	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený	20–30 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
5006682	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený	30–40 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
5006707	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený	40–50 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks

Sáčky Esteem™+ tvarovatelné výpustné

5006702	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	20–30 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006708	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	20–30 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
5006701	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	30–40 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006762	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	30–40 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
5006696	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	40–50 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006710	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	40–50 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks

Podložky Natura™ ploché tvarovatelné

5006724	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	45/13–22 mm, 5 ks
5006733	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	45/13–22 mm, 10 ks
5006781	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	45/22–33 mm, 5 ks
5006718	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	45/22–33 mm, 10 ks
5006716	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	57/33–45 mm, 5 ks
5006784	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	57/33–45 mm, 10 ks
5006728	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	70/33–56 mm, 5 ks
5006782	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná	70/33–56 mm, 10 ks

Podložky Natura™ ploché tvarovatelné s harmonikovým kroužkem

5006671	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná s harm. kroužkem	57/13–22 mm, 5 ks
5006668	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná s harm. kroužkem	57/22–33 mm, 5 ks
5006617	Podložka 2D Natura plochá tvarovatelná s harm. kroužkem	70/33–45 mm, 5 ks

Podložky Natura™ konvexní tvarovatelné

5006561	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	45/13–22 mm, 5 ks
5006761	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	45/13–22 mm, 10 ks
5006570	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	45/22–33 mm, 5 ks
5006738	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	45/22–33 mm, 10 ks
5006687	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	57/33–45 mm, 5 ks
5006720	Podložka 2D Natura konvexní tvarovatelná	57/33–45 mm, 10 ks



POMÁHÁME TVORIT NOVOU CESTU ŽIVOTEM
stomickými výrobky, podporou a kompletní péčí

Zdravotnické potřeby

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti ConvaTec.



**ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
U RADIMA**

PRAHA:

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A
stanice Jiřího z Poděbrad,
tramvaj č. 11

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin

OSTRAVA:

Českobratrská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin



800 122 111
pro volajícího zdarma



PROGRAM PRO STOMIKY



[www.facebook.com/
stomikradim-convatec](http://www.facebook.com/stomikradim-convatec)

**WWW
convatec.cz**

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):

ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1