

GentleCath™ Glide

..ještě snadněji



Pro ještě snadnější cévkování přinášíme inovovaný katétr **GentleCath™ Glide**. Díky vylepšenému balení bude pro vás cévkování nyní ještě jednodušší.



 **ConvaTec**
POMÁHAT NÁS BAVÍ




www.convatec.cz

GentleCath™ Glide

Pro ještě snadnější cévkování přinášíme **inovovaný katétre GentleCath™ Glide**. Díky vylepšenému balení bude pro vás cévkování nyní ještě jednodušší.




Více velikostí: GentleCath™ Glide Nelaton pro ženy je nyní k dispozici ve velikostech CH8 až CH16 a GentleCath™ Glide Nelaton pro muže i Tiemann pro muže jsou k dispozici ve velikostech CH8 až CH18.



Snazší otevírání: GentleCath™ Glide má nyní v horní části balení otvory pro prsty, které usnadňují jeho otevírání.



Snadnější použití: hrot Tiemann je zakřiven směrem nahoru, pod úhlem přibližně 30 stupňů, aby nedocházelo k jeho zachycení v místě, kde se močová trubice stáčí směrem nahoru do močového měchýře.



Snazší nošení: sáček s vodou u katétru GentleCath™ Glide pro ženy je nyní menší, čímž se balení stává diskretnějším.



Snazší aktivace: v novém balení je lépe umístěn sáček s vodou. Ihned po jeho otevření dojde k navlhčení katétru a vy ho můžete bez dalšího čekání použít.