

Kdo jednou zkusí tvarování,
už nechce jinak.




Ať už máte rádi jednoduché sáčky nebo dvoudílný systém, tvarovatelná technologie je tu právě pro vás. Tvarovatelnou technologii můžete využívat, jestliže vaše stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.

Výhody Tvarovatelné technologie™

- ✓ žádné nůžky → pouze vaše prsty ✓
- ✓ žádné šablony na vystřižení otvoru → jednoduchá a rychlá příprava ✓
- ✓ žádné podtékání → zdravá kůže v okolí stomie ✓
- ✓ žádný tvar stomie ji nezaskočí → přizpůsobí se jakémukoli tvaru stomie ✓

PŘEDSTŘÍŽENÉ POMŮCKY



nechráněná kůže

VYSTŘIHOVATELNÉ POMŮCKY



TVAROVATELNÉ POMŮCKY se přizpůsobí každému tvaru stomie

Jednodílné sáčky Esteem™+ s unikátní Tvarovatelnou technologií™



DVOJITÁ OCHRANA PROTI PODTĚKÁNÍ VE TŘECH KROCÍCH

Dvojitá vrstva hojivé hmoty StomaHesive® tam, kde to nejvíce potřebujete – v těsném okolí stomie



Na tvarovatelné technologii mi nejvíc vyhovuje variabilní příprava otvoru – ať už ho udělám větší nebo menší, vždy ho lze snadno upravit podle aktuálního rozměru stomie. Tvarování bych už rozhodně za vystřihování nevyměnil.

František H., 75 let

Tvarovatelné podložky dvoudílného systému Natura™+

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ PODLOŽKY V ČESKÉ REPUBLICE

Jednodušší příprava neexistuje – vytvarujte a nalepte



TVAROVATELNÁ TECHNOLOGIE U TŘÍ TYPŮ PODLOŽEK



konvexní tvarovatelná



plochá tvarovatelná



plochá tvarovatelná s harmonickým kroužkem

VHODNÉ PRO KOLOSTOMIKY, ILEOSTOMIKY I UROSTOMIKY

