



me +

A photograph of a female doctor with dark hair, wearing a white lab coat over a blue and white striped shirt. She is smiling warmly at a patient whose back is to the camera. The setting appears to be a clinical office or hospital room. A large, semi-transparent purple circle is overlaid on the bottom right of the image, containing the main title text.

# Jak předepisovat stomické pomůcky a příslušenství

**Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,** do vaší péče přechází pacient, který podstoupil náročnou operaci, jejímž výsledkem je **vytvoření umělého vývodu na stěně břišní, stomie**. Vzhledem k této zásadní změně bude potřebovat pomůcky nutné pro návrat do plnohodnotného života. Zde najdete informace pro lepší orientaci v oblasti předpisu stomických pomůcek. Zvláště důležité je vědět, **na kolik pomůcek má stomik nárok a na jaké období lze pomůcky najednou předepsat. Typ předepisovaného stomického sáčku (uzavřený nebo výpustný) se volí podle tuhosti stolice.** Měsíční limity jednotlivých typů stomických pomůcek jsou specifikovány v tabulce níže.

## Měsíční limity preskripce pro jednotlivé skupiny pacientů se stomií

	Dvoudílný systém a systém adhezivní technologie		Jednodílný systém
	Podložky	Sáčky	Sáčky
<b>Uzavřený systém</b>	10ks/měsíc	60ks/měsíc	60ks/měsíc
<b>Výpustný/ urostomický systém</b>	15ks/měsíc	30ks/měsíc	30ks/měsíc

# ZAVOLEJTE NÁM!

PORADÍME

POMŮŽEME

VYSLECHNEME

VYŘEŠÍME



**Stomalinka<sup>®</sup>**  
**convatec**

**800 122 111**

pro volajícího zdarma

**convatec**

– forever caring –

S námi si o stomii můžete  
povídat třeba celý den.  
Zeptejte se nás na cokoliv.

Rádi vám pomůžeme, protože  
pomáhat nás baví.

# Praktické informace

Stomické pomůcky a příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurg, internista, urolog, onkolog a praktický lékař.

Naše pomůcky pro stomiky jsou součástí SÚKL číselníku. **Všechny jsou pojišťovnou plně hrazeny oproti lékařem vystavenému Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.** Pacient si je může na základě poukazu vyzvednout ve výdejně Zdravotnických potřeb „U Radima“ nebo v jiné výdejně či lékárně, která vede zdravotnické pomůcky. **Lze využít i přímé zásilkové služby Convatec. Stačí zaslat poukaz na adresu společnosti Convatec a výrobky budou bezplatně doručeny na adresu pacienta uvedenou na poukaze.** Prosíme vás proto o její čitelné vyplňování.

Pokud stomik obdrží ePoukaz, může ho poslat formou SMS na telefonní číslo **778 778 770**, nebo ho může poslat e-mailem na e-mailovou adresu **epoukaz@convatec.cz**.

Pro informaci o pomůčkách doporučených pacientovi stomasestrou bychom vám rádi nabídli možnost použití „Propouštěcí karty stomika“ viz str. 21.



**Stomalinka®**  
**convatec**

**800 122 111**



**Lastrona**

*v dobrých rukou*

# Pomoc pro praktické lékaře i stomické pacienty



Společnost Convatec vám prostřednictvím specializované agentury domácí péče Lastrona nabízí bezplatnou konzultační službu týkající se stomického pacienta.

## Domácí péče Lastrona vám může pomoci:

- s hlídáním limitů stomických pomůcek
- administrativou spojenou s preskripcí stomických pomůcek (tisk poukazů apod.)
- možností konzultace vyúčtování zdravotní péče o stomické pacienty
- individuální edukací pacienta
- s výběrem nejvhodnějších stomických pomůcek
- telefonické a osobní konzultace v případě komplikací při péči o pacienta se stomií
- či dokonce osobní návštěvu u vašich pacientů se stomií minimálně jednou za čtvrtletí

Pokud byste rádi využili výše uvedených služeb či máte jakékoli otázky či nejasnosti týkající se péče o stomického pacienta, kontaktujte naši **bezplatnou Stomalinku®** **800 122 111**. Jsme pro vás k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

# Seznam stomických pomůcek společnosti Convatec

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
<b>Jednodílný systém</b>			

## Esteem®

### Sáčky Esteem®+ uzavřené s okénkem

5006452	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006449	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	30 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006456	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	40 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006448	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	50 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006454	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006455	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006458	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006457	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006451	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	60 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5011707	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5011708	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	30 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5011709	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	40 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.01.02.01

### Sáčky Esteem®+ uzavřené

5006719	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006706	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	30 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006572	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	40 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5006661	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	50 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006447	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006446	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	30 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006445	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	40 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006444	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	50 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006646	Sáček 1D Esteem®+ uzavřený	20-70 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01

#### Sáčky Esteem®+ tvarovatelné uzavřené

5006765	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný uzavřený	20-30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006682	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný uzavřený	30-40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01
5006707	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný uzavřený	40-50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.01

#### Sáčky Esteem Body™ uzavřené

5016778	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016779	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016780	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016781	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016771	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016772	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016773	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016782	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V0/10-55 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016783	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016784	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016774	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016775	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5016776	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016777	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, standard, 30 ks	03.01.02.02
5016785	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016786	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016787	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016788	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016789	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016790	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02
5016791	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex uzavřený	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, průhledný, velký, 30 ks	03.01.02.02

#### Sáčky Esteem®+ Soft Convex uzavřené

5006440	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex uzavřený	V1/20-47 mm měkký, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02
5006439	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex uzavřený	V2/15-40 mm měkký, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02
5006438	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex uzavřený	V3/10-28 mm měkký, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02

#### Sáčky Esteem®+ Flex Convex uzavřené

5006560	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex uzavřený	V0/20-55 mm flexibilní, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02
5006552	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex uzavřený	V1/20-43 mm flexibilní, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02
5006548	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex uzavřený	V2/20-35 mm flexibilní, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02
5006580	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex uzavřený	V3/20-25 mm flexibilní, konvexní, běžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.01.02.02

#### Sáčky Esteem®+ výpustné s okénkem

5006420	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	20-70 mm, běžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
---------	----------------------------	---	-------------

#### Sáčky Esteem®+ výpustné

5006703	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	20-70 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006588	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	30 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006578	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	40 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02



Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5006705	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	20-70 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006605	Sáček 1D Esteem®+ výpustný	100 mm, průhledný, velkoobjemový, 10 ks	03.01.01.02
<b>Sáčky Esteem®+ tvarovatelné výpustné</b>			
5006702	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	20-30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006701	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	30-40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006696	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	40-50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006708	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	20-30 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006762	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	30-40 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
5006710	Sáček 1D Esteem®+ tvarovatelný výpustný	40-50 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.02
<b>Sáčky Esteem Body™ výpustné</b>			
5016806	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016807	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016808	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016809	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016792	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016793	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016794	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016810	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V0/10-55 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016811	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016812	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016813	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016795	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016796	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5016797	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016814	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016815	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016816	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016817	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016798	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016799	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016800	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016801	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016818	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016819	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016820	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016821	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, průhledný, velký, 10 ks	03.01.01.03
5016802	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V0/10-55 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016803	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016804	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03
5016805	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex výpustný	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.01.03

#### Sáčky Esteem®+ Soft Convex výpustné

5006437	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex výpustný	V1/20-47 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006436	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex výpustný	V2/15-40 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006435	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex výpustný	V3/10-28 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03

#### Sáčky Esteem®+ Flex Convex výpustné

5006556	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex výpustný	V0/20-55 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
---------	---	---	-------------

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5006550	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex výpustný	V1/20-43 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006544	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex výpustný	V2/20-35 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006545	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex výpustný	V3/20-25 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
<b>Sáčky Esteem®+ konvexní výpustné</b>			
5006659	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	22 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006698	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	25 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006697	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	28 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006601	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	32 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006634	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	35 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
5006614	Sáček 1D Esteem®+ konvexní výpustný	38 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.01.01.03
<b>Sáčky Esteem®+ Accuseal® urostomické</b>			
5015931	Sáček 1D Esteem®+ Accuseal® urostomický	13-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.01
<b>Sáčky Esteem® urostomické</b>			
5006758	Sáček 1D Esteem® urostomický	13-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.01
5006763	Sáček 1D Esteem® urostomický	13-45 mm, béžový, standard, 10 ks	03.01.03.01
<b>Sáčky Esteem Body™ urostomické</b>			
5016822	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016823	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016824	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016825	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V1/10-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016826	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V2/10-35 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016827	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 4 mm, V3/10-25 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016828	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016829	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5016830	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, šedý, s okénkem, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016831	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V1/10-45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016832	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V2/10-35 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
5016833	Sáček 1D Esteem Body™ Soft Convex urostomický	Hloubka 7 mm, V3/10-25 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.01.03.02
<b>Sáčky Esteem®+ Soft Convex urostomické</b>			
5011395	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex urostomický	V1/20-47 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
5011396	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex urostomický	V2/15-40 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
5011397	Sáček 1D Esteem®+ Soft Convex urostomický	V3/10-28 mm, měkký, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
<b>Sáčky Esteem®+ Flex Convex urostomické</b>			
5006546	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex urostomický	V1/10-43 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
5006577	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex urostomický	V2/10-35 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
5006527	Sáček 1D Esteem®+ Flex Convex urostomický	V3/10-25 mm, flexibilní, konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.01.03.02
<b>Sáčky Little Ones™ Esteem®+ výpustný dětský</b>			
5006731	Sáček 1D Little Ones™ Esteem®+ výpustný dětský	0-23 mm, průhledný, dětský, 10 ks	03.05.01.01
<b>Stomadress®</b>			
<b>Sáčky dětské Stomadress®</b>			
5006848	Sáček 1D Stomadress® výpustný	8-50 mm, průhledný, dětský, 15 ks	03.05.01.01
5006845	Sáček 1D Stomadress® urostomický	8-25 mm, průhledný, dětský, 15 ks	03.05.01.03
<b>Stomadress® Plus</b>			
<b>Sáček Stomadress® Plus výpustný</b>			
5006539	Sáček 1D Stomadress® plus výpustný	8-100 mm, průhledný, velkoobjemový, 10 ks	03.01.01.06
<b>Krytka stomie Stomadress® Plus; 100% úhrada - max. 60 ks/měsíc</b>			
5006783	Krytka stomie 1D Stomadress®	19-50 mm, jednodílná, béžová, filtr, 30 ks	03.01.02.04

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
----------	-------	----------------	------------

## Dvoudílný systém

### Natura®

#### Podložky Natura® ploché tvarovatelné

5006733	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	45/13-22 mm, 10 ks	03.03.01.02
5006718	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	45/22-33 mm, 10 ks	03.03.01.02
5006784	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	57/33-45 mm, 10 ks	03.03.01.02
5006782	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	70/33-56 mm, 10 ks	03.03.01.02
5006724	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	45/13-22 mm, 5 ks	03.03.01.02
5006781	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	45/22-33 mm, 5 ks	03.03.01.02
5006716	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	57/33-45 mm, 5 ks	03.03.01.02
5006728	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná	70/33-56 mm, 5 ks	03.03.01.02

#### Podložky Natura® ploché tvarovatelné s harmonikovým kroužkem

5006671	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem	57/13-22 mm, 5 ks	03.03.01.02
5006668	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem	57/22-33 mm, 5 ks	03.03.01.02
5006617	Podložka 2D Natura® plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem	70/33-45 mm, 5 ks	03.03.01.02

#### Podložky Natura® flexibilní

5006840	Podložka 2D Natura® flexibilní	32/13-19 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006812	Podložka 2D Natura® flexibilní	38/13-25 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006810	Podložka 2D Natura® flexibilní	45/13-32 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006856	Podložka 2D Natura® flexibilní	57/13-45 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006858	Podložka 2D Natura® flexibilní	70/13-57 mm, 5 ks	03.03.01.01

#### Podložky Natura® flexibilní s harmonikovým kroužkem

5006610	Podložka 2D Natura® flexibilní s harmonikovým kroužkem	45/13-21 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006543	Podložka 2D Natura® flexibilní s harmonikovým kroužkem	57/13-33 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006604	Podložka 2D Natura® flexibilní s harmonikovým kroužkem	70/13-45 mm, 5 ks	03.03.01.01

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
<b>Podložky Natura® konvexní tvarovatelné</b>			
5006761	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	45/13-22 mm, 10 ks	03.03.01.03
5006738	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	45/22-33 mm, 10 ks	03.03.01.03
5006720	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	57/33-45 mm, 10 ks	03.03.01.03
5006561	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	45/13-22 mm, 5 ks	03.03.01.03
5006570	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	45/22-33 mm, 5 ks	03.03.01.03
5006687	Podložka 2D Natura® konvexní tvarovatelná	57/33-45 mm, 5 ks	03.03.01.03
<b>Podložky Natura® konvexní s harmonikovým kroužkem</b>			
5006549	Podložka 2D Natura® konvexní s harmonikovým kroužkem	45/13-22 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006575	Podložka 2D Natura® konvexní s harmonikovým kroužkem	57/13-35 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006573	Podložka 2D Natura® konvexní s harmonikovým kroužkem	70/13-48 mm, 5 ks	03.03.01.01
<b>Podložky Natura® Stomahesive®</b>			
5006823	Podložky Natura® Stomahesive®	32/13-19 mm, 10 ks	03.03.01.01
5006804	Podložky Natura® Stomahesive®	38/13-25 mm, 10 ks	03.03.01.01
5006722	Podložky Natura® Stomahesive®	45/13-32 mm, 10 ks	03.03.01.01
5006746	Podložky Natura® Stomahesive®	57/13-45 mm, 10 ks	03.03.01.01
5006751	Podložky Natura® Stomahesive®	70/13-57 mm, 10 ks	03.03.01.01
5006785	Podložky Natura® Stomahesive®	32/13-19 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006772	Podložky Natura® Stomahesive®	38/13-25 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006830	Podložky Natura® Stomahesive®	45/13-22 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006827	Podložky Natura® Stomahesive®	57/13-45 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006755	Podložky Natura® Stomahesive®	70/13-57 mm, 5 ks	03.03.01.01
5006838	Podložky Natura® Stomahesive®	100/13-87 mm, 5 ks	03.03.01.04
<b>Sáčky Natura®+ uzavřené s okénkem</b>			
5006470	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	38 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006462	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	45 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006460	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	57 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.03.03.01

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5006459	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	70 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006478	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	32 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006479	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	38 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006476	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	45 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006474	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	57 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006477	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5011705	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	45 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5011704	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	57 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.03.03.01

#### Sáčky Natura®+ uzavřené

5006756	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	38 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006752	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	45 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006651	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	57 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5006683	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	70 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5011701	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	45 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5011703	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	57 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01
5011702	Sáček 2D Natura®+ uzavřený	70 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks	03.03.03.01

#### Sáčky Natura®+ výpustné s okénkem

5006486	Sáček 2D Natura®+ výpustný	38 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006484	Sáček 2D Natura®+ výpustný	45 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006485	Sáček 2D Natura®+ výpustný	57 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006482	Sáček 2D Natura®+ výpustný	70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
<b>Sáčky Natura®+ výpustné</b>			
5006676	Sáček 2D Natura®+ výpustný	38 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006693	Sáček 2D Natura®+ výpustný	45 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006632	Sáček 2D Natura®+ výpustný	57 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006732	Sáček 2D Natura®+ výpustný	70 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006680	Sáček 2D Natura®+ výpustný	45 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006743	Sáček 2D Natura®+ výpustný	57 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006678	Sáček 2D Natura®+ výpustný	70 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.01
5006727	Sáček 2D Natura®+ výpustný	100 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks	03.03.02.02
5006640	Sáček 2D Natura®+ výpustný	45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.02.01
5006688	Sáček 2D Natura®+ výpustný	57 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.02.01
5006621	Sáček 2D Natura®+ výpustný	70 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.02.01
<b>Sáčky Natura®+ urostomické</b>			
5006741	Sáček 2D Natura®+ urostomický	32 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006737	Sáček 2D Natura®+ urostomický	38 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006717	Sáček 2D Natura®+ urostomický	45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006739	Sáček 2D Natura®+ urostomický	57 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006714	Sáček 2D Natura®+ urostomický	70 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
<b>Sáčky Natura® urostomické</b>			
5006855	Sáček 2D Natura® urostomický	32 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006767	Sáček 2D Natura® urostomický	38 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006852	Sáček 2D Natura® urostomický	45 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006826	Sáček 2D Natura® urostomický	57 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01



Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
5006774	Sáček 2D Natura® urostomický	70 mm, průhledný, standard, 10 ks	03.03.04.01
5006789	Sáček 2D Natura® urostomický	38 mm, průhledný, malý, 10 ks	03.03.04.01
5006766	Sáček 2D Natura® urostomický	45 mm, průhledný, malý, 10 ks	03.03.04.01
5006786	Sáček 2D Natura® urostomický	57 mm, průhledný, malý, 10 ks	03.03.04.01
<b>Sáčky urostomické noční</b>			
5003931	Sáček urinální s dolní T-výpustí	2000 ml, délka přív. hadice 120 cm, zpětný ventil, sterilní, 10 ks	02.02.02.01
5005226	Sáček urinální na odběr moči	2000 ml, s křížovou výpustí, 1 ks	02.02.02.01

### Systém adhezni technologie

#### Esteem synergy®

##### Podložky Esteem synergy® flexibilní

5006712	Podložka Esteem synergy® flexibilní	35/13-35 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006740	Podložka Esteem synergy® flexibilní	48/13-48 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006744	Podložka Esteem synergy® flexibilní	61/13-61 mm, 5 ks	03.02.01.01

##### Podložky Esteem synergy® konvexní tvarovatelné

5006721	Podložka Esteem synergy® konvexní tvarovatelná	35/13-22 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006787	Podložka Esteem synergy® konvexní tvarovatelná	48/22-33 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006715	Podložka Esteem synergy® konvexní tvarovatelná	61/33-45 mm, 5 ks	03.02.01.01

##### Podložky Esteem synergy® Stomahesive®

5006711	Podložka Esteem synergy® Stomahesive®	35/13-35 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006770	Podložka Esteem synergy® Stomahesive®	48/13-48 mm, 5 ks	03.02.01.01
5006768	Podložka Esteem synergy® Stomahesive®	61/13-61 mm, 5 ks	03.02.01.01

##### Podložky Esteem synergy® dětské

5006725	Podložka Little Ones Esteem synergy® flexibilní	4,8-31 mm, dětská, 5 ks	03.05.02.01
---------	---	-------------------------	-------------

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Kód kateg.
<b>Sáčky Esteem synergy®+ uzavřené</b>			
5006574	Sáček Esteem synergy®+ uzavřený	35 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.02.03.01
5006611	Sáček Esteem synergy®+ uzavřený	48 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.02.03.01
5006695	Sáček Esteem synergy®+ uzavřený	61 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks	03.02.03.01
5006656	Sáček Esteem synergy®+ uzavřený	48 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks	03.02.03.01
5006655	Sáček Esteem synergy®+ uzavřený	61 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks	03.02.03.01
<b>Sáčky Esteem synergy®+ výpustné</b>			
5006691	Sáček Esteem synergy®+ výpustný	35 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.02.02.01
5006598	Sáček Esteem synergy®+ výpustný	48 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.02.02.01
5006616	Sáček Esteem synergy®+ výpustný	61 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks	03.02.02.01
<b>Sáčky Esteem synergy®+ dětské</b>			
5006729	Sáček Little Ones Esteem synergy® výpustný	4,8-31 mm, průhledný, dětský, filtr, 10 ks	03.05.02.03
<b>Příslušenství</b>			<b>Úhrada ZP</b>
<b>Pásky vyrovnávací - limit: 120 ks/měsíc</b>		<b>kategorie: 03.08.01.02</b>	
5016486	Vyrovnávací pásky Esenta™, půlkruh XL	3x15 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plná
5016485	Vyrovnávací pásky Esenta™, čtvrtkruh	3x9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plná
5016484	Vyrovnávací pásky Esenta™, rovný tvar	3x11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plná
5005988	Vyrovnávací pásek Varimate, rovný tvar	5x11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plná
5005987	Vyrovnávací pásek Varimate, rovný tvar	5x22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plná
<b>Těsnící manžety - limit: 60 ks/měsíc</b>		<b>kategorie: 03.08.01.05</b>	
5006685	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, 10 ks	plná
5006663	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, tenký, 10 ks	plná
5006652	Těsnící kroužek Stomahesive®	98 mm, 10 ks	plná
<b>Adhesivní pasty a gely - limit: 1 ks/měsíc</b>		<b>kategorie: 03.08.01.03</b>	
5006803	Pasta vyrovnávací Stomahesive®	60 g	plná

Kód SÚKL	Název	Popis produktu	Úhrada ZP
<b>Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky - limit: 292,32 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.09.02.01			
5014244	Stomfoam® Mini	50 ml	146,14 Kč
5014245	Stomfoam® Maxi	200 ml	292,32 Kč
<b>Odstraňovače stomické podložky - silikonové - limit: 487,2 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.08.04.02			
5014528	Esenta™ ubrousky s nepálivým přípravkem	na odstraňování lékařského lepidla, 30 ks	486,95 Kč
5014529	Esenta™ sprej s nepálivým přípravkem	na odstraňování lékařského lepidla, 50 ml	243,37 Kč
<b>Odstraňovače stomické podložky - limit: 292,32 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.08.04.01			
5016531	Odstraňovač podložky Sion	ubrousky, 100 ks	584,34 Kč*
<b>Destičky a roušky - limit: plná úhrada</b> kategorie: 03.08.01.04			
5006851	Destička vyrovnávací Stomahesive®	10x10 cm, 5 ks	plná
5006853	Destička vyrovnávací Stomahesive®	20x20 cm, 3 ks	plná
<b>Zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužky - limit: 974,4 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.09.01.01			
5016532	Film ochranný Sion	ubrousky, 100 ks	486,95 Kč
5014530	Esenta™ ubrousky s nepálivým kožním filmem	30 ks	974,4 Kč
5014531	Esenta™ sprej s nepálivým kožním filmem	50 ml	487,2 Kč
5006849	Pudr Stomahesive®	zásypový, 25 g	486,95 Kč
<b>Pohlčovače pachu - limit: 340,48 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.08.05.01			
5002118	Stomodor Spray Maxi	210ml	166,6 Kč
5002119	Stomodor Spray Mini	50ml	128,66 Kč
5002120	Stomodor Drops	35ml	166,6 Kč
<b>Stomické pásky - přídržné; 100% úhrada - maximálně 194,88 Kč včetně DPH/kus; maximálně 2 ks/rok</b> kategorie: 03.08.02.01			
5006860	Pásek	přídržný, 1 ks	plná
<b>Stomické břišní pásy; limit 584,64 Kč včetně DPH/kus; max.2 ks/rok</b> kat.: 03.08.02.02			
5005629	Břišní podpůrný pás Stomex 2700	možnost průstřihu pro stomii, výška 25 cm, 4 velikosti	584,64 Kč**
<b>Prostředky zahušťovací - limit: 350,56 Kč/měsíc včetně DPH</b> kategorie: 03.08.03.01			
5006635	Sáčky gelující Diamonds®	100 ks	1051,81 Kč***

Úhrady a limity jsou včetně DPH

\* plná úhrada 1 balení na 2 měsíce

\*\* s doplatkem 395,00

\*\*\* plná úhrada 1 balení na 3 měsíce



# zásilková služba

800 321 222

Poukaz potvrzený lékařem **zašlete poštou** na adresu:

ConvaTec Česká republika s. r. o.,

P. O. BOX 142, 110 00 Praha 1.

Pokud stomik obdrží ePoukaz, může ho poslat formou SMS na telefonní číslo 778 778 770, nebo ho může poslat e-mailem na e-mailovou adresu [epoukaz@convatec.cz](mailto:epoukaz@convatec.cz).

Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru zboží připraví a **společnost DPD vám je doveze až domů** v diskrétním obalu.

**Doručení zdarma** - veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost Convatec.

**Chráníme vaše soukromí.**

## Propouštěcí karta stomika

Jméno a příjmení:.....

Adresa:.....

PSČ:..... Telefon:.....

Datum operace:..... Pojišťovna:.....

Typ stomie:  kolostomie  ileostomie  urostomie

Při odchodu z nemocnice byly doporučeny tyto pomůcky:

Doporučené stomické pomůcky*	
Kód SÚKL	Název podložky
Kód SÚKL	Název sáčku

Doporučené příslušenství*	
Kód SÚKL	Název

Datum posledního předpisu pomůcek:

Ošetřující stomasestra (jméno a podpis):

Telefon:

Datum:

razítko

\*) Prosíme, doplňte.



# Kategorizační strom pomůcek

Číselný kód kategorie	Kategorizační strom	Popis
3	ZP pro pacienty se stomii	
03.01	stomické systémy - jednoduché	
03.01.01	sáčky - jednoduché, vypustné	
03.01.01.01	potažené sáčky s plochou podložkou - s výpustí s mechanickou svorkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii
03.01.01.02	potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii, opatřené filtrem
03.01.01.03	potažené sáčky s konvexní podložkou - s integrovanou bezpečnostní výpustí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii, opatřené filtrem
03.01.01.04	potažené sáčky jednoduché univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii
03.01.01.05	potažené sáčky jednoduché univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii
03.01.01.06	potažené sáčky vypustné velkoobjemové - s velkoplošnou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii, opatřené filtrem
03.01.02	sáčky - jednoduché, uzavřené	
03.01.02.01	potažené sáčky s plochou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii, opatřené filtrem
03.01.02.02	potažené sáčky s konvexní podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilii, opatřené filtrem



# stomických a příslušenství

Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit/měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
	Lze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie		
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řidká stolice; nekomplikovaná stomie	30 ks	57 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řidká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; pištěl	30 ks	157 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řidká stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná pištěl	30 ks	243 Kč/1 ks
GeR; chi; int; onK; PeD; uRn	jakýkoliv typ derivační stomie nebo pištěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1 000 ml za 24 hod; má možnost na pojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks a 60 ks při množství stolice nad 4 l/24 h	157 Kč/1 ks
GeR; chi; int; onK; PeD; uRn	jakýkoliv typ derivační stomie nebo pištěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1 000 ml za 24 hod; má možnost na pojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks a 60 ks při množství stolice nad 4 l/24 h	243 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řidká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné pištěle	30 ks	217 Kč/1 ks
	Lze kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie		
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	60 ks	70 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice; měkké břicho - plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie	60 ks	109 Kč/1 ks

Číselný kód kategorie	Kategorizační strom	Popis
03.01.02.03	potážené sáčky uzavřené velkoobjemové - s velkoplošnou podložkou	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi, opatřené filtrem
03.01.02.04	krytky	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi, opatřené filtrem
03.01.02.05	zátky	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi, opatřené filtrem
03.01.02.06	krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem	savé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okraj
03.01.03	sáčky - jednodílné, urostomické	
03.01.03.01	potážené sáčky s plochou podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi
03.01.03.02	potážené sáčky s konvexní podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi
03.02	stomické systémy - dvoudílné - adhezivní technologie	
03.02.01	podložky	
03.02.01.01	podložky ploché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.02.01.02	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.02.01.03	podložky velkoplošné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.02.02	sáčky - výpustné	
03.02.02.01	sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi, opatřené filtrem
03.02.02.02	sáčky velkoobjemové	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilíi, opatřené filtrem

Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit/ měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže	60 ks	130 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků	60 ks	52 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků	60 ks	87 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	stomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní píštěl; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků; krytí nefrostomií, epicystostomií, trvalých drenáží	60 ks	28 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	urostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl; drén	30 ks	243 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	urostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén	30 ks	252 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	139 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie úrovní nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	183 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	174 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řidká stolice; píštěl	30 ks	122 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěl	30 ks	122 Kč/1 ks

<b>Číselný kód kategorie</b>	<b>Kategorizační strom</b>	<b>Popis</b>
03.02.02.03	sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem
03.02.03	sáčky - uzavřené	
03.02.03.01	sáčky uzavřené	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem
03.02.04	sáčky - urostomické	
03.02.04.01	sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií
03.03	stomické systémy - dvoudílné - mechanické	
03.03.01.01	podložky ploché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.03.01.02	podložky tvarovatelné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.03.01.03	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.03.01.04	podložky velkoplošné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi
03.03.02	sáčky - výpustné	
03.03.02.01	sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem
03.03.02.02	sáčky velkoobjemové	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem
03.03.02.03	sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit/měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
GeR; chi; int; onK; PeD; uRn	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks a 60 ks při množství stolice nad 4 l/24 h	122 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice	60 ks	70 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	urostomie; píštěl; drén	30 ks	157 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	183 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	261 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	261 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže	10 ks - kolo, trvalá drenáž, píštěl; 15 ks -ileo, uro	252 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	řídká stolice; píštěl	30 ks	87 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle	30 ks	174 Kč/1 ks
GeR; chi; int; onK; PeD; uRn	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks a 60 ks při množství stolice nad 4 l/24 h	174 Kč/1 ks

Číselný kód kategorie	Kategorizační strom	Popis
03.03.03	sáčky - uzavřené	
03.03.03.01	sáčky uzavřené	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem
03.03.04	sáčky - urostomické	
03.03.04.01	sáčky s integrovaným antirefluxním ventilem	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií
03.04	stomické systémy - pro dočasnou kontinenci stomie	
03.04.01	systémy pro dočasnou kontinenci stomie	
03.04.01.01	systémy pro dočasnou kontinenci stomie	sada podložek, sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci
03.05	stom. systémy - s malou lepicí plochou	
03.05.01	stom. systémy - s malou lepicí plochou - jednodílné	
03.05.01.01	potážené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm
03.05.01.02	potážené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm
03.05.01.03	potážené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm
03.05.02	stomické systémy - s malou lepicí plochou - dvoudílné - adhezivní technologie	
03.05.02.01	podložky ploché nebo konvexní	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm
03.05.02.02	potážené sáčky uzavřené	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm
03.05.02.03	potážené sáčky výpustné	max. velikost adhezivní plochy do 7 cm

Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit/ měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	formovaná stolice	60 ks	48 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	urostomie; pištěl; drén	30 ks	113 Kč/1 ks
GeR; chi; int; onK; PeD; PRL	kolostomie s formovanou stolicí	-	6 957 Kč/1 měsíc
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	30 ks; pro děti do 6 let 60 ks v indikovaných případech	157 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	60 ks; pro děti do 6 let 120 ks v indikovaných případech	48 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	30 ks; pro děti do 6 let 60 ks v indikovaných případech	261 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	10 ks - kolo, trvalá drenáž, pištěl; pro děti do 6 let 20 ks v indi. případech; 15 ks - ileo, uro; pro děti do 6 let 30 ks v indi. případech	261 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	60 ks; pro děti do 6 let 120 ks v indikovaných případech	130 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezí plochou	30 ks; pro děti do 6 let 60 ks v indikovaných případech	261 Kč/1 ks

<b>Číselný kód kategorie</b>	<b>Kategorizační strom</b>	<b>Popis</b>
03.06	ZP drenážní systémy	
03.06.01	sáčky drenážní	
03.06.01.01	sáčky drenážní - jednoduché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou
03.07	ZP k irigaci do stomie	
03.07.01	irigační soupravy	
03.07.01.01	irigační soupravy - gravitační	-
03.07.01.02	irigační soupravy - sáčky	-
03.08	ZP pro pacienty se stomií - stomické příslušenství - péče o kůži - prevence a léčba	
03.08.01	vyplňovací a vyrovnávací ZP	
03.08.01.01	vkładací kroužky	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota
03.08.01.02	pásky vyrovnávací	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota
03.08.01.03	adhesivní pasty a gely	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota
03.08.01.04	destičky a roušky	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota
03.08.01.05	těsnící manžety	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota



Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit/měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	zavedený drén; pištěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné pištěle	30 ks	261 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	irigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva	2 sady/rok	2 174 Kč/ 1 sada
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	irigace defekační - kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná - opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva	300 ks/rok	43 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomii současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou	78 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomii současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou	70 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomii současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	1 ks	7,80 Kč/1 g
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomii současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	-	0,40 Kč/ 1 cm <sup>2</sup>
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomii současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks - lze předepsat pouze s podložkou	96 Kč/1 ks

Číselný kód kategorie	Kategorizační strom	Popis
03.08.02	pásky a přídržné prostředky	
03.08.02.01	stomické pásky - přídržné	kompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem
03.08.02.02	stomické břišní pásky	s otvorem nebo bez otvoru
03.08.02.03	nízkoťlaké adaptéry pro dvoudílný systém	-
03.08.03	prostředky zahušťovací	
03.08.03.01	prostředky zahušťovací	-
03.08.04	odstraňovače stomické podložky	
03.08.04.01	odstraňovače stomické podložky	-
03.08.04.02	odstraňovače stomické podložky - silikonové	rouška nebo sprej
03.08.05	pohlčovače pachu	
03.08.05.01	pohlčovače pachu	neutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)
03.09	ochranné a čisticí prostředky pro pacienty se stomií	
03.09.01	ochranné prostředky pro pacienty se stomií	
03.09.01.01	zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužky	-
03.09.01.02	protektivní kroužky	ochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži, a nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrch
03.09.02	čisticí prostředky pro pacienty se stomií	
03.09.02.01	čisticí roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrousky	pomůcky
03.10	sběrné sáčky se širokou hadicí	
03.10.01	sběrné sáčky se širokou hadicí	pevné sběrné sáčky, které pojmu alespoň 1 500 - 2 000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžko

Preskripční omezení	Indikační omezení	Množství limit/měsíc	Úhradový limit limit bez DPH
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	pacienti s jednoduchým nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi pomůcky k tělu; prevence podtékání	2 ks/rok	174 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	všechny typy stomie	2 ks/rok	522 Kč/ 1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	všechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období - do 3 měsíců od operace	10 ks - uzav. systém; 15 ks - vyp. systém	113 Kč/1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	ileostomie; kolostomie s řídkou nebo vodnatou stolicí	-	313 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	-	261 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti	-	435 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	zvyšují kompenzační funkci stomické pomůcky	-	304 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému	-	870 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; onK; PeD; PRL; uRn	výživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie	30 ks	104 Kč/ 1 ks
GeR; chi; int; neF; onK; PeD; PRL; uRn	-	-	261 Kč/ měsíc
GeR; chi; int; onK; PRL	pacienti se stomií s odpady nad 2 000 ml/24 hod; používají jednoduchý nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem	15 ks	157 Kč/1 ks

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

## U Radima

### OSTRAVA

Československá 63, 702 00 Ostrava

tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,

trolejbuses č. 102, 103, 104 a 105,

stanice Československá

Otevřeno: po-pá: 8-17 hodin

### PRAHA

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3

tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A

stanice Jiřího z Poděbrad,

tramvaj č. 11

Otevřeno: po-pá: 9-12, 14-18 hodin

### PRAHA

Od 1. 7. 2024 se bude výdejna nacházet na nové adrese

Gemini - budova B - zadní strana budovy

Na Pankráci 1683/127 a 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4

Dopravní spojení

metro trasa C - stanice Pankrác



[www.facebook.com/  
stomikradimconvatec](https://www.facebook.com/stomikradimconvatec)



[@stomikradim\\_convatec](https://www.instagram.com/stomikradim_convatec) [@convatecceskairepublika](https://www.instagram.com/convatecceskairepublika)



záilková  služba  
800 321 222

[convatec.cz](https://convatec.cz)



Stomalinka®  
convatec

800 122 111



**convatec**

— forever caring —

Adresa společnosti a distribuce (Zásilková služba):

Convatec Česká republika s. r. o., Olívova 2096/4, 110 00 Praha 1

Všechny ochranné známky třetích stran (včetně log a ikon), na které Convatec odkazuje, zůstávají majetkem příslušných vlastníků. StomFoam® a StomOdor jsou vyráběny společností ALP ecology s. r. o., Františkov Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Varimatec jsou vyráběny společností Eurotec BV, Schotbossestraat 8, 4705 AG Roosendaal, Holandsko. ©2024 Convatec. ™/® označují ochranné známky skupiny společností Convatec.

AP-65808-CZE-CZE-VI