

Gültig ab Juni 2021

PRODUKTÜBERSICHT

Stomaversorgung



**GEMEINSAM
WEGE FINDEN.**

Mit unseren Produkten und Serviceleistungen zu
einem aktiven und unbeschwerten Leben mit Stoma.



Stomaversorgung



INHALT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR STOMAVERSORGUNG

Unser Patientenprogramm me+™	08
Einführung in die Stomaversorgung	10
Die Auswahl der richtigen Stomaversorgung	12
Die Auswahl des richtigen Hautschutzmaterials	14
Eine gute Anpassung an das Stoma ist das A und O	16
Der modellierbare Hautschutz	18
Der Natura™ Akkordeon Rastring	20
Plan oder Konvex?	22
Die unterschiedlichen Beutelararten	24
Wichtige Beutelerkmale	26

EINTEILIGE STOMAVERSORGUNG

Esteem™+, Esteem™+ Flex Konvex, Esteem™, Stomadress™	
• Geschlossene Beutel	30
• Ausstreifbeutel	34
• Urostomiebeutel	42

ZWEITEILIGE STOMAVERSORGUNG

Zweiteilige Versorgung mit Rastringkopplung	48
Natura™+, Natura™, Combihesive Natura™	
• Basisplatten	48
• Geschlossene Beutel	55
• Ausstreifbeutel	58
• Urostomiebeutel	63
Zweiteilige Versorgung mit Klebekopplung	66
Esteem synergy™+, Esteem synergy™	
• Basisplatten	66
• Geschlossene Beutel	70
• Ausstreifbeutel	72
• Urostomiebeutel	74

POST-OP VERSORGUNG

ZUBEHÖR

LEGENDE

INDEX

Mit Kompetenz und Erfahrung AN IHRER SEITE

Stomahesive™

Dr. James Chens jahrelange Forschungen führen zu unserem ersten medizinischen Hydrokolloid-Haftmaterial – das heutige Stomahesive™ – Hautschutzmaterial.

1972



Modellierbare Technologie

ConvaTec bietet damit erstmalig die Möglichkeit, die Stomaversorgung individuell an Größe und Form des Stomas anzupassen, ohne dass Zubehörmaterial verwendet werden muss.

2002



Esteem™ + Flex Konvex

ConvaTec erweitert sein Produktportfolio um eine komplette einteilige konvexe Serie. Durch ihre besondere Flexibilität sind die Produkte bei Stomaträgern sehr beliebt.

2017



1978

Natura™

Unsere zweiteilige Stomaversorgung Natura™ wird eingeführt. Der einzigartige Rastringmechanismus verleiht Stomaträgern ein Gefühl von maximaler Sicherheit, dass Basisplatte und Beutel fest miteinander verbunden sind.



2014

Natura™ Akkordeon Rastring

Die maximale Untergreifbarkeit des neuen Akkordeon-Rastrings ermöglicht es, den Beutel ohne Druck und damit schmerzfrei auf der Bauchdecke anbringen zu können. Der einzigartige Akkordeon-Mechanismus bietet auch Patienten mit eingeschränkter Fingerfertigkeit genügend Platz.



2019

me+™ recovery

Unser Trainings- und Rehabilitationsprogramm geht an den Start und unterstützt Stomaträger auf ihrem Weg zu einer schnellen Genesung und neuer Lebensqualität.



ConvaTec

AKTIV FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

ConvaTec ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Produkten und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen. Das Kerngeschäft umfasst die Bereiche Stomaversorgung, moderne Wundversorgung, Kontinenzversorgung und Intensivmedizin sowie Infusionstechnik. Sollten Sie also Marken wie Varihesive™, Aquacel™ oder Flexi-Seal™ bereits verwendet haben – auch sie gehören zu ConvaTec.

Seit der Gründung entwickelt ConvaTec innovative Produkte und bietet Dienstleistungen, die das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verbessern.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten für die Stomaversorgung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihren Berufsalltag mit unseren hochwertigen und innovativen Produkten zu erleichtern und Ihre Patienten dabei zu unterstützen, wieder in ein sorgenfreies und unabhängiges Leben zurückzufinden.

Unser Ziel lautet: Gutes noch besser machen – für Sie und Ihre Patienten! Mit unseren Produkten zur Stomaversorgung und dem Patientenprogramm me+™ möchten wir Ihre Patienten dabei unterstützen, ein sorgenfreies und aktives Leben führen zu können. Aus Überzeugung sehen wir uns in der Pflicht, Ihnen mit zuverlässigen Informationen, unseren Services und der Bereitstellung von Broschüren den Alltag zu erleichtern.

Herzlichst
Ihr ConvaTec-Team





MEHR ALS NUR GROSSARTIGE PRODUKTE – UNSER PATIENTEN- PROGRAMM **me+™**

Wir glauben daran, dass Ihre Patienten mehr ausmacht als ihr Stoma. Denken Sie an ihre Interessen, Hobbys und Freunde. Wir unterstützen Stomaträger dabei, dass Sie all das tun können, worauf sie Lust haben und was sie einzigartig macht. Mit me+™ möchten wir Stomaträgern behilflich sein, einen sorgenfreien Alltag zu erleben und ein aktives Leben führen zu können.

✓ **Kundenberatung**

Unsere Kundenberatung steht Ihnen bei Fragen zur Stomaversorgung gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

✓ **Ratgeber und Informationsmaterial**

Unsere Ratgeber und Broschüren bieten ausführliche Informationen rund um das Thema Stomaversorgung.

✓ **Trainings- und Rehabilitationsprogramm me+™ recovery**

Unser Trainings- und Rehabilitationsprogramm me+™ recovery unterstützt Stomaträger dabei, schrittweise in ein gesundes und aktives Leben zurückzufinden.

✓ **kostenlose Muster**

Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, kostenfreie Produktmuster zu bestellen.

Ihre Patienten können sich jeder Zeit zu unserem me+™ Programm anmelden. Schicken Sie uns dafür eine **E-Mail** an convatec.servicede@convatec.com oder rufen Sie uns an unter **0800/7866200**. Mehr Infos zu unserem Service me+™ finden Sie auf www.convatec.de/meplus.

Das Patientenprogramm me+™ ist aktuell nur in Deutschland verfügbar.



“Mir hat das Training geholfen die Kontrolle über mein Leben zurückzugewinnen”

Sarah Russell,
Sportwissenschaftlerin

Bestellen Sie
noch heute Ihr
kostenfreies Infopaket
JETZT ANMELDEN
unter [www.convatec.de/
meplus](http://www.convatec.de/meplus)

Endlich

ein Rehabilitationstraining
für Stomaträger

Wir unterstützen Sie mit unserem **fundierte[m] Fachwissen, praktischen Übungen** und **hilfreichen Informationen** bei der Beratung und Versorgung Ihrer **Stomapatienten**.

Das me+™ **recovery** Rehabilitationstraining ist Teil des ConvaTec Patientenprogramms me+™.

Das Training zur **Stabilisierung der Bauch- und Rumpfmuskulatur** haben wir – gemeinsam mit **Stomaträgern** und **Gesundheitsexperten** – entwickelt.

Mit dem **neuen** und **einzigartigen me+™ recovery** Rehabilitationstraining beschleunigen Sie den **Genesungsprozess** Ihrer Patienten und vermeiden **zeit- und kostenintensive** Behandlungen.



Einführung in die STOMAVERSORGUNG

Es gibt drei Stomaarten. Um die passenden Produkte für Ihre Patienten auszuwählen und sie so bestmöglich zu unterstützen, ist es essenziell, die wichtigsten Unterschiede zu kennen.



KOLOSTOMA (künstlicher Dickdarmausgang)

Als Kolostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein Teil des Dickdarms über die Hautoberfläche nach außen geleitet wird. Der Stuhlgang wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile des Dickdarms entfernt wurden oder um bestimmte Abschnitte des Dickdarms vorübergehend zu entlasten.

Dinge, die man über ein Kolostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht hauptsächlich als Folge einer Darmkrebserkrankung
- ✓ kann temporär oder dauerhaft angelegt werden
- ✓ Stuhl ist meist fest bis breiig und wird ein- bis zweimal täglich ausgeschieden

ILEOSTOMA (künstlicher Dünndarmausgang)

Als Ileostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein Teil des Dünndarms über die Hautoberfläche nach außen geleitet wird. Der Stuhlgang wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile des Dünndarms entfernt wurden oder um bestimmte Abschnitte des Dünndarms vorübergehend zu entlasten.

Dinge, die man über ein Ileostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht häufig aufgrund chronischer Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
- ✓ kann temporär oder dauerhaft angelegt werden
- ✓ Stuhl ist meist breiig bis flüssig und wird den ganzen Tag über ausgeschieden
- ✓ Dünndarm enthält Verdauungsenzyme und Säuren, welche zu Hautirritationen führen können, sobald sie mit der Haut in Berührung kommen

UROSTOMA (künstlicher Blasenausgang)

Als Urostoma bezeichnet man eine operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke, durch die ein oder beide Harnleiter nach außen geleitet werden. Urin wird so über diese künstliche Öffnung ausgeschieden. Das kann der Fall sein, wenn Teile der Harnleiter entfernt wurden.

Dinge, die man über ein Urostoma wissen sollte:

- ✓ entsteht hauptsächlich als Folge einer Blasenkreberkrankung
- ✓ wird immer dauerhaft angelegt
- ✓ Urin wird den ganzen Tag über ausgeschieden
- ✓ Urin kann in Berührung mit der Haut zu Hautirritationen führen

Die Auswahl der richtigen STOMAVERSORGUNG

Die Stomaversorgung dient dazu, die Ausscheidungen des Stomas zu sammeln. Hierfür gibt es sowohl ein- als auch zweiteilige Systeme.



EINTEILIGES SYSTEM

Bei einem einteiligen System sind Beutel und Hautschutz zu einer Einheit zusammengefasst, welche in der Regel spätestens nach 24 Stunden gewechselt wird. Das Produkt wird im Ganzen angebracht und im Ganzen entfernt. Einteilige Systeme zeichnen sich durch ein ausgesprochen flaches Profil und einen sehr flexiblen Hautschutz aus.



Entwickelt für Patienten, die:

- ✓ ihre Stomaversorgung ohne jeglichen Druck anbringen möchten
- ✓ sich in der postoperativen Phase befinden
- ✓ ihre Stomaversorgung häufiger wechseln wollen
- ✓ ein flexibles und flaches System bevorzugen

ZWEITEILIGES SYSTEM

Zweiteilige Systeme bestehen aus einem Beutel und einer separaten Basisplatte. So kann der Beutel gewechselt werden, ohne die Basisplatte entfernen zu müssen. In der Regel wird der Beutel nach spätestens 24 Stunden gewechselt, während die Basisplatte bis zu drei Tage auf der Haut bleiben kann.



Entwickelt für Patienten, die:

- ✓ ihre Basisplatte mehrere Tage auf der Haut belassen möchten
- ✓ ihre Haut schonen wollen
- ✓ verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Basisplatte und Beutel bevorzugen

Die Auswahl des richtigen HAUTSCHUTZMATERIALS

Die Stomaversorgung haftet rund um die Uhr auf der empfindlichen Bauchdecke. Deshalb ist es wichtig, dass die Beschaffenheit des Hautschutzes von ganz besonderer Qualität ist und die Haut sicher vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten schützt. Daher bieten wir eine Reihe an unterschiedlichen Hautschutzmaterialien an.



STOMAHESIVE™

Das Stomahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit festen bis breiigen Ausscheidungen. Es schützt die Haut um das Stoma optimal, haftet sicher und nimmt gleichmäßig Feuchtigkeit auf.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festen bis breiigen Ausscheidungen
- ✓ häufigen Versorgungswechseln
- ✓ empfindlicher Haut
- ✓ einer normalen Tragedauer

DURAHESIVE™

Das Durahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit flüssigen, aggressiven Ausscheidungen. Es nimmt hohe Feuchtigkeitsmengen auf und ermöglicht eine sichere Abdichtung. Das Material quillt um das Stoma herum auf und dichtet durch diesen sogenannten Rollkragen-Effekt sicher ab.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ breiigen bis flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer längeren Tragedauer

DURAHESIVE™ PLUS

Das Durahesive™ Plus Hautschutzmaterial eignet sich für Patienten mit flüssigen, sehr aggressiven Ausscheidungen, die sich mehr Aufnahmekapazität und eine noch längere Tragezeit als bei Durahesive™ wünschen.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ flüssigen, sehr aggressiven Ausscheidungen
- ✓ einer noch längeren Tragedauer

KONVEXER KOMBINATIONSHAUTSCHUTZ

Der konvexe Kombinationshautschutz bei den Esteem™+ Flex Konvex Produkten eignet sich sowohl für Patienten mit breiigen, als auch flüssigen Ausscheidungen.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ breiigen und flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer normalen Tragedauer

ZUSÄTZLICHE HAFTRÄNDER
sind in zwei Versionen verfügbar

hydrokolloider Haftrand: zusätzliche Sicherheit bei trockener Haut, besonders geeignet für Patienten mit Unverträglichkeit bei Pflasterrändern
flexibler Kleberand: zusätzliche Sicherheit bei feuchter, mit Schweiß bedeckter Haut

Eine gute Anpassung an das Stoma ist das A UND O

Um die Haut rund um das Stoma optimal zu schützen, muss der Hautschutz individuell an Größe und Form des Stomas angepasst werden. Ist es passgenau umschlossen, werden Leckagen zuverlässig verhindert.



MODELLIERBAR



Unser Hautschutz mit modellierbarer Technologie lässt sich ohne Zuschneiden ganz einfach mit den Fingern an die jeweilige Größe und Form des Stomas anpassen.



Perfekt für Patienten mit:

- ✓ kleinen, großen, runden, ovalen und unregelmäßigen Stomaformen
- ✓ Problemen beim Zuschneiden

AUSSCHNEIDBAR



Unser ausschneidbarer Hautschutz wird mit Hilfe einer Schere auf die Größe und Form des Stomas zugeschnitten. So kann der Hautschutz individuell an jedes Stoma angepasst werden.




Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ einer Stomagröße, die zwischen den vorgestanzten Größen liegt
- ✓ unregelmäßig geformtem Stoma

VORGESTANZT



Unser vorgestanzter Hautschutz hat eine gleichmäßige kreisförmige Öffnung in der Mitte der Hautschutzplatte und ist in den häufigsten Größen verfügbar.



Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ einem runden Stoma, für welches vorgestanzte Größen verfügbar sind
- ✓ Problemen beim Zuschneiden


Der modellierbare HAUTSCHUTZ



Mit der modellierbaren Technologie lässt sich der Hautschutz ganz einfach mit den Fingern an die jeweilige Größe und Form des Stomas anpassen – **ohne diesen zuschneiden zu müssen**. Der modellierbare Hautschutz passt sich sicher an die individuelle Form eines jeden Stomas an und dichtet so zuverlässig ab.

VORTEILE:


- ✓ lückenlose Abdichtung
- ✓ Zeitersparnis beim Versorgungswechsel
- ✓ kein Ausschneiden mehr notwendig
- ✓ keine Zubehörmaterialien wie Schablone und Schere nötig
- ✓ einfach in der Handhabung und leicht zu erklären



Rollen und Modellieren ermöglicht eine lückenlose Abdichtung.



Der Rollkragen-Effekt schützt die stomaumgebende Haut sicher vor Leckagen.



Der Memory-Effekt sorgt für lückenlose Abdichtung der Stomaversorgung.

DER NATURA™ AKKORDEON-RASTRING

Der Akkordeon-Rastring unserer Natura™ Basisplatten bietet genügend Platz zum Untergreifen. So kann der Beutel auf der Basisplatte angebracht werden, ohne die Bauchdecke zu belasten.



VORTEILE:

- ✓ maximale Untergreifbarkeit
- ✓ sichere Verbindung von Basisplatte und Beutel durch hörbares Einrasten
- ✓ hohe Diskretion bei eingeklapptem Rastring
- ✓ höchste Flexibilität und höchster Tragekomfort
- ✓ schmerzfreies Anbringen des Beutels

Entwickelt für Patienten, mit:

- ✓ eingeschränkter Fingerfertigkeit
- ✓ besonderer Schmerzempfindlichkeit
- ✓ frisch operierten Stomaanlagen



SO FUNKTIONIERT ES:



PLAN ODER KONVEX?



Ein ideales Stoma ragt über das Hautniveau hinaus und verfügt über eine klar sichtbare Öffnung. Das Stoma kann dann mit einem planen Produkt versorgt werden.

Oft ist es aber einfach nicht möglich, ein Stoma prominent anzulegen. Bei solch unregelmäßigen Stomaanlagen unter Hautniveau benötigt man ein konvexes Produkt, um die Versorgung des Stomas zu erleichtern und Leckagen zu verhindern.

Konvex geformte Hautschutzplatten üben durch eine zum Bauch gerichtete Wölbung Druck auf die stomaumgebende Haut aus und sorgen so dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Auf diese Weise kann der Stuhlgang leichter in den Beutel gleiten.

WAS IST KONVEXITÄT?


- ✓ ein konvexes Produkt hat eine zum Bauch gerichtete Wölbung
- ✓ Konvexität übt Druck auf die Bauchdecke aus und bewirkt, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt
- ✓ sorgt für eine gute abdichtende, sicher haftende Stomaversorgung bei allen Stomata, die nicht über dem Hautniveau liegen

WANN VERWENDET MAN EIN KONVEXES PRODUKT?



Stoma auf Hautniveau

Das Stoma befindet sich auf der gleichen Höhe wie die Hautoberfläche.



Retrahiertes Stoma

Das Stoma befindet sich unter dem Hautniveau bzw. hat sich unter das Niveau der Bauchdecke zurückgezogen.



Stoma in der Hautfalte

Das Stoma befindet sich tief in einer Hautfalte.



Stoma in einer weichen, schlaffen Bauchdecke

Das Stoma befindet sich in einer weichen Bauchdecke.

Die unterschiedlichen BEUTELARTEN

ConvaTec bietet sowohl bei den einteiligen als auch den zweiteiligen Versorgungssystemen eine große Auswahl an unterschiedlichen Stomabeuteln.



GESCHLOSSENE BEUTEL

Ein geschlossener Beutel muss nicht entleert werden. Sobald er voll ist, wird er entsorgt und durch einen neuen Beutel ersetzt.



Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festem bis breiigem Stuhl, welcher ein- bis zweimal täglich ausgeschieden wird

AUSSTREIFBEUTEL

Ausstreifbeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen.



Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ flüssigem Stuhl, welcher über den ganzen Tag hinweg ausgeschieden wird

UROSTOMIEBEUTEL

Urostomiebeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen. Das Entleeren erfolgt über einen sogenannten Softverschluss, einen Auslasshahn oder einen Knickverschluss.



Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ einem Urostoma

Wichtige BEUTELMERKMALE



BEUTELFARBE AUSSTATTUNG



Transparent

Die Vorderseite des Beutels ist transparent, um den Stuhlgang bewerten zu können und zu sehen, wann der Beutel gewechselt oder entleert werden muss. Das Vlies auf der Körperseite ist weich und angenehm auf der Haut zu tragen.

Opak (beige)

Beide Seiten des Beutels sind mit einem opaken, weichen Vlies bedeckt. So ist der Stuhlgang diskret im Beutel verborgen und das Vlies liegt angenehm auf der Haut.



Sichtfenster

Die neueren Versionen der opaken Beutel haben ein Sichtfenster auf der Beutelnrückseite. Das Sichtfenster ermöglicht eine Beobachtung des Stomas bzw. das Kontrollieren des Stuhlgangs und erleichtert das Anbringen des Beutels.

FILTER oder KEIN FILTER



Der Filter neutralisiert Gerüche und verhindert ein Aufblähen des Beutels. Bedenken Sie, dass der Filter beim Schwimmen, Baden oder Duschen mit dem mitgelieferten Haftstreifen bedeckt werden sollte.

VERSCHLUSS DER AUSSTREIFBEUTEL



InvisiClose™ Verschluss

Der InvisiClose™ Verschluss lässt sich durch mehrmaliges Falten ganz einfach verschließen. Ein spürbares Einrasten vermittelt beim Verschließen ein Gefühl von absoluter Sicherheit.



Einstecktasche

Falls erwünscht, kann der Auslass in die Einstecktasche gesteckt werden. Dazu stülpt man die Einstecktasche einfach mit Daumen und Zeigefinger um den Auslass.



Klammer

Die älteren Versionen der Ausstreifbeutel werden mit einer Klammer verschlossen.

VERSCHLUSS DER UROSTOMIEBEUTEL




Der Hahn ermöglicht es den Urin auszulassen, indem das weiße Plättchen von der einen Seite zur anderen Seite gedreht wird. Sehen oder spüren Sie die rote Einkerbung auf der Vorderseite, ist der Beutel offen. Dreht man ihn zur anderen Seite, ist der Beutel verschlossen. Neben dem Hahn gibt es noch die Versionen des Soft- und Knickverschlusses zum Verschließen der Urostomiebeutel. Alle Urostomiebeutel sind mit einer Rücklauf Sperre ausgestattet, die ein Zurückfließen des Urins zum Stoma verhindert.

Einteilige STOMAVERSORGUNG

Bei einteiligen Systemen sind Beutel und Haftschrift untrennbar miteinander verbunden. Das Produkt wird im Ganzen aufgebracht und im Ganzen entfernt. ConvaTec bietet Ihnen in diesem Bereich unterschiedliche Marken an.

ESTEEM™



Unsere Produkte der Marke **Esteem™** (ab Seite 30) zeichnen sich durch ein besonders flaches Profil aus. Daher passen sie sich den Bewegungen des Körpers flexibel an und verschwinden diskret unter der Kleidung.

Unsere etwas ältere Marke im einteiligen Bereich nennt sich Stomadress™.


ESTEEM™ Flex Konvex



Bei unseren Produkten der Marke **Esteem™ + Flex Konvex** (Seite 33, 39 und 45) handelt es sich rein um konvexe Produkte. Deren besonders flexible Wölbung gleicht Unebenheiten aus und sorgt dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt.

KEGELDURCHMESSER

DER ESTEEM™ + FLEX KONVEX PRODUKTE




Warum der Kegeldurchmesser wichtig ist

Konvex geformte Hautschutzflächen üben Druck auf die stomaumgebende Haut aus und sorgen dafür, dass das Stoma über das Hautniveau hinausragt und so leichter versorgt werden kann.

- ✓ **Schmaler Durchmesser:** übt Druck direkt am Stoma aus; wird verwendet, um Hautunebenheiten direkt am Stoma auszugleichen
- ✓ **Breiter Durchmesser:** übt Druck weiter weg vom Stoma aus; wird verwendet, um weiter entfernte Hautunebenheiten auszugleichen

Kegeldurchmesser der Esteem™ + Flex Konvex Produkte:





ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2140

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-30 mm	30	413509	04607377	5974646	D - A - CH
	30-40 mm	30	413510	04608709	5974652	D - A - CH



ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | klein

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 250 ml
- HMV-Nr. 29.26.04.1099

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-70 mm	30	421816	13507344	7400180	D - A - CH
	25 mm	30	421817	13507373	7400197	D - A - CH
	30 mm	30	421818	13507396	7400205	D - A - CH
	35 mm	30	421819	13507410	7400211	D - A - CH
	40 mm	30	421820	13507427	7400228	D - A - CH



ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-70 mm	30	421686	13233042	7400234	D - A - CH
	25 mm	30	421687	13233059	7400240	D - A - CH
	30 mm	30	421688	13233065	7400257	D - A - CH
	35 mm	30	421689	13233071	7400263	D - A - CH
	40 mm	30	421822	13233088	7400286	D - A - CH
	50 mm	30	421823	13233094	7400292	D - A - CH



ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2126

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-70 mm	30	416700	06459946	4717290	D - A - CH
	25 mm	30	416703	06459975	4717350	D - A - CH
	30 mm	30	416706	06460004	4717456	D - A - CH
	35 mm	30	416709	06460056	4717516	D - A - CH
	40 mm	30	416712	06460085	4717551	D - A - CH



ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | groß

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 660 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-70 mm	30	421825	13233119	7400300	D - A - CH
○	25 mm	30	421826	13233125	7400317	D - A - CH
○	30 mm	30	421827	13233131	7400323	D - A - CH
○	35 mm	30	421828	13233148	7400346	D - A - CH
○	40 mm	30	421829	13233154	7400352	D - A - CH
○	50 mm	30	421830	13233160	7400369	D - A - CH



ESTEEM™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | groß

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 660 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.2152

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-70 mm	30	421831	13233177	7400375	D - A - CH
○	25 mm	30	421832	13233183	7400381	D - A - CH
○	30 mm	30	421833	13233208	7400398	D - A - CH
○	35 mm	30	421834	13233214	7400406	D - A - CH
○	40 mm	30	421835	13233220	7400412	D - A - CH
○	50 mm	30	421836	13233237	7400429	D - A - CH



STOMADRESS™ PLUS STOMAKAPPE

opak (beige)

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- HMV-Nr. 29.26.04.0001

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	19-50 mm	30	175611	04260086	1433215	D - A - CH



ESTEEM™+ FLEX KONVEX GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.3042¹ | HMV-Nr. 29.26.01.3048²

Option	Stoma- größe	Kegel- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-25 mm	V3	30	421614 ¹	11854343	6621364	D - A - CH
✂	20-35 mm	V2	30	421613 ¹	11854337	6621358	D - A - CH
✂	20-43 mm	V1	30	421612 ¹	11854320	6621341	D - A - CH
✂	20-57 mm	V0	30	422158 ²	13853299	7389395	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2146¹ | 29.26.02.2161²

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-30 mm	10	413521 ¹	04610439	5974617	D - A - CH
	30-40 mm	10	413522 ¹	04610528	5974623	D - A - CH
	40-50 mm	10	413523 ²	04610534	6284926	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- modellierbarer, durchgehender Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2146¹ | 29.26.02.2161²

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-30 mm	10	413515 ¹	04609608	5974592	D - A - CH
	30-40 mm	10	413516 ¹	04610333	5974600	D - A - CH
	40-50 mm	10	413517 ²	04610356	6284903	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2184

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-70 mm	10	421858	13507479	7775150	D - A - CH
	25 mm	10	421859	13507485	7775151	D - A - CH
	30 mm	10	421860	13507491	7775152	D - A - CH
	35 mm	10	421861	13507516	7775153	D - A - CH
	40 mm	10	421862	13507522	7775154	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2130

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	20-70 mm	10	416718	06460145	4717812	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2184

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-70 mm	10	416721	15308465	7775155	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- Durahesive™ Plus Hautschutz für verlängerte Tragezeit
- flexibler Kleberand
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2138

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	19-64 mm	10	416975	04704726	5550136	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- Durahesive™ Plus Hautschutz für verlängerte Tragezeit
- flexibler Kleberand
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2138

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	19-64 mm	10	416976	04704732	5550142	D - A - CH



ESTEEM™+ POST-OP-BEUTEL FÜR KOLOSTOMIE UND ILEOSTOMIE

transparent | groß

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 800 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.2180

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	8-100 mm	10	416908	06461825	4718415	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 540 ml
- 2 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.2168

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-70 mm	10	421838	13507628	7736366	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 540 ml
- 2 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.2168

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-70 mm	10	421848	15571464	7736367	D - A - CH



STOMADRESS™ DIE KLEINEN AUSSTREIFBEUTEL

transparent | klein

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- geeignet für Kinderversorgung
- 15 Clips und 1 Klammer
- HVM-Nr. 29.26.02.2028

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	9-50 mm	15	020922	03542405	1376084	D - A - CH



ESTEEM™+ FLEX KONVEX AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Safe Seal Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 580 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3064¹ | 29.26.02.3072²

Option	Stoma- größe	Kegel- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	20-25 mm	V3	10	421622 ¹	11854455	6621424	D - A - CH
✂	20-35 mm	V2	10	421619 ¹	11854389	6621393	D - A - CH
✂	20-43 mm	V1	10	421615 ¹	11854366	6621370	D - A - CH
✂	20-57 mm	V0	10	422159 ²	13853307	7389403	D - A - CH
○	25 mm	V2	10	421620 ¹	11854403	6621401	D - A - CH
○	30 mm	V2	10	421621 ¹	11854426	6621418	D - A - CH
○	35 mm	V1	10	421618 ¹	11854372	6621387	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- integrierte Gürtelhalterung
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3023

Option	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
○	19 mm	10	416739	06460174	4717864	D - A - CH
○	22 mm	10	416741	06460197	4717887	D - A - CH
○	25 mm	10	416743	06460211	4717953	D - A - CH
○	28 mm	10	416745	06460234	4717982	D - A - CH
○	32 mm	10	416747	06460257	4718059	D - A - CH
○	35 mm	10	416749	06460292	4718071	D - A - CH



ESTEEM™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- integrierte Gürtelhalterung
- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.3023

Option	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
○	19 mm	10	416738	06460168	4717835	D - A - CH
○	22 mm	10	416740	06460180	4717870	D - A - CH
○	25 mm	10	416742	06460205	4717901	D - A - CH
○	28 mm	10	416744	06460228	4717976	D - A - CH
○	32 mm	10	416746	06460240	4717999	D - A - CH
○	35 mm	10	416748	06460263	4718065	D - A - CH



ESTEEM™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	13-45 mm	10	401235	04000480	2702433	D - A - CH



ESTEEM™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	13-45 mm	10	401234	04000474	2702427	D - A - CH



ESTEEM™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | groß

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	13-45 mm	10	401233	04000468	2702410	D - A - CH



ESTEEM™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | groß

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2023

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	13-45 mm	10	401232	04000451	2702404	D - A - CH



STOMADRESS™ DIE KLEINEN UROSTOMIEBEUTEL

transparent | klein

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- Volumen: 130 ml
- geeignet für Kinderversorgung und nachgefragt für die Fistelversorgung
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2005

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	9-25 mm	15	020917	03542411	1376090	D - A - CH



STOMADRESS™ PLUS UROSTOMIEBEUTEL

transparent | standard

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.2012

Option	Stomagröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	19-45 mm	10	064927	04328648	1470506	D - A - CH
○	25 mm	10	064928	04328654		D - A
○	32 mm	10	064929	04328660		D - A



ESTEEM™+ FLEX KONVEX UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | standard

- durchgehender konvexer Kombinationshautschutz
- integrierte Gürtelhalterung
- Ablassventil
- Rücklaufsperr
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 440 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.3027

Option	Stoma-größe	Kegel-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	10-25 mm	V3	10	421628	11854490	6621476	D - A - CH
✂	10-35 mm	V2	10	421626	11854484	6621453	D - A - CH
✂	10-43 mm	V1	10	421623	11854461	6621430	D - A - CH
○	15 mm	V3	10	421629	11854509	6621482	D - A - CH
○	20 mm	V1	10	421625	11854478	6621447	D - A - CH

Zweiteilige STOMAVERSORGUNG







Zweiteilige Systeme bestehen aus einem Beutel und einer separaten Basisplatte. Bei diesen Produkten kann der Beutel gewechselt werden, während die Basisplatte auf der Haut verbleibt. ConvaTec bietet Ihnen in diesem Bereich unterschiedliche Marken an.

NATURA™



Bei unseren Produkten der Reihe **Natura™** (ab Seite 48) werden Basisplatte und Beutel über eine Rastringkopplung miteinander verbunden. Ein hörbares Einrasten vermittelt ein Gefühl von maximaler Sicherheit, dass Basisplatte und Beutel fest miteinander verbunden sind.





Unsere etwas ältere Marke im zweiteiligen Bereich nennt sich ConSecura™.

FARBCODE						
RASTRING-GRÖSSE	32 mm	38 mm	45 mm	57 mm	70 mm	100 mm

ESTEEM SYNERGY™



Bei den Produkten der Reihe **Esteem synergy™** (ab Seite 71) werden Basisplatte und Beutel über eine Klebekopplung miteinander verbunden. So ist das System besonders diskret und flexibel.

FARBCODE				
HAFRING-GRÖSSE	35 mm	48 mm	61 mm	89 mm

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestellung eines zweiteiligen Systems bei der Basisplatte und beim Beutel die gleiche Größe wählen. Nutzen Sie am besten die unterschiedliche Farbcodierung zur Orientierung, die auf der Verpackung angebracht ist.



NATURA™ BASISPLATTE

- Akkordeon-Rastring
- modellierbarer Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- hydrokolloider Haftrand
- HMV-Nr. 29.26.05.1078¹ | 29.26.05.1081²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	57 mm	13-22 mm	5	421036 ¹	10117766	5974557	D - A - CH
	●	57 mm	22-33 mm	5	421037 ¹	10117789	5974563	D - A - CH
	●	70 mm	33-45 mm	5	421038 ²	10117795	5974586	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- modellierbarer Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- hydrokolloider Haftrand
- Die 70 mm Rastringgröße hat eine ovale Startöffnung, damit für das Modellieren der Basisplatte ausreichend Hautschutzmaterial für große Stomata zur Verfügung steht.
- HMV-Nr. 29.26.05.1061



Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	10	411801	02288962	3811897	D - A - CH
	●	45 mm	22-33 mm	10	411803	02289832	3811905	D - A - CH
	●	57 mm	33-45 mm	10	411805	02290002	3811911	D - A - CH
	●	70 mm	45-56 mm	10	411807	02290019	3811928	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

- Akkordeon-Rastring
- Stomahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0152¹ | 29.26.05.0151² | 29.26.05.1090³

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-21 mm	5	421455 ¹	11096262	6284820	D - A - CH
	●	57 mm	13-33 mm	5	421459 ²	11096279	6284837	D - A - CH
	●	70 mm	13-45 mm	5	421463 ³	11096285	6284843	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

- Akkordeon-Rastring
- Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0152¹ | 29.26.05.0151² | 29.26.05.1090³

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-21 mm	5	421453 ¹	11096291	6284783	D - A - CH
	●	57 mm	13-33 mm	5	421457 ²	11096316	6284808	D - A - CH
	●	70 mm	13-45 mm	5	421461 ³	11096322	6284814	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0090¹ | 29.26.05.1044² | 29.26.05.2020³

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	402218 ¹	00259956	2137016	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	402219 ¹	00259962	2137022	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	402220 ¹	00259979	2137039	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	402221 ¹	00259985	2137045	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	402222 ²	00259991	2137068	D - A - CH
✂	●	100 mm	13-90 mm	5	401906 ³	03222439	2702456	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- Stomahesive™ Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- in der Schweiz: Basisplatte Hydroflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0095¹ | 29.26.05.1046²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	410293 ¹	04096853	2702120	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	410294 ¹	04096936	2702137	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	410295 ¹	04096942	2702143	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	410296 ²	04096959	2702166	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	410297 ²	04096965	2702172	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- Stomahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.05.0098¹ | 29.26.05.1049²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	125257 ¹	01685477		D - A
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	125258 ¹	01685508		D - A
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	125259 ¹	01685537		D - A
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	125260 ²	01685589		D - A
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	125261 ²	01685595		D - A



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- Stomahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel
- HMV-Nr. 29.26.05.0067¹ | 29.26.05.1026²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	5	125900 ¹	07268289	1886543	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	5	125901 ¹	07268295	1886566	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	5	125902 ¹	07268303	1886572	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	5	125903 ²	07268326	1886589	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	5	125904 ²	07268332	1886595	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- modellierbarer, konvexer Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.06.1015

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	10	404592	02164094	2713773	D - A - CH
	●	45 mm	22-33 mm	10	404593	02164102	2713796	D - A - CH
	●	57 mm	33-45 mm	10	404594	02164119	2713804	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

- Akkordeon-Rastring
- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- HMV-Nr. 29.26.06.1039

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	5	421633	12202803	7106256	D - A - CH
	●	57 mm	13-35 mm	5	421635	12202832	7106279	D - A - CH
	●	70 mm	13-48 mm	5	421637	12202855	7106291	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

- Akkordeon-Rastring
- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.06.1039

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	5	421632	12202795	7106233	D - A - CH
	●	57 mm	13-35 mm	5	421634	12202826	7106262	D - A - CH
	●	70 mm	13-48 mm	5	421636	12202849	7106285	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- HMV-Nr. 29.26.06.0040¹ | 29.26.06.1016²

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13 mm	5	125278 ¹	01685282		D - A
	●	45 mm	16 mm	5	125279 ¹	01685313		D - A
	●	45 mm	19 mm	5	125280 ¹	01685336		D - A
	●	45 mm	22 mm	5	125281 ¹	01685342		D - A
	●	45 mm	25 mm	5	125282 ¹	01685359		D - A
	●	45 mm	28 mm	5	125283 ¹	01685365		D - A
	●	45 mm	32 mm	5	125284 ¹	01685371		D - A
	●	45 mm	35 mm	5	125285 ¹	01685388		D - A
	●	57 mm	38 mm	5	125286 ²	01685394		D - A
	●	57 mm	41 mm	5	125287 ²	01685402		D - A
	●	57 mm	45 mm	5	125288 ²	01685419		D - A
	●	57 mm	50 mm	5	125289 ²	01685425		D - A



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

- Rastring
- konvexer Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Konvex
- HMV-Nr. 29.26.06.0031

Option	Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
○	●	45 mm	13 mm	5	402200	08780902	2137335	D - A - CH
○	●	45 mm	16 mm	5	402201	08780919	2137341	D - A - CH
○	●	45 mm	19 mm	5	402202	08780925	2137358	D - A - CH
○	●	45 mm	22 mm	5	402203	08780931	2137364	D - A - CH
○	●	45 mm	25 mm	5	402204	08780948	2137370	D - A - CH
○	●	45 mm	28 mm	5	402205	08780954	2137387	D - A - CH
○	●	45 mm	32 mm	5	402206	08780960	2137393	D - A - CH
○	●	45 mm	35 mm	5	402207	08780977	2137401	D - A - CH
○	●	57 mm	38 mm	5	402208	08780983	2137418	D - A - CH
○	●	57 mm	41 mm	5	402209	08781008	2137424	D - A - CH
○	●	57 mm	45 mm	5	402210	08781014	2137430	D - A - CH
○	●	57 mm	50 mm	5	402211	08782114	2137447	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | klein

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 340 ml
- HMV-Nr. 29.26.04.1100

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421795	13507781	7389337	D - A - CH
●	45 mm	30	421796	13507798	7389343	D - A - CH
●	57 mm	30	421797	13507806	7389366	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 560 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421678	13232893	7389219	D - A - CH
●	45 mm	30	421680	13232901	7389225	D - A - CH
●	57 mm	30	421682	13232918	7389231	D - A - CH
●	70 mm	30	421798	13232930	7389248	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | standard

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 560 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	30	421803	13232999	7389308	D - A - CH
●	57 mm	30	421804	13233007	7389314	D - A - CH
●	70 mm	30	421805	13233036	7389320	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | groß

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- Volumen: 700 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421799	13232947	7389254	D - A - CH
●	45 mm	30	421800	13232953	7389260	D - A - CH
●	57 mm	30	421801	13232976	7389277	D - A - CH
●	70 mm	30	421802	13232982	7389283	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ STOMAKAPPE

opak (beige)

- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Oberfläche
- HMV-Nr. 29.26.04.0031

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	25	404108	00474614	2141414	D - A - CH
●	57 mm	25	404109	00474620	2141420	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Sichtfenster
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0111

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	421746	13507858	7775156	D - A - CH
●	45 mm	10	421747	13507864	7775157	D - A - CH
●	57 mm	10	421748	13507870	7775158	D - A - CH
●	70 mm	10	421749	13507887	7775159	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416416	06459372	4720990	D - A - CH
●	57 mm	10	416419	06459455	4721044	D - A - CH
●	70 mm	10	416422	06459478	4721096	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr.: 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	416415	06459366	4720978	D - A - CH
●	45 mm	10	416417	06459449	4721015	D - A - CH
●	57 mm	10	416420	06459461	4721050	D - A - CH
●	70 mm	10	416423	06459484	4721104	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0111

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416418	15308488	7775160	D - A - CH
●	57 mm	10	416421	15308494	7775161	D - A - CH
●	70 mm	10	416424	15308502	7775162	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Gürtellaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	100 mm	10	416472	06459900	4725326	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | klein

- Gürtellaschen
- beidseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	125915	07268438	1886750	D - A - CH
●	38 mm	10	125916	07268444	1886767	D - A - CH
●	45 mm	10	125917	07268450	1886773	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- Gürtellaschen
- beidseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	125925	07268556	1886804	D - A - CH
●	38 mm	10	125926	07268562	1886810	D - A - CH
●	45 mm	10	125927	07268579	1886827	D - A - CH
●	57 mm	10	125928	07268585	1886833	D - A - CH
●	70 mm	10	125929	07268591	1886856	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- Gürtellaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- 1 Klammer
- HMV-Nr. 29.26.02.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	125921	07268504	1887488	D - A - CH
●	45 mm	10	125922	07268510	1887494	D - A - CH
●	57 mm	10	125923	07268527	1887502	D - A - CH
●	70 mm	10	125924	07268533	1887519	D - A - CH
●	100 mm	10	404136	00514816	2204215	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ POST-OP- UND DRAINAGEBEUTEL

opak (beige) | extra groß

- Ablaufhahn
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- Rücklaufsperr
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 650 ml
- 1 Klammer, 5 Filter, 1 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.12.0016 | 29.26.11.1 (Filter)

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	5	404137	00552662	2151306	D - A - CH
●	57 mm	5	404138	00552679	2151312	D - A - CH
●	70 mm	5	404139	00552685	2151329	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ POST-OP- UND DRAINAGEBEUTEL

transparent | extra groß

- Ablaufhahn
- austauschbarer Aktivkohlefilter
- Gürteltaschen
- Rücklaufsperr
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 650 ml
- 1 Klammer, 5 Filter, 1 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.12.0016

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	5	420695	09750263	5315122	D - A - CH
●	57 mm	5	420696	09750286	5315139	D - A - CH
●	70 mm	5	420697	09750292	5315145	D - A - CH



NATURA™ + UROSTOMIEBEUTEL

transparent | standard

- Softverschluss
- Mehrkammernsystem
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 390 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0057

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	413435	01786876	5974669	D - A - CH
●	38 mm	10	413436	01786899	5974675	D - A - CH
●	45 mm	10	413437	01789320	5974681	D - A - CH
●	57 mm	10	413438	01789366	5974698	D - A - CH
●	70 mm	10	413439	01789403	5974706	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | klein

- Hahn und Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0022

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	401547	08406380	1887011	D - A - CH
●	38 mm	10	401548	08406397	1887028	D - A - CH
●	45 mm	10	401549	08406405	1887034	D - A - CH
●	57 mm	10	401550	08406411		D - A



COMBIHESIVE NATURA™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | standard

- Hahn
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0021

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	401551	08406345	1887057	D - A - CH
●	38 mm	10	401552	08406351	1887063	D - A - CH
●	45 mm	10	401553	08406368	1887086	D - A - CH
●	57 mm	10	401554	08406374	1887092	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | standard

- Hahn
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0021

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	401542	08406285	1886968	D - A - CH
●	38 mm	10	401543	08406291	1886974	D - A - CH
●	45 mm	10	401544	08406316	1886980	D - A - CH
●	57 mm	10	401545	08406322	1886997	D - A - CH
●	70 mm	10	401546	08406339	1887005	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | klein

- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0023

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	401538	08406233	1886922	D - A - CH
●	38 mm	10	401539	08406256	1886939	D - A - CH
●	45 mm	10	401540	08406262	1886945	D - A - CH
●	57 mm	10	401541	08406279	1886951	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | standard

- Knickverschluss
- Rücklaufsperr
- Gürteltaschen
- einseitige, atmungsaktive Beuteloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0023

Farb-code	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	32 mm	10	401533	08406090	1886862	D - A - CH
●	38 mm	10	401534	08406109	1886879	D - A - CH
●	45 mm	10	401535	08406115	1886885	D - A - CH
●	57 mm	10	401536	08406121	1886891	D - A - CH
●	70 mm	10	401537	08406138	1886916	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

- Klebekopplung
- modellierbarer Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
- hydrokolloider Haftrand
- HMV-Nr. 29.26.05.0134¹ | 29.26.05.1071²

Option	Farb-code	Haftring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	48 mm	13-22 mm	10	411657 ¹	06415400	4715902	D - A - CH
	●	48 mm	22-33 mm	10	411658 ¹	06415417	4715960	D - A - CH
	●	61 mm	33-45 mm	10	411659 ²	06415423	4715983	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

- Klebekopplung
- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0092¹ | 29.26.05.1045² | 29.26.05.2021³

Option	Farb-code	Haftring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
	●	35 mm	13-35 mm	10	405467 ¹	02197834	2534042	D - A - CH
	●	48 mm	13-48 mm	10	405468 ²	02197840	2534059	D - A - CH
	●	61 mm	13-61 mm	10	403948 ²	02197857	2534065	D - A - CH
	●	89 mm	13-89 mm	10	405483 ³	02197863	2534071	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

- Klebekopplung
- Stomahesive™ Hautschutz
- hydrokolloider Haftrand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel Hydroflex
- HMV-Nr. 29.26.05.0099¹ | 29.26.05.1050²

Option	Farb-code	Haftring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	35 mm	13-35 mm	10	409288 ¹	00015036	2828039	D - A - CH
✂	●	48 mm	13-48 mm	10	409289 ²	00015042	2828045	D - A - CH
✂	●	61 mm	13-61 mm	10	409290 ²	00015059	2828051	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

- Klebekopplung
- Stomahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Flexibel bzw. Pre-Cut
- HMV-Nr. 29.26.05.0089¹ | 29.26.05.1042² | 29.26.05.1043³ | 29.26.05.0093⁴

Option	Farb-code	Haftring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	35 mm	13-35 mm	10	405456 ¹	02197745	2534007	D - A - CH
✂	●	48 mm	13-48 mm	10	405457 ²	02197811	2534013	D - A - CH
✂	●	61 mm	13-61 mm	10	405458 ³	02197828	2534036	D - A - CH
○	●	35 mm	19 mm	10	405474 ⁴	02197521	2535076	D - A - CH
○	●	35 mm	22 mm	10	405475 ⁴	02197538	2535082	D - A - CH
○	●	35 mm	25 mm	10	405476 ⁴	02197544	2535099	D - A - CH
○	●	35 mm	28 mm	10	405477 ⁴	02197596	2535107	D - A - CH
○	●	35 mm	32 mm	10	405478 ⁴	02197610	2535113	D - A - CH
○	●	35 mm	35 mm	10	405479 ⁴	02197662	2535136	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

- Klebekopplung
- modellierbarer, konvexer Durahesive™ Hautschutz
- flexibler Kleberand
- in der Schweiz: Basisplatte Konvex
- HMV-Nr. 29.26.06.1014

Option	Farb-code	Haftring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
✂	●	35 mm	13-22 mm	5	409271	02463069	2535142	D - A - CH
✂	●	48 mm	22-33 mm	5	409272	02463075	2535159	D - A - CH
✂	●	61 mm	33-45 mm	5	409273	02463098	2535165	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | klein

- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 200 ml
- HMV-Nr. 29.26.04.1068

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416777	06461618	4719679	D - A - CH
●	48 mm	30	416781	06461653	4719774	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416775	06461593	4719610	D - A - CH
●	48 mm	30	416779	06461630	4719722	D - A - CH
●	61 mm	30	416783	06461682	4719805	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | standard

- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- Volumen: 450 ml
- HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416774	06461587	4719604	D - A - CH
●	48 mm	30	416778	06461624	4719691	D - A - CH
●	61 mm	30	416782	06461676	4719797	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- beidseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	416796	06461742	4719857	D - A - CH
●	48 mm	10	416799	06461765	4719892	D - A - CH
●	61 mm	10	416902	06461788	4719946	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

- InvisiClose™ Verschluss
- Aktivkohlefilter
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 500 ml
- HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	416795	06461736	4719840	D - A - CH
●	48 mm	10	416798	06461759	4719863	D - A - CH
●	61 mm	10	416901	06461771	4719917	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | extragross

- einseitige, weiche
Textiloberfläche
- 10 Klammern
- HMV-Nr. 29.26.02.0043

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	89 mm	10	405406	02249844	2535202	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | klein

- Hahn
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 350 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405446	02197900	2535610	D - A - CH
●	48 mm	10	405447	02197946	2535627	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | groß

- Hahn
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405448	02197952	2535544	D - A - CH
●	48 mm	10	405449	02197969	2535550	D - A - CH
●	61 mm	10	405450	02197975	2535567	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | groß

- Hahn
- Rücklaufsperr
- einseitige, weiche Textiloberfläche
- Volumen: 550 ml
- 2 Adapter
- HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farb-code	Haftring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405451	02197981	2535573	D - A - CH
●	48 mm	10	405452	02197998	2535596	D - A - CH
●	61 mm	10	405453	02198006	2535604	D - A - CH



ESTEEM™+ POST-OP-BEUTEL FÜR KOLOSTOMIE UND ILEOSTOMIE, STERIL

transparent

- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- InvisiClose™ Verschluss
- einseitiges, weiches Beutelvlies
- praktische Einstecktasche
- Volumen: 800 ml

Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
8-100 mm	5	416916	05515944	4883568	D - A - CH



NATURA™ POST-OP-SET FÜR KOLOSTOMIE UND ILEOSTOMIE, STERIL

transparent

- 1 Combihesive Natura™ Basisplatte mit durchgehendem Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz
- 1 Natura™ Ausstreifbeutel mit einseitigem, weichen Beutelvlies und InvisiClose™ Verschluss
- 1 Natura™ Adapter zur Druckminderung
- 1 Loop-Ostomie-Brücke (bei 70 und 100 mm)

Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	57 mm	13-47 mm	5	416924	05516085	4883580	D - A - CH
●	70 mm	13-60 mm	5	416928	05516116	4883597	D - A - CH
●	100 mm	13-90 mm	5	416930	05516122	4883605	D - A - CH



NATURA™ POST-OP-SET FÜR UROSTOMIE, STERIL

transparent

- 1 Combihesive Natura™ Basisplatte mit durchgehendem Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz
- 1 Combihesive Natura™ Urostomiebeutel mit Knickverschluss
- 1 Natura™ Adapter zur Druckminderung
- 2 Adapter

Farb-code	Rastring-größe	Stoma-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	13-35 mm	5	416936	05516180	4885739	D - A - CH
●	57 mm	13-47 mm	5	416944	05516903	4885751	D - A - CH
●	70 mm	13-60 mm	5	416952	05516932	4885774	D - A - CH

Finden Sie DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

Ob Sie den Versorgungswechsel optimieren möchten oder nach zusätzlicher Sicherheit suchen – mit unserer großen Auswahl an Zubehörprodukten unterstützen wir Sie dabei.

VORBEREITUNG DER HAUT



Eine der wichtigsten Aufgaben in der Stomaversorgung ist der Schutz intakter Haut. Unter „Vorbereitung der Haut“ finden Sie Lösungen, die helfen, die Haut gesund zu erhalten und vor Irritationen und Hautschädigungen zu schützen.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT



Ein Gefühl von absoluter Sicherheit ist für Stomaträger essenziell. Unter „zusätzliche Sicherheit“ verbergen sich alle Produkte, die dieses Gefühl vermitteln, indem sie die Stomaversorgung zusätzlich sichern oder Gerüche neutralisieren.



UNTERSTÜTZUNG ZUR STOMAVERSORGUNG



Für eine sicher abdichtende Haftfläche ist immer eine glatte Oberfläche notwendig. Unsere Produkte unter „Unterstützung zur Stomaversorgung“ helfen Unebenheiten der stomaumgebenden Haut auszugleichen, Leckagen zu vermeiden und so einen perfekten Sitz der Stomaversorgung zu ermöglichen.



ENTFERNUNG DER STOMAVERSORGUNG



Entstehen beim Entfernen der Stomaversorgung Schmerzen, empfehlen wir unsere Produkte unter „Entfernung der Stomaversorgung“. Mit diesen Produkten können Haftmaterialien leichter gelöst und Reizungen bei häufigen Versorgungswechseln vermieden werden.





VORBEREITUNG DER HAUT



SENSI-CARE™ REIZFREIE HAUTSCHUTZTÜCHER

- bilden auf der Haut eine Schutzschicht vor Reizungen und Irritationen
- silikonbasiert
- hypoallergen, schnelltrocknend und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2028

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Tücher	30	413501	08928693	6668325	D - A - CH



SILESE™ REIZFREIE HAUTSCHUTZTÜCHER

- bilden auf der Haut eine Schutzschicht vor Reizungen und Irritationen
- silikonbasiert
- hypoallergen, schnelltrocknend und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2016

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Tücher	30	420789	02415900	3953947	D - A - CH



SENSI-CARE™ REIZFREIES HAUTSCHUTZSPRAY

- bildet auf der Haut eine Schutzschicht vor Reizungen und Irritationen
- silikonbasiert
- hypoallergen, schnelltrocknend und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2028

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
28 ml Spray	1	420797	07065534	5541924	D - A - CH



SILESE™ REIZFREIES HAUTSCHUTZSPRAY

- bildet auf der Haut eine Schutzschicht vor Reizungen und Irritationen
- silikonbasiert
- hypoallergen, schnelltrocknend und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2017

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
50 ml Spray	1	420790	05968048	3953930	D - A - CH



STOMAHESIVE™ ADHÄSIVPASTE

- zum Auftragen auf Schleimhäute und offene, nässende Läsionen
- zur Wundheilung
- alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.0011

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
30 g Tube	1	129730	01664972	0712769	D - A - CH



VORBEREITUNG DER HAUT



SENSI-CARE™ REIZFREIE HAUTSCHUTZAPPLIKATOREN

- bilden auf der Haut eine Schutzschicht vor Reizungen und Irritationen
- silikonbasiert
- hypoallergen, schnelltrocknend und alkoholfrei
- HMV-Nr. 29.26.10.2028

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
1 ml	5	420793	07065913	5541870	D - A - CH
1 ml	25	420794	07065956	5541887	D - A - CH
3 ml	5	420795	07065936	5541893	D - A - CH
3 ml	25	420796	07065528	5541901	D - A - CH



STOMAHESIVE™ ADHÄSIVPULVER

- schützt gereizte Haut durch Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit
- zur Anwendung bei feuchter Haut um ein Stoma
- betroffenen Bereich leicht mit Pulver bestäuben und überschüssiges Material abwischen
- HMV-Nr. 29.26.10.1000

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
25 g Dose	1	025535	02236445	0869293	D - A - CH



UNTERSTÜTZUNG ZUR STOMAVERSORGUNG



STOMAHESIVE™ HAUTSCHUTZPASTE

- zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um Stomata und Fisteln
- zum Ausgleichen von Unebenheiten zwischen Stomaversorgung und Haut
- HMV-Nr. 29.26.10.0001

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
60 g Tube	1	183910	02343514	0911747	D - A - CH



STOMAHESIVE™ HAUTSCHUTZRINGE

- können gedehnt, gerollt, modelliert oder für Konvexität übereinander geschichtet werden
- sind zuschneidbar, können auseinander gerissen und wieder verbunden werden
- können zusammen mit Stomahesive™ Hautschutzpaste und Stomahesive™ Adhäsivpulver verwendet werden
- enthalten keinen Alkohol und trocknen nicht aus
- HMV-Nr. 29.26.11.2030

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
• Ø 48 mm • Stärke 3 mm • Startloch 18 mm	10	413504	10006417	5499843	D - A - CH
• Ø 48 mm • Stärke 4 mm • Startloch 18 mm	10	413503	10006400	5499837	D - A - CH



UNTERSTÜTZUNG ZUR STOMAVERSORGUNG



STOMAHESIVE™ HAUTSCHUTZPLATTE

- unterstützt beim Ausgleichen unebener Hautoberflächen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen
- schützt die Haut vor Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- HMV-Nr. 29.26.07.0030¹ | 29.26.07.2002²

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
Basisplatte 10x10 cm	5	021713 ¹	01664943	0702883	D - A - CH
Basisplatte 20x20 cm	3	021737 ²	01890177	0846323	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ KONVEXE EINLAGERINGE

- konvexe Einsätze, die mit den planen, nicht modellierbaren Combihesive Natura Basisplatten kombiniert werden können, um eine Konvexität herzustellen
- HMV-Nr. 29.26.11.6081

Farbcode	Rastring-größe Lochgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	38/19 mm	5	404006	08406144	2136867	D - CH
●	38/22 mm	5	404007	08406150	2136904	D - CH
●	38/25 mm	5	404008	08406167	2136910	D - CH
●	45/29 mm	5	404009	08406173	2136927	D - CH
●	45/32 mm	5	404010	08406196	2136956	D - CH
●	45/35 mm	5	404011	08406204	2136962	D - CH
●	57/38 mm	5	404012	08406210	2136979	D - CH
●	57/41 mm	5	404013	08406227	2136991	D - CH



COMBIHESIVE NATURA™ ADAPTER

- zum druckfreien Aufbringen eines Natura™ Beutels auf eine Combihesive Natura™ Basisplatte
- nicht für Natura™ Basisplatten mit einem Akkordeon Rastring geeignet
- HMV-Nr. 29.26.11.6110

Farbcode	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma-code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	401993	03244642	4095049	D - A - CH
●	57 mm	10	401994	03244659	4095055	D - A - CH
●	70 mm	10	401995	03244665	4095084	D - A - CH
●	100 mm	10	401996	03244719	4095090	D - A - CH

Hinweis: Die Combihesive Natura Adapter zum druckfreien Aufbringen eines Natura Beutels auf eine Combihesive Natura Basisplatte werden zum Jahresende 2021 eingestellt.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT



CONVATEC™ GÜRTEL

- zur zusätzlichen Sicherung der Stomaversorgung
- kann verwendet werden, um zusätzliche Konvexität herzustellen
- individuell einstellbar (ca. 47-92 cm)
- HMV-Nr. 29.26.11.0020

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Gürtel	1	175510	02128945	0839694	D - A - CH



DIAMONDS™ GERUCHSBANNER UND SUPERABSORBER

- gelbildende Sachets zur Verwendung in Ausstreifbeuteln oder Kolostomiebeuteln
- verfestigen flüssige (Darm-)Ausscheidungen im Stomabeutel
- neutralisieren Gerüche

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Dose mit Sachets	100	420791	01273616	4001321	D - A - CH



CONVATEC™ BEUTELKLAMMERN

- zum Verschließen von Ausstreifbeuteln ohne InvisiClose™ Verschluss

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Klammer	10	175632	02128951	1018663	D - A - CH



ENTFERNUNG DER STOMAVERSORGUNG



SENSI-CARE™ PFLASTERENTFERNER TÜCHER

- zur schonenden Entfernung von Kleberückständen auf der Haut
- silikonbasiert
- hypoallergen, frei von Alkohol, Öl, Duft- und Konservierungsstoffen
- HMV-Nr. 29.26.10.4028

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Tücher	30	413500	08928687	6668360	D - A - CH



NILTAC™ PFLASTERENTFERNER TÜCHER

- zur schonenden Entfernung von Kleberückständen auf der Haut
- silikonbasiert
- hypoallergen, frei von Alkohol, Öl, Duft- und Konservierungsstoffen
- HMV-Nr. 29.26.10.4014

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Tücher	30	420788	02422478	3953924	D - A - CH



CONVACARE™ HAUTREINIGUNGSTÜCHER

- zur schonenden Entfernung von Kleberückständen auf der Haut
- HMV-Nr. 29.26.10.4012

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Tücher	100	037443	06180693	1589779	D - A - CH



SENSI-CARE™ PFLASTERENTFERNER SPRAY

- zur schonenden Entfernung von Kleberückständen auf der Haut
- silikonbasiert
- hypoallergen, frei von Alkohol, Öl, Duft- und Konservierungsstoffen
- HMV-Nr. 29.26.10.4028

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
50 ml Spray	1	413499	10914155	6668377	D - A - CH
150 ml Spray (steril)	1	420798	07065942	5541918	D - A - CH



ENTFERNUNG DER STOMAVERSORGUNG



NILTAC™ PFLASTERENTFERNER SPRAY

- zur schonenden Entfernung von Kleberückständen auf der Haut
- silikonbasiert
- hypoallergen, frei von Alkohol, Öl, Duft- und Konservierungsstoffen
- HMV-Nr. 29.26.10.4015

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
50 ml Spray	1	420787	02467765	3953918	D - A - CH



VISI-FLOW™ IRRIGATIONS-STARTERSET

- 1 Kulturtasche
- 1 Wasserbehälter mit Konus und Einlaufregler
- 1 Reinigungsbürste
- 6 Stomadress™ Irrigationsbeutel
- 1 Beutelklammer
- 2 Verschlussclips
- 1 Gleitgel
- 3 Stomadress™ Plus Minibeutel
- 3 Stomadress™ Plus Stomakappen
- 6 Convacare™ Hautreinigungstücher
- HMV-Nr. 29.26.08.0030

Handelsform	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Set	175667	07281640	5333663	D - CH






STOMADRESS™ IRRIGATIONSBEUTEL

transparent















- durchgehender Stomahesive™ Hautschutz
- Länge: 90 cm
- 1 Klammer
- 2 Verschlussclips
- HMV-Nr. 29.26.08.2024

Handelsform	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
Beutel	30	175671	07273563	5333692	D - CH

ICONS

-  – modellierbar
-  – ausschneidbar
-  – vorgestanzt

FARBCODES

NATURA™	ESTEEM SYNERGY™	CONSECURA™
 – 32 mm	 – 35 mm	 – 35 mm
 – 38 mm	 – 48 mm	 – 45 mm
 – 45 mm	 – 61 mm	 – 57 mm
 – 57 mm	 – 89 mm	 – 70 mm
 – 70 mm		
 – 100 mm		

HALTBARKEITSDAUER

Sämtliche Produkte zur Stomaversorgung aus dem Hause ConvaTec haben eine Verwendungsdauer von 5 Jahren.
Bei sterilen Produkten sowie unseren + Beuteln, Sensi-Care™, Silesse™, Niltac™ und den Diamonds™ finden Sie das Verfallsdatum auf der Packung.

LOT NUMMER



o: hergestellt im Jahre 2020
D: hergestellt im Monat April
03127: produktionstechnische Nummer

Erklärung: Dieses Produkt wurde im April 2020 hergestellt und hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Die Charge ist also bis April 2025 verwendbar.

JANUAR A	FEBRUAR B	MÄRZ C	APRIL D	MAI E	JUNI F
JULI G	AUGUST H	SEPTEMBER J	OKTOBER K	NOVEMBER L	DEZEMBER M

ARTIKELNUMMERN

Bei den + Versionen unserer Beutel finden Sie die Artikelnummer bei den geschlossenen Beuteln auf dem Vlies und bei den Ausstreibbeuteln am unteren Ende des Verschlusses.

SERVICEARTIKEL

- Adapter: Adapter für Urostomie- und Drainagebeutel sind bei ConvaTec Serviceartikel. Rufen Sie uns gerne an, falls Sie mehr Adapter benötigen als in den Verpackungen mitgeliefert werden.



Art. Nr. 920019 Art. Nr. 920009 Art. Nr. 920002 Art. Nr. 920020 Art. Nr. 920012

- Gürtelhalterung: Für unsere einteiligen Versorgungsprodukte und die zweiteilige Reihe Esteem synergy™ erhalten Sie eine Gürtelhalterung ebenfalls als Serviceartikel.



Art. Nr. 920004

Art.-Nr. REF	Seite
020917	44
020922	39
021713	84
021737	84
025535	82
037443	89
064927	44
064928	44
064929	44
125257	51
125258	51
125259	51
125260	51
125261	51
125278	53
125279	53
125280	53
125281	53
125282	53
125283	53
125284	53
125285	53
125286	53
125287	53
125288	53
125289	53
125900	51
125901	51
125902	51
125903	51
125904	51
125915	60
125916	60
125917	60
125921	61
125922	61
125923	61
125924	61
125925	61
125926	61
125927	61
125928	61
125929	61
129730	81
175510	86
175611	33
175632	87
175667	91
175671	91
183910	83
401232	43
401233	43
401234	42
401235	42
401533	65
401534	65
401535	65
401536	65
401537	65
401538	65
401539	65
401540	65
401541	65
401542	64
401543	64
401544	64
401545	64
401546	64
401547	63
401548	63
401549	63
401550	63
401551	64
401552	64
401553	64
401554	64
401906	50
401993	85
401994	85
401995	85
401996	85
402200	54
402201	54
402202	54
402203	54
402204	54

Art.-Nr. REF	Seite
402205	54
402206	54
402207	54
402208	54
402209	54
402210	54
402211	54
402218	50
402219	50
402220	50
402221	50
402222	50
403948	67
404006	84
404007	84
404008	84
404009	84
404010	84
404011	84
404012	84
404013	84
404108	57
404109	57
404136	61
404137	62
404138	62
404139	62
404592	52
404593	52
404594	52
405406	73
405446	74
405447	74
405448	74
405449	74
405450	74
405451	75
405452	75
405453	75
405456	68
405457	68
405458	68
405467	67
405468	67
405474	68
405475	68
405476	68
405477	68
405478	68
405479	68
405483	67
409271	69
409272	69
409273	69
409288	68
409289	68
409290	68
410293	50
410294	50
410295	50
410296	50
410297	50
411657	66
411658	66
411659	66
411801	48
411803	48
411805	48
411807	48
413435	63
413436	63
413437	63
413438	63
413439	63
413499	89
413500	88
413501	80
413503	83
413504	83
413509	30
413510	30
413515	34
413516	34
413517	34
413521	34
413522	34

Art.-Nr. REF	Seite
413523	34
416415	58
416416	59
416417	58
416418	59
416419	59
416420	58
416421	59
416422	59
416423	58
416424	59
416472	60
416700	31
416703	31
416706	31
416709	31
416712	31
416718	35
416721	36
416738	41
416739	40
416740	41
416741	40
416742	41
416743	40
416744	41
416745	40
416746	41
416747	40
416748	41
416749	40
416774	71
416775	70
416777	70
416778	71
416779	70
416781	70
416782	71
416783	70
416795	72
416796	72
416798	72
416799	72
416901	72
416902	72
416908	37
416916	76
416924	76
416928	76
416930	76
416936	77
416944	77
416952	77
416975	36
416976	37
420695	62
420696	62
420697	62
420787	90
420788	88
420789	80
420790	81
420791	86
420793	82
420794	82
420795	82
420796	82
420797	81
420798	89
421036	48
421037	48
421038	48
421453	49
421455	49
421457	49
421459	49
421461	49
421463	49
421612	33
421613	33
421614	33
421615	39
421618	39
421619	39
421620	39
421621	39

Art.-Nr. REF	Seite
421622	39
421623	45
421625	45
421626	45
421628	45
421629	45
421632	53
421633	52
421634	53
421635	52
421636	53
421637	52
421678	55
421680	55
421682	55
421686	31
421687	31
421688	31
421689	31
421746	58
421747	58
421748	58
421749	58
421795	55
421796	55
421797	55
421798	55
421799	56
421800	56
421801	56
421802	56
421803	56
421804	56
421805	56
421816	30
421817	30
421818	30
421819	30
421820	30
421822	31
421823	31
421825	32
421826	32
421827	32
421828	32
421829	32
421830	32
421831	32
421832	32
421833	32
421834	32
421835	32
421836	32
421838	38
421848	38
421858	35
421859	35
421860	35
421861	35
421862	35
422158	33
422159	39
920002	93
920004	93
920009	93
920012	93
920019	93
920020	93
07065942	89

Deutschland

ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 78 66 200
E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
Mo.-Fr.: 8.30-16.30 Uhr

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 16 24 381
E-Mail: de.kundenservice@convatec.com

Österreich

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 21 63 39
E-Mail: convatec.austria@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 20 40 34
E-Mail: at.kundenservice@convatec.com

Schweiz

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 55 11 10
E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 55 11 10
E-Mail: ch.kundenservice@convatec.com

Unsere Kundenberatung ist kostenfrei und vertraulich.

