

NATURA™

ZWEITEILIGE STOMAVERSORGUNG

mit Rastringkopplung

**GEMEINSAM
WEGE FINDEN.**

Mit unseren Produkten und Serviceleistungen zu
einem aktiven und unbeschwerten Leben mit Stoma.



ConvaTec

Stomaversorgung



Bei unseren Produkten der Reihe NATURA™ handelt es sich um ein zweiteiliges System, bei dem Basisplatte und Beutel über eine Rastringkopplung miteinander verbunden werden. Ein hörbares Einrasten vermittelt beim Verschließen ein Gefühl von maximaler Sicherheit, dass Basisplatte und Beutel fest miteinander verbunden sind.

In der Regel wird der Beutel nach spätestens 24 Stunden gewechselt, während die Basisplatte bis zu drei Tage auf der Haut bleiben kann.

Entwickelt für Patienten, die:

- ✓ ihre Basisplatte mehrere Tage auf der Haut belassen möchten
- ✓ ihre Haut schonen wollen
- ✓ verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Basisplatte und Beutel bevorzugen

„Die zweiteilige Stomaversorgung von Natura™ ist leicht in der Handhabung. Als ich noch jünger war, habe ich Rugby gespielt. Während des Spiels bin ich viel gelaufen – dabei war es für mich besonders wichtig, dass die Stomaversorgung gut auf meiner Haut haftete – das tat sie.“

BARRY
LONDON

Barry hat ein Ileostoma und verwendet die zweiteilige Stomaversorgung von Natura™.



AUSWAHL DES RICHTIGEN HAUTSCHUTZMATERIALS



Die Stomaversorgung haftet rund um die Uhr auf der empfindlichen Bauchdecke. Deshalb ist es wichtig, dass die Beschaffenheit des Hautschutzes von ganz besonderer Qualität ist und die Haut sicher vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten schützt. Daher bieten wir unterschiedliche Hautschutzmaterialien an.

STOMAHESIVE™

Das Stomahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit festen bis breiigen Ausscheidungen. Es schützt die Haut um das Stoma optimal, haftet sicher und nimmt gleichmäßig Feuchtigkeit auf.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festen bis breiigen Ausscheidungen
- ✓ häufigen Versorgungswechseln
- ✓ empfindlicher Haut
- ✓ einer normalen Tagedauer

DURAHESIVE™

Das Durahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit flüssigen, aggressiven Ausscheidungen. Es nimmt hohe Feuchtigkeitsmengen auf und ermöglicht eine sichere Abdichtung. Das Material quillt um das Stoma herum auf und dichtet durch diesen sogenannten Rollkragen-Effekt sicher ab.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ breiigen bis flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer längeren Tragedauer

Zusätzliche Sicherheit bieten unsere zwei Versionen der Haftränder:

- ✓ hydrokolloider Haftrand: zusätzliche Sicherheit bei trockener Haut; besonders geeignet für Patienten mit Pflasterrandallergie
- ✓ flexibler Kleberand: zusätzliche Sicherheit bei feuchter, mit Schweiß bedeckter Haut

DER NATURA™ AKKORDEON-RASTRING

Die neuesten Versionen unserer Natura™ Basisplatten sind mit dem Akkordeon-Rastring ausgestattet. Dieser bietet genügend Platz zum Untergreifen. So kann der Beutel auf der Basisplatte angebracht werden, ohne die Bauchdecke zu belasten und Druck auszuüben.





DIE MODELLIERBARE TECHNOLOGIE

Einige unserer Basisplatten sind mit der modellierbaren Technologie ausgestattet. Damit lässt sich der Hautschutz ganz einfach mit den Fingern an die jeweilige Größe und Form des Stomas anpassen – ohne diesen zuschneiden zu müssen. Der modellierbare Hautschutz passt sich sicher an die individuelle Form eines jeden Stomas an und dichtet so zuverlässig ab.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ kleinen, großen, runden, ovalen und unregelmäßigen Stomaformen
- ✓ Problemen beim Zuschneiden

VORTEILE

- ✓ lückenlose Abdichtung
- ✓ Zeitersparnis beim Versorgungswechsel
- ✓ kein Ausschneiden mehr notwendig
- ✓ keine Zubehörmaterialien wie Schablone und Schere nötig
- ✓ einfach in der Handhabung und leicht zu erklären



DIE UNTERSCHIEDLICHEN BEUTELARTEN

Je nach Stomaart unterscheiden sich die Ausscheidungen. Daher sollte für jede Stomaart auch der richtige Beutel ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen geschlossene Beutel, Ausstreifbeutel und Urostomiebeutel.

GESCHLOSSENE BEUTEL

Ein geschlossener Beutel muss nicht entleert werden. Sobald er voll ist, wird er entsorgt und durch einen neuen Beutel ersetzt.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festem bis breiigem Stuhl, welcher ein- bis zweimal täglich ausgeschieden wird



AUSSTREIFBEUTEL

Ausstreifbeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ flüssigem Stuhl, welcher über den ganzen Tag hinweg ausgeschieden wird



UROSTOMIEBEUTEL

Urostomiebeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen. Das Entleeren erfolgt über einen sogenannten Softverschluss oder Auslasshahn.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ einem Urostoma



DAS MACHT UNSERE BEUTEL AUS



Gürtelhalterung
Mit Hilfe eines Gürtels kann der Beutel zusätzlich fixiert werden.



Sichtfenster
Das Sichtfenster ermöglicht eine Beobachtung des Stomas und erleichtert das Anbringen des Beutels.



Filter
Der Filter neutralisiert Gerüche und verhindert ein Aufblähen des Beutels.



Beutelvlies
Das weiche atmungsaktive Vlies fühlt sich auf der Haut besonders angenehm an.



Einstecktasche
Falls erwünscht, kann der Auslass in die Einstecktasche gesteckt werden und ist so nicht mehr sichtbar.



Rücklaufsperre
Die Rücklaufsperre beim Urostomiebeutel verhindert ein Zurückfließen des Urins und somit Infektionen.



Softverschluss
Über den Softverschluss erfolgt das Entleeren des Urins in einem Schritt.



InvisiClose™ Verschluss
Der InvisiClose™ Verschluss lässt sich durch dreimaliges Falten spürbar sicher verschließen.



InvisiClose™ Verschluss



Einstecktasche



Sichtfenster



NATURA™ BASISPLATTE

Akkordeon-Rastring | modellierbarer Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
hydrokolloider Haftrand | HMV-Nr. 29.26.05.1078¹ | 29.26.05.1081²

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	57 mm	13-22 mm	5	421036 ¹	10117766	5974557	D - A - CH
	●	57 mm	22-33 mm	5	421037 ¹	10117789	5974563	D - A - CH
	●	70 mm	33-45 mm	5	421038 ²	10117795	5974586	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | modellierbarer Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
hydrokolloider Haftrand | Die 70 mm Rastringgröße hat eine ovale Startöffnung, damit für das
Modellieren der Basisplatte ausreichend Hautschutzmaterial für große Stomata zur Verfügung steht.
HMV-Nr. 29.26.05.1061

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	10	411801	02288962	3811897	D - A - CH
	●	45 mm	22-33 mm	10	411803	02289832	3811905	D - A - CH
	●	57 mm	33-45 mm	10	411805	02290002	3811911	D - A - CH
	●	70 mm	45-56 mm	10	411807	02290019	3811928	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

Akkordeon-Rastring | Stomahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
HMV-Nr. 29.26.05.0152¹ | 29.26.05.0151² | 29.26.05.1090³

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-21 mm	5	421455 ¹	11096262	6284820	D - A - CH
	●	57 mm	13-33 mm	5	421459 ²	11096279	6284837	D - A - CH
	●	70 mm	13-45 mm	5	421463 ³	11096285	6284843	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

Akkordeon-Rastring | Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
HMV-Nr. 29.26.05.0152¹ | 29.26.05.0151² | 29.26.05.1090³

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-21 mm	5	421453 ¹	11096291	6284783	D - A - CH
	●	57 mm	13-33 mm	5	421457 ²	11096316	6284808	D - A - CH
	●	70 mm	13-45 mm	5	421461 ³	11096322	6284814	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | durchgehender Stomahesive™ Hautschutz | in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
 HMV-Nr. 29.26.05.0090¹ | 29.26.05.1044² | 29.26.05.2020³

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	402218 ¹	00259956	2137016	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	402219 ¹	00259962	2137022	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	402220 ¹	00259979	2137039	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	402221 ¹	00259985	2137045	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	402222 ²	00259991	2137068	D - A - CH
✂	●	100 mm	13-90 mm	5	401906 ³	03222439	2702456	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | Stomahesive™ Hautschutz | hydrokolloider Haftrand | in der Schweiz: Basisplatte Hydroflex
 HMV-Nr. 29.26.05.0095¹ | 29.26.05.1046²

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	410293 ¹	04096853	2702120	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	410294 ¹	04096936	2702137	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	410295 ¹	04096942	2702143	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	410296 ²	04096959	2702166	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	410297 ²	04096965	2702172	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | Stomahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
 HMV-Nr. 29.26.05.0098¹ | 29.26.05.1049²

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	10	125257 ¹	01685477		D - A
✂	●	38 mm	13-28 mm	10	125258 ¹	01685508		D - A
✂	●	45 mm	13-35 mm	10	125259 ¹	01685537		D - A
✂	●	57 mm	13-47 mm	10	125260 ²	01685589		D - A
✂	●	70 mm	13-60 mm	10	125261 ²	01685595		D - A



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | Stomahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand | in der Schweiz: Basisplatte Flexibel
 HMV-Nr. 29.26.05.0067¹ | 29.26.05.1026²

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
✂	●	32 mm	13-22 mm	5	125900 ¹	07268289	1886543	D - A - CH
✂	●	38 mm	13-28 mm	5	125901 ¹	07268295	1886566	D - A - CH
✂	●	45 mm	13-35 mm	5	125902 ¹	07268303	1886572	D - A - CH
✂	●	57 mm	13-47 mm	5	125903 ²	07268326	1886589	D - A - CH
✂	●	70 mm	13-60 mm	5	125904 ²	07268332	1886595	D - A - CH





COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | modellierbarer, konvexer Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
 HMV-Nr. 29.26.06.1015

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	10	404592	02164094	2713773	D - A - CH
	●	45 mm	22-33 mm	10	404593	02164102	2713796	D - A - CH
	●	57 mm	33-45 mm	10	404594	02164119	2713804	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

Akkordeon-Rastring | konvexer Durahesive™ Hautschutz | hydrokolloider Haftrand
 HMV-Nr. 29.26.06.1039

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	5	421633	12202803	7106256	D - A - CH
	●	57 mm	13-35 mm	5	421635	12202832	7106279	D - A - CH
	●	70 mm	13-48mm	5	421637	12202855	7106291	D - A - CH



NATURA™ BASISPLATTE

Akkordeon-Rastring | konvexer Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
 HMV-Nr. 29.26.06.1039

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	45 mm	13-22 mm	5	421632	12202795	7106233	D - A - CH
	●	57 mm	13-35 mm	5	421634	12202826	7106262	D - A - CH
	●	70 mm	13-48 mm	5	421636	12202849	7106285	D - A - CH



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | konvexer Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
 HMV-Nr. 29.26.06.0040¹ | 29.26.06.1016²

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
○	●	45 mm	13 mm	5	125278 ¹	01685282		D - A
○	●	45 mm	16 mm	5	125279 ¹	01685313		D - A
○	●	45 mm	19 mm	5	125280 ¹	01685336		D - A
○	●	45 mm	22 mm	5	125281 ¹	01685342		D - A
○	●	45 mm	25 mm	5	125282 ¹	01685359		D - A
○	●	45 mm	28 mm	5	125283 ¹	01685365		D - A
○	●	45 mm	32 mm	5	125284 ¹	01685371		D - A
○	●	45 mm	35 mm	5	125285 ¹	01685388		D - A
○	●	57 mm	38 mm	5	125286 ²	01685394		D - A
○	●	57 mm	41 mm	5	125287 ²	01685402		D - A
○	●	57 mm	45 mm	5	125288 ²	01685419		D - A
○	●	57 mm	50 mm	5	125289 ²	01685425		D - A



COMBIHESIVE NATURA™ BASISPLATTE

Rastring | konvexer Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand | in der Schweiz: Basisplatte Konvex
 HMV-Nr. 29.26.06.0031

Option	Farbcode	Rastring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
○	●	45 mm	13 mm	5	402200	08780902	2137335	D - A - CH
○	●	45 mm	16 mm	5	402201	08780919	2137341	D - A - CH
○	●	45 mm	19 mm	5	402202	08780925	2137358	D - A - CH
○	●	45 mm	22 mm	5	402203	08780931	2137364	D - A - CH
○	●	45 mm	25 mm	5	402204	08780948	2137370	D - A - CH
○	●	45 mm	28 mm	5	402205	08780954	2137387	D - A - CH
○	●	45 mm	32 mm	5	402206	08780960	2137393	D - A - CH
○	●	45 mm	35 mm	5	402207	08780977	2137401	D - A - CH
○	●	57 mm	38 mm	5	402208	08780983	2137418	D - A - CH
○	●	57 mm	41 mm	5	402209	08781008	2137424	D - A - CH
○	●	57 mm	45 mm	5	402210	08781014	2137430	D - A - CH
○	●	57 mm	50 mm	5	402211	08782114	2137447	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | klein

Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | beidseitiges, weiches Beutelvlies | Sichtfenster | Volumen: 340 ml
 HMV-Nr. 29.26.04.1100

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421795	13507781	7389337	D - A - CH
●	45 mm	30	421796	13507798	7389343	D - A - CH
●	57 mm	30	421797	13507806	7389366	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | beidseitiges, weiches Beutelvlies | Sichtfenster | Volumen: 560 ml
 HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421678	13232893	7389219	D - A - CH
●	45 mm	30	421680	13232901	7389225	D - A - CH
●	57 mm	30	421682	13232918	7389231	D - A - CH
●	70 mm	30	421798	13232930	7389248	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | standard

Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | einseitiges, weiches Beutelvlies | Volumen: 560 ml
 HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	30	421803	13232999	7389308	D - A - CH
●	57 mm	30	421804	13233007	7389314	D - A - CH
●	70 mm	30	421805	13233036	7389320	D - A - CH



NATURA™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | groß

Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | beidseitiges, weiches Beutelvlies | Sichtfenster | Volumen: 700 ml
 HMV-Nr. 29.26.01.0082

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	30	421799	13232947	7389254	D - A - CH
●	45 mm	30	421800	13232953	7389260	D - A - CH
●	57 mm	30	421801	13232976	7389277	D - A - CH
●	70 mm	30	421802	13232982	7389283	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

InvisiClose™ Verschluss | Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | beidseitiges, weiches Beutelvlies
Sichtfenster | praktische Einstecktasche | Volumen: 500 ml | HMV-Nr. 29.26.02.0111

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	421746	13507858	7775156	D - A - CH
●	45 mm	10	421747	13507864	7775157	D - A - CH
●	57 mm	10	421748	13507870	7775158	D - A - CH
●	70 mm	10	421749	13507887	7775159	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

InvisiClose™ Verschluss | Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | beidseitiges, weiches Beutelvlies
praktische Einstecktasche | Volumen: 500 ml | HMV-Nr.: 29.26.02.0083

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	38 mm	10	416415	06459366	4720978	D - A - CH
●	45 mm	10	416417	06459449	4721015	D - A - CH
●	57 mm	10	416420	06459461	4721050	D - A - CH
●	70 mm	10	416423	06459484	4721104	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

InvisiClose™ Verschluss | Aktivkohlefilter | Gürteltaschen | einseitiges, weiches Beutelvlies
praktische Einstecktasche | Volumen: 500 ml | HMV-Nr. 29.26.02.0083

Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416416	06459372	4720990	D - A - CH
●	57 mm	10	416419	06459455	4721044	D - A - CH
●	70 mm	10	416422	06459478	4721096	D - A - CH



NATURA™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

InvisiClose™ Verschluss | Gürteltaschen | einseitiges, weiches Beutelvlies | praktische Einstecktasche
Volumen: 500 ml | HMV-Nr. 29.26.02.0111






Farbcode	Rastring- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
●	45 mm	10	416418	15308488	7775160	D - A - CH
●	57 mm	10	416421	15308494	7775161	D - A - CH
●	70 mm	10	416424	15308502	7775162	D - A - CH









NATURA™ + UROSTOMIEBEUTEL




transparent | standard


Softverschluss | Mehrkammersystem | Rücklaufsperrung | Gürteltaschen | einseitiges, weiches Beutelvlies | Volumen: 390 ml | 2 Adapter
 HMV-Nr. 29.26.03.0057

Farbcode	Rastring-größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	32 mm	10	413435	01786876	5974669	D - A - CH
	38 mm	10	413436	01786899	5974675	D - A - CH
	45 mm	10	413437	01789320	5974681	D - A - CH
	57 mm	10	413438	01789366	5974698	D - A - CH
	70 mm	10	413439	01789403	5974706	D - A - CH

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestellung eines zweiteiligen Systems bei der Basisplatte und beim Beutel die gleiche Größe wählen. Nutzen Sie am besten die unterschiedliche Farbcodierung zur Orientierung, die auf der Verpackung angebracht ist.

FARBCODE						
RASTRING-GRÖSSE	32 mm	38 mm	45 mm	57 mm	70 mm	100 mm

ICONS			
	modellierbar	ausschneidbar	vorgestanzt



“Mir hat das Training geholfen
die Kontrolle über mein
Leben zurückzugewinnen.”

Sarah Russell,
Sportwissenschaftlerin

Bestellen Sie
noch heute Ihr
kostenfreies Infopaket
JETZT ANMELDEN
unter [www.convatec.de/
meplus](http://www.convatec.de/meplus)

Endlich

ein Rehabilitationstraining
für Stomaträger

Wir unterstützen Sie mit unserem **fundierte[m] Fachwissen**,
praktischen Übungen und **hilfreichen Informationen**
bei der Beratung und Versorgung Ihrer **Stomapatienten**.

Das **me+™ recovery** Rehabilitationstraining ist Teil des ConvaTec
Patientenprogramms **me+™**.

Das Training zur **Stabilisierung der Bauch- und Rumpfmuskulatur** haben
wir – gemeinsam mit **Stomaträgern** und **Gesundheitsexperten** – entwickelt.

Mit dem **neuen** und **einzigartigen me+™ recovery** Rehabilitations-
training beschleunigen Sie den **Genesungsprozess** Ihrer Patienten und
vermeiden **zeit- und kostenintensive** Behandlungen.

me+ **recovery**

 **ConvaTec**

Deutschland

ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 78 66 200
E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
Mo.-Fr.: 8.30-16.30 Uhr

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 16 24 381
E-Mail: de.kundenservice@convatec.com

Österreich

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 21 63 39
Mo.-Fr.: 8.30-16.30 Uhr
E-Mail: convatec.austria@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 20 40 34
E-Mail: at.kundenservice@convatec.com

Schweiz

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstraße 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 55 11 10
Mo.-Fr.: 8.30 - 17.00 Uhr
E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 55 11 10
E-Mail: ch.kundenservice@convatec.com

Unsere Kundenberatung ist kostenfrei und vertraulich.

