

PASSANDE TILLBEHÖR:



EUROTEC 4-PUNKTSBÄLTE. 5 CM BRETT

Bältet fördelar trycket ordentligt och jämt.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Lämpligt för midjemått (mätt över stomin) > 130 cm	738860	SB 50XXL



SILELSE™ HUDSKYDD

Sillesse™ hudskydd skyddar, fuktar och lindrar huden. Torkar snabbt och ny häfta kan sättas på inom några sekunder.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Sillesse™ hudskyddande Spray, 100% Silikon	50 ml 205761 28 ml 734122	TR104 TR109
25 st/tp	Sillesse™ hudskydd med applikatorpinne, 100% Silikon	1 ml 734061 3 ml 734063	1 ml TR107-25 3 ml TR108-25
30 st/tp	Sillesse™ hudskyddande våtservetter, 100% Silikon	205568	TR103



NILTAC™ HÄFTBORTTAGARE

Niltac™ underlättar borttagning av hudskyddsplatta. Torkar snabbt och påverkar inte vidhäftningen av nytt stomibandage.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
1 st/tp	Niltac™ spray för häftborttagning Spray	50 ml 205569 Steril, 150 ml 734080	TR101 TR1015
30 st/tp	Niltac™ servetter för häftborttagning	205570	TR102



EASE™ STRIPS

Hydrokolloidremsor som håller din hudskyddsplatta på plats. Vattentålig och kan användas vid simning, bad eller fysisk aktivitet.

ANTAL	BESKRIVNING	SVENSKT VNR	ARTIKELNUMMER
60 st/tp	Ease™ Thin Curve 3 cm x 9 cm	739082	422164
60 st/tp	Ease™ Thin Strips 3 cm x 11 cm	739081	422160



Distribueras av
ConvaTec (Sweden) AB
Gårdsfogdevägen 18B
Box 15 138
167 15 Bromma

www.convatec.se

EN-DELS SLUTNA STOMIPÅSAR
SOFT-CONVEX



[1] = Biological Evaluation Report, one-piece soft convex ostomy products. Data on file. EuroTec B.V

[2] = Certificate of Analysis ION M0015037, test date 14-02-2017. Data on file. EuroTec B.V

[3] = Process analysis ID# TP607505, test date 13-12-2017. Data on file. EuroTec B.V

© 2019 EuroTec BV. ™ indikerar ett varumärke från EuroTec

Önskar du produktprover eller har frågor?

Kontakta oss på 020-21 22 22 eller maila till convatec.kundservice@convatec.com

www.convatec.se

www.convatec.se

EN-DELS STOMIBANDAGE – SLUTNA PÅSAR SOFT-CONVEX

COLOMATE® är en-dels stomibandage i slutna påsar från EuroTec, distribuerad av ConvaTec. Dessa stomibandage har en hudvänlig häfta [1]. De finns i många förstansade öppningar och stomiöppningen kan lätt töjas. Konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå eller om en platt hudskyddsplatta leder till läckage. Häftan fäster bäst om huden fortfarande är lite fuktig. Den kommer behöva lite tid för att fästa ordentligt på huden. Förvärmning är inte nödvändig.



FUNKTIONER HUDSKYDDSPLATTA:

- ✓ Hudvänlig häfta [1] helt av hydrokolloid i 0,9 mm tjocklek, utan tillsats av syntetisk gummi, som kan absorbera fukt mycket bra [2]. Som ett resultat häftar hudskyddsplattan bättre och huden håller sig i gott skick vid höga temperaturer eller ansträngande aktiviteter.
- ✓ Häftan ska fästas intakt på huden, och kan appliceras på känslig och irriterad hud.
- ✓ Toppskiktet som är av tunt skum och den mjuka konvexiteten (soft convex) gör häftan bekväm för huden.
- ✓ Hudskyddsplattan har många varianter med förstansade öppningar för stomin. Konvexringen ligger så nära stomin som möjligt och ger ett mjukt och jämt tryck.
- ✓ Den töjbara stomiöppningen skär inte in i stomin när den rör sig. (Figur 1)
- ✓ Unikt 4-punktsbälte. (Figur 2)



FUNKTIONER SLUTNA PÅSAR:

- ✓ Effektivt filter som gör att tarmgaser släppts ut naturligt och utan lukt [3]. (Fig. 3)
- ✓ Extra vattenavvisande skikt mellan stomin och filtret för att skydda filtret och förhindra läckage.
- ✓ Beige påse med inspektionsfönster (Fig. 4), gör det möjligt att inspektera stomin och underlätta appliceringen på huden.

COLOMATE® SLUTNA PÅSAR MED KONVEX HUDSKYDDSPLATTA (SOFT CONVEX)

Konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå.



LARGE BEIGE MED INSPEKTIONSFÖNSTER.
10 stycken per förpackning. Påsens längd: 20,5 cm. Volym: 500 ml.

SVENSKT VNR	ARTIKEL-NUMMER	STOMI-ÖPPNING	MAX. ÖPPNING
738800	CLTC 113-35	13 mm (start)	35 mm
738801	CLTC 113-44	13 mm (start)	44 mm
738802	CXLTC 113-54	13 mm (start)	54 mm
738803	CLTC 122	22 mm	24 mm
738804	CLTC 125	25 mm	27 mm
738805	CLTC 128	28 mm	31 mm
738806	CLTC 132	32 mm	34 mm
738807	CLTC 135	35 mm	37 mm
738808	CLTC 138	38 mm	40 mm
738809	CLTC 141	41 mm	44 mm

COLOMATE® SLUTNA PÅSAR MED OVAL KONVEX Oval konvex hudskyddsplatta för stomier vid eller under hudens nivå.



LARGE BEIGE MED INSPEKTIONSFÖNSTER.
10 stycken per förpackning. Påsens längd: 20,5 cm. Volym: 500 ml.

SVENSKT VNR	ARTIKEL-NUMMER	STOMI-ÖPPNING	MAX. ÖPPNING
738819	CLTCO 113-44	13 mm (start)	44 x 29 mm
738820	CLTCO 113-54	13 mm (start)	54 x 37 mm